

REF TM-317 Ausschließlich
zum Einmalgebrauch

14 ga x 3,25 in. NSN 6515-01-655-9514

TyTek Medical Inc.

4700 Ashwood Drive, Suite 445 | Cincinnati, OH 45241

www.tytekmedical.com

tytek
medical
(+1) 513-247-2002




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Tel: (+31) 70 345 8570
Fax: (+31) 70 346 7299

STERILE R

CE
1639

Anweisungen für geschultes medizinisches Personal

- Wählen Sie die Stelle, an der die Nadel eingeführt werden soll, indem Sie den zweiten Interkostalraum auf der vorderen Brust an der Medioklavikularlinie identifizieren, der auf derselben Körperseite der Verletzung ist. (ABB. 1)
- Verwenden Sie eine antimikrobielle Lösung, um die Nadeleinstichstelle zu reinigen.
- Prüfen Sie, ob der Sicherheitssiegel unversehrt ist. Sollte dieser nicht mehr intakt sein, benutzen Sie dieses Produkt bitte nicht. Halten Sie den PneumoDart® fest, drehen Sie die Sechskantkappe, um das Siegel zu brechen, und entfernen Sie die Kappe.
- Entfernen Sie den PneumoDart® aus dem Gehäuse.
- Inserieren Sie die Nadelführung über dem oberen Rand der dritten Rippe in Medioklavikularlinie in die Haut des Patienten ein. Führen Sie die Nadel in den Interkostalraum in einem Winkel von 90° zur Brustwand ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Eintritt nicht medial zur Brustwarzenlinie und nicht zum Herzen gerichtet ist.
- Die federbelastete, einziehbare Sicherheitsspitze (ABB. 3) zieht sich ein, wenn die Nadel durch die Brustwand gedrückt wird, und rückt automatisch vor, sobald die Pleurahöhle durchdrungen ist.
- Visuelle Nadelpositionsanzeige (ABB. 4). Sobald der PneumoDart die Pleurahöhle durchdringt, klickt die blaue Anzeige in der unteren Position ein und Sie hören ein plötzliches Entweichen von Luft, wenn der Spannungspneumothorax dekomprimiert wird.
- Sichern Sie den Katheter gemäß der Ausbildungsinstruktionen.
- Überwachen Sie den Patienten sorgfältig auf Wiederauftreten des Spannungspneumothorax oder Atemnot.



Körpersubstanzisolation-Warnung

Um den Kontakt zu kontaminierten Flüssigkeiten zu vermeiden, wenden Sie stets die entsprechenden Verfahren zur Isolierung von Körpersubstanzen an und verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung.

Achtung

PneumoDart® sollte nur von Personal verwendet werden, das eine angemessene Schulung zum Entlasten eines Spannungspneumothorax erhalten hat. Unsachgemäße Verwendung von PneumoDart® kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie PneumoDart® gemäß den Anweisungen Ihrer Rettungsdienst-Behörde oder eines Arztes. Setzen Sie den PneumoDart bei aktiven Brustkorbkompressionen nicht ein.

Die möglichen Risiken bei einer Nadeldekompression umfassen Herztamponade, lebensbedrohliche Blutungen aufgrund einer Verletzung der Lungenarterie, der Aorta oder der Interkostalgefäße, nicht-therapeutisches Einführen und mögliche Nervenverletzungen an der Nadeleinführungsstelle. Risiken können vermieden werden, wenn Sie sich an die bewährten Protokolle, die Ausbildungsanleitungen und die Einstichstelle halten. Nichtbeachtung der obigen Anweisungen kann zur Dekompensation des Patienten, Verletzungen und / oder Tod führen.

PneumoDart®

14 ga x 3,25 in.
Ausschließlich zum
Einmalgebrauch
REF TM-317

lytek
medical

(+1) 513-247-2002

TyTek Medical Inc.

www.tytekmedical.com | 4700 Ashwood Drive Suite 445 | Cincinnati, OH 45241

STERILE R

CE

1639

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Tel: (+31) 70 345 8570
Fax: (+31) 70 346 7299

Entsorgung

PneumoDart® ist ausschließlich zum Einmalgebrauch geeignet. Es ist unter keinen Umständen wiederverwendbar. Es kann einmal verwendet werden und muss dann ordnungsgemäß entsorgt werden. Sorgen Sie dafür, dass das PneumoDart® entsprechend entsorgt wird, um eine Aussetzung der Körpersubstanzen potentiell infektiöser Substanzen auszuschließen und Verletzungen durch scharfe Gegenstände zu vermeiden.

Aufbewahrung

Halten Sie PneumoDart® trocken und lagern Sie es bei Temperaturen zwischen 10°F und 140°F.

Eingeschränkte Garantie

Die in dieser Packung enthaltenen Produkte und Komponenten sind Medizinprodukte, die ausschließlich zur Verwendung durch entsprechend geschultes medizinisches Fachpersonal bestimmt sind. TyTek Medical Inc. garantiert, dass die Produkte und Komponenten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind und für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Lieferung von TyTek medical Inc. von ausschließlich geschultem medizinischem Fachpersonal für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck als Medizinprodukte verwendet werden dürfen. Jegliche Verwendung der Produkte oder Komponenten über die in diesem Material beschriebene spezifische Verwendung hinaus oder die Verwendung durch eine Person, die nicht geschult oder gesetzlich zur Verwendung der Produkte oder Komponenten befugt ist, führt zum Erlöschen dieser eingeschränkten Garantie. SOFERN HIER NICHT ANDERWEITIG FESTGELEGT, ÜBERNIMMT TYTEK MEDICAL INC. KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE PRODUKTE ODER BESTANDTEILE UND SCHLIESST INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS.

Verkauf und Gebrauch dieses Artikels erfolgt ausschließlich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von www.tytekmedical.com.

lytek
medical