

Bedienungsanweisung PAX RTS Cocoon - light - tactical Art.-Nr. 288096944

1. Zweck und Anwendungsbereich

Diese Bedienungsanweisung regelt Vorbereitung, Einsatz, Verwundetenaufnahme und Transport mittels des Rettungs- und Transportsystems (RTS) PAX Cocoon – light – tactical.



2. Vor Anwendung des RTS

Vor jeder Verwendung ist der mittige Reißverschluss vollständig zu öffnen. Das RTS ist auf ebenem Untergrund vollständig auszubreiten und der Klettverschluss im Kopfbereich vollständig zu öffnen.

3. Verwundetenaufnahme RTS

Die verwundete Person ist zentral in das ausgelegte RTS zu lagern. Der Klettverschluss im Kopfbereich ist zu schließen, um die Lage der Person zu sichern. Beide seitlichen Flügel des Systems sind zur Körpermitte zu führen und mittels Reißverschluss vollständig zu verriegeln. Die Klettbänder im Schulter- und Fußbereich sind so einzustellen, dass eine sichere Umschließung des Verwundeten gewährleistet ist.



4. Herstellung der Transportbereitschaft

Nach dem Verschließen aller Systemteile ist die Gesamt-sicherung zu überprüfen. Besondere Aufmerksamkeit gilt:

- geschlossenem Kopfbereich,
- vollständig verriegelten Längsverschlüssen,

Der Verwundete gilt als transportbereit, wenn alle Öffnungen verschlossen und der Verwundete vollständig gegen Herausrutschen gesichert ist.

5. Zugangsöffnungen für medizinische Maßnahmen

Für medizinische Interventionen können die dafür vorgesehenen Reißverschluss-segmente genutzt werden.

Folgende Körperbereiche sind einzeln zugänglich:

- Oberkörper,
- Arme,
- Beine.

6. Zusatzausstattung RTS

Im linken Brustbereich befindet sich ein Klarsichteinschub zur Aufnahme einsatz-relevanter Dokumente.



WARNUNG:

Bei Verwendung selbstheizender Wärmedecken auf korrekte Positionierung achten. Dauerhafte Hitzeabgabe kann Wärmestau verursachen. Temperatur des Verwundeten regelmäßig kontrollieren.

Nur die zur Versorgung erforderliche Öffnung ist freizugeben. Angrenzende Bereiche sind geschlossen zu halten, um Wärmeverlust und unbeabsichtigtes Herausrutschen zu verhindern.

7. Transportverfahren RTS

Der Transport ist ausschließlich über die zehn fest installierten Tragegriffe durchzuführen.

REF

288096944
PAX RTS Cocoon - light - tactical



www.pax-bags.com



Hersteller: X-CEN-TEK GmbH & Co. KG
Westerburger Weg • 26203 Wardenburg

