

W W W . 6 8 M E D I C A L . C O M



VI VIII

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

 SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS

TABLE OF CONTENT

Arabic	3
Bulgarian	4
Croatian	5
Czech	6
Danish	7
Dutch	8
English	9
Estonian	10
Finnish	11
French	12
German	13
Greek	14
Hindi	15
Hungarian	16
Irish	17
Italian	18
Korean	19
Latvian	20
Lithuanian	21
Maltese	22
Mandarin Chinese	23
Norwegian	24
Polish	25
Portuguese	26
Romanian	27
Slovak	28
Slovenian	29
Spanish	30
Swedish	31
Thai	32
Turkey	33
Ukrainian	34

THE ADVANTAGE

الاستخدام مع لفائف الضغط



تم تصميمه للاستخدام من قبل المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الرعاية الصحية في مرحلة ما قبل المستشفى.

تم تصميمه للاستخدام على المرضى الذين يعانون من جروح خارجية يمكن علاجها من خلال الضغط على موقع الزيف أو بالقرب من موقع الزيف من خلال الضغط على الأوعية الدموية التي تتزف.

للسيطرة على مصادر الزيف الخارجي المتعددة.

لا أحد

توفير التحكم في الزيف القريب، تحويل العاصية، والضغط النقطي لإدارة الزيف البسيط والضغط المستمر على شحوة الجرح.

تصميم صغير وخفيف الوزن مصنوع من بوليستر عالي التأثير لتحقيق المتانة يتحمل درجات الحرارة القصوى

إدعاءات المنتج

تبسيط إدارة الزيف: يحرز بديك بمجرد تثبيته في مكانه - إجراء إجراءات الطوارئ الحادة الأخرى

الوقت - متوافق مع جميع العاصيات والضمادات غير الضاغطة الموسمي بها من CoTCCC بعد من الارتجال وإعادة الزيف، مما يؤدي إلى فقدان الدم غير الضروري

استخدام متعدد المواقع - رؤوس متعددة الأحجام للتحكم في الزيف القريب، والضغط المباشر على التئمة، و تحويل العاصية

التخديرات والمخاطر المتبقية

الجهاز للاستخدام مرة واحدة فقط. قد يؤدي إعادة الاستخدام إلى خطر انتقال العدوى وقذف وظيفة المنتج.

قد يؤدي استخدام المنتج بعد انتهاء صلاحيته إلى الإصابة بالعدوى المتعددة أو فقدان الوظيفة.

يتم التخلص منها ككفايات رعاية صحية بعد الاستخدام. إن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى خطر انتقال العدوى.

الموتلة والتخزين

تعمل درجات الحرارة القصوى يجب تخزين المنتج في منطقة تخزين داخلية جافة في العبوة الأصلية.

التخلص منها ككفايات صحية.

يتميز شريط الضغط The Advantage بتقنية جهاز الضغط النقطي (P3D) لتوفير السيطرة على الزيف الداني، وللتحويل من العاصية، وللتطبيق ضغط موضعي للتحكم في الزيف البسيط، وللحفاظ على ضغط مستمر فوق شحوة الجرح.

من السهل حملها في جميع مستويات الرعاية بسبب تصميمها الصغير وخفيف الوزن ومصنوعة من بوليستر عالي التأثير لتحقيق المتانة والتحمل لدرجات الحرارة القصوى.

يثبت

الخطوة 1. قم بلك شريط الضغط من بطاقة التخزين

الخطوة 2. إزالة الرأس المطلوب وإدراج علامات التثبيت

الخطوة 3. إزالة شريط الضغط من بطاقة التخزين. إزالة الرأس المطلوب.

الخطوة 4. قم بإدخال علامات تثبيت رأس الضغط في الفتحات الموجودة في الجزء البطني من شريط الضغط.

الخطوة 5. إعادة لفائف الضغط

الخطوة 6. تأمين نهاية الشفة

الخطوة 7. تأمين نهاية الشفة ومراقبة المريض

الخطوة 8. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 9. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 10. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 11. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 12. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 13. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 14. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 15. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 16. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 17. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 18. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 19. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 20. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 21. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 22. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 23. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 24. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 25. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 26. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 27. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 28. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 29. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 30. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 31. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 32. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 33. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 34. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 35. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 36. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 37. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 38. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 39. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 40. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 41. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 42. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 43. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

الخطوة 44. إعادة التقييم بعد أي حركة للمريض

THE ADVANTAGE



Предназначение

Проектиран за употреба от екипи за първа помощ и здравни специалисти в доболнична обстановка. Профил на пациента

Показание

За контролиране на външни кръвоизливи (кръвоизливи) от множество източници.

Противопоказания

Няма

Клинични ползи

За осигуряване на контрол на проксималния кръвоизлив, за преобразуване на турникета, точков натиск за овладяване на лек кръвоизлив и за продължаващо натискане върху раната.

Характеристики на ефективността

Малък и лек дизайн. Изработен от удароустойчив полимер за издръжливост. Изключително издръжлив към температури.

Продуктови твърдения

Опростяване на справянето с кръвоизливи:
Освобождава ръцете Ви, след като е закрепен на място извършване на други процедури за остри спешни случаи

Оперативна съвместимост - съвместим с всички турникети, превръзки и непритискащи превръзки, препоръчани от SoTCCC. Ограничава импровизирането и повторното кръвене, водещо до ненужна загуба на кръв.

Многофункционална употреба - глави с различни размери за контрол на проксималния кръвоизлив, директен натиск върху тампона и преобразуване на турникет

Предупреждения и остатъчен риск

Устройството е само за еднократна употреба. Повторната употреба крие риск от кръстосана инфекция и загуба на функционалност на продукта. Употребата с изтекъл срок на годност рискува кръстосана инфекция или загуба на функционалност. Изхвърлете като медицински отпадък след употреба. Ако не го направите, рискувате кръстосана инфекция.

Работа и съхранение

Издръжлив на екстремни температури
Продуктът трябва да се съхранява на сухо, закрито складово помещение в оригинална опаковка.

Изхвърляне

Изхвърлете като медицински отпадък.

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с това устройство, трябва да бъде докладван на производителя: vigilance@68medicalsolutions.com

Притискащата лента The ADVANTAGE е снабдена с технологията Popp Point Pressure Device (P3D), която осигурява контрол на проксималния кръвоизлив, преобразуване на турникет, точково налягане за овладяване на лек кръвоизлив и за продължаващо налягане върху раната.

Удобна е за носене от всички нива на грижа благодарение на малкия и лек дизайн и е изработена от високоустойчив полимер за издръжливост и екстремни температурни толеранси.

Първоначална подготовка

СТЪПКА 1. Откачете притискащата лента от картата за съхранение Леко натиснете навътре двата езичета, показани на снимката, за да откачите притискащата лента от картата за съхранение.

СТЪПКА 2. Отстранете желаната глава и поставете езичетата
След като лентата за налягане бъде извадена от картата за съхранение, Отстранете желаната глава. Поставете езичетата на притискащата глава в прорезите в долната част на притискащата щанга. Забележка: За използване на притискащата лента без притискаща глава, преминете към Стъпки за приложение СТЪПКА 3. Завършена и готова за употреба

Използвайте с притискащи превръзки

СТЪПКА 1. Закрепете превръзката върху раната

Локализирайте и разкрийте раната. Поставете тампона, както е необходимо.

Закрепете превръзката върху раната

СТЪПКА 2. Поставете притискаща лента върху центъра на раната

Поставете притискащата лента върху центъра на раната.

Ако е възможно, прилагайте натиск по време на цялото приложение.

СТЪПКА 3. Превръзката се увида около тялото или крайника

Превръзката се увида около тялото или крайника

Каналите за пренасочване могат да се използват за пренасочване на превръзката или ако е желано механично предимство.

Това ще увеличи периферното налягане. Каналите могат да се използват и за закрепване на лентата на място.

СТЪПКА 4. Прокарайте превръзката около крайника или тялото и през С-канала

Прокарайте превръзката около крайника или тялото и през С-канала

Забележка: не са необходими изключително стегнати превръзки.

Височинното отместване на С-каналите позволява увеличено налягане.

СТЪПКА 5. Закрепете края на превръзката

Закрепете края на превръзката.

Следете за пропукане.

Проценете след всяко движение на пациента

Използвайте с турникет (допълнително превързване)

СТЪПКА 1. Изберете подходящата глава

Определете мястото на раната, която ще бъде превързана.

Разкрийте раната. Определете точката на кръвене и приложете ръчен натиск. Приложете марля или хемостатична марля към източника на кръвене

Превържете раната точно под краищата ѝ, като позволите на избраната глава да легне в ложето на раната.

СТЪПКА 2. Поставете помпата за налягане върху превръзаната зона и източника на кръвене

Поставете притискащата глава върху превръзочната марля, като ѝ позволите да се вмести в раната. Прилагайте натиск надолу по време на цялото приложение.

СТЪПКА 3. Увийте турникета около наранената област

Увийте/прокарайте турникета около наранения крайник, като се уверите, че устройството не е усукано, и свържете отново катарамата.

Забележка: The Advantage ще работи с повечето турникети, предлагани в търговската мрежа. SOFT беше използван за демонстрационни цели.

СТЪПКА 4. Отстранете хлабината и се уверете, че лентата на турника е центрирана в С-каналите на лентата за притискане

Отстранете хлабината и се уверете, че лентата на турника е центрирана в С-каналите на лентата за притискане. Забележка: Някои потребители предпочитат да не поставят безвъздушната система директно върху лентата за притискане.

СТЪПКА 5. Премахнете всички хлабини

Премахнете всички хлабини. Височинната на С-каналите ще избути притискащата глава надолу над източника на изтичане.

СТЪПКА 6. Затегнете безвъздушно, ако е необходимо допълнително отстраняване на хлабината

Осигурете правилно поставяне и наблюдавайте за повторно кръвене.

Забележка: Разхлабете и репозиционирайте според нуждите. Проценете след всяко движение на пациента

Използвайте с турникет за разтягане и превързване (проксимален натиск)

СТЪПКА 1. Локализирайте нараняването, приложете натиск и изберете притискаща глава

Локализирайте нараняването и приложете ръчен натиск. Изберете глава за проксимално налягане и я прикрепете към лентата за притискане.

СТЪПКА 2. Поставете притискащата глава върху проксималния ориентир за контрол на кръвоизлива

Поставете притискащата глава върху проксималния ориентир за контрол на кръвоизлива

Приложете силен натиск.

Трябва да забележите значително намаляване на кръвта, течаща от източника на кръвеното.

СТЪПКА 3. Поставете турникета около пациента и го закрепете с катарамата.

Поставете турникета около пациента и го закрепете с катарамата.

Предназначен за употреба за овладяване на леки до животоспасяващи кръвоизливи. Потребителски профил Продължете да улавяте, за да закрепите края на турника, затегнете безвъздушно, ако е необходимо, върху безвъздушен турникет, за да премахнете допълнителната хлабина.

Повечето турникети ще работят: за тази демонстрация беше използван Full Stop. Ако турникетът, който използвате, е твърде къс, можете да свържете два едновременно.

СТЪПКА 4. Преценете положението и издръжливостта, докато приплене плътно

Проценете положението на притискащата глава и разхлабете турникета. Предназначен за употреба при пациенти с външни рани, които могат да се овладят чрез компресия на мястото на кръвене или точно проксимално от мястото на кръвене чрез компресия на кръвоносния(ите) съд(ове), който(ите) кръви(ят).

СТЪПКА 5. Закрепете турникета и преценете състоянието

Затегнете времето на прилагане на етикета за време на турникета

Следете за контрол на кръвоизлива и регулирайте устройството, ако е необходимо, особено след всяко движение на пациента

Използвайте с 4" и 6" Непритискаща превръзка

СТЪПКА 1. Поставете превръзката центрирано върху раната

Локализирайте и разкрийте раната. Поставете превръзката центрирано върху раната.

СТЪПКА 2. Поставете притискащата лента върху центъра на подложката за превръзка

Поставете притискащата лента върху центъра на превръзката. Ако е възможно, прилагайте натиск по време на цялото приложение.

СТЪПКА 3. Прокарайте водача на превръзката около каналите за пренасочване

Прокарайте водача на превръзката около каналите за пренасочване, ако е желателно механично предимство. Това ще увеличи периферното налягане. Ако не, преминете към стъпка 4.

Забележка: Тази стъпка не винаги е необходима, само ако е желателно повишено периферно налягане. СТЪПКА 4.

Прокарайте превръзката около крайника или тялото и през С-канала

Прокарайте превръзката около крайника или тялото и през С-канала Забележка: не са необходими изключително стегнати обвивки. Височинното отместване на С-каналите позволява увеличено налягане.

СТЪПКА 5. Закрепете края на превръзката Закрепете края на превръзката

Следете за кръвене.

Проценявайте след всяко движение на пациента.

Видеокипове с инструкции за употреба са достъпни на:

WWW.68MEDICAL.COM



F034_001_Rev 0_0525

THE ADVANTAGE

Upotrebljavati s kompresivnim oblogama







Upotrebljavati s podvezom (prekomjerno zamatanje)








Upotrebljavati s kompresivnim oblogama









REF TADV-02



REF TADV-02



6:8 Medical Solutions
1805 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 252-5111
vigilance@68medicalsolutions.com



Real8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Irska
A63CD42



TraumaMed Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
England, G150 3DT



Proizvodnja

CE oznaka

Sukladnost procijenjena u Ujedinjenom Kraljevstvu

Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici / Europskoj uniji

Ovlašteni predstavnik u Ujedinjenom Kraljevstvu

Uvoznik

Medicinski proizvod

Nesterilno

Ne ponovno upotrebljavati

Ne sadrži prisutnost prirodnog kaučukovog lateksa

Pogledajte upute za uporabu

Ne upotrebljavajte ako je pakiranje oštećeno i pogledajte upute za uporabu

Držite podalje od sunčeve svjetlosti

Držati na suhom

UDI Jedinstveni identifikator uređaja

REF Broj kataloga

LOT Šifra serije

Rok trajanja

Predviđena namjena

Namijenjeno za upravljanje manjim do životno opasnim krvarenjima. Korisnički profil Nastavite omotavati kako biste pričvrstili kraj podveze, a po potrebi zategnite šipku podveze na podvezi bez šipke podveze kako biste otklonili dodatnu labavost.

Osmišljeno za uporabu od strane hitnih službi i zdravstvenih djelatnika u predbolničkom okruženju.

Profil pacijenta

osmišljeno za uporabu kod pacijenata s vanjskim ranama koje se mogu zbrinuti kompresijom na mjestu krvarenja ili neposredno proksimalno od mjesta krvarenja kompresijom krvne/ih žile/a koja/e krvri/e.

Indikacija

Za upravljanje višestrukim izvorima vanjskog krvarenja (hemoragije).

Kontraindikacije

Nema

Kliničke koristi

Za upravljanje proksimalnim krvarenjem, za pretvorbu podveza, točkasti pritisak za zbrinjavanje manjih krvarenja i kontinuirani pritisak preko zavoja rane.

Karakteristike radnih svojstava

Mali i lagan dizajn izrađen od visokotopnog polimera za izdržljivost Ekstremne temperature razlike

Izjave o proizvodu

Pojednostavljen zbrinjavanja krvarenja: oslobađa vam ruke nakon što je pričvršćeno na mjesto - provedba drugih akutnih hitnih postupaka Interoperabilnost – kompatibilna sa svim podvezama, zavojima i nekompresivnim zavojima koje preporučuje CoTC-CC. Ograničava improvizaciju i ponovno krvarenje, koji dovode do nepotrebnog gubitka krvi. Uporaba na više mjesta – glave različitih veličina za upravljanje proksimalnim krvarenjem, izravni pritisak na zavoj i pretvorbu podveze

Upozorenja i preostali rizik

Proizvod je samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna uporaba riskira unakrsnu infekciju i gubitak funkcionalnosti proizvoda. Korištenje proizvoda s isteklim rokovima trajanja riskira unakrsnu infekciju ili gubitak funkcionalnosti. Nakon uporabe odložiti kao medicinski otpad. Ako se to ne učini, riskira se unakrsna infekcija.

Rukovanje i skladištenje

Ekstremne temperature razlike
Proizvod treba čuvati u suhom, zatvorenom skladišnom prostoru u originalnoj ambalaži.

Odlaganje

Odložiti kao medicinski otpad.

Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s ovim proizvodom treba prijaviti proizvođaču: vigilance@68medicalsolutions.com

Pritisna poluga The ADVANTAGE posjeduje tehnologiju Popp Point Pressure Device (P3D) koja omogućuje upravljanje proksimalnim krvarenjem, služi za pretvorbu podveza, točkasti pritisak za zbrinjavanje manjih krvarenja i kontinuirani pritisak preko gaze rane.

Lako je nositi je na svim razinama njege zbog malog i laganog dizajna, a izrađena je od visokotopnog polimera za izdržljivost i ekstremne temperature razlike.

Postavljanje

- KORAK Oslobođite pritisnu polugu s kartice za pohranu**
Lagano pritisnite prema unutra dva jezička prikazana na slici kako biste oslobodili pritisnu šipku s kartice za pohranu.
- KORAK Uklonite željenu glavu i umetnite jezičke**
Nakon što se pritisna poluga ukloni s kartice za pohranu. Uklonite željenu glavu.
- KORAK Omotajte zavoj oko tijela ili uda**
Umetnite jezičke pritisne glave u utor na dnu pritisne poluge. Bilješka: Za korištenje pritisnom polugom bez tlačne glave prijedite na korake za primjenu
- KORAK Završeno i spremno za uporabu**

Upotrebljavati s kompresivnim oblogama

- KORAK Pričvrstite zavoj preko rane**
Pronađite i otkrijte ranu. Omotajte po potrebi. Pričvrstite zavoj preko rane
 - KORAK Postavite pritisnu polugu preko središta rane**
Postavite pritisnu polugu preko središta rane. Ako je moguće, tijekom cijele primjene pritišćite prema dolje.
 - KORAK Omotajte zavoj oko tijela ili uda**
Omotajte zavoj oko tijela ili uda
Kanali za preusmjeravanje mogu se upotrebljavati za preusmjeravanje zavoja ili ako se želi postići mehanička prednost.
To će povećati obodni pritisak. Kanali se također mogu upotrebljavati za učvršćivanje poluge na mjestu.
 - KORAK Provućite zavoj oko uda ili tijela i kroz kanal C**
- Napomena: nisu potrebni izrazito čvrsti zavoji. Visinski pomak kanala C omogućuje povećani pritisak prema dolje.
- KORAK Pričvrstite kraj zavoja**
Pričvrstite kraj zavoja. Pratite ako će rana prokvariti kroz njega
Ponovno procijenite nakon svakog pokreta pacijenta

Upotrebljavati s podvezom (prekomjerno zamatanje)

- KORAK Odaberite odgovarajuću glavu**
Pronađite ranu koju je potrebno podvezati.
Otkrijte ranu. Odredite mjesto krvarenja i primijenite ručni pritisak. Postavite gazu ili hemostatsku gazu na izvor krvarenja
- KORAK Postavite pritisnu glavu preko omotanog područja i izvora krvarenja**
Postavite pritisnu glavu preko omotane gaze, dopuštajući joj da sjedne u ranu. Primijenjujte pritisak prema dolje tijekom cijele primjene.
- KORAK Omotajte podvezu oko ozlijeđenog područja**
Omotajte/provućite podvezu oko ozlijeđenog ekstremiteta, pazeći da proizvod nije uvrnut, i ponovno spojite kopču.
- KORAK Otklonite labavost i pobrinite se da je traka podveza usredita u kanalima C pritisne poluge**
Otklonite labavost i pobrinite se da je traka podveza usredita u kanalima C pritisne poluge.
Napomena: Neki korisnici ne žele da se šipka podveza postavlja direktno iznad pritisne poluge.
- KORAK Otklonite svu labavost**
Otklonite svu labavost. Visina kanala c će gurnuti pritisnu polugu prema dolje preko izvora krvarenja.
- KORAK Zategnite šipku podveze ako je potrebno dodatno otklanjanje labavosti**
Osigurajte pravilno postavljanje i pratite ponovno krvarenje.
Bilješka: Otpustite i premjestite po potrebi. Ponovno procijenite nakon svakog pokreta pacijenta

Upotrebljavati s podvezom za istezanje i omatanje (proksimalni pritisak)

- KORAK Pronađite ozljedu, primijenite pritisak i odaberite glavu za pritisak**
Pronađite ozljedu i primijenite ručni pritisak. Odaberite glavu za proksimalni pritisak i pričvrstite je na pritisnu polugu.
- KORAK Postavite pritisnu glavu na orijentir upravljanja proksimalnim krvarenjem**
Postavite pritisnu glavu na orijentir upravljanja proksimalnim krvarenjem
Snažno pritisnite prema dolje.
- KORAK Omotajte podvezu oko pacijenta i spojite kopču**
Omotajte podvezu oko pacijenta i spojite kopču
Većina podveza će funkcionirati; za ovu demonstraciju upotrijebljena je podveza Full Stop. Ako je podveza koju upotrebljavate prekratka, možete spojiti dva u tandem.
- KORAK Ponovno procijenite položaj i povucite dok ne bude čvrsto**
Ponovno procijenite položaj pritisne glave i olabavite podvezu.
- KORAK Pričvrstite podvezu i ponovno procijenite**
Zapišite vrijeme primjene na oznaku s vremenom primjene podveze ili zabilježite vrijeme primjene
Pratite upravljanje krvarenjem i prilagodite proizvod po potrebi, posebno nakon bilo kakvog pokreta pacijenta

Upotrebljavajte s 4" i 6" Zavoj bez pritiska

- KORAK Stavite zavoj usredito preko rane**
Pronađite i otkrijte ranu. Stavite jastučić zavoja usredito preko rane.
- KORAK Postavite pritisnu polugu preko središta jastučića zavoja**
Postavite pritisnu polugu preko središta jastučića zavoja. Ako je moguće, tijekom cijele primjene pritišćite prema dolje.
- KORAK Usmjerite vodilicu zavoja oko kanala za preusmjeravanje**
Ako je potrebna mehanička prednost, usmjerite vodilicu zavoja oko kanala za preusmjeravanje. To će povećati obodni pritisak. Ako ne, prijedite na 4. korak.
Bilješka: Ovaj korak nije uvijek potreban, već samo ako je potreban povećani obodni tlak.
- KORAK Provućite vodilicu zavoja oko uda i kroz kanal C**
Provućite vodilicu zavoja oko uda i kroz kanal C Napomena: nisu potrebni izrazito čvrsti zavoji. Visinski pomak kanala C omogućuje povećani tlak prema dolje.
- KORAK Pričvrstite kraj zavoja**
Pričvrstite kraj zavoja
Pratite je li došlo do prokvaravanja. Ponovno procijenite nakon svakog pokreta pacijenta.

Kako upotrebljavati videozapise dostupne na:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Použití s tlakovými obvazy



Zajistíte popruh na místě přes ránu.

Umístíte aplikátor tlaku na střed rány.

Obtočte popruh kolem těla nebo končetiny.


Obtočte popruh kolem končetiny nebo těla a skrz drážku tvaru C.

Zajistíte konec popruhu.

REF TADV-02



Použití s turniketem (na tlakovém obvazu)



Vyberte vhodnou hlavici.

Umístíte tlakovou hlavici na tlakový ob vaz a zdroj krvácení.

Omotejte turniket kolem poraněného místa.

Pás turniketu utáhněte a zkontrolujte, že se nachází uprostřed drážek tvaru C aplikátoru tlaku.

Utáhněte popruh.

Je-li třeba popruh více utáhnout, použijte stahovací tyč.

REF TADV-02



Neobsahuje přírodní kaučukový latex

Viz návod k použití

Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, a přečtěte si návod k použití

Chraňte před slunečním zářením

Uchovávejte v suchu

Jedinečný identifikátor zařízení

Katalogové číslo

Kód šarže

Datum spotřeby

Zamýšlený účel

Určeno pro použití záchranářů a zdravotníků před transportem do nemocnice. Profil pacienta

Určeno k použití u pacientů s vnějšími ranami, které lze ošetřit kompresí v místě krvácení nebo proximálně k místu krvácení kompresí krvácející cévy nebo cév.

Indikace

K zastavení vnějšího krvácení.

Kontraindikace

Žádné

Klinické přínosy

K zajištění kontroly proximálního krvácení, ke konverzi turniketu, bodového tlaku pro zástavu drobného krvácení a pro nepřetržitý tlak přes ob vaz na ránu.

Funkční charakteristiky

Malá a lehká konstrukce z vysoce odolného polymeru pro dlouhou životnost Odolnost vůči extrémním teplotám

Tvrzení o produktu

Snazší zástava krvácení: Po připevnění budete mít volné ruce pro další akutní nouzové postupy Interoperabilita – kompatibilita se všemi turnikety, popruhy a netlakovými obvazy doporučenými CoTCCC. Omezuje improvizaci a další krvácení, které vede ke zbytečné ztrátě krve. Použití na více místech – hlavice různých velikostí pro zástavu proximálního krvácení, přímý tlak na tlakový ob vaz a konverzi turniketu.

Varování a zbytkové riziko

Prostředek je určen pouze k jednorázovému použití. Při opakovaném použití hrozí křížová infekce a ztráta funkčnosti produktu. Použití po uplynutí doby použitelnosti může vést k infekci nebo ztrátě funkčnosti. Po použití zlikvidujte jako zdravotnický odpad. V opačném případě hrozí křížová infekce.

Manipulace a skladování

Odolává extrémním teplotám. Výrobek musí být skladován v suchém vnitřním skladovacím prostoru v originálním obalu.

Likvidace

Zlikvidujte jako zdravotnický odpad.

Jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s tímto prostředkem, oznamte výrobci: vigilance@68medicalsolutions.com

Aplikátor tlaku ADVANTAGE je vybaven technologií Popp Point Pressure Device (P3D), která zajišťuje kontrolu proximálního krvácení, konverzi turniketu, bodový tlak pro zástavu drobného krvácení a pro nepřetržitý tlak přes ob vaz na ránu.

Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti a konstrukci z vysoce odolného polymeru pro odolnost a snášením extrémních teplot se snadno přenáší při poskytování všech úrovní péče.

Připrava

1. KROK. Odepněte aplikátor tlaku z ochranné karty. Lehkým zatlačením dovnitř na dvě vyobrazené západky odepněte aplikátor tlaku z ochranné karty.

2. KROK. Sejměte požadovanou hlavici a vloďte úchytky. Po vyjmutí aplikátoru tlaku z ochranné karty sejměte požadovanou hlavici.

Vložte jazyčky tlakové hlavice do otvorů na spodní straně aplikátoru tlaku. Poznámka: Chcete-li aplikátor tlaku použít bez tlakové hlavice, přejděte k postupu aplikace. 3. KROK. Prostředek je kompletní a připravený k použití.

Použití s tlakovými obvazy

1. KROK. Zajistíte popruh na místě přes ránu.

Lokalizujte a odkryjte ránu. V případě potřeby přiložte tlakový ob vaz.

Zajistíte popruh na místě přes ránu. **2. KROK. Umístíte aplikátor tlaku na střed rány.**

Umístíte aplikátor tlaku na střed rány. Pokud je to možné, po celou dobu aplikace vyvíjejte tlak směrem dolů.

3. KROK. Obtočte popruh kolem těla nebo končetiny.

Obtočte popruh kolem těla nebo končetiny. Drážky pro změnu směru lze použít k přesměrování popruhu nebo pokud je požadována mechanická výhoda.

Zvýší se tím obvodový tlak. Drážky lze také použít k upevnění aplikátoru na místě.

4. KROK. Obtočte popruh kolem končetiny nebo těla a skrz drážku tvaru C.

Obtočte popruh kolem končetiny a skrz drážku tvaru C.

Poznámka: Popruh není třeba příliš utahovat. Výškové odsazení drážek tvaru C umožňuje zvýšit tlak směrem dolů.

5. KROK. Zajistíte konec popruhu.

Zajistíte konec popruhu. Sledujte, zda neprosakuje krev.

Po jakémkoli pohybu pacienta znovu posuďte situaci.

Použití s turniketem (na tlakovém obvazu)

1. KROK. Vyberte vhodnou hlavici.

Lokalizujte ránu, která vyžaduje tlakový ob vaz.

Odhalte ránu. Identifikujte místo krvácení a aplikujte manuální tlak. Ke krvácející ráně přiložte gázu nebo hemostatickou gázu.

Tlakový ob vaz přiložte těsně pod okraje rány, aby vybraná hlavice mohla spočívat v dółku s ránou.

2. KROK. Umístíte tlakovou hlavici na tlakový ob vaz a zdroj krvácení.

Umístíte tlakovou hlavici nad stlačenou gázu tak, aby hlavice zapadla do rány.

Po celou dobu aplikace vyvíjejte tlak směrem dolů.

3. KROK. Omotejte turniket kolem poraněného místa.

Omotejte/provléknete turniket kolem poraněné končetiny, ujistěte se, že turniket není překroucený, a znovu zapněte přezku.

Poznámka: Prostředek Advantage bude fungovat s většinou komerčně dostupných turniketů. Pro demonstrační účely byl použit turniket SOF-T.

4. KROK. Pás turniketu utáhněte a zkontrolujte, že se nachází uprostřed drážek tvaru C aplikátoru tlaku.

Pás turniketu utáhněte a zkontrolujte, že se nachází uprostřed drážek tvaru C aplikátoru tlaku. Poznámka: Některé uživatele nechtějí mít stahovací tyč umístěnou přímo nad aplikátorem tlaku.

5. KROK. Utáhněte popruh.

Utáhněte popruh. Výška drážek tvaru C bude tlačítka tlakovou hlavici na zdroj krve.

6. KROK. Je-li třeba popruh více utáhnout, použijte stahovací tyč.

Ověřte, že je vše správně umístěno a sledujte, zda rána nekrváčí.

Poznámka: Turniket podle potřeby uvolněte a přemístěte. Po jakémkoli pohybu pacienta znovu posuďte situaci.

Použití s turniketem s elastickým popruhem (proximální tlak)

1. KROK. Lokalizujte poranění, aplikujte tlak a vyberte tlakovou hlavici.

Lokalizujte poranění a aplikujte manuální tlak.

Vyberte hlavici pro proximální tlak a připevňte ji k aplikátoru tlaku.

2. KROK. Umístíte tlakovou hlavici na orientační bod proximální zástavy krvácení.

Umístíte tlakovou hlavici na orientační bod proximální zástavy krvácení. Pevně tlačte směrem dolů.

Krvácení z rány by se mělo výrazně snížit.

3. KROK. Obtočte turniket kolem těla pacienta a připevňte přezku.

Obtočte turniket kolem těla pacienta a připevňte přezku.

Lze použít většinu turniketů; v tomto příkladu byl použit Full Stop.

Pokud je používán turniket příliš krátký, můžete spojit dva za sebou.

4. KROK. Znovu zkontrolujte umístění a utáhněte tak, aby turniket pohodlně přiléhá.

Znovu zkontrolujte umístění tlakové hlavice a utáhněte turniket.

5. KROK. Zajistíte turniket a znovu posuďte situaci.

Určeno k zástavě mírného až život ohrožujícího krvácení. Profil uživatele Omotejte popruh, zajistíte konec turniketu, v případě použití turniketu se stahovací tyčí podle potřeby utažením stahovací tyče odstraňte přílišnou vůli.

Zaznamenejte čas aplikace turniketu na štítku nebo si čas aplikace zapíšte.

Sledujte zástavu krvácení a podle potřeby prostředek upravte, zejména po jakémkoli pohybu pacienta.

Použití s netlakovým obvazem 4" a 6"

1. KROK. Přiložte ob vazový polštářek na střed rány.

Lokalizujte a odhalte ránu.

Přiložte ob vazový polštářek doprostřed rány.

2. KROK. Umístíte aplikátor tlaku na střed ob vazového polštářku.

Umístíte aplikátor tlaku na střed ob vazového polštářku.

Pokud je to možné, po celou dobu aplikace vyvíjejte tlak směrem dolů.

3. KROK. Přední konec ob vazy protáhnete drážkami pro změnu směru.

Pokud je požadována mechanická výhoda, přední konec ob vazy protáhnete drážkami pro změnu směru. Zvýší se tím obvodový tlak. V opačném případě přejděte ke 4. kroku.

Poznámka: Tento krok není vždy nutný, pouze pokud je požadován vyšší obvodový tlak.

4. KROK. Obtočte přední konec ob vazy kolem končetiny a skrz drážku tvaru C.

Obtočte přední konec ob vazy kolem končetiny a skrz drážku tvaru C.

Poznámka: Popruh není třeba příliš utahovat. Výškové odsazení drážek tvaru C umožňuje zvýšit tlak směrem dolů.

5. KROK. Zajistíte konec ob vazy.

Zajistíte konec ob vazy.

Sledujte prosakování krve.

Po jakémkoli pohybu pacienta znovu posuďte situaci.

Instruktační videa naleznete na adrese:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525


6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Bruges med trykbandage



Fastgør bandagen over såret



Anlæg trykstangen over midten af såret



Vikl bandagen rundt om steder på kroppen eller lemmer



Vikl bandagen rundt om lemmer eller stedet på kroppen og før det gennem C-kanalen



Fastgør enden af bandagen

REF TADV-02




Brug med tourniquet (oven på pakning)



Vælg det korrekte hoved



Anbring trykhovedet over det pakkede område og blødningsstedet



Vikl tourniqueten rundt om det relevante område



Kontrollér, at tourniqueten er strammet til og at den er centreret i trykstangens C-kanaler



Sørg for at fjerne alt slæk




Stram tourniquet-stangen, hvis yderligere slæk skal fjernes


Brug med trykfri bandage



Anlæg bandagen midt på såret



Anlæg trykstangen oven på midten af bandagepuden



Før bandageholderen rundt om omdirigeringskanalen



Før bandageholderen rundt om lemmer og gennem C-kanalen



Fastgør enden af bandagen

REF TADV-02



6:8 Medical Solutions
1905 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
Vigilance@68medicalsolutions.com



Real8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Ireland
A85 CD42



TraumaMed Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
England, G150 3DT



Tilslaget formål

Designet til brug af førstehjælpere og sundhedspersonale i præhospitale omgivelser.

Patientprofil

designet til brug på patienter med udvendige sår, der kan behandles ved brug af kompression på blødningsstedet eller proksimalt for blødningsstedet gennem kompression af det/de blodkar, der bløder.

Indikation

Til kontrol af flere sår med ekstern blødning.

Kontraindikationer

Ingen

Kliniske fordele

Til kontrol af proximal blødning, konvertering af tourniquet, punkttryk til behandling af mindre blødninger og til fortsat tryk over sårpakning.

Ydeevneegenskaber

Lille og let design.
Konstrueret af slagfast polymer for holdbarhed.
Ekstreme temperatortolerancer

Påståede fordele ved produktet

Føreneklæbet behandling af blødninger:
Frigør dine hænder, når den sidder udfør andre akutte nødsprocedurer
Interoperabilitet - kompatibel med alle CoTCCC-anbefalede tourniqueter, almindelige bandager og trykfri bandager. Reducerer behovet for improvisation og genblødning, hvilket fører til uønsket blodtab.
Til brug på flere steder - hoveder i flere størrelser til kontrol af proksimal blødning, direkte tryk over pakning og konvertering af tourniquet

Advarsler og restriktioner

Det medicinske udstyr er udelukkende til engangsbrug. Genbrug vil medføre risiko for krydskontaminering og tab af produktets funktionalitet. Brug efter udløbsdatoen medfører risiko for krydskontaminering eller fejlfunktion.
Bortskaffes som sundhedsaffald efter brug. Manglende overholdelse af dette medfører en risiko for krydskontaminering.

Håndtering og opbevaring

Ekstreme temperatortolerancer
Produktet skal opbevares tørt indendørs i originalemballagen.

Bortskaffelse

Bortskaffes som hospitalsaffald.

Enhver alvorlig hændelse, der måtte opstå i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal indberettes til producenten: vigilance@68medicalsolutions.com

ADVANTAGE -trykstangen er udstyret med udPopp Point Pressure Device (P3D)-teknologi, som muliggør kontrol af proksimale blødninger, overgang til tourniquet, punkttryk til håndtering af mindre blødninger samt vedvarende tryk over sårpakning.
Taktet være det kompakte og lette design er den nem at medbringe i alle behandlingssituationer. Den er derudover fremstillet af en slagfast polymer, som sikrer god holdbarhed og modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer.

Opsætning

TRIN 1. Tag trykstangen ud af opbevaringskortet.
Tryk let indad på de to viste tapper for at frigøre trykstangen fra kortet.

TRIN 2. Fjern det ønskede hoved og indsættelsestapper
Når trykstangen er fjernet fra opbevaringskortet. Fjern det ønskede hoved.
Sæt tapperne på trykhovedet ind i rillerne i bunden af trykhovedet.
Bemærk: Ved brug af trykstangen uden trykhoved – fortsæt til

TRIN 3. Komplet og klar til brug

Bruges med trykbandage

TRIN 1. Fastgør bandagen over såret

Lokalisér og bløtlæg såret.
Påfør pakningen efter behov.
Fastgør bandagen over såret

TRIN 2. Anlæg trykstangen over midten af såret
Anlæg trykstangen over midten af såret. Påfør om muligt et nedadgående tryk under hele anlæggelsen.

TRIN 3. Vikl bandagen rundt om steder på kroppen eller lemmer
Vikl bandagen rundt om steder på kroppen eller lemmer
Omdirigeringskanalerne kan bruges til at føre bandagen i en anden retning eller til at opnå en mekanisk fordel.
Dette vil øge det perifere tryk. Kanalerne kan også bruges til at fastgøre trykstangen på det ønskede sted.

TRIN 4. Vikl bandagen rundt om lemmer eller stedet på kroppen og før det gennem C-kanalen
Før bandageholderen rundt om lemmer og gennem C-kanalen
Bemærk: Ekstremt stramme bandager er ikke nødvendige. Højdeforskydningen af C-kanalerne muliggør et øget nedadgående tryk.

TRIN 5. Fastgør enden af bandagen
Fastgør enden af bandagen.
Hold øje med gennemblødning.
Kontrollér igen efter enhver patientbevægelse

Brug med tourniquet (oven på pakning)

TRIN 1. Vælg det korrekte hoved

Find såret, der skal bløddes.
Afdæk såret. Identificér blødningsstedet og påfør manuelt tryk. Påfør gaze eller hæmostatisk gaze på blødningsstedet
Tildæk såret til lige under sårkanterne, så det valgte hoved kan hvile i sårforbyrningen.
TRIN 2. Anbring trykhovedet over det pakkede område og blødningsstedet
Placer trykhovedet over den pakkede gaze, så hovedet kan placeres i såret. Påfør nedadgående tryk under hele påføringen.

TRIN 3. Vikl tourniqueten rundt om det relevante område
Vikl/før tourniqueten rundt om det skadede område, og sørg for, at anordningen ikke snor sig.
Fastgør spændet igen.
Bemærk: Advantage kan bruges sammen med de fleste almindelige tourniqueter. SOFT blev brugt til demonstrationsformålet.

TRIN 4. Kontrollér, at tourniqueten er strammet til og at den er centreret i trykstangens C-kanaler
Fjern slæk og sørg for, at tourniquetens bånd er centreret i C-kanalerne på trykstangen.
Bemærk: Nogle brugere foretrækker ikke at have den uomviklede del placeret direkte over trykstangen.

TRIN 5. Sørg for at fjerne alt slæk
Sørg for at fjerne alt slæk.
Højden på C-kanalerne vil presse trykhøjden nedad over blødningsstedet.

TRIN 6. Stram tourniquet-stangen, hvis yderligere slæk skal fjernes.
Sørg for korrekt placering og hold øje med gennemblødning.
Bemærk: Løsn og tilpas efter behov. Kontrollér igen efter enhver patientbevægelse

Brug med stræk- og omviklet tourniquet (proksimalt tryk)

TRIN 1. Lokalisér skaden, påfør tryk og vælg trykhoved

Lokalisér skaden og tryk manuelt.
Vælg hoved til proksimalt tryk, og fastgør det til trykstangen.

TRIN 2. Anlæg trykhovedet på det anatomiske referencepunkt for kontrol af proksimal blødning
Anlæg trykhovedet på det anatomiske referencepunkt for kontrol af proksimal blødning
Påfør et fast nedadgående tryk.
Du bør bemærke en markant reduktion af blodgennemstrømningen fra blødningskilden.

TRIN 3. Før tourniqueten rundt om patienten og fastgør spændet
Før tourniqueten rundt om patienten og fastgør spændet
De fleste tourniqueter kan bruges. Der blev brugt et Full Stop til denne demonstration. Hvis den tourniquet, du bruger, er for kort, kan du bruge to i kombination.

TRIN 4. Kontrollér igen placeringen og stram til, indtil den sidder fast
Kontrollér igen placeringen af trykhovedet og stram tourniqueten.

TRIN 5. Fastgør tourniqueten og kontrollér igen

Beregnet til at kontrollere mindre til livstruende blødninger. Brugersprofil Fortsæt med at vikle for at fastgøre enden af tourniqueten, og stram stangen efter behov på en stangbaseret tourniquet for at fjerne eventuelt slæk.
Notér tidspunktet for anlæggelsen på tourniquetens tidsetiket eller notér det andetsteds.
Notér blødningskontrollen og juster anordningen efter behov, især efter enhver patientbevægelse

Bruges med 4" og 6" NonPressure-bandage

TRIN 1. Anlæg bandagen midt på såret

Find og bløtlæg såret.
Anbring bandagepuden midt på såret

TRIN 2. Anlæg trykstangen oven på midten af bandagepuden
Anlæg trykstangen oven på midten af bandagepuden. Påfør om muligt et nedadgående tryk under hele påføringen.

TRIN 3. Før bandageholderen rundt om omdirigeringskanalerne
Før bandageholderen rundt om omdirigeringskanalerne, hvis der ønskes en mekanisk fordel.
Dette vil øge det perifere tryk. Hvis ikke, gå til trin 4.

TRIN 4. Før bandageholderen rundt om lemmer og gennem C-kanalen
Før bandageholderen rundt om lemmer og gennem C-kanalen Bemærk: Ekstremt stramme bandager er ikke nødvendige. Højdeforskydningen på C-kanalerne muliggør et øget nedadgående tryk.

TRIN 5. Fastgør enden af bandagen Fastgør enden af bandagen
Overvåg for gennemblødning.
Kontrollér igen efter enhver patientbevægelse

Sådan bruges videoerne, der er tilgængelige på:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525


6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Gebruik met drukbanden



Zet band vast over wond



Plaats drukstang over midden van wond



Wikkel band om lichaam of ledemaat



Wikkel de band om ledemaat of lichaam en door C-kanalen



Zet uiteinde van de band vast

REF TADV-02


Gebruik met tourniquet (over verpakking)




Selecteer de juiste kop



Plaats de drukkop boven ingepakt gebied en bloeding



Wikkel de tourniquet om verwonding



Verwijder speling en zorg dat band van tourniquet gecentreerd is in C-kanalen van drukstang



Verwijder alle speling



Draai windlass aan als er meer speling moet worden verwijderd

Gebruik met normaal verband



Breng verbandkussen in het midden over wond aan



Plaats drukstang over midden van verbandkussen



Wikkel verband om omleidingskanaal



Wikkel verband om ledemaat en door C-kanalen



Zet uiteinde verband vast

REF TADV-02




6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Wayne, North Carolina 28097
+1 843 251-5111
Vigilance@68medicalsolutions.com



Real8 Medtech Limited
5 Wenden Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Ireland
A65 CD42



TraumaMed Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
England, G15 3DT



Beoogd doel

Ontworpen voor gebruik door eerstehulpverleners en zorgverleners in de prehospital setting.

Patiëntprofiel

ontwikkeld voor gebruik bij patiënten met uitwendige wonden die kunnen worden behandeld door compressie op de plek van de bloeding of net proximaal van de plek van de bloeding door compressie van de bloedvat(en) die bloeden.

Indicatie

Om meerdere oorzaken van uitwendige bloedingen (hemorragie) onder controle te houden.

Contra-indicaties

Geen

Klinische voordelen

Om proximale bloeding onder controle te houden, voor conversie van tourniquet, puntdruk voor kleine bloeding en voor voortdurende druk op tamponade in wond.

Prestatiekenmerken

Klein en lichtgewicht ontwerp Gemaakt van een high impact polymeer voor duurzaamheid
Extremes temperatuurtoleranties

Productclaims

Vereenvoudigt de behandeling van bloedingen:
Maakt uw handen vrij zodra het op zijn plaats zit
voert andere acute noodprocedures uit
Interoperabiliteit - compatibel met alle door CoTCCC aanbevolen tourniquets, banden en normale verbanden
Beperkt improviseren en terugkomen van bloedingen, wat leidt tot onnodig bloedverlies
Op meerdere locaties te gebruiken - koppen met meerdere maten voor controle over proximale bloedingen, directe druk op de wond en conversie van tourniquet

Waarschuwingen en overige risico's

Hulpmiddel is voor eenmalig gebruik. Hergebruik brengt het risico van kruisbesmetting en verlies van productfunctionaliteit met zich mee. Bij gebruik na de uiterste gebruiksdatum bestaat het risico van kruisbesmetting of verlies van functionaliteit.
Na gebruik verwijderen als medisch afval. Als u dit niet doet, bestaat het risico op kruisbesmetting.

Behandeling en opslag

Extremes temperatuurtoleranties
Het product moet worden opgeslagen in een droge, overdekte opslagruimte in de oorspronkelijke verpakking.

Verwijdering

Verwijderen als medisch afval.

Ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan de fabrikant: vigilance@68medicalsolutions.com

De ADVANTAGE drukstang bevat Popp Point Pressure Device (P3D) technologie om proximale hemorragie onder controle te houden, voor conversie van een tourniquet, puntdruk voor de behandeling van kleine bloedingen en voor continue druk op de wond.
Hij is gemakkelijk te dragen op alle zorgniveaus dankzij het kleine en lichte ontwerp en is gemaakt van een high impact polymeer voor duurzaamheid en extreme temperatuurtoleranties.

Instellen

STAP 1. Drukstang van verpakking losmaken

Druk de twee afgebeelde lipjes voorzichtig naar binnen om de drukstang van de verpakking los te maken.

STAP 2. Verwijder gewenste kop en plaats lipjes

Zodra de drukstang van de verpakking is losgemaakt. Verwijder de gewenste kop.

Plaats de lipjes van de drukkop in de sleuven aan de onderkant van de drukstang.

Opmerking: Ga voor gebruik van de drukstang zonder drukkop verder naar Stappen voor aanbrengen

STAP 3. Voltooi en klaar voor gebruik

Gebruik met drukbanden

STAP 1. Zet band vast over wond

Lokaliseer de wond en leg deze bloot

Breng de tamponade aan zoals vereist

Zet band vast over wond

STAP 2. Plaats drukstang over midden van wond

Plaats de drukstang over het midden van wond.

Oefen indien mogelijk neerwaartse druk uit tijdens het aanbrengen.

STAP 3. Wikkel band om lichaam of ledemaat

Wikkel band om lichaam of ledemaat

De omleidingskanalen kunnen worden gebruikt om de band om te leiden of als een mechanisch voordeel gewenst is.

Dit verhoogt de druk rondom.

De kanalen kunnen ook worden gebruikt om de stang op zijn plaats te vergrendelen.

STAP 4. Wikkel de band om ledemaat of lichaam en door C-kanalen

Wikkel de band om ledemaat en door C-kanalen

Opmerking: Extreem strakke banden zijn niet nodig. Het hoogteverschil van de C-kanalen zorgt voor meer neerwaartse druk.

STAP 5. Zet uiteinde van de band vast

Zet uiteinde van de band vast

Controleer op doorbloeden

Beoordeel opnieuw na elke beweging van patiënt

Gebruik met tourniquet (over verpakking)

STAP 1. Selecteer de juiste kop

Zoek wond voor tamponade.

Leg de wond bloot. Lokaliseer de bloeding en oefen handmatige druk uit.

Breng gaas of een hemostatisch gaasje op de bloeding aan.

Pak wond in tot net onder de wondranden, zodat de geselecteerde kop in de wond kan rusten.

STAP 2. Plaats de drukkop boven ingepakt gebied en bloeding

Plaats de drukkop over het ingepakte gaas, zodat de kop in de wond zit. Oefen neerwaartse druk uit tijdens het aanbrengen.

STAP 3. Wikkel de tourniquet om verwonding

Wikkel/voer de tourniquet om het gewonde ledemaat, zorg dat het apparaat niet gedraaid is en maak de gesp weer vast.

Opmerking: De Advantage werkt met de meeste in de handel verkrijgbare tourniquets. Er is SOFT gebruikt voor demonstratiedoeleinden.

STAP 4. Verwijder speling en zorg dat band van tourniquet gecentreerd is in C-kanalen van drukstang

Verwijder speling en zorg dat band van tourniquet gecentreerd is in C-kanalen van drukstang

Opmerking: Sommige gebruikers plaatsen de windlass liever niet direct boven de drukstang.

STAP 5. Verwijder alle speling

Verwijder alle speling.

De hoogte van de C-kanalen duwt de drukkop omlaag over de bloeding.

STAP 6. Draai windlass aan als er meer speling moet worden verwijderd

Zorg voor juiste plaatsing en controleer op herbloeding.

Opmerking: Draai los en herpositioneer indien nodig. Beoordeel opnieuw na elke beweging van patiënt

Gebruik met stretch en bandtourniquet (proximale druk)

STAP 1. Lokaliseer verwonding, oefen druk uit en selecteer drukkop

Lokaliseer verwonding en oefen handmatige druk uit.

Selecteer kop voor proximale druk en bevestig aan drukstang.

STAP 2. Plaats de drukkop op de controlemarkering van de proximale bloeding

Plaats de drukkop op de controlemarkering van de proximale bloeding

Druk stevig omlaag.

U zou moeten merken dat er aanzienlijk minder bloed stroomt vanaf de bron van de bloeding.

STAP 3. Wikkel tourniquet om de patiënt en bevestig aan gesp

Wikkel tourniquet om de patiënt en bevestig aan gesp

De meeste tourniquets kunnen worden gebruikt; voor deze demonstratie is een Full Stop gebruikt.

Als de gebruikte tourniquet te kort is, kunt u er twee tegelijk aansluiten.

STAP 4. Beoordeel plaatsing opnieuw en trek tot het goed zit

Beoordeel plaatsing drukkop opnieuw en trek speling uit tourniquet.

STAP 5. Zet tourniquet vast en beoordeel opnieuw

Bedoel om kleine tot levensbedreigende bloedingen onder controle te houden. Gebruikersprofiel Ga door met wikkelen om het uiteinde van tourniquet vast te zetten, span windlass aan zoals nodig bij tourniquet om extra speling te verwijderen.

Noteer de toegediende tijd op het label met de tourniquettijd of noteer de aanbrengtijd

Controleer of de bloeding onder controle is en pas het hulpmiddel zo nodig aan, vooral na beweging van de patiënt

Gebruik met 4" en 6" normaal verband

STAP 1. Breng verbandkussen in het midden over wond aan

Zoek de wond en leg deze bloot.

Breng verbandkussen in het midden over wond aan

STAP 2. Plaats drukstang over midden van verbandkussen

Plaats de drukstang over midden van verbandkussen.

Oefen indien mogelijk neerwaartse druk uit tijdens het aanbrengen.

STAP 3. Wikkel verband om omleidingskanalen

Wikkel verband om omleidingskanalen als een mechanisch voordeel gewenst is.

Dit verhoogt de druk rondom.

Zo niet, ga dan naar stap 4.

Opmerking: Deze stap is niet altijd vereist, maar alleen als een verhoogde druk rondom gewenst is.

STAP 4. Wikkel het verband om ledemaat en door C-kanalen

Wikkel het verband om ledemaat en door C-kanalen

Opmerking: Extreem strakke band is niet nodig. Het hoogteverschil van de C-kanalen zorgt voor meer neerwaartse druk.

STAP 5. Zet uiteinde verband vast

Zet uiteinde verband vast

Controleer op doorbloeden

Opnieuw beoordelen na elke beweging van patiënt

Video's over het gebruik zijn beschikbaar op:

WWW.68MEDICAL.COM




SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE



Intended Purpose

Designed to be used by first responders and health care professionals in the prehospital setting.

Patient Profile

designed to be used on the patients with external wounds that can be managed through compression at the bleeding site or just proximally to the bleeding site through compression of the blood vessel(s) that are bleeding.

Indication

To control multiple origins of external bleeding (hemorrhage).

Contraindications

None

Clinical Benefits

To provide proximal hemorrhage control, for tourniquet conversion, point pressure for minor hemorrhage management, and for continues pressure over wound packing.

Performance Characteristics

Small and lightweight design
Constructed of a high impact polymer for durability
Extreme temperature tolerances

Product Claims

Simplifying Hemorrhage Management:
Frees your hands once affixed in place
perform other acute emergency procedures
Interoperability - compatible with all CoTCCC recommended tourniquets, wraps, and non- pressure bandages Limits improvising and rebled, leading to unnecessary blood loss
Multi site use - multiple sized heads for proximal hemorrhage control, direct pressure over packing, and tourniquet conversion

Warnings and Residual Risk

Device is single use only. Reuse will risk crossinfection and loss of product functionality.
Use past shelflife risks crossinfection or loss of functionality.
Dispose of as a healthcare waste after use. Failure to do so will risk crossinfection.

Handling and Storage

Extreme temperature tolerances
Product shall be stored in a dry, indoor storage area in original packaging.

Disposal

Dispose of as healthcare waste.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to manufacturer: vigilance@68medicalsolutions.com

The **ADVANTAGE** Pressure Bar feature Popp Point Pressure Device (P3D) Technology to provide proximal hemorrhage control, for tourniquet conversion, point pressure for minor hemorrhage management, and for continues pressure over wound packing.

It is easy to carry at all levels of care due to its small and lightweight design and constructed of a high impact polymer for durability and extreme temperature tolerances.

Set Up

STEP 1. Unclick Pressure Bar from Storage Card
Lightly press inward on the two tabs pictured to unclip the pressure bar from the storage card.
STEP 2. Remove Desired Head and Insert Tabs
Once the Pressure Bar is removed from the storage card. Remove the desired head. Insert the Pressure Head tabs into the slots on the bottom of the pressure bar.
Note: For using the Pressure Bar without a Pressure Head proceed to Steps for Application
STEP 3. Complete and Ready for Use

Use with Pressure Wraps

STEP 1. Secure wrap in place over wound
Locate and expose the wound
Apply the packing as required
Secure wrap in place over wound
STEP 2. Place pressure bar over center of wound
Place the pressure bar over center of wound.
Apply downward pressure throughout the application if possible.
STEP 3. Route wrap around body or limb
Route wrap around body or limb
The redirection channels can be used for redirection of the wrap or if a mechanical advantage is desired. This will increase the circumferential pressure.
The channels can also be used to anchor the bar in place.
STEP 4. Route the wrap around limb or body and through C Channel
Route the wraparound limb and through C Channel
Note: extremely tight wraps are not required. The height offset of the C Channels allows for increased downward pressure.
STEP 5. Secure end of the wrap
Secure end of the wrap
Monitor for bleed through
Reassess after any patient movement

Use with Tourniquet (Over Packing)

STEP 1. Select the Appropriate Head
Locate intended wound for packing.
Expose the wound. Identify the point of bleeding and apply manual pressure. Pack gauze or hemostatic gauze to the source of bleeding
Pack wound until just below wound edges allowing the selected head to rest into the wound bowl.
STEP 2. Place the pressure head over packed area and source of bleed
Place the pressure head over the packed gauze, allowing the head to seat into the wound. Apply downward pressure throughout the application.
STEP 3. Wrap the tourniquet around injured area
Wrap/feed the tourniquet around the injured extremity, ensuring device is not twisted, and reconnect the buckle.
Note: The Advantage will work with most commercially available tourniquets. SOFT was used for demonstration purposes.
STEP 4. Remove slack and ensuring band of tourniquet is centered in C Channels of Pressure Bar
Remove slack and ensuring band of tourniquet is centered in C Channels of Pressure Bar
Note: Some users prefer not to have the windless positioned directly over the pressure bar.
STEP 5. Remove all slack
Remove all slack. The height of the c channels will push the pressure head downward over the source of the bleed.
STEP 6. Tighten windless if additional slack removal is desired
Ensure proper placement and monitor for rebled.
Note: Loosen and reposition as required. Reassess after any patient movement

Use with Stretch and Wrap Tourniquet (Proximal Pressure)

STEP 1. Locate injury, apply pressure and select pressure head
Locate injury and apply manual pressure.
Select head for proximal pressure and attach to pressure bar.
STEP 2. Place the pressure head on the proximal hemorrhage control landmark
Place the pressure head on the proximal hemorrhage control landmark
Place firm downward pressure.
You should notice a significant reduction of blood flowing from the source of the bleed.
STEP 3. Feed tourniquet around the patient and connect the buckle
Feed tourniquet around the patient and connect the buckle
Most tourniquets will work; a Full Stop was used for this demonstration.
If the tourniquet your using is to two short, you can connect two in tandem.
STEP 4. Reassess placement and pull until snug
Reassess placement of pressure head and pull slack out of tourniquet.
STEP 5. Secure tourniquet and reassess
Intended to be used to control minor to lifethreatening bleeding. User Profile Continue to wrap to secure end of tourniquet, tighten windless as necessary on a windless based tourniquet to remove additional slack.
Record time applied on the tourniquet time label or note time applied
Monitor for hemorrhage control and adjust device as necessary especially after any patient movement

Use with 4" and 6" NonPressure Bandage

STEP 1. Apply bandage pad centered over wound
Locate and expose the wound.
Apply the bandage pad centered over the wound.
STEP 2. Place pressure bar over center of bandage pad
Place the pressure bar over center of bandage pad.
Apply downward pressure throughout the application if possible.
STEP 3. Route bandageleader around redirection channels
Route bandage leader around redirection channels if a mechanical advantage is desired. This will increase the circumferential pressure.
If not skip to step 4.
Note: This step is not always needed, only if increased circumferential pressure is desired.
STEP 4. Route bandageleader around limb and through C Channel
Route bandageleader around limb and through C Channel
Note: extremely tight wraps are not required. The height offset of the C Channels allows for increased downward pressure.
STEP 5. Secure end of bandage
Secure end of bandage
Monitor for bleed through
Reassess after any patient movement

How to use videos available at:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Kasutamine koos survemähistega



1 Kinnitage mähis haavale



2 Asetage survevõru haava keskosale



3 Viige mähis ümber keha või jäseme



4 Viige mähis ümber jäseme või keha ja läbi C-kanali



5 Kinnitage mähise ots



6 Pingutage pulka, kui soovite täiendavat lõtku eemaldamist



7 Kinnitage mähise ots



8 Kinnitage mähise ots




9 Kinnitage mähise ots




10 Kinnitage mähise ots




11 Kinnitage mähise ots




12 Kinnitage mähise ots




13 Kinnitage mähise ots




14 Kinnitage mähise ots



15 Kinnitage mähise ots



16 Kinnitage mähise ots



17 Kinnitage mähise ots



18 Kinnitage mähise ots


Kasutamine koos žgutig (asetatakse tamponi peale)




1 Valige sobiv otsik



2 Asetage surveotsik üle sidemega piirkonna ja verejooksu allika



3 Keerake žgutt ümber vigastatud piirkonna



4 Eemaldage lõtk ja tagage, et žguti rihm oleks survevõru C-kanalite keskel



5 Kinnitage mähise ots



6 Kinnitage mähise ots



7 Kinnitage mähise ots



8 Kinnitage mähise ots




9 Kinnitage mähise ots




10 Kinnitage mähise ots



11 Kinnitage mähise ots




12 Kinnitage mähise ots



13 Kinnitage mähise ots




14 Kinnitage mähise ots



15 Kinnitage mähise ots



16 Kinnitage mähise ots



17 Kinnitage mähise ots



18 Kinnitage mähise ots

Kasutamine koos mittesurveosidemega



1 Asetage sidemepadi keskelt üle haava



2 Asetage survevõru üle sidemepadja keskkoha




3 Viige sidemeots ümber suunamiskanali



4 Viige sidemeots ümber jäseme ja läbi C-kanali



5 Kinnitage sidemeots



6 Kinnitage sidemeots



7 Kinnitage sidemeots



8 Kinnitage sidemeots




9 Kinnitage sidemeots




10 Kinnitage sidemeots



11 Kinnitage sidemeots




12 Kinnitage sidemeots




13 Kinnitage sidemeots




14 Kinnitage sidemeots



15 Kinnitage sidemeots



16 Kinnitage sidemeots



17 Kinnitage sidemeots



18 Kinnitage sidemeots

The ADVANTAGE survevõru on varustatud Popp Point Pressure Device (P3D) tehnoloogiaga, mis võimaldab proksimaalse verejooksu kontrolli, žguti asendamist, täppisurveid väiksema verejooksu juhtimiseks ja jätkuvat surve tagamist haava tamponiile.

Seda on lihtne kaasas kanda kõikidel hooldustasanditel tänu selle väiksusele ja kergussele. Vastupidavuse ja äärmuslike temperatuuride taluvuse tagab tugevast polümeerist konstruktsioon.

Seadistamine

- 1. SAMM. Eemaldage survevõru salvestuskaardilt Vajutage** kergelt sissepoole kaht keelt, mis on kujutatud pildil, et eemaldada survevõru salvestuskaardilt.
- 2. SAMM. Eemaldage soovitud otsik ja sisestage keeled** Kui survevõru on salvestuskaardilt eemaldatud. Eemaldage soovitud otsik. Sisestage surveotsiku keeled survevõru allosas olevatesse piludesse. Märkus. Survevõru kasutamiseks ilma surveotsikuta jätkake sammudega
- 3. SAMM. Täielik ja kasutusvalmis**

Kasutamine koos survemähistega

- 1. SAMM. Kinnitage mähis haavale** Tehke kindlaks haava asukoht ja paljastage see. Paigaldage mähis vastavalt vajadusele. Kinnitage mähis haavale.
- 2. SAMM. Asetage survevõru haava keskosale** Asetage survevõru haava keskosale. Võimaluse korral suruge kogu protseduuri ajal võru allapoole.
- 3. SAMM. Viige mähis ümber keha või jäseme** Viige mähis ümber keha või jäseme. Ümbersuunamiskanaleid saab kasutada mähise ümbersuunamiseks või kui soovitakse mehaanilist eelist. See suurendab survet ümber jäseme. Kanaleid saab kasutada ka võru kinnitamiseks.
- 4. SAMM. Viige mähis ümber jäseme või keha ja läbi C-kanali** Viige mähis ümber jäseme ja läbi C-kanali. Märkus. Mähist pole vaja haavale väga tugevalt kinnitada. C-kanalite kõrguse nihutamine võimaldab suurendada allapoole survet.
- 5. SAMM. Kinnitage mähise ots** Kinnitage mähise ots Jälgige vere läbilaskmist. Hinnake uuesti pärast patsiendi liikumist

Kasutamine koos žgutig (asetatakse tamponi peale)

- 1. SAMM. Valige sobiv otsik** Tehke kindlaks sidumiseks ettenähtud haava asukoht. Paljastage haav. Tehke kindlaks verejooksu asukoht ja avaldage käsitsi survet. Asetage verejooksu allikale marli või hemostaatiline marli. Siduge haava just haavaservadest allapoole, nii et valitud otsik toetuks haavapõhja.
- 2. SAMM. Asetage surveotsik üle sidemega piirkonna ja verejooksu allika** Asetage surveotsik marlisisse, lastes otsikul haava sisse toetuda. Rakendage kogu protseduuri ajal survet allapoole.
- 3. SAMM. Keerake žgutt ümber vigastatud piirkonna** Keerake žgutt ümber vigastatud jäseme, veendudes, et see ei oleks keerduks, ja ühendage pannaal uuesti. Märkus. The Advantage töötab koos enamiku kaubanduslikult kättesaadavate žguttidega. SOFTI kasutati tutvustamise eesmärgil.
- 4. SAMM. Eemaldage lõtk ja tagage, et žguti rihm oleks survevõru C-kanalite keskel** Eemaldage lõtk ja tagage, et žguti rihm oleks survevõru C-kanalite keskel. Märkus. Mõned kasutajad eelistavad, et pulk ei asuks otse survevõru kohal.
- 5. SAMM. Eemaldage kogu lõtk** Eemaldage kogu lõtk. C-kanalite kõrgus surub survepea allapoole üle verejooksu allika.
- 6. SAMM. Pingutage pulka, kui soovite täiendavat lõtku eemaldamist** Tagage nõuetekohane paigutus ja jälgige, et verejooks ei taastuks. Märkus. Lõdvendage ja positsioneerige vastavalt vajadusele. Hinnake uuesti pärast patsiendi liikumist

Kasutamine koos Stretch and Wrap žgutig (proksimaalne surve)

- 1. SAMM. Tehke kindlaks vigastuse asukoht, avaldage survet ja valige survepea** Tehke kindlaks vigastuse asukoht ja avaldage käsitsi survet. Valige proksimaalse rõhu jaoks pea ja kinnitage see survevõru külge.
- 2. SAMM. Asetage survepea proksimaalsele verejooksu kontrollimärgile** Asetage survepea proksimaalsele verejooksu kontrollimärgile. Rakendage tugev surve allapoole. Te peaksite märkama verejooksu allikast voolava vere märkimisväärselt vähenemist.
- 3. SAMM. Asetage žgutt ümber patsiendi jäseme ja ühendage pannaal** Asetage žgutt ümber patsiendi jäseme ja ühendage pannaal. Enamik žgutte töötab; selle tutvustamise jaoks kasutati Full Stop'i. Kui teie kasutatav žgutt on liiga lühike, saate ühendada kaks kokku.
- 4. SAMM. Hinnake uuesti asetust ja tõmmake, kuni see on pingul** Hinnake uuesti survepea asetust ja tõmmake lõtk žgutist välja.
- 5. SAMM. Kinnitage žgutt ja hinnake uuesti** Mõeldud kasutamiseks kergele kuni eluolulisele verejooksude kontrollimiseks. Kasutajaprofiil Jätkake mähkimist, et kinnitada žguti ots, pingutage vajaduse korral pulka, et eemaldada täiendav lõtk. Märgige rakendatud aeg žguti ajamärgisele või märgike rakendatud aeg. Jälgige verejooksu kontrollimist ja reguleerige seadet vastavalt vajadusele, eriti pärast patsiendi liikumist

Kasutage koos 4" ja 6" mittesurveosidemega

- 1. SAMM. Asetage sidemepadi keskelt üle haava** Tehke kindlaks haava asukoht ja paljastage see. Asetage sidemepadi keskelt üle haava.
- 2. SAMM. Asetage survevõru üle sidemepadja keskkoha** Asetage survevõru üle sidemepadja keskkoha. Võimaluse korral avaldage kogu aeg survet allapoole.
- 3. SAMM. Viige sidemeots ümber suunamiskanali** Kui soovitakse mehaanilist eelist, viige sidemeots ümber suunamiskanali. See suurendab survet ümber jäseme. Kui mitte, siis liiukige 4. sammu juurde. Märkus. Seda sammu ei ole alati vaja, vaid ainult siis, kui on vaja lisasurvet ümber jäseme. 4. SAMM. Viige sideme ots ümber jäseme ja läbi C-kanali Viige sideme ots ümber jäseme ja läbi C-kanali. Märkus. Väga tihedalt pole vaja siduda. C-kanalite kõrguse nihutamine võimaldab suurendada allapoole survet.
- 5. SAMM. Kinnitage sidemeots** Kinnitage sidemeots. Jälgige verejooksu. Hinda uuesti pärast patsiendi mis tahes liikumist abil

Kuidas kasutada videoid, mis on saadaval aadressil:

WWW.68MEDICAL.COM














SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS



Kavandatud eesmärk

Mõeldud kasutamiseks esmareageerijatele ja tervishoiutöötajatele haiglates keskkonnas.

Patsiendi profiil
mõeldud kasutamiseks patsientidel, kelle välist verejooksu saab kontrollida kas otse survega verejooksukohale või verejooksu lähedal asuva(n) verevõrre(n) kokkusurumisega.

Näidustus
Valise verejooksu mitme lähtekoha kontrollimiseks.

Vastunäidustused
Puudub

Kliinilised eelised
Proksimaalse verejooksu kontrollimiseks, žguti asendamiseks, täppisurve tagamiseks väiksemate verejooksude juhtimiseks ja jätkuvas surveks haava tamponiile.

Toimivuse näitajad
Väike ja kerge konstruktsioon. Valmistatud vastupidavuse tagamiseks suure loogikundlusega polümeerist äärmuslikud temperatuuriluvused

Toote omadused
Verejooksu juhtimise lihtsustamine: Pärast paigale kinnitamist jätab kätel vabaks teostada muid akuteid hädaloorkorras protseduure. Koostalitlusvõime - ühildub kõigi CoTCCC soovitatud žgutide, mähiste ja mittesurveosidemetega. Vähendab vajadust kohapeal lahendamise ootida ja uuesti veritsemist, mis võib tarbetu verekaotuse tekkimiseni. Mitme koha kasutamine - mitme suurusega pead proksimaalse verejooksu kontrollimiseks, otsene surve sidemele ja žguti asendamise


Hoiatused ja jääkrisk
Seade on ainult ühekordseks kasutamiseks. Taaskasutamisel on oht ristinfektsiooniks ja toote funktsionaalsuse kadumiseks. Kasutamine pärast säilivusaega võib põhjustada ristinfektsiooni või toote funktsionaalsuse kadumist. Pärast kasutamist hävitada tervishoiujäätmetena. Vastasel juhul on oht ristinfektsiooniks.

Käsitsemine ja ladustamine
Äärmuslikud temperatuuriluvused
Toodet tuleb säilitada kuivas siseruumides originaalpakendis.

Kõrvaldamine
Kõrvaldada tervishoiujäätmetena.

Kõigist selle seadmega seotud tõsisest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale: vigilance@68medicalsolutions.com

THE ADVANTAGE



Aiottu käyttötarkoitus

Suunniteltu ensihoitoyksiköiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön sairaalahoitoa edeltävässä ympäristössä.

Potilaan profiili

suunniteltu käytettäväksi potilailla, joilla on ulkoisia haavoja, jolta voidaan hoitaa kohdistamalla painetta verenvuotokohtaan tai vain verenvuotokohtaan nähden proksimaalisiin verisuoniin.

Ilmoitus

Useista ulkoisista syistä johtuvan verenvuodon hallintaan.

Ei ole

Proksimaalisen verenvuodon hallintaan, kiristyslaitteen muuntamiseen, pienen verenvuodon hallintaan pistepaineella ja jatkuvan paineen aikaansaamiseen tekemällä sidonta haavan päälle.

Suurituskykyominaisuus

Pieni ja kevyt rakenne Rakennettu iskunkestävistä polymeeristä kestävyiden valmistamiseksi Äärimmäiset lämpötilatoleranssit

Tuoteväitteet

Verenvuodon hoidon yksinkertaistaminen: Vapauttaa paikalleen kiinnitettyä kättä suorittaa muita akutoitteja hätätoimenpiteitä

Monipuolinen käyttö – useita erikoisista päitä proksimaalisen verenvuodon hallintaan, suoraan paineeseen sidotun haavan päällä, sekä kiristyslaitteen muuntamiseen

Varoitukset ja jäänäsriski

Yhteentoimivuus – yhteensopiva kaikkien CoTCCC:n suosittelemien kiristyslaitteiden, kääreiden ja paineistamattomien siteiden kanssa Rajoittaa improvisointia ja uudelleenverenvuotoa, joka johtaa tarpeettomaan verenhukkaan

Laitte on tarkatyyppinen. Uudelleenkäyttö aiheuttaa risti-infektioriskin, ja tuotteen toiminnallisuus menetetään. Jos käyttö jatkuu säilyvyysajan jälkeen, on vaarana risti-infektio tai toiminnallisuuden menettäminen.

Hävitä käytön jälkeen terveydenhuoltojätteeseen. Jos näin ei toimita, vaarana on risti-infektio.

Käsittely ja varastointi

Äärimmäiset lämpötilatoleranssit Tuote on varastoitava alkuperäispakkauksessaan kuivassa paikassa sisätiloissa.

Hävitäminen

Hävitetään terveydenhuoltojätteeseen.

ADVANTAGE-painepalkissa on Popp Point Pressure Device (P3D) -teknologia, jonka avulla voidaan hallita proksimaalista verenvuotoa, muuntaa kiristyside, hallita pientä verenvuotoa pistepaineella ja jatkuvaa painetta tekemällä sidonta haavan päälle.

Sitä on pienen ja kevyen rakenteensa ansiosta helppo kuljettaa kaikilla hoitotasolla, ja se on valmistettu erittäin iskunkestävästä polymeeristä kestävyiden ja äärimmäisten lämpötilojen sietokykyä ajatellen.

Asetukset

VAIHE 1. Irrota painepalkki tallennuskortista Painamalla
kuvarissa olevaa kahta kielekettä kevyesti sisäänpäin voit irrottaa painepalkin tallennuskortista.

VAIHE 2. Poista haluttu pää ja aseta kielekkeet paikalleen
Kun painepalkki on poistettu tallennuskortista. Poista haluttu pää.

Aseta painepään kielekkeet painepalkin pohjassa oleviin aukkoihin. Huom.: Jos haluat käyttää painepalkkia ilman painepäätä, siirry kohtaan Sovelluksen vaiheet

VAIHE 3. Täydellinen ja käyttövalmis

Käytä painekääreiden kanssa

VAIHE 1. Kiinnitä kääre paikalleen haavan päälle

Paikanna ja paljasta haava
Suorita sidonta tarpeen mukaan
Kiinnitä kääre paikalleen haavan päälle

VAIHE 2. Aseta painepalkki haavan keskelle

Aseta painepalkki haavan keskelle. Kohdista painetta mahdollisuuksien mukaan alaspäin koko toimenpiteen ajan.

VAIHE 3. Kiedo kääre kehon tai raajan ympärille

Kiedo kääre kehon tai raajan ympärille
Uudelleenohjauskanavia voidaan käyttää kääreen uudelleenohjaamiseen tai mekaanisen edun aikaansaamiseen.
Tämä lisää kehäpainetta. Kanavien avulla palkki voidaan myös kiinnittää paikalleen.

VAIHE 4. Kiedo kääre raajan tai kehon ympäri ja C-kanavan läpi

Kiedo kääre raajan ympäri ja C-kanavan läpi
Huomautus: kääreiden ei tarvitse olla todella tiukkoja. C-kanavien korkeusvaihteluun ansiosta saadaan aikaan suurempi alaspäin suuntautuva paine.

VAIHE 5. Kiinnitä kääreen päätä

Kiinnitä kääreen päätä Tarkkaile läpitiukkuuden varalta
Arvioi uudelleen potilaan liikkeen jälkeen

Käytä puristussiteen kanssa (sidonta haavan päältä)

VAIHE 1. Valitse sopiva pää

Paikanna sidottava haava.
Paljasta haava. Tunnistaa verenvuotokohta ja kohdista painetta käsin. Sido sideharsoa tai hemostaattista sideharsoa verenvuodon lähteeseen
Sido haavaa juuri ja juuri haavan reunojen alapuolelle niin, että valittu pää jää haavapohjaan.

VAIHE 2. Aseta painepää sidotun alueen ja vuodon lähteen päälle

Aseta painepää käytetyn sideharon päälle niin, että pää asettuu haavaan. Kohdista koko levytyksen ajan alaspäin suuntautuva painetta.

VAIHE 3. Kiedo kiristyside loukkaantuneen alueen ympärille

Kiedo/vie kiristyside loukkaantuneen raajan ympärille varmistaen, että laite ei ole vääntynyt, ja kiinnitä solki uudelleen.

Huom.: Advantage toimii useimpien kaupallisesti saatavilla olevien kiristyslaitteiden kanssa.

SOFtia käytettiin esittelytarkoituksiin.

VAIHE 4. Kiristä ja varmista, että kiristysiteen nauha on keskitetty painepalkin C-kanaviin

Kiristä ja varmista, että kiristysiteen nauha on keskitetty painepalkin C-kanaviin Huomautus: Jotkut käyttäjät eivät halua, että ilmaton laite asetetaan suoraan painepalkin alapuolelle.

VAIHE 5. Kiristä kaikkialta

Kiristä kaikkialta. C-kanavien korkeus työntää painepäätä alaspäin vuodon lähteen yli.

VAIHE 6. Poista kiristämällä ilma, jos kireyttä halutaan lisätä

Varmista asianmukainen sijoitus ja valvo, ettei haava pääse uudelleen vuotamaan.

Huom.: Löysää ja aseta uudelleen tarpeen mukaan. Arvioi uudelleen potilaan liikkeen jälkeen

Käytä venyvän ja kiedottavan kiristysiteen kanssa (proksimaalinen paine)

VAIHE 1. Paikanna vamma, kohdista painetta ja valitse painepää

Paikanna vamma ja kohdista painetta käsin.

Valitse pää proksimaalisen paineen aikaansaamiseksi ja kiinnitä se painepalkkiin.

VAIHE 2. Aseta painepää proksimaaliseen verenvuodon valvontamerkkiin

Aseta painepää proksimaaliseen verenvuodon valvontamerkkiin

Paina lujasti alaspäin.

Sinun pitäisi huomata verenvuodon lähteestä virtaavan veren määrän vähenevän merkittävästi.

VAIHE 3. Vie kiristyside potilaan ympärille ja kiinnitä solki

Vie kiristyside potilaan ympärille ja kiinnitä solki

Useimmat kiristysideet toimivat; tässä esittelyssä käytettiin Full Stop -kiristysidettä. Jos käyttämäsi kiristyside on liian lyhyt, voit liittää kaksi kiristysidettä rinnakkain.

VAIHE 4. Arvioi sijoitus uudelleen ja vedä, kunnes side on tiukasti kiinni

Arvioi uudelleen painepään sijainti ja kiristä kiristyside tiukalle.

VAIHE 5. Kiinnitä kiristyside ja suorita arviointi uudelleen

Tarkoitettu käytettäväksi verenvuodon hallintaan aina lievistä hengenvaaralliseen saakka. Käyttäjäprofiili

Kiedo sidettä edelleen kiristääksesi kiristysiteen päätä. Poista tarvittaessa ilmatonta kiristysiteestä kiristämällä ilma liiallisen löysyyden poistamiseksi.

Kirjaa käytetty aika kiristysiteen alkajalleen tai kirjoita käytetty aika muistiin

Tarkkaile verenvuodon hallintaa ja säädä laitetta tarpeen mukaan erityisesti, jos potilas on liikkunut

Käytä 4 ja 6 tuuman paineistamattoman siteen kanssa

VAIHE 1. Levitä sidetyyny keskitetysti haavan päälle

Paikanna ja paljasta haava.

Aseta sidetyyny keskitetysti haavan päälle.

VAIHE 2. Aseta painepalkki sidetyynyn keskelle

Aseta painepalkki sidetyynyn keskelle.

Kohdista mahdollisuuksien mukaan alaspäin kohdistuvaa painetta koko levytyksen ajan.

VAIHE 3. Kiedo siteen alkuosa uudelleenohjauskanavan ympärille

Kiedo siteen alkuosa uudelleenohjauskanavien ympäri mekaanisen edun aikaansaamiseksi.

Tämä lisää kehäpainetta. Jos näin ei ole, siirry vaiheeseen 4.

Huom.: Tätä vaihetta tarvitaan vain, jos halutaan lisätä kehäpainetta.

VAIHE 4. Kiedo siteen alkuosa raajan ympäri ja C-kanavan kautta

Kiedo siteen alkuosa raajan ympäri ja C-kanavan läpi Huom.: kääreiden ei tarvitse olla todella tiukkoja.

C-kanavien korkeusvaihteluun ansiosta saadaan aikaan suurempi alaspäin suuntautuva paine.

VAIHE 5. Kiinnitä siteen päätä

Kiinnitä siteen päätä

Tarkkaile verenvuotoa

Uudelleenarviointi aina, jos potilas liikkuu

Ohjevideot ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



Kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle: vigilance@68medicalsolutions.com

F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Utilisation avec les enveloppes sous pression



Fixer l'enveloppe en place sur la plaie



Placer la barre de pression au centre de la plaie



L'itinéraire s'enroule autour du corps ou d'un membre



Acheminer l'écharpe autour du membre ou du corps et à travers le canal C



Extrémité sécurisée de l'emballage



REF TADV-02


Utilisation avec un garrot (sur-emballage)



Choisir la tête appropriée



Placer la tête de pression au-dessus de la zone emballée et de la source de purge



Enrouler le garrot autour de la zone blessée



Enlever le mou et s'assurer que la bande du garrot est centrée dans les canaux C de la barre de pression



Retirer tout le mou



Serrer la vis sans fin si l'on souhaite éliminer davantage de mou

Utilisation avec un bandage sans pression



Appliquer le pansement centré sur la plaie



Placer la barre de pression au centre du bandage



Guide de bandage d'itinéraire autour des canaux de redirection



Faire passer l'extrémité du bandage autour du membre et à travers le canal C



Fixer l'extrémité du bandage



REF TADV-02

La barre de pression The AVANTAGE est dotée de la technologie Appareil de Pression au Point d'Éclatement (P3D) qui permet de contrôler les hémorragies proximales, de convertir les garrots, d'exercer une pression ponctuelle pour la prise en charge des hémorragies mineures et d'exercer une pression continue sur les compresses de plaies.

Il est facile à transporter à tous les niveaux de soins grâce à sa petite taille, et à sa légèreté. Il est fabriqué en polymère à haute résistance aux chocs pour une plus grande durabilité et une meilleure tolérance aux températures extrêmes.

Mise en place

ÉTAPE 1. Déclipser la barre de pression de la carte de stockage

Appuyez légèrement vers l'intérieur sur les deux languettes illustrées pour déclipser la barre de pression de la carte de stockage.

ÉTAPE 2. Retirer la tête souhaitée et insérer les languettes

Une fois la barre de pression retirée de la carte de stockage, retirez la tête souhaitée.

Insérer les languettes de la tête de pression dans les fentes situées sous la barre de pression.

Remarque : Pour utiliser la barre de pression sans tête de pression, passer aux étapes de l'application

ÉTAPE 3. Complet et prêt à l'emploi

Utilisation avec les enveloppes sous pression

ÉTAPE 1. Fixer l'enveloppe en place sur la plaie

Localiser et exposer la plaie

Appliquez le pansement si nécessaire

Fixer l'enveloppe en place sur la plaie

ÉTAPE 2. Placer la barre de pression au centre de la plaie

Placer la barre de pression au centre de la plaie.

Si possible, exercez une pression vers le bas pendant toute la durée de l'application.

ÉTAPE 3. L'itinéraire s'enroule autour du corps ou d'un membre

L'itinéraire s'enroule autour du corps ou d'un membre

Les canaux de réorientation peuvent être utilisés pour réorienter l'enroulement ou si un avantage mécanique est souhaité.

Cela augmentera la pression circumférentielle.

Les canaux peuvent également être utilisés pour ancrer la barre en place.

ÉTAPE 4. Acheminer l'écharpe autour du membre ou du corps et à travers le canal C

Acheminement de la branche enveloppante et traversée du canal C

Remarque : il n'est pas nécessaire que les enveloppes soient extrêmement serrées.

Le décalage en hauteur des canaux C permet d'augmenter la pression vers le bas.

ÉTAPE 5. Extrémité sécurisée de l'emballage

Sécuriser l'extrémité du moniteur d'enveloppement pour qu'il ne s'écoule pas

Réévaluation après tout mouvement du patient

Utilisation avec un garrot (sur-emballage)

ÉTAPE 1. Choisir la tête appropriée

Localiser la plaie prévue pour la mise en place de l'emballage.

Exposer la blessure. Identifier le point de saignement et appliquer une pression manuelle.

Appliquez la gaze ou de la gaze hémostatique sur la source de l'hémorragie

Tasser la plaie jusqu'à ce qu'elle soit juste en dessous des bords de la plaie, ce qui permet à la tête sélectionnée de reposer dans la cuvette de la plaie.

ÉTAPE 2. Placer la tête de pression au-dessus de la zone emballée et de la source de purge

Placer la tête de pression sur la gaze tassée, de manière à ce que la tête s'insère dans la plaie. Exercez une pression vers le bas pendant toute la durée de l'application.

ÉTAPE 3. Enrouler le garrot autour de la zone blessée

Enroulez/alimentez le garrot autour de l'extrémité blessée, en veillant à ce que le dispositif ne soit pas tordu, et reconnectez la boucle.

Remarque : The Advantage fonctionne avec la plupart des garrots disponibles dans le commerce.

SOFT a été utilisé à des fins de démonstration.

ÉTAPE 4. Enlever le mou et s'assurer que la bande du garrot est centrée dans les canaux C de la barre de pression

Retirez le mou et s'assurez que la bande du garrot est centrée dans les canaux C de la barre de pression :

Certains utilisateurs préfèrent ne pas positionner le windless directement au-dessus de la barre de pression.

ÉTAPE 5. Retirer tout le mou

Enlever tout le mou.

La hauteur des canaux C poussera la tête de pression vers le bas au-dessus de la source de la purge.

ÉTAPE 6. Serrer la vis sans fin si l'on souhaite éliminer davantage de mou

S'assurer de la bonne mise en place et surveiller l'apparition d'une nouvelle saignée.

Remarque : Desserrer et repositionner si nécessaire. Réévaluation après tout mouvement du patient

A utiliser avec le garrot Étirer et Envelopper (pression proximale)

ÉTAPE 1. Localiser la blessure, appliquer la pression et sélectionner la tête de pression

Localiser la blessure et appliquer une pression manuelle.

Sélectionner la tête pour la pression proximale et la fixer à la barre de pression.

ÉTAPE 2. Placer la tête de pression sur le repère de contrôle de l'hémorragie proximale

Placer la tête de pression sur le repère de contrôle de l'hémorragie proximale

Exercer une forte pression vers le bas.

Vous devriez constater une réduction significative de l'écoulement du sang à partir de la source de l'hémorragie.

ÉTAPE 3. Placez le garrot autour du patient et attachez la boucle

Placez le garrot autour du patient et attachez la boucle

La plupart des garrots fonctionnent : un Full Stop a été utilisé pour cette démonstration.

Si le garrot que vous utilisez est trop court, vous pouvez en connecter deux en tandem.

ÉTAPE 4. Réévaluer l'emplacement et tirer jusqu'à ce qu'il soit bien serré

Réévaluez le positionnement de la tête de pression et tirez sur le garrot.

ÉTAPE 5. Fixer le garrot et réévaluer la situation

Destiné à être utilisé pour contrôler les hémorragies mineures ou mortelles.

Profil de l'utilisateur Continuer à enrouler pour sécuriser l'extrémité du garrot, serrer sans vent si nécessaire sur un garrot sans vent

pour éliminer le mou supplémentaire.

Inscrivez la durée d'application sur l'étiquette du garrot ou notez la durée d'application

Contrôlez les hémorragies et ajustez le dispositif si nécessaire, en particulier après tout mouvement du patient

A utiliser avec les bandages non compressifs 4" et 6"

ÉTAPE 1. Appliquer le pansement centré sur la plaie

Localiser et exposer la plaie.

Appliquez la compresse centrée sur la plaie.

ÉTAPE 2. Placer la barre de pression au centre du bandage

Placez la barre de pression au centre du bandage.

Si possible, exercez une pression vers le bas pendant toute la durée de l'application.

ÉTAPE 3. Guide de bandage d'itinéraire autour des canaux de redirection

Acheminer l'amarce de bandage autour des canaux de redirection si un avantage mécanique est souhaité.

Cela augmentera la pression circumférentielle. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 4.

Remarque : Cette étape n'est pas toujours nécessaire, seulement si une augmentation de la pression circumférentielle est souhaitée.

ÉTAPE 4. Acheminer le bandage autour du membre et à travers le canal C

Acheminer le bandage autour du membre et à travers le canal C

Remarque : il n'est pas nécessaire de réaliser des enveloppes extrêmement serrées. Le décalage en hauteur des canaux C permet d'augmenter la pression vers le bas.

ÉTAPE 5. Fixer l'extrémité du bandage

Fixer l'extrémité du bandage

Surveiller les saignements

Réévaluer après tout mouvement du patient

Des vidéos sur le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse suivante

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM

WWW.68MEDICAL.COM



F034_001_Rev 0_0525

68 MEDICAL SOLUTIONS



Objectif visé

Conçu pour être utilisé par les premiers intervenants et les professionnels de la santé en milieu préhospitalier.

Profil du patient

Conçu pour être utilisé sur les patients présentant des plaies externes qui peuvent être traitées par compression au niveau du site de saignement ou juste à proximité du site de saignement par compression du (des) vaisseau(x) sanguin(s) qui saigne(nt).

Indication

Contrôler les origines multiples des saignements externes (hémorragies).

Contre-indications

Aucun

Avantages cliniques

Permet de contrôler les hémorragies proximales, de convertir les garrots, d'exercer une pression ponctuelle pour la gestion des hémorragies mineures et d'exercer une pression continue sur le pansement de la plaie.

Caractéristiques de performance

Conception compacte et légère Fabriqué en polymère à haute résistance aux chocs pour une plus grande durabilité Tolérances extrêmes en matière de température

Réclamations sur les produits

Simplifier la gestion des hémorragies : Libère les mains une fois fixé en place effectue d'autres procédures d'urgence aiguës Interopérabilité - compatible avec tous les garrots, enveloppes et bandages non compressifs recommandés par le CoTCCC Limite les improvisations et les saignements, ce qui entraîne des pertes de sang inutiles Utilisation multi-sites - têtes de tailles multiples pour le contrôle des hémorragies proximales, la pression directe sur l'emballage, et le contrôle de l'hémorragie proximale, sur l'emballage conversion du garrot

Avertissements et risques résiduels

Le dispositif est à usage unique. La réutilisation présente un risque d'infection croisée et de perte de fonctionnalité du produit. L'utilisation au-delà de la durée de conservation présente un risque d'infection croisée et de perte de fonctionnalité.

Après utilisation, éliminer comme un déchet de soins de santé.

Dans le cas contraire, il y a un risque d'infection croisée.

Manipulation et stockage

Tolérances de température extrêmes Le produit doit être stocké dans un endroit sec, à l'intérieur, dans son emballage d'origine.


Élimination

Éliminer comme un déchet médical.

Tout incident grave survenu en relation avec cet appareil doit être signalé au fabricant : vigilance@68medicalsolutions.com

THE ADVANTAGE



Verwendung mit Druckbandagen




REF TADV-02




Verwendung mit Tourniquet (über der Wundtamponade)



REF TADV-02



Verwendung mit druckfreier Bandage



REF TADV-02



Der ADVANTAGE-Drucksteg mit Popp Point Pressure Device (P3D)-Technologie bietet proximale Blutungskontrolle, unterstützt die Tourniquet-Konversion, ermöglicht Punktdruck zur Behandlung kleinerer Blutungen und sorgt für kontinuierlichen Druck auf die Wundtamponade.

Es ist aufgrund seines kleinen und leichten Designs leicht auf allen Versorgungsebenen zu tragen und aus einem hochschlagfesten Polymer gefertigt, das für Langlebigkeit und extreme Temperaturbeständigkeit sorgt.

Einrichten

SCHRITT 1. Lösen Sie den Drucksteg von der Aufbewahrungskarte
Drücken Sie leicht nach innen auf die beiden abgebildeten Laschen, um den Drucksteg von der Aufbewahrungskarte zu lösen.

SCHRITT 2. Entfernen Sie den gewünschten Aufsatz und setzen Sie die Laschen ein, sobald der Drucksteg von der Aufbewahrungskarte entfernt ist. Entfernen Sie den gewünschten Aufsatz.

Setzen Sie die Laschen des Druckaufsatzes in die Schlitze an der Unterseite des Druckstegs ein.
Hinweis: Wenn Sie den Drucksteg ohne Druckaufsatz verwenden möchten, fahren Sie mit den Schritten für die Anwendung fort.

SCHRITT 3. Vollständig und gebrauchsfertig

Verwendung mit Druckbandagen

SCHRITT 1. Sichern Sie die Bandage über der Wunde

Lokalisieren Sie die Wunde und legen Sie sie frei

Bringen Sie die Tamponade nach Bedarf an

Sichern Sie die Bandage über der Wunde

SCHRITT 2. Legen Sie den Drucksteg über die Mitte der Wunde an

Legen Sie den Drucksteg über die Mitte der Wunde an.

Üben Sie möglichst während der gesamten Anwendung Druck nach unten aus.

SCHRITT 3. Legen Sie die Bandage um den Körper oder eine Extremität an

Legen Sie die Bandage um den Körper oder eine Extremität an

Die Umlenkanäle können zur Umlenkung der Bandage verwendet werden oder wenn ein mechanischer Vorteil gewünscht ist.

Dadurch wird der Umfangedruck erhöht.

Die Kanäle können auch verwendet werden, um den Steg an seinem Platz zu fixieren

SCHRITT 4. Legen Sie die Bandage um die Extremität oder den Körper an und führen Sie sie durch den C-Kanal

Legen Sie die Bandage um die Extremität oder den Körper an und führen Sie sie durch den C-Kanal

Hinweis: Sehr feste Bandagen sind nicht erforderlich. Der Höhenversatz der C-Kanäle ermöglicht einen erhöhten Druck nach unten.

SCHRITT 5. Sichern Sie das Bandagenende

Sichern Sie das Bandagenende

Achten Sie auf Durchblutung

Nach jeder Patientenbewegung neu überprüfen

Verwendung mit Tourniquet (über der Wundtamponade)

SCHRITT 1. Wählen Sie den passenden Aufsatz

Lokalisieren Sie die vorgesehene Wunde für das Tamponieren.

Legen Sie die Wunde frei. Identifizieren Sie die Blutungsstelle und üben Sie manuell Druck aus.

Legen und tamponieren Sie die Mullbinde oder blutstillende Mullbinde direkt auf die Blutungsquelle.

Tamponieren Sie die Wunde bis knapp unter die Wundränder, sodass der ausgewählte Aufsatz in der Wundmulde aufliegt.

SCHRITT 2. Platzieren Sie den Druckaufsatz über dem tamponierten Bereich und der Blutungsquelle

Legen Sie den Druckaufsatz über die tamponierte Mullbinde, so dass der Aufsatz in der Wunde sitzt.

Üben Sie möglichst während der gesamten Anwendung Druck nach unten aus.

SCHRITT 3. Wickeln Sie das Tourniquet um den verletzten Bereich

Führen/Wickeln Sie das Tourniquet um die verletzte Extremität und achten Sie dabei darauf, dass das Gerät nicht verdreht ist, und die Schnalle wieder schließt.

Hinweis: Der Advantage kann mit den meisten handelsüblichen Tourniquets verwendet werden.

SOFT wurde zu Demonstrationszwecken verwendet.

SCHRITT 4. Straffen Sie das Tourniquet und stellen Sie sicher, dass das Tourniquet-Band in den C-Kanälen des Druckstegs zentriert ist

Straffen Sie das Tourniquet und stellen Sie sicher, dass das Tourniquet-Band in den C-Kanälen des Druckstegs zentriert ist. Einige Benutzer bevorzugen es, den Spanner nicht direkt über dem Drucksteg zu positionieren.

SCHRITT 5. Straffen Sie das Tourniquet

Straffen Sie das Tourniquet.

Die Höhe der C-Kanäle drückt den Druckaufsatz nach unten über die Blutungsquelle.

SCHRITT 6. Ziehen Sie den Spanner an, wenn eine zusätzliche Straffung erforderlich ist.

Achten Sie auf eine korrekte Platzierung und überwachen Sie die Nachblutung.

Hinweis: Lösen und positionieren Sie ihn bei Bedarf neu. Nach jeder Patientenbewegung neu überprüfen

Verwendung mit Stretch- und Wickeltourniquet (proximaler Druck)

SCHRITT 1. Lokalisieren Sie die Verletzung, üben Sie Druck aus und wählen Sie den Druckaufsatz aus

Lokalisieren Sie die Verletzung und üben Sie manuell Druck aus.

Wählen Sie den Aufsatz für den proximalen Druck und befestigen Sie ihn am Drucksteg.

SCHRITT 2. Platzieren Sie den Druckaufsatz auf dem proximalen Blutungskontrollpunkt

Platzieren Sie den Druckaufsatz auf dem proximalen Blutungskontrollpunkt

Drücken Sie ihn fest nach unten.

Sie sollten einen deutlichen Rückgang des Blutflusses an der Blutungsquelle feststellen.

SCHRITT 3. Führen Sie das Tourniquet um den Patienten und schließen Sie die Schnalle.

Führen Sie das Tourniquet um den Patienten und schließen Sie die Schnalle.

Die meisten Tourniquets sind geeignet; für diese Demonstration wurde ein Full Stop verwendet. Wenn das von Ihnen verwendete Tourniquet zu kurz ist, können Sie zwei Tourniquets hintereinander verbinden.

SCHRITT 4. Überprüfen Sie die Position erneut und ziehen Sie die Bandage fest

Überprüfen Sie die Position des Druckaufsatzes und ziehen Sie das Band des Tourniquets straff.

SCHRITT 5. Sichern Sie das Tourniquet und überprüfen Sie die Platzierung erneut.

Zur Kontrolle kleinerer bis lebensbedrohlicher Blutungen bestimmt. Benutzerprofil Wickeln Sie weiter, um das Ende des Tourniquets zu sichern, und ziehen Sie bei einem Tourniquet den Spanner nach Bedarf fest, um es zu straffen.

Notieren Sie die Anlegezeit auf dem Zeitkett des Tourniquets oder vermerken Sie die Anlegezeit.

Überwachen Sie die Blutungskontrolle und passen Sie das Gerät bei Bedarf an, insbesondere nach jeder Patientenbewegung.

Verwendung mit 4" und 6" -druckfreien Bandagen

SCHRITT 1. Bringen Sie die Bandagenauflage mittig auf die Wunde an.

Lokalisieren Sie die Wunde und legen Sie sie frei.

Bringen Sie die Bandagenauflage mittig auf die Wunde an.

SCHRITT 2. Legen Sie den Drucksteg über die Mitte der Bandagenauflage an

Legen Sie den Drucksteg über die Mitte der Bandagenauflage.

Üben Sie möglichst während der gesamten Anwendung Druck nach unten aus.

SCHRITT 3. Führen Sie den Bandagenanfang um die Umlenkanäle.

Führen Sie den Bandagenanfang um die Umlenkanäle, wenn ein mechanischer Vorteil gewünscht ist.

Dadurch wird der Umfangedruck erhöht. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Hinweis: Dieser Schritt ist nicht immer erforderlich, sondern nur dann, wenn ein erhöhter Umfangedruck gewünscht ist.

SCHRITT 4. Führen Sie den Bandagenanfang um die Extremität und durch den C-Kanal.

Führen Sie den Bandagenanfang um die Extremität und durch den C-Kanal







Hinweis: Sehr straffe Wicklungen sind nicht erforderlich. Der Höhenversatz der C-Kanäle ermöglicht einen erhöhten Druck nach unten.

SCHRITT 5. Sichern Sie das Bandagenende

Sichern Sie das Bandagenende

Überwachen Sie die Durchblutung

Überprüfen Sie die Situation nach jeder Patientenbewegung erneut



Verwendungszweck	
Entwickelt für den Einsatz durch Ersthelfer und medizinisches Fachpersonal im präklinischen Bereich	
Patientenprofil	
Entwickelt für den Einsatz bei Patienten mit äußeren Wunden, die durch Kompression an der Blutungsstelle oder unmittelbar proximal dazu, durch Kompression der blutenden Blutgefäße, behandelt werden können.	
Indikation	
Zur Kontrolle mehrerer Ursachen für äußere Blutungen (Hämorrhagie).	
Kontraindikationen	
Keine	
Klinischer Nutzen	
Zur proximalen Blutungskontrolle, zur Umstellung auf Tourniquets, für punktuellen Druck zur Behandlung kleinerer Blutungen und für kontinuierlichen Druck über Wundtamponaden.	
Leistungsmerkmale	
Kompaktes und leichtes Design Gefertigt aus hochschlagfestem Polymer für hohe Langlebigkeit Beständig gegenüber extremen Temperaturen	
Produktmerkmale	
Vereinfachte Blutungskontrolle; Nach dem Fixieren bleiben Ihre Hände frei - Andere dringende Notfallmaßnahmen ausführen Interoperabilität – kompatibel mit allen vom CoTCCC empfohlenen Tourniquets, Wickelverbänden und druckfreien Bandagen. Verringert Improvisation und Nachblutungen, wodurch unnötiger Blutverlust vermieden wird Mehrfachanwendung – verschiedene Aufsatzgrößen für proximale Blutungskontrolle, direkten Druck auf die Wundtamponade und Tourniquet-Konversion	
Warnungen und Restrisiko	
Das Gerät ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung birgt das Risiko einer Kreuzinfektion und des Verlusts der Produktfunktionalität. Bei Verwendung nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer besteht die Gefahr einer Kreuzinfektion oder eines Funktionsverlustes. Nach Gebrauch als medizinischer Abfall entsorgen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Kreuzinfektion.	
Handhabung und Lagerung	
Extreme Temperaturtoleranzen Das Produkt muss in einem trockenen, überdachten Lagerraum in der Originalverpackung gelagert werden.	
Entsorgung	
Als medizinischer Abfall entsorgen.	

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit diesem Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller gemeldet werden: vigilance@68medicalsolutions.com

Videos zur Verwendung finden Sie unter:

WWW.68MEDICAL.COM

SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525


6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Χρήση με πιστοποιημένους επιδέξιους



Ασφαλίστε τον επιδέξιο στη θέση του πάνω από το τραύμα



Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης πάνω από το κέντρο του τραύματος



Περάστε τον επιδέξιο γύρω από το σώμα ή το άκρο



Περάστε τον επιδέξιο γύρω από το άκρο ή το σώμα και μέσω του καναλιού C



Ασφαλίστε το άκρο του επιδέξιου


Χρήση με αμοιαιστατικό μόνιμο (πάνω από επιπυματισμό)



Επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή




Τοποθετήστε την κεφαλή πίεσης πάνω από την περιοχή επιπυματισμού και την πηγή αιμορραγίας



Τυλίξτε τον αμοιαιστατικό μόνιμο γύρω από την τραυματισμένη περιοχή



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα και ότι η ταινία του αμοιαιστατικού μόνιμου είναι κεντραρισμένη στα κανάλια C της Ράβδου Πίεσης



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα

Χρήση με μη πιστωτικό επιδέξιο



Εφαρμόστε το επίθεμα του επιδέξιου στο κέντρο του τραύματος



Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης πάνω από το κέντρο του επιδέξιου



Περάστε τον οδηγό του επιδέξιου γύρω από το Κανάλι ανακατεύθυνσης Κανάλι



Περάστε τον οδηγό του επιδέξιου γύρω από το άκρο και μέσω από το Κανάλι C



Ασφαλίστε το άκρο του επιδέξιου

REF TADV-02



REF TADV-02



Προβλεπόμενος σκοπός

Σχεδιασμένο για χρήση από διασώστες και επαγγελματίες υγείας σε προνοσηκοματικές συνθήκες.

Προφίλ ασθενούς

Σχεδιασμένο για χρήση σε ασθενείς με εξωτερικά τραύματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμπίεση στο σημείο της αιμορραγίας ή απλώς κοντά στο σημείο της αιμορραγίας μέσω συμπίεσης του αμοιαιστατικού μόνιμου γύρω από τον τραυματισμό.

Ενδειξη

Για τον έλεγχο πολλαπλών πηγών εξωτερικής αιμορραγίας.

Αντενδείξεις

Καμία

Κλινικά οφέλη

Για τον έγχυτο έλεγχο της αιμορραγίας, για μετατροπή σε αμοιαιστατικό επιδέξιο, για πίεση σε συγκεκριμένο σημείο για τη διαχείριση μικρών αιμορραγιών και για συνεχή πίεση πάνω από τον επιπυματισμό του τραύματος.

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Μικρός και ελαφρύς σχεδιασμός. Κατασκευασμένο από πολυμερές υψηλής αντοχής για ανθεκτικότητα και αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες.

Τι κάνει το προϊόν

Απλοποίηση της διαχείρισης της αιμορραγίας. Μόλις τοποθετηθεί στη θέση του, αφήνει τα χέρια σας ελεύθερα για εκτέλεση άλλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. Διαλεπτικότητα - συμβατό με όλους τους αμοιαιστατικούς μόνιμους, επιδέξιους και μη πιστωτικούς επιδέξιους που συνιστά η CoTCCC. Περιορίζει την αυτοσχέδια χρήση και την επαναφάνση της αιμορραγίας, με αποτέλεσμα την αποφυγή περαιτέρω απώλειας αίματος.

Χρήση σε πολλαπλά σημεία - κεφαλής, πολεμικών μηχανών για έγχυτο έλεγχο της αιμορραγίας, άμεση πίεση πάνω από τον επιπυματισμό και μετατροπή σε αμοιαιστατικό μόνιμο.

Προειδοποιήσεις και υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Η συσκευή είναι μόνο για μία χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση ενέχει τον κίνδυνο διασποράς μολυσματικής και απώλειας λειτουργικότητας του προϊόντος. Η χρήση μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής ενέχει τον κίνδυνο διασποράς μολυσματικής και απώλειας λειτουργικότητας.

Απορρίψτε το ως υγειονομικό απόβλητο μετά τη χρήση. Εάν δεν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος διασποράς μολυσματικής.

Χειρισμός και αποθήκευση

Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό, εσωτερικό χώρο στην αρχική του συσκευασία.

Απορριψη

Απορρίψτε το ως υγειονομικό απόβλητο.

Οποιαδήποτε σοβαρά περιστατικά που έχει συμβεί σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή: vigilance@68medicalsolutions.com

Η Ράβδος πίεσης The ADVANTAGE διαθέτει τεχνολογία Συσκευής Πίεσης Σημείου Popp (Popp Point Pressure Device, P3D) για τον έγχυτο έλεγχο της αιμορραγίας, για μετατροπή σε αμοιαιστατικό επιδέξιο, για πίεση σε συγκεκριμένο σημείο για τη διαχείριση μικρών αιμορραγιών και για συνεχή πίεση πάνω από τον επιπυματισμό του τραύματος.

Είναι εύκολο στη μεταφορά σε όλα τα επίπεδα φροντίδας χάρη στον μικρό και ελαφρύ σχεδιασμό του και την κατασκευή του από πολυμερές υψηλής αντοχής για ανθεκτικότητα και αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες.

Ρύθμιση

ΒΗΜΑ 1. Αποσυνδέστε τη Ράβδο πίεσης από την κάρτα αποθήκευσης

Πίστε ελαφρά προς τα μέσα τις δύο γλωττίδες που απεικονίζονται για να αποσυνδέσετε τη ράβδο πίεσης από την κάρτα αποθήκευσης.

ΒΗΜΑ 2. Αφαιρέστε την επιθυμητή κεφαλή και τοποθετήστε τις γλωττίδες

Μόλις αφαιρεθεί η Ράβδος πίεσης από την κάρτα αποθήκευσης, αφαιρέστε την επιθυμητή κεφαλή.

Τοποθετήστε τις γλωττίδες της κεφαλής πίεσης στις υποδοχές στο κάτω μέρος της ράβδου πίεσης.

Σημείωση: Για τη χρήση της Ράβδου πίεσης χωρίς Κεφαλή πίεσης, προχωρήστε στα Βήματα εφαρμογής

ΒΗΜΑ 3. Ολοκληρωμένη και έτοιμη για χρήση

Χρήση με πιστωτικούς επιδέξιους

ΒΗΜΑ 1. Ασφαλίστε τον επιδέξιο στη θέση του πάνω από το τραύμα

Εντοπίστε και αποκαλύψτε το τραύμα.

Εφαρμόστε τον επιπυματισμό όπως απαιτείται.

Ασφαλίστε τον επιδέξιο στη θέση του πάνω από το τραύμα

ΒΗΜΑ 2. Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης πάνω από το κέντρο του τραύματος

Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης πάνω από το κέντρο του τραύματος.

Εφαρμόστε πίεση προς τα κάτω καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, εάν είναι δυνατόν.

ΒΗΜΑ 3. Περάστε τον επιδέξιο γύρω από το σώμα ή το άκρο

Περάστε τον επιδέξιο γύρω από το σώμα ή το άκρο

Τα κανάλια ανακατεύθυνσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακατεύθυνση του επιδέξιου ή εάν είναι επιθυμητό ένα μηχανικό πλεονέκτημα.

Αυτό θα αυξήσει την περιφερειακή πίεση.

Τα κανάλια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να στερεώσουν τη ράβδο στη θέση της.

ΒΗΜΑ 4. Περάστε τον επιδέξιο γύρω από το άκρο ή το σώμα και μέσω του καναλιού C

Περάστε τον επιδέξιο γύρω από το άκρο και μέσω του καναλιού C

Σημείωση: Δεν απαιτείται υπερβολικά σφιχτή περιτύλιξη.

Η μετατόπιση ύψους των καναλιών C επιτρέπει αυξημένη πίεση προς τα κάτω.

ΒΗΜΑ 5. Ασφαλίστε το άκρο του επιδέξιου

Ασφαλίστε το άκρο του επιδέξιου.

Παρακολουθήστε για τυχόν αιμορραγία.

Επανεκτιμήστε μετά από οποιαδήποτε κίνηση του ασθενούς

Χρήση με αμοιαιστατικό μόνιμο (πάνω από επιπυματισμό)

ΒΗΜΑ 1. Επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή

Εντοπίστε το τραύμα που προορίζεται για επιπυματισμό.

Αποκαλύψτε το τραύμα. Εντοπίστε το σημείο αιμορραγίας και ασκήστε χειρική πίεση.

Επιπυματίστε με γάζα ή αμοιαιστατικό γάζα στην πηγή της αιμορραγίας.

Τυλίξτε το τραύμα μέχρι λίγο κάτω από τα άκρα του τραύματος, αφήνοντας την επιλεγμένη κεφαλή να ακουμπά στο κοιλώμα του τραύματος.

ΒΗΜΑ 2. Τοποθετήστε την κεφαλή πίεσης πάνω από την περιοχή επιπυματισμού και την πηγή αιμορραγίας

Τοποθετήστε την κεφαλή πίεσης πάνω από τη γάζα του επιπυματισμού, αφήνοντας την κεφαλή να καθίσει πάνω στο τραύμα.

Εφαρμόστε πίεση προς τα κάτω καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΒΗΜΑ 3. Τυλίξτε τον αμοιαιστατικό μόνιμο γύρω από την τραυματισμένη περιοχή

Τυλίξτε/περάστε τον αμοιαιστατικό μόνιμο γύρω από το τραυματισμένο άκρο, διασφαλίζοντας ότι η συσκευή δεν είναι στριμμένη και επανασυνδέστε την πόρτη.

Σημείωση: Το The Advantage θα λειτουργήσει με τους περισσότερους αμοιαιστατικούς μόνιμους που διατίθενται στην αγορά. Το SOFT χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς επίδειξης.

ΒΗΜΑ 4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα και ότι η ταινία του αμοιαιστατικού μόνιμου είναι κεντραρισμένη στα κανάλια C της Ράβδου Πίεσης

Αφαιρέστε τη χαλαρότητα και βεβαιωθείτε ότι η ταινία του αμοιαιστατικού επιδέξιου είναι κεντραρισμένη στα Κανάλια C της Ράβδου Πίεσης. Σημείωση: Ορισμένοι χρήστες προτιμούν να μην έχουν τον μηχανισμό σύσφιξης τοποθετημένο ακριβώς πάνω από τη ράβδο πίεσης.

ΒΗΜΑ 5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα.

Το ύψος των καναλιών c θα αυξήσει την κεφαλή πίεσης προς τα κάτω πάνω από την πηγή της αιμορραγίας.

ΒΗΜΑ 6. Σφίξτε τον μηχανισμό σύσφιξης εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε επιπλέον χαλαρότητα

Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση και παρακολουθήστε για τυχόν επανάληψη της αιμορραγίας.

Σημείωση: Σφίξτε και αποσυνδέστε όπως απαιτείται. Επανεκτιμήστε μετά από οποιαδήποτε κίνηση του ασθενούς

Χρήση με αμοιαιστατικό μόνιμο Τέντωματος και Περίτλιξης (έγχυτο πίεση)

ΒΗΜΑ 1. Εντοπίστε το τραύμα, ασκήστε πίεση και επιλέξτε την κεφαλή πίεσης

Εντοπίστε το τραύμα και ασκήστε χειρική πίεση.

Επιλέξτε την κεφαλή για την έγχυτο πίεση και συνδέστε τη στη ράβδο πίεσης.

ΒΗΜΑ 2. Τοποθετήστε την κεφαλή πίεσης στο έγχυτο σημείο ελέγχου της αιμορραγίας

Τοποθετήστε την κεφαλή πίεσης στο έγχυτο σημείο ελέγχου της αιμορραγίας.

Ασκήστε σταθερή πίεση προς τα κάτω.

Θα πρέπει να παρατηρήσετε σημαντική μείωση της ροής αίματος από την πηγή της αιμορραγίας.

ΒΗΜΑ 3. Περάστε τον αμοιαιστατικό μόνιμο γύρω από τον ασθενή και συνδέστε την πόρτη

Περάστε τον αμοιαιστατικό μόνιμο γύρω από τον ασθενή και συνδέστε την πόρτη

Οι περισσότεροι αμοιαιστατικοί μόνιμοι είναι αποτελεσματικοί. Για την επίδειξη αυτή χρησιμοποιήθηκε ένας με Full Stop. Εάν ο αμοιαιστατικός μόνιμος που χρησιμοποιείτε είναι πολύ κοντός, μπορείτε να ενώσετε δύο μαζί.

ΒΗΜΑ 4. Επανεκτιμήστε την τοποθέτηση και τραβήξτε μέχρι να εφαρμόσετε καλά

Επανεκτιμήστε την τοποθέτηση της κεφαλής πίεσης και αφαιρέστε τη χαλαρότητα από τον αμοιαιστατικό μόνιμο.

ΒΗΜΑ 5. Ασφαλίστε τον αμοιαιστατικό μόνιμο και επανεκτιμήστε

Προορίζεται για χρήση στον έλεγχο αιμορραγιών ελαφρού έως απειλητικού για τη ζωή βαθμού. Προφίλ χρήστη Συνεχίστε να τυλίγετε για να ασφαλίσετε το άκρο του αμοιαιστατικού μόνιμου, σφίξτε τον μηχανισμό σύσφιξης όπως απαιτείται σε έναν αμοιαιστατικό μόνιμο με μηχανισμό σύσφιξης για να αφαιρέσετε την επιπλέον χαλαρότητα.

Καταργήστε τον χρόνο εφαρμογής στην επόμενη χρονιά του αμοιαιστατικού μόνιμου ή σημειώστε τον χρόνο εφαρμογής.

Παρακολουθήστε τον έλεγχο της αιμορραγίας και ρυθμίστε τη συσκευή όπως απαιτείται, ειδικά μετά από οποιαδήποτε κίνηση του ασθενούς

Χρήση με μη πιστωτικό επιδέξιο 4 in και 6 in

ΒΗΜΑ 1. Εφαρμόστε το επίθεμα του επιδέξιου στο κέντρο του τραύματος

Εντοπίστε και αποκαλύψτε το τραύμα.

Εφαρμόστε το επίθεμα του επιδέξιου στο κέντρο του τραύματος.

ΒΗΜΑ 2. Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης πάνω από το κέντρο του επιδέξιου

Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης πάνω από το κέντρο του επιδέξιου.

Εφαρμόστε πίεση προς τα κάτω καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, εάν είναι δυνατόν.

ΒΗΜΑ 3. Περάστε τον οδηγό του επιδέξιου γύρω από τα κανάλια ανακατεύθυνσης

Περάστε τον οδηγό του επιδέξιου γύρω από τα κανάλια ανακατεύθυνσης εάν είναι επιθυμητό ένα μηχανικό πλεονέκτημα.

Αυτό θα αυξήσει την περιφερειακή πίεση. Εάν όχι, προχωρήστε στο βήμα 4.

Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι πάντα απαραίτητο, μόνο εάν είναι επιθυμητή αυξημένη περιφερειακή πίεση.

ΒΗΜΑ 4. Περάστε τον οδηγό του επιδέξιου γύρω από το άκρο και μέσω από το κανάλι C

Περάστε τον οδηγό του επιδέξιου γύρω από το άκρο και μέσω από το κανάλι C

Σημείωση: Δεν απαιτείται υπερβολικά σφιχτή περιτύλιξη. Η μετατόπιση ύψους των Καναλιών C επιτρέπει αυξημένη πίεση προς τα κάτω.

ΒΗΜΑ 5. Ασφαλίστε το άκρο του επιδέξιου

Ασφαλίστε το άκρο του επιδέξιου

Παρακολουθήστε για τυχόν αιμορραγία.

Επανεκτιμήστε μετά από οποιαδήποτε κίνηση του ασθενούς.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το βίντεο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

WWW.68MEDICAL.COM






SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

THE ADVANTAGE



इच्छित उद्देश्य

इसका उद्देश्य मामूली से लेकर जानलेवा रक्तसाव को नियंत्रित करना है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल टर्निकेट के आखिरी सिरे को सुरक्षित करने के लिए लपेटना जारी रखें, अतिरिक्त ढीलापन दूर करने के लिए विडलेस आधारित टर्निकेट पर ज़रूरत के मुताबिक विडलेस करें। इस प्रा-हास्यटन सातम म प्रथम प्रातिकायकताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशावरों द्वारा इस्तेमाल का लिए डिज़ाइन किया गया है।

रोगी प्रोफाइल

इसे बाहरी घावों वाले रोगियों पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका उपचार रक्तसाव वाली जगह पर संपीड़न के माध्यम से या रक्तसाव वाली रक्त वाहिकाओं के संपीड़न के माध्यम से रक्तसाव वाली जगह के निकट किया जा सकता है। बाहरी ब्लीडिंग (रक्तसाव) के एकाधिक स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए।

सकल

मत्वभेद

नैदानिक लाभ

टर्निकेट रूपांतरण के लिए निकटवर्ती रक्तसाव नियंत्रण, मामूली रक्तसाव के लिए पॉइंट प्रेशर और घाव पैकिंग पर निरंतर दबाव प्रदान करने के लिए।

प्रदर्शन विशेषताएँ

उत्पाद संबंधी दावे

रक्तसाव प्रबंधन को सरल बनाना:

घाव पर पट्टी वगैरह लगाने के बाद अपने हाथ मुक्त करें - अन्य ज़रूरी आपातकालीन प्रक्रियाएँ पूरी करें
अंतर-संचालनीयता - सभी CoTCCC अनुशंसित टर्निकेट, रेस और नॉन-प्रेशर बैंडेज के साथ संगत हैं, जो सुधार और पुनः रक्तसाव को सीमित करते हैं, जिससे अनावश्यक खून को हानि होती है
बहु-साइट उपयोग - निकटवर्ती रक्तसाव नियंत्रण के लिए कई आकार के हेड, पैकिंग पर सीधा दबाव, और टर्निकेट रूपांतरण

वेतानियों और अवधि जोखिम

डिवाइस केवल एक बार इस्तेमाल के लिए है। दोबारा इस्तेमाल से क्रॉस-इंफेक्शन और उत्पाद की कार्यक्षमता की हानि का खतरा रहेगा। तब अवधि के बाद इस्तेमाल करने से क्रॉस-इंफेक्शन या कार्यक्षमता की हानि का खतरा रहता है। इस्तेमाल के बाद इसका स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट के रूप में निपटान करें। ऐसा न करने पर क्रॉस-इंफेक्शन का खतरा रहेगा।

हैंडलिंग और भंडारण

अत्यधिक तापमान सहनशीलता

उत्पाद को मूल पैकेजिंग में सूखे, आंतरिक भंडारण क्षेत्र में स्टोर किया जाएगा।

निपटान

स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट के रूप में निपटान करें।

इस उपकरण के संबंध में घटित हुई किसी भी गंभीर घटना की सूचना निर्माता को दी जानी चाहिए: vigilance@68medicalsolutions.com

The ADVANTAGE प्रेशर बार में पॉइंट प्रेशर डिवाइस (P3D) तकनीक है जो टर्निकेट रूपांतरण के लिए निकटवर्ती रक्तसाव नियंत्रण, टर्निकेट रूपांतरण, मामूली रक्तसाव प्रबंधन के लिए पॉइंट प्रेशर और घाव पैकिंग पर निरंतर दबाव प्रदान करती है।

अपने छोटे और हल्के डिज़ाइन के कारण इसे सभी स्तरों पर ले जाना आसान है और टिकाऊपन और अत्यधिक तापमान सहनशीलता के लिए इसका निर्माण उच्च आघात सहने वाले पॉलिमर से किया गया है।

सेट अप करना

चरण 1. स्टोरेज कार्ड से प्रेशर बार को अनक्लिप करें

स्टोरेज कार्ड से प्रेशर बार को अनक्लिप करने के लिए चित्र में दिखाए गए दो टैब्स को हल्के से अंदर की ओर दबाएँ।

चरण 2. इच्छित हेड हटाएँ और टैब्स जॉइंट

जब प्रेशर बार को स्टोरेज कार्ड से हटा दिया जाता है। इच्छित हेड हटाएँ। प्रेशर हेड टेक्स को प्रेशर बार के नीचे मौजूद स्टाट में डालें। ध्यान दें: प्रेशर हेड के बिना प्रेशर बार का इस्तेमाल करने के लिए लगाने के चरणों पर आगे बढ़ें चरण

3. पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार

प्रेशर रेप्स के साथ प्रयोग करें

चरण 1. घाव पर पट्टी (रेप) को सुरक्षित तरीके से रखें

घाव का पता लगाएँ और उसे उजागर करें, ज़रूरत के मुताबिक पैकिंग लगाएँ।

घाव पर पट्टी (रेप) को सुरक्षित तरीके से रखें

चरण 2. घाव के केंद्र पर प्रेशर बार रखें

घाव के केंद्र पर प्रेशर बार रखें। अगर संभव हो, तो लगाने के दौरान नीचे की ओर दबाव डालें।

चरण 3. पट्टी को शरीर या अंग के चारों ओर लपेटें

पट्टी को शरीर या अंग के चारों ओर लपेटें

रीडायरेक्शन चैनलों का इस्तेमाल पट्टी के रीडायरेक्शन के लिए या अगर यांत्रिक लाभ की इच्छा हो, तो किया जा सकता है। इससे परिधीय दबाव बढ़ जाएगा। इन चैनलों का इस्तेमाल बार को स्थिर रखने के लिए भी किया जा सकता है।

चरण 4. पट्टी को अंग या शरीर के चारों तरफ और C चैनल से गुज़ारें

से गुज़ारते हुए लपेट पट्टी को अंग के चारों तरफ और C चैनल से गुज़ारें

ध्यान दें: पट्टी को अत्यधिक टाइट लपेटने की ज़रूरत नहीं है। C चैनलों का हाइट ऑफसेट नीचे की ओर दबाव बढ़ाने की अनुमति देता है।

चरण 5. पट्टी के आखिरी सिरे को सुरक्षित करें

पट्टी के आखिरी सिरे को सुरक्षित करें, खून बहने पर नज़र रखें

रोगी की किसी भी हरकत के बाद पुनः आकलन करें

टर्निकेट (ओवर पैकिंग) के साथ प्रयोग करें

चरण 1. उपयुक्त हेड को चुनें

पैकिंग के लिए इच्छित घाव का पता लगाएँ।

घाव को उजागर करें। रक्तसाव के बिंदु को पहचानें और मैनुअल दबाव डालें। रक्तसाव के स्रोत के पास गॉज़ या हेमोस्टैटिक गॉज़ लगाएँ

घाव के किनारों के ठीक नीचे तब तक गॉज़ लगाएँ, जब तक चपलित हेड घाव के कटोरों में आराम से रखा जा सके।

चरण 2. प्रेशर हेड को पकड़ें और खून बहने के स्रोत पर रखें

प्रेशर हेड को पैक किए गए गॉज़ के ऊपर रखें, जिससे हेड घाव में बैठ जाए। लगाने के दौरान नीचे की ओर दबाव डालें।

चरण 3. चोट वाले हिस्से के चारों ओर टर्निकेट लपेटें

चोटिल अंग के चारों ओर टर्निकेट लपेटें/लगाएँ, यह सुनिश्चित करें कि डिवाइस मुड़ा हुआ न हो, और बकल को फिर से जोड़ दें।

ध्यान दें: The Advantage व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ज़्यादातर टर्निकेट के साथ काम करेगा। SOFT का इस्तेमाल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए किया गया।

चरण 4. ढीलापन दूर करें और सुनिश्चित करें कि टर्निकेट का बैंड, प्रेशर बार के C चैनलों में फिट है

ढीलापन दूर करें और सुनिश्चित करें कि टर्निकेट का बैंड, प्रेशर बार के C चैनलों में फिट है ध्यान दें: कुछ उपयोगकर्ता विडलेस को सीधे प्रेशर बार के ऊपर नहीं रखना चाहते।

चरण 5. हर तरह का ढीलापन दूर करें

हर तरह का ढीलापन दूर करें। C चैनलों की ऊँची चाई प्रेशर हेड को रक्तसाव के स्रोत के ऊपर से नीचे की ओर धकेलेगी।

चरण 6. अगर अतिरिक्त ढीलापन हटाना हो, तो विडलेस को कस लें

उचित प्लेसमेंट सुनिश्चित करें और फिर से रक्तस्त्राव होने की निगरानी करें।

ध्यान दें: ज़रूरत के मुताबिक ढीला करें और फिर से पोजिशन में लाएँ। रोगी की किसी भी हरकत के बाद पुनः आकलन करें

स्ट्रेच और रेप टर्निकेट (निकटवर्ती दबाव) के साथ प्रयोग करें

चरण 1. चोट का पता लगाएँ, दबाव डालें और प्रेशर हेड को चुनें

चोट का पता लगाएँ और मैनुअल दबाव डालें। निकटवर्ती दबाव के लिए

हेड को चुनें और प्रेशर बार से जोड़ें।

चरण 2. प्रेशर हेड को निकटवर्ती रक्तसाव नियंत्रण वाली जगह पर रखें

प्रेशर हेड को निकटवर्ती रक्तसाव नियंत्रण वाली जगह पर रखें

नीचे की ओर ज़ोर से दबाव डालें।

आपको रक्तसाव के स्रोत से बहने वाले खून में काफी कमी महसूस होगी।

चरण 3. रोगी के प्रभावित अंग के चारों ओर टर्निकेट लगाएँ और बकल को जोड़ें

रोगी के प्रभावित अंग के चारों ओर टर्निकेट लगाएँ और बकल को जोड़ें

ज़्यादातर टर्निकेट काम करेंगे; इस प्रदर्शन के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप जिस टर्निकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बहुत छोटा है, तो आप दो को एक साथ जोड़ सकते हैं।

चरण 4. प्लेसमेंट का पुनः आकलन करें और ठीक से फिट होने तक खींचें

प्रेशर हेड के प्लेसमेंट का पुनः आकलन करें और टर्निकेट से ढीलापन दूर करें।

चरण 5. टर्निकेट को सुरक्षित करें और पुनः आकलन करें

टर्निकेट टाइट लेबल पर लगाने का समय रिकॉर्ड करें या लगाने का समय नोट करें

रक्तसाव नियंत्रण पर नज़र रखें और ज़रूरत के मुताबिक डिवाइस को समायोजित करें, विशेष रूप से रोगी की किसी भी हरकत के बाद

4" और 6" के नॉन-प्रेशर बैंडेज के साथ प्रयोग करें

चरण 1. घाव के केंद्र में बैंडेज पैड लगाएँ

घाव का पता लगाएँ और उसे उजागर करें। घाव के केंद्र में

बैंडेज पैड को लगाएँ।

चरण 2. प्रेशर बार को बैंडेज पैड के केंद्र पर रखें

प्रेशर बार को बैंडेज पैड के केंद्र पर रखें। अगर संभव हो, तो लगाने के दौरान

नीचे की ओर दबाव डालें।

चरण 3. रीडायरेक्शन चैनलों के आस-पास बैंडेज लीडर को गुज़ारें

अगर यांत्रिक लाभ चाहिए, तो रीडायरेक्शन चैनलों के आस-पास बैंडेज लीडर को गुज़ारें। इससे परिधीय दबाव बढ़ जाएगा। अगर नहीं, तो चरण 4 पर जाएँ।

ध्यान दें: यह चरण हमेशा ज़रूरी नहीं होता, केवल तभी ज़रूरी होता है जब परिधीय दबाव बढ़ाना हो।

चरण 4. बैंडेज लीडर को अंग के चारों तरफ और C चैनल से गुज़ारें

बैंडेज लीडर को अंग के चारों तरफ और C चैनल से गुज़ारें ध्यान दें: पट्टी को अत्यधिक टाइट लपेटने की ज़रूरत नहीं है। C चैनलों का हाइट ऑफसेट नीचे की ओर दबाव बढ़ाने की अनुमति देता है।

चरण 5. बैंडेज के आखिरी सिरे को सुरक्षित करें बैंडेज के

रक्तसाव पर नज़र रखें, रोगी की किसी भी हरकत के बाद पुनः आकलन करें

इस साइट पर उपलब्ध वीडियो के से इस्तेमाल करें:


WWW.68MEDICAL.COM

SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

THE ADVANTAGE



REF TADV-02

REF TADV-02



6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com



Real 8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Ireland
A63 CD42



Trauma Med Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Anglia. G150 3DT



Rendeltetészerű használat

Enyhe vagy életveszélyes vérzés csillapítására szolgál. Felhasználói profil Folytassa a tekeréssel az érszorító végének rögzítése érdekében, és szükség szerint tekerje meg az érszorító szorítópálcáját, ha túl lazának találja. Elsősegélynyújtók és egészségügyi szakemberek számára terveztek, kórházon kívüli ellátásban való használatra.

Betegprofil

külső sebekkel rendelkező betegek ellátására tervezték, akiknek a sebei a vérzés helyén vagy a vérzés helyéhez közel, a vérző erek összenyomásával kezelhetők.

Javallat

Több eredetű külső vérzés (hemorrhagia) csillapítására.

Ellenjavallatok

Nincs

Klinikai előnyök

Proximális vérzéscsillapításra, az érszorító átalakításra, a kisebb vérzések kezelésére szolgáló célzott rögzítésre és a sebalkotásra gyakorolt folyamatos nyomás biztosítására.

Teljesítményjellemzők

Kis és könnyű kialakítás Útásálló polimerből készült a tartósság érdekében Szélsőséges hőmérsékletekkel szemben ellenálló

Termékkövetelmények

A vérzés kezelésének egyszerűsítése:

Felhelyezés után szabadabb teszt a kezelési - egyéb akut sürgősségi beavatkozások elvégzése

Kompatibilitás - kompatibilis az összes CoTCCC által ajánlott érszorítóval, pólyával és nem szorító kötszerrel Korlátozott a rögzítés és az újabb vérzés, ami szükségtelen vérvesztéssel eredményez

Több helyen használható - többféle méretű fej a proximális vérzéscsillapításhoz, közvetlen nyomás a kötés felett, és érszorító átalakítása

Figyelmeztetések és egyéb kockázatok

Az eszköz csak egyszer használatos. Az újrafelhasználás keresztfertőződést és a termék hatástalanságát eredményezheti. A lejáratú időn túli felhasználás keresztfertőződést vagy a termék hatástalanságát eredményezheti. Használat után egészségügyi hulladékként ártalmatlanítsa. Ennek elmulasztása keresztfertőzés kockázatát jár.

Használat és tárolás

Szélsőséges hőmérsékleti toleranciák

A terméket eredeti csomagolásban, száraz, beltéri tárolóhelyiségben kell tárolni.

Ártalmatlanítás

Egészségügyi hulladékként ártalmatlanítandó.

A készülékkel kapcsolatban történt minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak: vigilance@68medicalsolutions.com

A The ADVANTAGE rögzítőrúd Popp Point Pressure Device (P3D) technológiát alkalmaz a proximális vérzéscsillapítás, az érszorító átalakítása, a kisebb vérzések kezelésére szolgáló célzott rögzítés és a sebalkotásra gyakorolt folyamatos nyomás biztosítása érdekében.

Kis méretének és súlyának köszönhetően könnyen alkalmazható a sebek ellátásának minden területén. Útásálló polimerből készült, amely tartósságot és a szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni toleranciát biztosít.

Elhelyezés

1. LÉPÉS Vegye le a rögzítőrúdat a tárolólapról
Óvatosan nyomja befelé a képen látható két fület a rögzítőrúd tárolólapról való leválasztásához.

2. LÉPÉS Távolítsa el a kívánt fejrész és helyezze be a füleket
Miután a rögzítőrúdat eltávolította a tárolólapról. Távolítsa el a kívánt fejet.

Illesse a rögzítőfej füleit a rögzítőrúd alján található nyílásokba. Megjegyzés: Rögzítőfej nélküli rögzítőrúd használata esetén folytassa az Alkalmazás lépései című razzszal **3. LÉPÉS Teljes és használatra kész**

Rugalmas pólyával történő használat

1. LÉPÉS Rögzítse a pólyát a seb területén

Keresse meg és tegye szabadabbá a sebet. Helyezze fel a sebkötést a szükséges módon.

Rögzítse a pólyát a seb területén

2. LÉPÉS Helyezze a rögzítőrúdat a seb közepére

Helyezze a rögzítőrúdat a seb közepére. Lehetőseg szerint lefelé irányuló nyomást alkalmazzon a felhelyezés során.

3. LÉPÉS Tekerje körbe a pólyát a testen vagy a végtagon

Tekerje körbe a pólyát a testen vagy a végtagon Az átirányítási csatornák segítségével a pólya átirányítható, amennyiben ez mechanikai előnyt biztosít.

Ezáltal megnő a pólya által gyakorolt nyomás.

A csatornák a rúd rögzítésére is használhatók.

4. LÉPÉS Tekerje a pólyát a végtag vagy a test köré, és vezesse át a C-csatornán

Tekerje körbe a kötszt a végtagon, és vezess át a C-csatornán

Megjegyzés: nem kell túlzottan szorossra húznia a pólyát. A C-csatornák magasságbeli különbségei fokozott lefelé irányuló nyomást tesznek lehetővé.

5. LÉPÉS Rögzítse biztonságosan a pólya végét

Rögzítse biztonságosan a pólya végét és ellenőrizze a vérzést

Ellenőrizze a rögzítést, ha a beteg megmozdul

Érszorítóval történő használat (sebkötés fölött)

1. LÉPÉS Válassza ki a megfelelő fejet

Keresse meg a bekötözni kívánt sebet.

Tegye szabadabbá a sebet. Azonosítsa a vérzés helyét, és kézzel gyakoroljon rá nyomást. Kötözze be gézzel vagy a vérzéscsillapító gézzel a vérzés forrását

A kötszt közvetlenül a seb széle alá kell helyezni, hogy a kiválasztott fej a seb mélyedésébe kerüljön.

2. LÉPÉS Helyezze a rögzítőfejet a bekötözött területre, a vérzés forrásához

Helyezze a rögzítőfejet a gézkötésre úgy, hogy a fej a sebbe illeszkedjen. A művelet során végig lefelé irányuló nyomást kell alkalmazni.

3. LÉPÉS Tekerje az érszorítót a sérült területre

Tekerje az érszorítót a sérült végtagra, ügyelve arra, hogy az eszköz ne csavarjon meg, majd csatolja be.

Megjegyzés: A The Advantage a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható érszorítóval használható. A SOFT-ot demonstrációs célokra alkalmazzák.

4. LÉPÉS Ellenőrizze, hogy nem laza-e, és ügyeljen arra, hogy az érszorító a rögzítőrúd C-csatornájának középső részéhez kerüljön.

Ellenőrizze, hogy nem laza-e, és ügyeljen arra, hogy az érszorító a rögzítőrúd C-csatornájának középső részéhez kerüljön Megjegyzés: Néhány felhasználó jobban szereti, ha a szorítópálcát nem közvetlenül a rögzítőrúd fölé kerül.

5. LÉPÉS Ügyeljen a szoros rögzülésre

Ügyeljen a szoros rögzülésre.

A C-csatornák magassága lefelé nyomja a rögzítőfejet a vérzés forrására.

6. LÉPÉS Húzza meg a szorítópálcát, ha azt szeretné, hogy feszesebb legyen

Ellenőrizze a megfelelő elhelyezést, és figyelje, hogy nem kezdődik-e újra a vérzés.

Megjegyzés: Szükség esetén lazítsa meg és helyezze át. Ellenőrizze a rögzítést, ha a beteg megmozdul

Rugalmas és köthető érszorítóval történő használat (proximális nyomás)

1. LÉPÉS Keresse meg a sérülést, gyakoroljon rá nyomást, és válassza ki a rögzítőfejet

Keresse meg a sérülést, és gyakoroljon rá kézi nyomást. Válassza ki a fejet a proximális nyomáshoz, és csatlakoztassa a rögzítőrúddhoz.

2. LÉPÉS Helyezze a rögzítőfejet a proximális vérzéscsillapítási pontra

Helyezze a rögzítőfejet a proximális vérzéscsillapítási pontra

Határozottan nyomja lefelé.

A vérzés forrásából kiáramló vér mennyiségének jelentősen csökkennie kell.

3. LÉPÉS Helyezze az érszorítót a betegre, és rögzítse a csatot

Helyezze az érszorítót a betegre, és rögzítse a csatot

A legtöbb érszorító használható: a bemutatásban Full Stopot használtunk.

Ha a használt érszorító túl rövid, akkor kettőt egymás után is összekapcsolhat.

4. LÉPÉS Ellenőrizze az elhelyezkedést, és húzza szorossra

Ellenőrizze a rögzítőfej elhelyezkedését, és húzza meg az érszorítót.

5. LÉPÉS Rögzítse az érszorítót, és ellenőrizze

Rögzítse az érszorító címkéjén feltüntetett időt, vagy jegyezze fel a felhelyezés időpontját

Figyelje a vérzéscsillapítást, és szükség szerint állítsa be az eszközt, különösen ha a beteg megmozdul

4" és 6" méretű nem szorító kötszerrel történő használat

1. LÉPÉS Helyezze a gézpárnát a seb közepére

Keresse meg és tegye szabadabbá a sebet.

Helyezze a gézpárnát a seb közepére.

2. LÉPÉS Helyezze a rögzítőrúdat a gézpárna közepére

Helyezze a rögzítőrúdat a gézpárna közepére.

Lehetőseg szerint lefelé irányuló nyomást alkalmazzon a felhelyezés során.

3. LÉPÉS Vezesse át a kötés végét az átirányítási csatornán

Mechanikai előnyök érdekében a kötés végét vezesse át az átirányítási csatornák.

Ezáltal megnő a pólya által gyakorolt nyomás.

Ha nem szükséges, folytassa a 4. lépéssel.

Megjegyzés: Ezt a lépést nem mindig kell alkalmazni, csak akkor, ha nagyobb kerületi nyomás szükséges.

4. LÉPÉS Tekerje körbe a kötés végét a végtagon, és vezesse át a C-csatornán

Tekerje körbe a kötés végét a végtagon, és vezess át a C-csatornán Megjegyzés: nem kell túlzottan szorossra húznia a pólyát A C-csatornák magasságbeli különbségei fokozott lefelé irányuló nyomást tesznek lehetővé.

5. LÉPÉS Rögzítse a kötés végét

Rögzítse a kötés végét

Ellenőrizze a vérzést és a rögzítést, ha a beteg megmozdul

A használatot bemutató videót a következő címen érhetők el:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Úsáid le fáisceáin bhrú



Daingnigh an fáisceáin ina áit thar an gcréacht



Cuir an barra brú thar lár na créachta



Sin an fáisceán timpeall an choirp nó na géaga



Sin an fáisceán timpeall na géaga nó an choirp agus trí chainéal C



Daingnigh foirceann an fháisceáin

REF TADV-02



Úsáid le tuirnicéad (thar an bpaca)



Roghnaigh an ceann cuí



Cuir an ceann brú thar an réigiún atá pacáilte agus thar fhoinse an fhuilithe



Fáisc an tuirnicéad timpeall an réigiúin a gortaíodh



Bain an strapa teannais agus cinntigh go bhfuil banda an tuirnicéid i lár chainéil C den bharrá brú



Bain an strapa teannais go léir



Teann an t-unlans más gá cuid bhrise den strapa teannais a bhaint

Úsáid le bindealán gan bhrú



Leath an bindealán, agus an chréacht ina lár aige



Cuir an barra brú thar lár an bindealáin



Sin ceann an bindealáin timpeall an chainéil atreoiraithe Caineál



Sin ceann an bindealáin timpeall na géaga agus trí chainéal C



Daingnigh foirceann an bindealáin

REF TADV-02



6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
Vigilance@68medicalsolutions.com

Real8 Medtech Teoranta
5 Cede Wenden,
Coill Dheilgne,
Deilgne, Cill Mhantáin, Éire
A83 CD42

UK REP TraumaMed Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Sasana, G15 3DT



Monarú
Mar CE
Meaisíníocht mairiúil le comhréachtas sa Ríocht Aontaithe
Ionadad ódaráithe sa Chomhghobhl Eorpachann Aontas Eorpach
Ionadad ódaráithe sa Ríocht Aontaithe
Althairneoir
Féide léighis
Neamhstairiúil
Cosc ar athúsáid

Gan aon chion de bheith rubair nádúrtha
Féach ar na treoracha úsáide
Cosc ar úsáid má tá an pacáiste damáistithe; Ní eadh ar na treoracha úsáide
Le coimeáil ar shuíl ó shleach na gríne
Le coimeáil tirim
UD1 Althairneoir féide uathula
REF Uimhir chatalaige
LOT Cód balaise
Le húisid faoi

Cuspóir beartaíthe

Deartha lena úsáid ag na chéad threagróirí agus ag gairmithe cúraim sláinte i suíomhanna réamhospidéal.

Proifíil othair

Deartha lena úsáid ar othair ar a bhfuil créachta seachtacha is féidir a bhainistiú le comhbhrú ar réigiún an fhuilithe nó ar réigiún díreach neasach an fhuilithe trí chomhbhrú ar fhluidead(ín) an fhuilithe.

Tásc

Chun níos mó ná foinsé amháin fuilithe sheachttraigh (ríth fola) a shrianadh.

Fritásca

Ní bhaaineann le hábhar.

Buntáistí cliniciúla

Ar mhaithe le srianadh neasach ríte fola, aistriú go tuirnicéad, brú pointe chun mionríth fola a bhainistiú agus brú leanúnach ar an bpaca don chréacht.

Saintréithe feidhmíochta

Dearadh beag éadrom.
Déanta de pholaiméir arduinsinsh ar mhaithe le marthanacht.
Cumasc chun teochtá foirneacha a sheasamh.

Maíomh i leith an táirge

Simplíonn sé bainistiú ríte fola:
Fágann sé do lámha saor tar éis dó a bheith greamaithe ina áit chun gur féidir gnáthaimh eile géarmhíochaine éigeandála a dhéanamh.

Tá sé idir-inobritheach comhoiriúnach le gach tuirnicéad, fáisceán agus bindealán gan bhrú atá molta ag CoTCCC.
Laghdaíonn sé an gá a bhíonn le seilbh agus athfhilliú, ar dá mbarr a chailleadh fuil gan ghé.

Is féidir é a úsáid ar níos mó ná réigiún amháin de bharr cinn de mhéidanna éagsúla ar mhaithe le srianadh neasach ríte fola, brú díreach ar an bpaca agus aistriú go tuirnicéad.

Rabhaidh agus rioscaí iarmharacha

Is le húisid aonuaire amháin atá an feiste. Féadfaidh tras-ionfhabhtú tarlú agus féadfaid feidhmíocht an táirge a laghdú má athúsáidtear é. Féadfaidh tras-ionfhabhtú tarlú agus féadfaid feidhmíocht an táirge a laghdú má úsáidtear tar éis a sheilfré.
Dúscar ar táirge seo mar dhramhail cúraim sláinte tar éis é a úsáid.
Mura ndéantar amhlaidh, féadfaidh tras-ionfhabhtú tarlú.

Láimhseáil agus stóráil

Cumas chun teochtá foirneacha a sheasamh.
Ní mór an táirge a stóráil ina bhunphacáistí i lististé stórála tirim atá faoi dhion.

Dúscar

Dúscar ar táirge seo mar dhramhail cúraim sláinte.

Ba chóir aon teagmhas tromchúiseach a tharla i ndáil leis an bhfeiste seo a chur faoi bhráid an mhonaróra: vigilance@68medicalsolutions.com

Tá teicneolaíocht mar Fheiste Brú Pointe Popp (nó Popp Point Pressure Device (P3D)) comhtháthaithe le barra brú The ADVANTAGE ar mhaithe le srianadh neasach ríte fola, aistriú go tuirnicéad, brú pointe chun mionríth fola a bhainistiú agus brú leanúnach ar an bpaca don chréacht.

Is éasca é a iompar ag gach leibhéal cúraim toisc go bhfuil dearadh beag éadrom air, agus é déanta de pholaiméir arduinsinsh ar mhaithe le marthanacht agus chun teochtá foirneacha a sheasamh.

Socrú

CÉIM 1. An barra brú a scaoileadh as fáiscin an chárta stórála
Brúigh isteach go héadrom ar an dá chlib atá sa phictiúr chun an barra brú a scaoileadh as an gcárta stórála.

CÉIM 2. An ceann brú is gá a bhaint agus na cilbeanna a chur isteach
Nuair atá an barra brú bainte den chárta stórála, bain an ceann brú is gá de.
Cuir cilbeanna an chinn brú isteach sna slóitáin ag bun an bharrá brú.
Tabhair faoi deara: Chun an barra brú a úsáid gan ceann brú, féach ar na céimeanna chun an feiste a chur ar an gcréacht.

CÉIM 3. Criochnaigh agus réidh le húisid

Úsáid le fáisceáin bhrú

CÉIM 1. An fáisceán a dhaingniú ina áit thar an gcréacht

Aimsigh agus nocht an chréacht.

Cuir an pacá uirthi más gá.

Daingnigh an fáisceán ina áit thar an gcréacht.

CÉIM 2. An barra brú a chur thar lár na créachta

Cuir an barra brú thar lár na créachta.

Brúigh síos uirthi le linn don bharrá a bheith curtha uirthi, más féidir.

CÉIM 3. An fáisceán a shíneadh timpeall an choirp nó na géaga

Sin an fáisceán timpeall an choirp nó na géaga.

Is féidir an caineál atreoiraithe a úsáid chun an fáisceán a atreorú nó má tá gá le leagan meicniúil de The ADVANTAGE.

Meadófar an brú imlíneach má dhéantar amhlaidh.

Is féidir an caineál a úsáid chun an barra a dhaingniú ina áit freisin.

CÉIM 4. An fáisceán a shíneadh timpeall na géaga agus trí chainéal C

Sin an fáisceán timpeall na géaga agus trí chainéal C

Tabhair faoi deara: Ní gá fáisceán atá thar a bheith daingean a úsáid.

Is féidir an brú anuas a mhéadú de bharr airde sheach-churtha chainéil C.

CÉIM 5. Foirceann an fháisceáin a dhaingniú

Daingnigh foirceann an fháisceáin.

Seiceáil ar scéith aon fuill tríd.

Athsheiceáil é má tá an t-othar tar éis bogadh.

Úsáid le tuirnicéad (thar an bpaca)

CÉIM 1. An ceann brú cuí a roghnú

Aimsigh an chréacht atá beartaithe lena pacáil.

Nocht an chréacht. Althin an pointe fuilithe agus cuir brú láimhe air.

Pacáil an uige (naemastach) anuas ar fhoinse an fhuilithe.

Déan é sin go dtí go mbeid an chréacht pacáilte díreach faoina himill féin, agus an ceann brú a roghnaíodh ina shuí le na créachta.

CÉIM 2. An ceann brú a chur thar an réigiún atá pacáilte agus thar fhoinse an fhuilithe

Cuir an ceann brú thar an uige atá pacáilte, agus é ina shuí i log na créachta.

Brúigh síos uirthi le linn don bharrá a bheith curtha uirthi, más féidir.

CÉIM 3. An tuirnicéad a fháscadh timpeall an réigiúin a gortaíodh

Fáiscil an tuirnicéad timpeall an bhaili a gortaíodh, cinntigh nach bhfuil an feiste casta agus athcheangail an búcla.

Tabhair faoi deara: Oibreoidh The ADVANTAGE le formhór na dtuirnicéad atá ar fáil ar bhonn tráchtála.

Úsáideadh SOF-T mar áis taispeána sa chás seo.

CÉIM 4. An strapa teannais a bhaint agus é a chinntiú go bhfuil banda an tuirnicéid i lár chainéil C den bharrá brú

Bain an strapa teannais agus cinntigh go bhfuil banda an tuirnicéid i lár chainéil C den bharrá brú.

Tabhair faoi deara: Is fearr le roinnt úsáideoirí gan an t-unlans a shuí go díreach os cionn an bharrá brú.

CÉIM 5. An strapa teannais go léir a bhaint

Bain an strapa teannais go léir.

De bharr airde chainéil C, brúfar an ceann brú síos thar fhoinse an fhuilithe.

CÉIM 6. An t-unlans a theannadh más gá cuid bhrise den strapa teannais a bhaint

Cinntigh go bhfuil sé suite i gceart agus seiceáil ar scéith aon fuill tríd.

Tabhair faoi deara: Scaoil agus athsheigh é de réir más gá. Athsheiceáil é má tá an t-othar tar éis bogadh.

Úsáid le tuirnicéad "sin agus fáisc" (brú neasach)

CÉIM 1. An gortú a aimsiú, brú a chur air agus ceann brú a roghnú

Aimsigh an gortú agus cuir brú láimhe air.

Roghnaigh an ceann brú neasaigh agus ceangail leis an mbarra brú é.

CÉIM 2. An ceann brú a chur ar chomhartha shrianadh neasach an ríte fola

Cuir an ceann brú ar chomhartha shrianadh neasach an ríte fola.

Brúigh síos air go teann.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara go mbeid laghdú suntasach ar an méid fola atá ag sreabhadh ó fhoinse an fhuilithe.

CÉIM 3. An tuirnicéad a ligean timpeall an othair agus an búcla a cheangal

Lig an tuirnicéad timpeall an othair agus ceangail an búcla

Oibreoidh formhór na dtuirnicéad: Úsáideadh FullStop mar áis taispeánta sa chás seo.

Más róghearr an tuirnicéad atá i úsáid, is féidir dhá thuirnicéad a cheangal le chéile.

CÉIM 4. Suíomh an chinn brú a athsheiceáil agus é a tharraingt go dtí go mbeid sé daingean

Athsheiceáil suíomh an chinn brú agus tarraing an strapa teannais amach as an tuirnicéad.

CÉIM 5. An tuirnicéad a dhaingniú agus a athsheiceáil

Beartaigh lena úsáid chun idir mhlionbhúil agus fuillú lena mbaineann baol báis a shrianadh.

Proifíil úsáideora Lean den fháisceadh chun foirceann an tuirnicéid a dhaingniú. I gcás tuirnicéad unlanshunaithé, teann an t-unlans más gá cuid bhrise den strapa teannais a bhaint.

Ar lipéad ama an tuirnicéid nó sna nótaí léighis, talfaid an fad ama ó cuireadh an tuirnicéad ar an gcréacht.

Dean monatóireacht maidir le srianadh ríte fola agus coigeartaigh an feiste más gá, go háirithe má tá an t-othar tar éis bogadh.

Úsáid le bindealán gan bhrú 4 nó 6 horai

CÉIM 1. An bindealán a leathadh, agus an chréacht ina lár aige

Aimsigh agus nocht an chréacht.

Leath an bindealán, agus an chréacht ina lár aige

CÉIM 2. An barra brú a chur thar lár an bindealáin

Cuir an barra brú thar lár an bindealáin.

Brúigh síos uirthi le linn don bharrá a bheith curtha uirthi, más féidir.

CÉIM 3. Ceann an bindealáin a shíneadh timpeall na gcaínéal atreoiraithe

Sin ceann an bindealáin timpeall an chainéil atreoiraithe má tá gá le leagan meicniúil de The ADVANTAGE.

Meadófar an brú imlíneach má dhéantar amhlaidh. Mura bhfuil gá leis sin, léim go céim 4.

Tabhair faoi deara: Ní bhlion an chéim sin ríachtanach i gcónaí, ach amháin más gá an brú imlíneach a mhéadú.

CÉIM 4. Ceann an bindealáin a shíneadh timpeall na géaga agus trí chainéal C

Sin ceann an bindealáin timpeall na géaga agus trí chainéal C.

Tabhair faoi deara: Ní gá fáisceán atá thar a bheith daingean a úsáid. Is féidir an brú anuas a mhéadú de bharr airde sheach-churtha chainéil C.

CÉIM 5. Foirceann an bindealáin a dhaingniú

Daingnigh foirceann an bindealáin.

Seiceáil ar scéith aon fuill tríd.

Athsheiceáil é má tá an t-othar tar éis bogadh.

Tá físeáin treoracha úsáide ar fáil ag:

WWW.68MEDICAL.COM




SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE



REF TADV-02

REF TADV-02



Scopo previsto
È destinato a essere utilizzato per controllare emorragie da lievi a pericolose. Profilo utente Continuare ad avvolgere per fissare l'estremità del laccio emostatico, stringere la leva come necessario su un laccio emostatico a leva per rimuovere l'ulteriore allentamento.
Progettato per essere utilizzato dai primi soccorritori e dagli operatori sanitari in ambito preospedaliero.

Profilo del paziente

progettato per essere utilizzato su pazienti con ferite esterne che possono essere gestite attraverso la compressione sul sito di sanguinamento o solo prossimalmente al sito di sanguinamento attraverso la compressione dei vasi sanguigni che stanno sanguinando.

Indicazione

Per controllare le origini multiple del sanguinamento esterno (emorragia).

Controindicazioni

Benefici clinici

Per il controllo delle emorragie prossimali, per la conversione del laccio emostatico, per la pressione puntuale nella gestione delle emorragie minori e per la pressione continua sull'impacco della ferita.

Caratteristiche delle prestazioni

Design piccolo e leggero Costruito con un polimero ad alto impatto per una maggiore durata Tolleranze di temperatura estreme

Dichiarazioni sul prodotto

Semplificare la gestione delle emorragie:
Libera le mani una volta fissato in posizione - eseguire altre procedure di emergenza acuta
Interoperabilità: compatibile con tutti i lacci emostatici, le fasce e i bendaggi non a pressione raccomandati dal CoTCCC Limita l'improvvisazione e il risanguinamento, con conseguente perdita di sangue non necessaria
Utilizzo in più sedi: teste di dimensioni diverse per il controllo delle emorragie prossimali, per la pressione diretta sull'impacco e per il controllo delle emorragie conversione del laccio emostatico

Avvertenze e rischio residuo

Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo comporta il rischio di infezioni incrociate e la perdita di funzionalità del prodotto. L'uso dopo la scadenza rischia di provocare infezioni incrociate o la perdita di funzionalità.
Dopo l'uso, smaltire come rifiuto sanitario. In caso contrario, si rischia un'infezione incrociata.

Gestione e stoccaggio

Tolleranze di temperatura estreme
Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e al coperto nella confezione originale.

Smaltimento

Smaltire come rifiuto sanitario.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore: vigilance@68medicalsolutions.com

La barra di pressione THE ADVANTAGE è dotata della tecnologia Popp Point Pressure Device (P3D) per garantire il controllo delle emorragie prossimali, la conversione del laccio emostatico, la pressione puntuale per la gestione delle emorragie minori e la pressione continua sulla medicazione delle ferite.

È facile da trasportare a tutti i livelli di assistenza grazie al suo design piccolo e leggero ed è costruita con un polimero ad alto impatto per garantire durezza e tolleranza a temperature estreme.
Impostazione

FASE 1. Sganciare la barra di pressione dalla scheda di memoria Premere leggermente verso l'interno le due linguette illustrate per sganciare la barra di pressione dalla scheda di memoria.
FASE 2. Rimuovere la testa desiderata e inserire le linguette
Una volta rimossa la barra di pressione dalla scheda di memoria. Rimuovere la testa desiderata.
Inserire le linguette della testa di pressione nelle fessure sul fondo della barra di pressione. Nota: Per l'utilizzo della barra di pressione senza testa di pressione, procedere con i passaggi per l'applicazione FASE 3. Completa e pronta all'uso

Utilizzare con le fasce di pressione

FASE 1. Fissare il bendaggio sulla ferita
Individuare ed esporre la ferita Applicare il bendaggio come richiesto
Fissare il bendaggio sulla ferita
FASE 2. Posizionare la barra di pressione al centro della ferita.
Posizionare la barra di pressione al centro della ferita. Se possibile, esercitare una pressione verso il basso per tutta la durata dell'applicazione.
FASE 3. Avvolgere attorno il corpo o l'arto
Avvolgere attorno il corpo o l'arto
I canali di reindirizzamento possono essere utilizzati per reindirizzare il bendaggio o se si desidera un vantaggio meccanico. Questo aumenterà la pressione circonferenziale. I canali possono essere utilizzati anche per ancorare la barra in posizione.
FASE 4. Far passare il bendaggio attorno l'arto o il corpo e attraverso il canale C
Far passare l'arto bendato attraverso il canale C
Nota: non sono necessarie fasce estremamente strette. Lo sfalsamento in altezza dei canali C consente di aumentare la pressione verso il basso.
FASE 5. Fissare l'estremità del bendaggio
Fissare l'estremità del bendaggio Tenere sotto osservazione per la fuoriuscita di sangue
Rivalutare dopo ogni movimento del paziente

Utilizzo con laccio emostatico (sovrabbigliamento)

FASE 1. Selezionare la testa appropriata
Individuare la ferita destinata al bendaggio.
Esporre la ferita. Identificare il punto di sanguinamento ed esercitare una pressione manuale. Applicare una garza o una garza emostatica sulla fonte dell'emorragia
Comprimere la ferita fino a poco sotto i bordi della stessa, permettendo alla testa selezionata di appoggiarsi nella conca della ferita.
FASE 2. Posizionare la testa di pressione sull'area fasciata e sulla fonte di spurgo
Posizionare la testina di pressione sulla garza compressa, facendo aderire la testina alla ferita. Applicare una pressione verso il basso per tutta la durata dell'applicazione.
FASE 3. Avvolgere il laccio emostatico attorno la zona lesa
Avvolgere/far passare il laccio emostatico intorno all'estremità ferita, assicurandosi che il dispositivo non sia attorcigliato, e ricollegare la fibbia.
Nota: The Advantage funziona con la maggior parte dei lacci emostatici disponibili in commercio. SOFT è stato utilizzato a scopo dimostrativo.
FASE 4. Rimuovere l'allentamento e assicurarsi che la banda del laccio emostatico sia centrata nei canali C della barra di pressione.
Rimuovere l'allentamento e assicurarsi che la banda del laccio emostatico sia centrata nei canali C della barra di pressione. Nota: Alcuni utenti preferiscono non posizionare la leva direttamente sopra la barra di pressione.
FASE 5. Rimuovere tutto l'allentamento
Rimuovere tutto l'allentamento. L'altezza dei canali C spingerà la testa di pressione verso il basso rispetto all'origine dello spurgo.
FASE 6. Se si desidera rimuovere ulteriormente la barra, serrare la leva
Assicurare il corretto posizionamento e tenere sotto controllo per l'eventuale ristagno.
Nota: Allentare e riposizionare come richiesto. Rivalutare dopo ogni movimento del paziente

Usare con il laccio emostatico (pressione prossimale)

FASE 1. Individuare la lesione, applicare pressione e selezionare la testa di pressione
Individuare la lesione ed esercitare una pressione manuale. Selezionare la testa per la pressione prossimale e collegarla alla barra di pressione.
FASE 2. Posizionare la testa di pressione sul punto di riferimento prossimale per il controllo dell'emorragia
Posizionare la testa di pressione sul punto di riferimento prossimale per il controllo dell'emorragia
Esercitare una pressione decisa verso il basso.
Si dovrebbe notare una significativa riduzione del flusso di sangue dalla fonte dell'emorragia.
FASE 3. Avvolgere il laccio emostatico intorno al paziente e collegare la fibbia
Avvolgere il laccio emostatico intorno al paziente e collegare la fibbia
La maggior parte dei lacci emostatici andrà bene; per questa dimostrazione è stato utilizzato un Full Stop. Se il laccio emostatico che si sta utilizzando è troppo corto, è possibile collegarne due insieme.
FASE 4. Rivalutare il posizionamento e tirare fino all'aderenza
Rivalutare il posizionamento della testa di pressione ed estrarre la barra dal laccio emostatico.
FASE 5. Fissare il laccio emostatico e rivalutare
Registrare il tempo di applicazione sull'etichetta del laccio emostatico o annotare il tempo di applicazione
Monitorare il controllo dell'emorragia e regolare il dispositivo come necessario, soprattutto dopo qualsiasi movimento del paziente

Utilizzare con da 4" e da 6" Bendaggio non pressorio

FASE 1. Applicare il tampone della benda al centro della ferita
Individuare ed esporre la ferita. Applicare il tampone della benda al centro della ferita.
FASE 2. Posizionare la barra di pressione al centro del tampone della benda
Posizionare la barra di pressione al centro del tampone della benda. Se possibile, applicare una pressione verso il basso per tutta la durata dell'applicazione.
FASE 3. Far passare la parte terminale della benda attorno i canali di reindirizzamento
Se si desidera ottenere un vantaggio meccanico, far passare la parte terminale della benda attorno i canali di reindirizzamento. Questo aumenterà la pressione circonferenziale. In caso contrario, passare al punto 4.
Nota: Questo passaggio non è sempre necessario, solo se si desidera una maggiore pressione circonferenziale. FASE 4. Far passare la parte terminale della benda attorno l'arto e attraverso il canale C
Far passare la parte terminale della benda attorno l'arto e attraverso il canale C Nota: non sono necessari bendaggi estremamente stretti. Lo sfalsamento in altezza dei canali C consente di aumentare la pressione verso il basso.
FASE 5. Fissare l'estremità della benda
Fissare l'estremità della benda
Monitoraggio di eventuali emorragie Rivalutare dopo ogni movimento del paziente

I video sulle modalità di utilizzo sono disponibili all'indirizzo:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525


6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

압력 랩과 함께 사용



상처 부위에 랩을 단단히 고정합니다.



상처 중앙에 압력바를 놓습니다.



몸이나 팔다리를 랩으로 감습니다.



랩으로 팔다리나 몸통을 감고 C 채널을 통과시킵니다.



랩 끝을 단단히 고정합니다.

REF TADV-02



6.8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com



Real 8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Ireland
A63 CD42

비압박 붕대와 함께 사용



상처 부위를 중심으로 붕대 패드를 엮습니다.



붕대 패드 중앙에 압력바를 놓습니다.



리디렉션 채널 주변의 붕대 리더를 감습니다.



붕대 리더를 팔다리 주변과 C 채널을 통과하도록 감습니다.




붕대 끝을 단단히 고정합니다.

REF TADV-02



Trauma Med Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
England, G150 3DT



추가 여유 공간 제거가 필요한 경우 빈틈없이 조입니다.



제조업체
CE 마크
영국 적합성 평가
유럽 공동체/유럽 연합의 공인 대리인
수입업체
MD
의료 기기
비밀감
재사용 금지



사용 목적

경미한 출혈부터 생명을 위협하는 출혈까지, 모든 경우의 조절에 사용됩니다. 사용자 프로 필계 속감 압 지혈대 끝을 고정하고, 필요에 따라 무공기 기반 지혈대에서 빈틈없이 조여 추가 여유 공간을 없앱니다. 응급 구조대 및 병원 전 단계의 의료 전문가가 사용하도록 디자인되었습니다.

환자 프로 필

출혈 부위 또는 출혈 부위 바로 근방에 있는 혈관을 압박하여 출혈을 조절할 수 있는 외부 상처 환자께 사용하도록 디자인되었습니다.

적용증

외부 출혈의 여러 원인을 통제합니다.

금기 사항

없음

임상적 이점

근위부 출혈 조절, 지혈대 전환, 경미한 출혈 조절을 위한 집압, 상처 패킹을 통한 지속적인 압박을 제공합니다.

성능 특성

작고 가벼운 디자인 고충격 폴리머로 제작되어 내구성이 뛰어난 극한의 온도에서도 견딜 수 있음

제품 클레임

출혈 관리 간소화:
제자리에 부착된 후 손이 자유로워집니다. - 기타 급성 응급 절차 수행
상호호환성 - 모든 CoTCCC 권장 지혈대, 랩 및 비압박 붕대와 호환 가능하고 불필요한 출혈로 이어지는 죽음 지혈 및 재출혈을 제한합니다.

다양한 부위에 사용 - 근위부 출혈 제어를 위한 다양한 크기의 헤드, 패킹을 통한 직접 압박, 지혈대 전환

경고 및 잔여 위험

기기는 1회만 사용할 수 있습니다. 재사용하면 교차 감염 및 제품 기능 손실의 위험이 있습니다. 유통기한이 지난 제품을 사용하면 교차 감염 또는 기능 손실의 위험이 있습니다. 사용 후에는 의료 폐기물로 폐기하세요. 그렇게 하지 않으면 교차 감염의 위험이 있습니다.

취급 및 보관

극한의 온도 허용 오차
제품은 원래 포장에 넣어 건조한 실내 보관 장소에 보관해야 합니다.

폐기

의료 폐기물로 폐기하세요.

이 장치와 관련하여 발생한 심각한 사고는 제조업체에 보고해야 합니다(vigilance@68medicalsolutions.com).

The ADVANTAGE 압력바는 P3D(Popp Point Pressure Device) 기술을 통해 근위부 출혈 조절, 지혈대 전환, 경미한 출혈 조절을 위한 집압, 상처 패킹을 위한 지속적인 압박을 제공합니다.

작고 가벼운 디자인으로 휴대가 간편하고, 내구성과 극한의 온도에서도 견딜 수 있는 고충격 폴리머로 제작되어 모든 수준의 조절이 가능합니다.

설정

1단계. 저장 카드에서 압력바 클립을 그릴에 표시된 두 개의 랩을 안쪽으로 가깝게 눌러 저장스 카드에서 압력바의 클립을 뗍니다.
2단계. 원하는 헤드 제거 및 랩 삽입하기
저장 카드에서 압력바를 제거하면 됩니다. 원하는 헤드를 제거합니다.
압력바 하단의 슬롯에 압력 헤드 랩을 삽입합니다. 참고: 압력 헤드 없이 압력바를 사용 하려면 적용 단계
3단계로 이동합니다. 완료 및 사용 준비

압력 랩과 함께 사용

1단계. 상처 부위에 랩을 단단히 고정합니다

상처를 찾아 노출시킵니다. 필요에 따라 패킹을 적용합니다.
상처 부위에 랩을 단단히 고정합니다
2단계. 상처 중앙에 압력바를 놓습니다.
상처 중앙에 압력바를 놓습니다. 가능하면 적용 부위 전체에 아래쪽으로 압력을 가합니다.
3단계. 몸이나 팔다리를 랩으로 감습니다.
리디렉션 채널은 랩의 리디렉션에 사용하거나 기계적 이점이 필요한 경우 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 원주 압력이 증가합니다. 채널을 사용하여 바를 제자리에 고정할 수도 있습니다.
4단계. 랩으로 팔다리나 몸통을 감고 C 채널을 통과시킵니다.
랩을 팔다리에 감고 C 채널을 통해 감습니다.
참고: 매우 단단하게 감을 필요는 없습니다. C 채널의 높이 상체를 통해 하향 압력을 높일 수 있습니다.
5단계. 랩 끝을 단단히 고정합니다.
랩 끝을 고정하여 피가 새어나오는지 모니터링합니다.
환자 이동 후 재평가합니다

지혈대와 함께 사용(패킹 위에)

1단계. 적절한 헤드를 선택합니다
패킹할 상처에 놓습니다.
상처 부위를 노출합니다. 출혈 지점을 파악하고 손으로 압력을 가합니다. 출혈 부위에 거즈나 지혈 거즈를 엮습니다.
상처 가장자리 바로 아래까지 상처를 패킹하여 선택한 헤드가 상처로 오도록 부위에 놓을 수 있도록 합니다.
2단계. 패킹된 부위와 출혈 부위에 압력 헤드를 놓습니다.
패킹된 거즈 위에 압력 헤드를 올려놓고 헤드가 상처 부위에 안착되도록 합니다. 적용 부위 전체에 아래쪽으로 압력을 가합니다.
3단계. 부상 부위에 지혈대를 감습니다.
부상당한 사지에 지혈대를 감거나 공급하면서 장치가 비틀어지지 않도록 하고 버클을 다시 연결합니다.
참고: The Advantage는 시장에서 판매되는 대부분의 지혈대와 함께 사용할 수 있습니다.
SOF-T는 시연용으로 사용되었습니다.
4단계. 느슨한 부분을 제거하고 지혈대 밴드가 압력바의 C 채널 중앙에 오도록 합니다.
느슨한 부분을 제거하고 지혈대 밴드가 압력바의 C 채널 중앙에 오도록 합니다. 참고: 일부 사용자는 윈드리스가 압력바의 바로 위에 위치하는 것을 선호하지 않습니다.
5단계. 모든 여유 공간을 제거합니다.
모든 여유 공간을 제거합니다. C 채널의 높이에 따라 압력 헤드가 출혈 부위를 따라 아래로 밀려납니다.
6단계. 추가 여유 공간 제거가 필요한 경우 빈틈없이 조입니다.
적절한 위치인지 확인하고 재출혈이 있는지 모니터링합니다.
참고: 필요에 따라 풀었다가 다시 배치합니다. 환자 이동 후 재평가합니다

스트레스 및 랩 지혈대와 함께 사용(근위부 압박)

1단계. 상처 부위 찾기, 압력 가하기, 압력 헤드 선택하기
상처 부위를 찾아 수동으로 압력을 가합니다. 근위부 압박을 위한 헤드를 선택하고 압력바에 부착합니다.
2단계. 근위부 출혈 조절 렌드마크에 압력 헤드를 놓습니다.
근위부 출혈 조절 렌드마크에 압력 헤드를 놓습니다.
아래쪽으로 단단히 누릅니다.
출혈 부위에서 흘러나오는 혈액이 현저히 줄어드는 것을 느낄 수 있을 것입니다.
3단계. 환자에게 지혈대를 공급하고 버클을 연결합니다.
환자에게 지혈대를 공급하고 버클을 연결합니다.
대부분의 지혈대가 작동하며, 이 시연에서는 줄 스텝을 사용했습니다.
사용 중인 지혈대가 너무 짧은 경우, 두 개를 나란히 연결할 수 있습니다.
4단계. 배치를 재평가하고 꼭 맞을 때까지 당깁니다.
압력 헤드의 위치를 재평가하고 지혈대에서 여유분을 빼냅니다.
5단계. 지혈대 확보 및 재평가

지혈대 시간 라벨에 적용된 시간을 기록하거나 적용된 시간을 메모합니다.
출혈이 조절되는지 모니터링하고, 특히 환자가 움직인 후 필요에 따라 장치를 조정합니다

4" 및 6" 비압박 붕대와 함께 사용

1단계. 상처 부위를 중심으로 붕대 패드를 엮습니다.
상처 부위를 찾아 노출시킵니다. 붕대 패드를 상처 부위 중앙에 붙입니다.
2단계. 붕대 패드 중앙에 압력바를 놓습니다.
붕대 패드 중앙에 압력바를 놓습니다. 가능하면 적용 부위 전체에 아래쪽으로 압력을 가합니다.
3단계. 리디렉션 채널을 중심으로 붕대 리더를 두릅니다.
기계적 이점이 필요한 경우, 리디렉션 채널 주위로 붕대 리더를 두릅니다. 이렇게 하면 원주 압력이 증가합니다. 그렇지 않은 경우 4단계로 건너뛰습니다.
참고: 이 단계는 항상 필요한 것은 아니며 원주 압력 증가가 필요한 경우에만 필요합니다.
4단계. 붕대 리더로 팔다리를 감싸고 C 채널을 통과하도록 배치합니다.
붕대 리더로 팔다리를 감싸고 C 채널을 통과하도록 배치합니다. 참고: 매우 단단하게 감을 필요는 없습니다. C 채널의 높이를 상체하여 하향 압력을 높일 수 있습니다.
5단계. 붕대 끝 고정 붕대 끝을 고정합니다.
환자 이동 후 재평가를 통한 출혈 모니터링

동영상 사용 방법은 다음에서 확인할 수 있습니다.

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

SIX8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Lietošanai ar spiedošajiem pārsējiem

Lietošanai ar žņaugu (virs blīvējuma)

Lietošanai ar nespiedošo bandāžu

REF TADV-02

REF TADV-02

UK CA

CE

6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com

EC REP

Real 8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Irja
A63 CD42

UK REP

Trauma Med Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Anglija. G150 3DT

Ražošana

CE marķējums

AK atbilstības novērtējums

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā/ Eiropas Savienībā

AK pilnvarotais pārstāvis

Importētājs

Medicīniska ierīce

Nesterils

Nelietot atkārtoti

Nesatur dabiskā kaučuka lateksu

Skatīt lietošanas instrukciju

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts, un iepazīties ar lietošanas instrukciju

Sargāt no saules stariem

Uzglabāt sausu

UDI Ierīces unikālais identifikators

Kataloga numurs

Partijas kods

*Izlietot līdz "datums"

Paredzētās mērķis

Paredzēts lietošanai nelielas līdz dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai. Lietotāja profils Turpiniet apstie, lai nostiprinātu žņauga galu, nostipriniet pievilkšanas mehānismu pēc nepieciešamības uz pievilkšanas mehānisma balstītā žņauga, lai noņemtu papildu lieko.

Paredzēts lietošanai pirmās palīdzības sniedzējiem un veselības aprūpes speciālistiem pirmsslimnīcās vietā.

Pacienta profils

Paredzēts lietošanai pacientiem ar ārējām brūcēm, kuras var ārstēt, spāspiežot asiņošanas vietā vai tieši proksimālā no asiņošanas vietas, spāspiežot asiņojošo(-os) asinsvadu(-us).

Indikācija

Lai kontrolētu vairākus ārējās asiņošanas (hemorāģijas) avotus.

Kontrindikācijas

Nav

Klīniskie ieguvumi

Lai nodrošinātu proksimālās asiņošanas kontroli, žņauga konversijai, punkta spāspiedienam nelielas asiņošanas pārvaldībai un nepārtrauktam spāspiedienam virs brūces blīvējuma.

Veiktspējas raksturojumi

Maza un viegla konstrukcija. Izgatavots no trieciēnizturīga polimēra izturībai. Ekstrēmas temperatūras tolerances

Apģalvojumi par izstrādājumu

Asiņošanas pārvaldības vienkāršošana

Atbrīvo rokas, kad piestiprināts vietā – veiciet citas akūtas neatliekamās palīdzības procedūras.

Sadarbspēja – saderīgs ar visiem CoTCCC ieteiktajiem žņaugiem, pārsējiem un bezspāspiediena bandāžām.

Ierobežo improvizāciju un atkārtotu asiņošanu, kas noved pie nevajadzīga asins zuduma.

Lietošana vairākās vietās – vairāku izmēru galviņas proksimālās asiņošanas kontrolei, tiešām spāspiedienam virs blīvējuma un žņauga konversijai.

Brīdinājumi un atlikušais risks

Ierīce paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Atkārtota lietošana rada savstarpējas inficēšanās un izstrādājuma funkcionalitātes zuduma risku. Lietojot pēc derīguma termiņa beigām, pastāv savstarpējas inficēšanās vai funkcionalitātes zuduma risks.

Pēc lietošanas izlietāt kā veselības aprūpes atkritumus. Ja tas netiek izdarīts, pastāv savstarpējas inficēšanās risks.

Lietošana un uzglabāšana

Ekstrēmas temperatūras tolerances.

Izstrādājums jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā sausā, vēsā noliiktavas telpā.

Utilizācija

Utilizējiet kā veselības aprūpes atkritumus.

Par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci, jāziņo ražotājam: vigilance@68medicalsolutions.com

The ADVANTAGE spāspiediena stienim ir Popp Point Pressure Device (P3D) tehnoloģija, kas nodrošina proksimālās asiņošanas kontroli, žņauga konversiju, punkta spāspiedienam nelielas asiņošanas pārvaldībai un nepārtrauktam spāspiedienam virs brūces blīvējuma.

Pateicoties tā kompakktajai un vieglajai konstrukcijai, to ir viegli pārnēsāt visos aprūpes līmeņos, un tas ir izgatavots no trieciēnizturīga polimēra, kas nodrošina izturību un izcilu temperatūras toleranci.

- Uztādīšana**
- 1. SOLIS. Atvienojiet spāspiediena stieni no glabāšanas plāksnes.**
- Viegli spāspiediet uz iekšpusi abus attēlā redzamos izcilņus, lai atbrīvotu spāspiediena stieni no glabāšanas plāksnes.
- 2. SOLIS. Noņemiet vēlamo galviņu un ievietojiet izcilņus.**
- Kad spāspiediena stienis ir izņemts no glabāšanas plāksnes. Noņemiet vēlamo galviņu. Ievietojiet spāspiediena galviņas izcilņus spāspiediena stienā apakšdaļā esošajās spraugās. Piezīme. Lai izmantotu spāspiediena stieni bez spāspiediena galviņas, veiciet uzklāšanas soļus.
- 3. SOLIS. Pabeigts un gatavs lietošanai.**

Lietošanai ar spāspiedošajiem pārsējiem

- 1. SOLIS. Nostipriniet pārsēju uz brūces.**
- Atrodiet un atsedziet brūci. Ievietojiet blīvējumu atbilstoši nepieciešamībai.
- Nostipriniet pārsēju uz brūces.
- 2. SOLIS. Novietojiet spāspiediena stieni centrētu uz brūces.**
- Novietojiet spāspiediena stieni centrētu uz brūces. Ja iespējams, visā uzklāšanas laikā pielieciet lejupvērstu spāspiedienam.
- 3. SOLIS. Aptiniet pārsēju ap ķermeni vai ekstremitāti.**
- Aptiniet pārsēju ap ķermeni vai ekstremitāti.
- Novirzīšanas kanālus var izmantot pārsēja novirzīšanai vai ja ir vēlama mehāniska priekšrocība. Tas palielinās apkārtmēra spāspiedienam.
- 4. SOLIS. Aptiniet pārsēju ap ekstremitāti vai ķermeni un caur C kanālu.**
- Aptiniet pārsēju ap ekstremitāti un caur C kanālu.
- Piezīme. Nav nepieciešami īpaši cieši pārsēji. C kanālu augstuma nobīde ļauj palielināt lejupvērstu spāspiedienam.
- 5. SOLIS. Nostipriniet pārsēja galu.**
- Nostipriniet pārsēja galu. Uzraugiet, vai asinis neizplūst cauri.
- Atkārtoti novērtējiet pēc jebkuras pacienta pārvietošanas.

Lietošanai ar žņaugu (virs blīvējuma)

- 1. SOLIS. Izvēlieties atbilstošu galviņu.**
- Atrodiet paredzēto brūci blīvēšanai.
- Atsedziet brūci. Nosakiet asiņošanas vietu un pielietojiet manuālu spāspiedienam. Pie asiņošanas avota blīvējiet marles vai hemostatiskās marles.
- Blīvējiet brūci tieši zem brūces malām, ļaujot izvēlētajai galviņai atbalstīties brūces iedobumā.
- 2. SOLIS. Novietojiet spāspiediena galviņu uz blīvētā laukuma un asiņošanas avota.**
- Novietojiet spāspiediena galviņu uz blīvētās marles, ļaujot galviņai iekļūt brūcē. Visā uzklāšanas laikā pielieciet lejupvērstu spāspiedienam.
- 3. SOLIS. Aptiniet žņaugu ap ievainoto zonu.**
- Aptiniet/apvelciet žņaugu ap ievainoto ekstremitāti, pārliecinoties, ka ierīce nav savīta, un atkal piestipriniet sprādzi.
- Piezīme. The Advantage darbosies ar lielāko daļu komerciāli pieejamo žņaugu. SOFT tika izmantots demonstrācijas nolūkos.
- 4. SOLIS. Noņemiet lieko un pārliecinieties, ka žņaugu ir centrēts spāspiediena stienā C kanālā.**
- Noņemiet lieko un pārliecinieties, ka žņaugu ir centrēts spāspiediena stienā C kanālā. Piezīme. Daži lietotāji dod priekšroku tam, lai pievilkšanas mehānisms nebūtu novietots tieši virs spāspiediena stienā.
- 5. SOLIS. Noņemiet visu lieko**
- Noņemiet visu lieko. C kanālu augstums spāspiedis spāspiediena galviņu uz leju virs asiņošanas avota.
- 6. SOLIS. Nostipriniet pievilkšanas mehānismu, ja nepieciešama papildu lietaņemšana.**
- Nodrošiniet pareizu novietojumu un uzraugiet atkārtotas asiņošanas iespējamību.
- Piezīme. Atbrīvojiet un novietojiet atkārtoti pēc nepieciešamības. Atkārtoti novērtējiet pēc jebkuras pacienta pārvietošanas.

Lietošanai ar stiepjamu un pārsienamu žņaugu (proksimālās spāspiediens)

- 1. SOLIS. Atrodiet traumu, pielieciet spāspiedienam un izvēlieties spāspiediena galviņu.**
- Atrodiet traumu un pielieciet manuālu spāspiedienam. Izvēlieties proksimālā spāspiediena galviņu un piestipriniet to spāspiediena stienam.
- 2. SOLIS. Novietojiet spāspiediena galviņu uz proksimālā asiņošanas kontroles orientiera.**
- Novietojiet spāspiediena galviņu uz proksimālā asiņošanas kontroles orientiera.
- Veiciet stingru spāspiedienam uz leju.
- Jums vajadzētu pamanīt ievērojamu asins plūsmas samazināšanos no asiņošanas avota.
- 3. SOLIS. Apvelciet žņaugu ap pacientu un pievienojiet sprādzi.**
- Apvelciet žņaugu ap pacientu un pievienojiet sprādzi.
- Lielākā daļa žņaugu derēs; šajā demonstrācijā tika izmantots Full Stop.
- Ja izmantotais žņaugu ir pārāk īss, varat to savienot tandēmā.
- 4. SOLIS. Vēlreiz novērtējiet novietojumu un pievelciet, līdz tas ir ciešs.**
- Vēlreiz novērtējiet spāspiediena galviņas novietojumu un izvelciet lieko no žņauga.
- 5. SOLIS. Nostipriniet žņaugu un vēlreiz novērtējiet.**
- Reģistrējiet uzklāšanas laiku uz žņauga laika marķējuma vai atzīmējiet uzklāšanas laiku citur.
- Uzraugiet asiņošanas kontroli un pielāgojiet ierīci pēc nepieciešamības, it īpaši pēc jebkuras pacienta pārvietošanas.

Lietošanai ar 4 collu un 6 collu nespāspiedošo bandāžu

- 1. SOLIS. Uzlieciet bandāža spļventūru centrētu virs brūces.**
- Atrodiet un atsedziet brūci. Uzlieciet bandāža spļventūru centrētu virs brūces.
- 2. SOLIS. Novietojiet spāspiediena stieni centrētu virs bandāža spļventūra.**
- Novietojiet spāspiediena stieni centrētu virs bandāža spļventūra. Ja iespējams, visā uzklāšanas laikā pielieciet lejupvērstu spāspiedienam.
- 3. SOLIS. Aptiniet bandāža galu ap novirzīšanas kanāliem.**
- Ja vēlams panākt mehānisku priekšrocību, aptiniet bandāža galu ap novirzīšanas kanāliem. Tas palielinās apkārtmēra spāspiedienam. Ja nē, pārejiet uz 4. soli.
- Piezīme. Šis solis ir nepieciešams tikai tad, ja ir vajadzīgs palielināts apkārtmēra spāspiediens.
- 4. SOLIS. Aptiniet bandāžas galu ap ekstremitāti un caur C kanālu**
- Aptiniet bandāžas galu ap ekstremitāti un caur C kanālu. Piezīme. Nav nepieciešami īpaši cieši pārsēji. C kanālu augstuma nobīde ļauj palielināt lejupvērstu spāspiedienam.
- 5. SOLIS. Nostipriniet bandāža galu**
- Nostipriniet pārsēja galu.
- Novērojiet asiņošanas iespējamību. Atkārtoti novērtējiet pēc jebkuras pacienta pārvietošanas.

Video pamācības ir pieejamas:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Naudokite su kompresiniais tvarsčiais

1. Tvirtai užvyniokite ant žaizdos

2. Uždėkite spaudimo elementą ant žaizdos centro

3. Apvyniokite tvarstį aplink kūną ar galūnę

4. Apvyniokite tvarstį aplink galūnę arba kūną ir per C formos kanalą

5. Prityvirtinkite tvarsčio galą

Naudokite su turniketu (tvastydami)

1. Pasirinkite tinkamą galvutę

2. Uždėkite spaudimo galvutę ant sutvarstytos vietos ir kraujavimo šaltinio

3. Kečbėb it-turniket madwar iz-zona midruba

4. Nehhi l-haxkezza u kun žgur li l-istroxha tat-tourniquet tkun iocentrata fil-Kanal-C tal-Bar tal-Pressjoni

5. Nehhi l-haxk kollu

6. Serrhu l-windlass jekk ikun mixtiq tnehhija addizzjonalai tal-laxxa

Naudokite su nekompresiniu tvarsčiu

1. Uždėkite tvarsčio pagalvėlę ant žaizdos centro

2. Uždėkite spaudimo elementą ant tvarsčio pagalvėlės centro

3. Tvarstį apjuoskite aplink nukreipimo kanalą. Kanalas

4. Tvarstį apvyniokite aplink galūnę ir prakiškite per C formos kanalą

5. Prityvirtinkite tvarsčio galą

REF TADV-02

REF TADV-02

UK CA

CE

6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com

EC REP

Real 8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Airija
A63 CD42

UK REP

Trauma Med Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Anglija. G150 3DT

UK CA

CE

6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com

EC REP

Real 8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Airija
A63 CD42

UK REP

Trauma Med Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Anglija. G150 3DT

The ADVANTAGE spaudimo elementas turi „Popp Point Pressure Device“ (SP3D) technologiją, kuri padeda kontroliuoti proksimalinį kraujavimą, pertvarkyti turniketą, taikyti taškinį spaudimą esant nedideliame kraujavimui ir užtikrinti nuolatinį spaudimą žaizdos tvarsčiu.

Jis yra kompaktiškas, lengvas ir pasižymi smūgiams atspariu polimeru, kuris užtikrina patvarumą ir atsparumą ekstremalioms temperatūroms, todėl jį lengva nešiotis esant bet kokiai priežiūros lygiui.

Nustatymas

- 1 ŽINGSNIS. Atkabinkite spaudimo elementą nuo atminties kortelės.** Lengvai paspauskite du paveikslėliuose pavaizduotus liežuvėlius į vidų, kad atkabintumėte spaudimo elementą nuo atminties kortelės.
- 2 ŽINGSNIS. Nuimkite norimą galvutę ir įkiškite liežuvėlius** Kai spaudimo elementas pašalinamas nuo atminties kortelės. Nuimkite norimą galvutę. Įkiškite spaudimo galvutės liežuvėlius į spaudimo elemento apačioje esančias angas. Pastaba. Norėdami naudoti spaudimo elementą be spaudimo galvutės, pereikite prie naudojimo žingsnių.
- 3 ŽINGSNIS. Užbaigimas ir paruošimas naudoti**

Naudokite su kompresiniais tvarsčiais

- 1 ŽINGSNIS. Tvirtai užvyniokite ant žaizdos** Suraskite ir atidengite žaizdą. Jei reikia, uždėkite tvarstį. Tvirtai užvyniokite ant žaizdos.
- 2 ŽINGSNIS. Uždėkite spaudimo elementą ant žaizdos centro** Uždėkite spaudimo elementą virš žaizdos centro. Jei įmanoma, viso naudojimo metu laikykite prispaudę.
- 3 ŽINGSNIS. Apvyniokite tvarstį aplink kūną ar galūnę** Apvyniokite tvarstį aplink kūną ar galūnę. Nukreipimo kanalai gali būti naudojami tvarsčiui nukreipti arba jei pageidaujamas mechaninis pranašumas. Tai padidins apvijos spaudimą. Kanalai taip pat gali būti naudojami elementui pritvirtinti.
- 4 ŽINGSNIS. Apvyniokite tvarstį aplink galūnę arba kūną ir per C formos kanalą** Apvyniokite tvarstį aplink galūnę ir per C formos kanalą. Pastaba: ypač tvirti tvarsčiai nėra būtini. C formos kanalų aukščio poslinkis leidžia padidinti spaudimą žemyn.
- 5 ŽINGSNIS. Prityvirtinkite tvarsčio galą** Prityvirtinkite tvarsčio galą. Stebėkite, ar nuplėta kraujas. Pakartotina įvertinkite tvirtinimą, jei pacientas sujudėjo

Naudokite su turniketu (tvastydami)

- 1 ŽINGSNIS. Pasirinkite tinkamą galvutę** Suraskite numatytą žaizdą, kurią norite sutvarstyti. Atidengite žaizdą. Nustatykite kraujavimo vietą ir prispauskite ranka. Uždėkite marlę arba hemostazinę marlę ant kraujavimo šaltinio. Sutvarstykite žaizdą iki pat kraštų, kad pasirinkta galvutė būtų žaizdos įdubime.
- 2 ŽINGSNIS. Uždėkite spaudimo galvutę ant sutvarstytos vietos ir kraujavimo šaltinio** Uždėkite spaudimo galvutę ant marlės taip, kad galvutė įsistatytų į žaizdą. Viso naudojimo metu laikykite prispaudę.
- 3 ŽINGSNIS. Apvyniokite turniketą aplink pažeistą vietą** Apvyniokite arba perkirkite turniketą aplink pažeistą galūnę, užtikrindami, kad priemonė nebūtų susisukusi, ir vėl sujunkite sagę. Pastaba: „The Advantage“ veiks su daugeliu rinkoje esančių turniketų. SOFT buvo naudojamas demonstravimo tikslais.
- 4 ŽINGSNIS. Įsitikinkite, kad nėra laisvumo, o turniketo juosta tvirtai įstatyta į C formos spaudimo elemento griovelius** Pašalinkite laisvumą ir užtikrinkite, kad turniketo juosta būtų centre C formos spaudimo elemento kanaluose. Pastaba: Kai kurie naudotojai nenori, kad veržimo mechanizmas būtų tiesiai virš spaudimo elemento.
- 5 ŽINGSNIS. Užtikrinkite, kad nebūtų laisvumo** Užtikrinkite, kad nebūtų laisvumo. C formos kanalai dėl savo aukščio stums spaudimo galvutę žemyn virš kraujavimo šaltinio.
- 6 ŽINGSNIS. Jei laisvumo vis tiek per daug, priveržkite veržimo mechanizmą** Užtikrinkite tinkamą padėtį ir stebėkite, ar kraujavimas neatsinaujina. Pastaba: Jei reikia, atsislinkite ir pakeiskite padėtį. Pakartotina įvertinkite tvirtinimą, jei pacientas sujudėjo

Naudokite su tempiamoju ir apvyniojamu turniketu (proksimalinis spaudimas)

- 1 ŽINGSNIS. Suraskite sužalojimo vietą, prispauskite ir pasirinkite spaudimo galvutę** Suraskite pažeidimo vietą ir spauskite ranka. Pasirinkite galvutę proksimaliniam spaudimui ir pritvirtinkite ją prie spaudimo stygo.
- 2 ŽINGSNIS. Uždėkite spaudimo galvutę ant proksimalinio kraujavimo kontrolės orientyro** Uždėkite spaudimo galvutę ant proksimalinio kraujavimo kontrolės orientyro. Tvirtai prispauskite. Turėtumėte pastebėti reikšmingą kraujo, tekančio iš kraujavimo šaltinio, sumažėjimą.
- 3 ŽINGSNIS. Apjuoskite pacientą turniketu ir pritvirtinkite sagę** Apjuoskite pacientą turniketu ir pritvirtinkite sagę.
- 4 ŽINGSNIS. Dar kartą įvertinkite padėtį ir traukite, kol priglūs** Tiks dauguma turniketų: šioje demonstracijoje buvo panaudotas „Full-Stop“ turniketas. Jei jūsų turniketas per trumpas, galite nuosekliai sujungti du turniketų.
- 5 ŽINGSNIS. Užfiksuokite turniketą ir įvertinkite iš naujo** Užrašykite turniketo uždėjimo laiką ant etiketės arba pasižymėkite jį sau. Stebėkite, ar nekraujuoja, ir prireikus pakoreguokite priemonę, ypač pacientui sujudėjus

Naudokite su 4 colių ir 6 colių nekompresiniais tvarsčiais

- 1 ŽINGSNIS. Uždėkite tvarsčio pagalvėlę ant žaizdos centro** Suraskite ir atidengite žaizdą. Uždėkite tvarsčio pagalvėlę ant žaizdos centro.
- 2 ŽINGSNIS. Uždėkite spaudimo elementą ant tvarsčio pagalvėlės centro** Uždėkite spaudimo elementą ant tvarsčio pagalvėlės centro. Jei įmanoma, viso naudojimo metu spauskite žemyn.
- 3 ŽINGSNIS. Prakiškite tvarstį per nukreipimo kanalą** Jei reikalingas mechaninis pranašumas, tvarsčio vadą apjuoskite nukreipimo kanalais. Tai padidins apvijos spaudimą. Jei ne, pereikite prie 4 žingsnio.
- 4 ŽINGSNIS. Tvarstį apjuoskite aplink galūnę ir praveskite per C formos kanalą.** Tvarstį apjuoskite aplink galūnę ir praveskite per C formos kanalą. Pastaba: nereikia apvynioti itin tvirtai. C formos kanalų aukščio poslinkis leidžia padidinti spaudimą žemyn.
- 5 ŽINGSNIS. Prityvirtinkite tvarsčio galą** Prityvirtinkite tvarsčio galą. Stebėkite, ar nėra kraujavimo. Pakartotina įvertinkite pacientui sujudėjus

Naudojimo vaizdo įrašus rasite adresu:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICINOS_SPRENDIMAI



Paskirtis
Skirta naudoti nedideliame arba gyvybei pavojingam kraujavimui stabdyti. Naudotojo profilis Toliau vyniokite, kad pritvirtintumėte turniketo galą. Prireikus priveržkite turniketą priveržimo mechanizmu, kad nebūtų jokio laisvumo. Sukurta naudoti pirmosios pagalbos teikėjams ir sveikatos priežiūros specialistams ne stacionarinėmis gydymo sąlygomis.

Paciento profilis

Skirta naudoti pacientams, turintiems išorinių žaizdų, kurias galima gydyti suspaudžiant kraujavimo vietą arba proksimaliai nuo kraujavimo vietos, suspaudžiant kraujaujantį (-ias) kraujagyslę (-es).

Indikacija

Kelių priežasčių sukeltam išoriniam kraujavimui (hemoragijai) kontroliuoti.

Nėra

Kontraindikacijos

Klinikinė nauda

Kontroliuoti proksimaliniam kraujavimui, pertvarkyti turniketą, taikyti taškinį spaudimą esant nedideliame kraujavimui ir užtikrinti nuolatiniam spaudimui žaizdos tvarsčiu.

Charakteristikos

Mažas ir lengvas dizainas. Pagamintas iš smūgiams atsparaus polimero, užtikrinančio ilgaamžiškumą. Atsparus ekstremalioms temperatūroms.

Teiginiai apie gaminį

Paprastesnis kraujavimo valdymas: pritvirtinus atlaisvina rankas - galima atlikti kitas skubios pagalbos procedūras. Suderinamas su visais CoTCCC rekomenduojamais turniketais, tvarsčiais ir nekompresiniais tvarsčiais. Mažina poreikį improvizuoti ir pakartotinio kraujavimo riziką, kad nereikėtų bereikalingai prarasti kraujo. Daugkartinis naudojimas – įvairaus dydžio galvutės, skirtos proksimalinio kraujavimo valdymui, tiesioginiam spaudimui ant tvarsčio ir turniketo pertvarkymui.

Įspėjimai ir liekamoji rizika

Priemonė skirta tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotina naudojant kyla kryžminės infekcijos ir gaminio funkcionalumo praradimo rizika. Naudojant pasibaigus galiojimo laikui, kyla kryžminės infekcijos arba funkcionalumo praradimo rizika. Panaudoję išmeskite priemonę kaip sveikatos priežiūros atliekas. To nepadarius, kyla kryžminės infekcijos rizika.

Tvarkymas ir sandėliavimas

Ekstremalių temperatūrų tolerancija. Gaminys turi būti laikomas sausoje, vėsioje patalpoje, originalioje pakuotėje.

Atliekų šalinimas

Išmeskite kaip sveikatos priežiūros atliekas.

Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su šia priemone, reikia pranešti gamintojui: vigilance@68medicalsolutions.com

F034_001_Rev 0_0525

SIX8 MEDICAL SOLUTIONS

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE



预期用途
旨在用于控制轻微至危及生命的出血。用户群体继续缠绕以固定止血带末端，若使用带绞紧器的止血带，可按需旋紧绞紧器以进一步消除松弛部分。

专供院前急救人员和医疗保健专业人员使用。患者群体

设计用于有外部伤口的患者，此类伤口可通对出血部位直接压迫，或对出血血管的近端进行压迫来处理。

适应症
用于控制多种来源的外部出血。

禁忌症
无

临床益处
可用于近端止血、止血带转换、轻微出血的点压迫处理，以及对伤口填塞部位施加持续压力。

性能特点
设计小巧轻便；采用高抗冲击聚合物材质，经久耐用；耐受极端温度

产品优势
简化出血管理：
固定到位后即可解放双手
便于执行其他紧急救治操作
通用性强——与所有 CoTCCC 推荐的止血带、缠绕绷带和非压迫绷带兼容，减少临时处理和再次出血的情况，避免不必要的失血
多部位使用——多种尺寸的端头用于近端止血、填塞部位直接压迫及止血带转换

警告和残留风险
本装置为一次性使用。重复使用可能导致交叉感染和功能失效。超过保质期使用可能导致交叉感染或功能失效。
使用后请作为医疗废物处理。否则可能导致交叉感染。

处理和储存
耐受极端温度
产品应以原包装形式存放在干燥的室内区域。

处置
作为医疗废物处理。

与本装置相关的任何严重事件均应向制造商报告：vigilance@68medicalsolutions.com

ADVANTAGE 压迫棒采用 Popp 点压装置 (P3D) 技术，可控制近端出血、进行止血带转换、对轻微出血进行点压、并对伤口填塞部位持续施压。

其设计小巧轻便，便于各级医疗场景携带，并且由耐冲击聚合物制成，兼具耐用性和极高的温度耐受性。

准备步骤

步骤 1. 从收纳卡上取下压迫棒 轻轻向内按压图中所示的两个卡舌，将压迫棒从收纳卡上取下。

步骤 2. 取下所需端头并插入卡舌
将压迫棒从收纳卡上取下后，取下所需的压迫端头。
将压迫端头的卡舌插入压迫棒底部的卡槽中。注意：若使用不带压迫端头的压迫棒，直接执行使用步骤 步骤 3. 安装完成，可投入使用

配合压迫带使用

步骤 1. 将绷带牢固地固定在伤口上方
找到并暴露伤口，按要求进行填塞
将绷带牢固地固定在伤口上方
步骤 2. 将压迫棒放在伤口中心
将压迫棒置于伤口中心。如果可能的话，在整个操作过程中保持向下按压。
步骤 3. 将绷带绕身体或肢体缠绕
将绷带绕身体或肢体缠绕
可利用转向槽引导绷带走向，或在需要借力时使用。
这将增加环绕压力。转向槽也可用于固定压迫棒位置。

步骤 4. 将绷带绕肢体或身体后穿过 C 型槽
将绷带绕肢体后穿过 C 型槽
注意：无需将绷带缠得过紧。C 型槽的高度差可增强向下的压力。

步骤 5. 固定绷带末端
固定绷带末端 观察是否渗透
患者移动后重新评估

配合止血带使用 (用于填塞部位)

步骤 1. 选择合适的端头
确定需要填塞的伤口位置。
暴露伤口。确定出血点并施加手动压力。将纱布或止血纱布填塞至出血点

持续填塞伤口，直至填塞物略低于伤口边缘，使所选端头能贴合于伤口凹陷处。
步骤 2. 将压迫棒头放在填塞部位及出血点上方
将压迫棒头放在填塞的纱布上，使其贴合于伤口处。在整个操作过程中保持向下按压。

步骤 3. 用止血带缠绕受伤部位
将止血带缠绕/穿过受伤肢体，确保装置无扭曲，然后重新扣紧卡扣。

注意：Advantage 可与大多数市售止血带配合使用。本说明以 SOFT 为例进行演示。

步骤 4. 消除松弛部分，确保止血带的绑带位于压迫棒的 C 型槽中央
消除松弛部分并确保止血带的绑带位于压迫棒的 C 型槽中央 注意：有些使用者不喜欢将绞紧器直接放置在压迫棒上方。
步骤 5. 完全消除松弛部分
完全消除松弛部分。C 型槽的高度差会使压迫棒头向出血点方向施加向下的压力。

步骤 6. 如果需要进一步消除松弛，请拧紧绞紧器
确保正确放置并观察是否再次出血。
注意：根据需要进行松开并重新定位。患者移动后重新评估

配合弹性缠绕式止血带使用 (用于近端压迫)

步骤 1. 确定受伤位置、施加压力并选择压迫端头
确定受伤位置并施加手动压力。选择近端压迫端头并将其安装到压迫棒上。
步骤 2. 将压迫棒头放在近端止血标志处
将压迫棒头放在近端止血标志处
施加稳固的向下压力。
此时应能明显观察到出血点的出血量大幅减少。
步骤 3. 将止血带缠绕患者身体并扣紧卡扣
将止血带缠绕患者身体并扣紧卡扣

大多数止血带都可以适用，本演示使用的是 Full Stop。如果您使用的止血带长度不足，您可以将两根串联起来。
步骤 4. 重新评估位置并拉紧至贴合状态
重新评估压迫棒头的位置，并将止血带的松弛部分拉紧。
步骤 5. 固定止血带并重新评估
固定止血带并重新评估。

在止血带时间标签上记录使用时间或备注使用时间
监测止血情况，并根据需要调整装置，尤其是在患者移动后务必重新检查

配合 4 英寸 和 6 英寸 非压迫性绷带使用

步骤 1. 将绷带垫层中覆盖在伤口上
找到并暴露伤口。将绷带垫层中覆盖在伤口上。

步骤 2. 将压迫棒放在绷带垫的中心
将压迫棒放在绷带垫的中心。如果可能的话，在整个操作过程中保持向下按压。
步骤 3. 将绷带带头绕经转向槽
如需借力，可将绷带带头绕经转向槽。这将增加环绕压力。若无需此操作，请跳至步骤 4。

注意：此步骤并非必需，仅在需要增加环绕压力时使用。**步骤 4.** 将绷带带头绕过肢体后穿过 C 型槽
将绷带带头绕过肢体后穿过 C 型槽 注意：无需将绷带缠得过紧。C 型槽的高度差可增强向下的压力。

步骤 5. 固定绷带末端 固定绷带末端
观察是否有渗血，患者移动后重新评估

使用教学视频请访问：

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_修订版 0_0525

68 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Bruk med trykkfolie



Sikre innpakningen på plass over såret



Plasser trykkstangen over midten av såret



Vikle innpakningen rundt kropp eller lem



Vikle innpakningen rundt lemmet eller kroppen og gjennom C-kanalen



Sikre enden av innpakningen

REF TADV-02




Bruk med Tourniquet (overpakning)



Velg riktig hode



Plasser trykkhodet over det innpakke området og blødningskilden



Surr tourniqueten rundt det skadde området



Fjern slakk og sørg for at tourniquet-båndet er sentrert i C-kanalene på trykkstangen



Fjern all slakk



Stram til uten å vri hvis det ønskes ytterligere fjerning av slakk


Bruk med trykkfri bandasje



Legg bandasjeputen sentrert over såret



Plasser trykkstangen over midten av bandasjeputen



Før bandasjelederen rundt omdirigeringskanalen



Før bandasjelederen rundt lemmet og gjennom C-kanalen



Sikker ende av bandasjen

REF TADV-02



Tiltentk formål

Beregnet for bruk for å kontrollere mindre til livstruende blødninger. Brukerprofil Fortsett å vikle for å feste enden av tourniqueten, stram den ussret om nødvendig på en ussret tourniquet for å fjerne ytterligere slakk.

Utviklet for bruk av førstehjelpere og helsepersonell i prehospitalt omgivelser.

Pasientprofil

Utviklet for bruk på pasienter med ytre sår som kan behandles gjennom kompresjon på blødningsstedet eller kun proksimalt på blødningsstedet gjennom kompresjon av blodåren(e) som blør.

Indikasjon

For å kontrollere flere årsaker til ekstern blødning (blødning).

Kontraindikasjoner

Ingen

Kliniske fordeler

For å gi proksimal blødningskontroll, for konvertering av tourniquet, punkttrykk for behandling av mindre blødninger og for fortsatt trykk over sårpakkning.

Ytelsesegenskaper

Liten og lett design Laget av en slagfast polymer for holdbarhet Ekstreme temperatortoleranser

Produktpåstander

Forenkling av blødningsbehandling:

Frigrig hendene dine når den er festet på plass - utfør andre akutte nødprosedyrer

Interoperabilitet - kompatibel med alle CoTCCC-anbefalte tourniqueter, bandasjer og trykkfrie bandasjer.

Begrenser improvisasjon og ny blødning, noe som fører til uavvendig blodtap.

Flerstedsbruk - hoder i flere størrelser for kontroll av proksimal blødning, direkte trykk over pakning og tourniquet-konvertering

Advarsler og gjenværende risiko

Enheten er kun til engangsbruk. Gjenbruk vil føre til risiko for kryssinfeksjon og tap av produktfunksjonalitet.

Bruk etter holdbarhetsdatoen risikerer kryssinfeksjon eller tap av funksjonalitet.

Kast som helseavfall etter bruk. Unnlattelse av å gjøre dette vil føre til risiko for kryssinfeksjon.

Håndtering og lagring

Ekstreme temperatortoleranser

Produktet skal oppbevares tørt innendørs i originalemballasjen.

Avhending

Kast som helseavfall.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med denne enheten skal rapporteres til produsenten : vigilance@68medicalsolutions.com

ADVANTAGE Pressure Bar har en Popp Point Pressure Device (P3D)-teknologi for å gi kontroll over proksimal blødning, for konvertering av tourniquet, punkttrykk for behandling av mindre blødninger og for kontinuerlig trykk over sårpakkning.

Den er enkel å bære på alle pleienivåer på grunn av den lille og lette designen og konstruert av en slagfast polymer for holdbarhet og ekstreme temperatortoleranser.

Oppsett

TRINN 1. Løsne trykkstangen fra lagringskortet

Trykk lett innover på de to tappene som er avbildet for å løsne trykkstangen fra lagringskortet.

TRINN 2. Fjern ønsket hode og sett inn fliker

Når trykkstangen er fjernet fra lagringskortet. Fjern ønsket hode.

Sett trykkhodets tapp inn i sporene på undersiden av trykkstangen. Merknad: For å bruke trykkstangen uten trykkhode fortsetter du til trinn for påføring.

TRINN 3. Ferdig og klar til bruk

Bruk med trykkfolie

TRINN 1. Sikre innpakningen på plass over såret

Lokaliser og eksponer såret.

Påfør pakningen etter behov.

Sikre innpakningen på plass over såret

TRINN 2. Plasser trykkstangen over midten av såret

Plasser trykkstangen over midten av såret. Trykk nedover gjennom hele påføringen hvis mulig.

TRINN 3. Vikle innpakningen rundt kropp eller lem

Vikle innpakningen rundt kropp eller lem

Omdirigeringskanalene kan brukes til omdirigering av viklingen eller hvis en mekanisk fordel er ønsket.

Dette vil øke omkretstrykket. Kanalene kan også brukes til å forankre stangen på plass.

TRINN 4. Vikle innpakningen rundt lemmet eller kroppen og gjennom C-kanalen

Før den omsluttende grenen og gjennom C-kanalen

Merk: Ekstremt tette innpakninger er ikke nødvendig. Høydeforskynningen på C-kanalene tillater økt nedadgående trykk.

TRINN 5. Sikre enden av innpakningen

Sikre enden av innpakningen. Overvåk

for gjenomblødning.

Vurder på nytt etter enhver pasientbevegelse

Bruk med Tourniquet (Overpakning)

TRINN 1. Velg riktig hode

Finn det tiltentke såret for pakning.

Avdekk såret. Identifiser blødningspunktet og trykk manuelt. Pakk gasbind eller hemostatisk gasbind til blødningskilden

Pakk såret til like under sårkantene, slik at det valgte hodeet hviler i sårskålen.

TRINN 2. Plasser trykkhodet over det innpakke området og blødningskilden

Plasser trykkhodet over det innpakke gasbindet, slik at hodeet sitter fast i såret. Trykk nedover under hele påføringen.

TRINN 3. Surr tourniqueten rundt det skadde området

Surrifør tourniqueten rundt den skadde ekstremiteten, sørg for at anordningen ikke er vridd, og fest spennen igjen.

Merknad: Advantage fungerer med de fleste kommersielt tilgjengelige tourniqueter. SOFT ble brukt til demonstrasjonsformål.

TRINN 4. Fjern slakk og sørg for at tourniquet-båndet er sentrert i C-kanalene på trykkstangen

Fjern slakk og sørg for at tourniquet-båndet er sentrert i C-kanalene på trykkstangen. Merk:

Noen brukere foretrekker å ikke ha den usurrede plasseringen rett over trykkstangen.

TRINN 5. Fjern all slakk

Fjern all slakk. Hayden på c-kanalene vil presse trykkhodet nedover over utblødningskilden.

TRINN 6. Stram til uten å vri hvis det ønskes ytterligere fjerning av slakk

Sørg for riktig plassering og overvåk for ny blødning.

Merknad: Løsne og omplasser etter behov. Vurder på nytt etter enhver pasientbevegelse

Bruk med strekk- og vikletourniquet (proksimalt trykk)

TRINN 1. Finn skaden, påfør trykk og velg trykkhode

Finn skaden og påfør trykk manuelt. Velg hode for proksimalt

trykk og fest det til trykkstangen.

TRINN 2. Plasser trykkhodet på det proksimale blødningskontrollmerket

Plasser trykkhodet på det proksimale blødningskontrollmerket

Påfør fast trykk nedover.

Du bør merke en betydelig reduksjon av blodstrømmen fra blødningskilden.

TRINN 3. Før tourniqueten rundt pasienten og fest spennen

Før tourniqueten rundt pasienten og fest spennen

De fleste tourniquetter vil fungere; et Full Stop ble brukt i denne demonstrasjonen. Hvis

tourniqueten du bruker er for kort, kan du koble to stk. sammen.

TRINN 4. Vurder plasseringen på nytt og trekk til den sitter tett

Vurder plasseringen av trykkhodet på nytt og trekk slakk ut av tourniqueten.

TRINN 5. Fest tourniqueten og vurder på nytt

Registrer tiden den er brukt, på tourniquet-tidsetiketten eller noter

tiden den er brukt

Overvåk blødningskontroll og juster enheten etter behov, spesielt

etter bevegelse av pasienten

Bruk med 4" og 6" Trykkfri bandasje

TRINN 1. Legg bandasjeputen sentrert over såret

Finn og avdekk såret. Legg bandasjen sentrert

over såret.

TRINN 2. Plasser trykkstangen over midten av bandasjeputen

Plasser trykkstangen over midten av bandasjeputen. Trykk

nedover under hele påføringen hvis mulig.

TRINN 3. Før bandasjelederen rundt omdirigeringskanaler

Før bandasjelederen rundt omdirigeringskanaler hvis en mekanisk fordel er ønskelig.

Dette vil øke omkretstrykket. Hvis ikke, hopp til trinn 4.

Merknad: Dette trinnet er ikke alltid nødvendig, bare hvis økt omkretstrykk er ønsket.

TRINN 4. Før bandasjelederen rundt lemmet og gjennom C-kanalen

Før bandasjelederen rundt lemmet og gjennom C-kanalen Merk: Ekstremt tette innpakninger er ikke

nødvendig. Høydeforskynningen på C-kanalene tillater økt nedadgående trykk.

TRINN 5. Sikker bandasjeende

Sikker bandasjeende

Overvåk for blødning. Vurder på nytt

etter enhver pasientbevegelse.

Slik bruker du videoer som er tilgjengelige på:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDISINSKE_LØSNINGER



F034_001_Rev 0_0525


6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Stosowanie z opatrunkami uciskowymi



Umieścić opatrunek nad raną w dokładny sposób.



Umieścić listwę dociskową nad środkiem rany.



Owinąć opatrunek wokół ciała lub kończyny.



Owinąć opatrunek wokół kończyny lub ciała i przez kanał C.



Zabezpieczyć koniec opatrunku.


Stosowanie z opaską uciskową (nad opatrunkiem)




Wybrać odpowiednią głowicę.




Umieścić głowicę uciskową nad obszarem tamponady i źródłem krwawienia.



Owinąć opaskę uciskową wokół zranionego miejsca.



Pozbyć się luzu i upewnić się, że pas opaski uciskowej jest wyśrodkowany w kanałach C listwy dociskowej.



Pozbyć się wszelkich luzów.



Zacisnąć bez owijania, jeśli pożądane jest dodatkowe pozbycie się luzu.


Stosowanie z bandażami bezuciskowymi



Nalożyć opatrunek bandażowy na środek rany.



Umieścić listwę dociskową na środku opatrunku bandażowego.



Owinąć opaskę bandażową wokół kanału przekierowującego.



Owinąć opaskę bandażową wokół kończyny i przez kanał C.



Zabezpieczyć koniec bandażu.

REF TADV-02



REF TADV-02



6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Wynne Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com

Real 8 Medtech Limited
5 Windon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Ireland
A63 CD42

UK REP Trauma Med Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Anglia. G150 3DT



Producent
Znak CE
Oceniono zgodność w Wielkiej Brytanii
Autoryzowany przedstawiciel w Wspólnocie Europejskiej/Unii Europejskiej
Autoryzowany przedstawiciel w Wielkiej Brytanii
Import
Wyrób medyczny
Niesterylizowany
Nie używać ponownie

Does Not Contain a Presence of Natural Rubber Latex
Zapoznać się z instrukcją użytkownika
Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone i zapoznać się z instrukcją użytkownika
Trzymać z dala od światła słonecznego
Utrzymać w suchoci
Unikajnik identyfikatora wyrobu
Numero de Catalogo
Kod partii
Data ważności

Przeznaczenie

Wyrób jest przeznaczony do tamowania krwawień o niewielkim nasileniu lub zagrażających życiu. Profil użytkownika Należy kontynuować owijanie, aby zabezpieczyć koniec opaski uciskowej, w razie potrzeby zacisnąć bez owijania, stosując opaskę niewymagającą owijania, aby pozbyć się dodatkowego luzu.

Wyrób został zaprojektowany do użytku przez ratowników i pracowników opieki zdrowotnej w warunkach przedszpitalnych.

Wyrób jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z ranami zewnętrznymi, które można zaopatrzyć poprzez ucisk w miejscu krwawienia lub przy miejscu krwawienia poprzez ucisk krwawiącego(-ych) naczyń(-i) krwionośnego(-ych).

Wskazania

Do kontrolowania wieloletnich przyczyn krwawienia zewnętrznego (krwotoku).

Przeciwwskazania

Brak

Korzyści kliniczne

Zapewnienie tamowania krwotoków w miejscach w pobliżu rany, adaptację opaski uciskowej, punktowy ucisk przy zamocowaniu niewielkich krwotoków oraz ciągły ucisk nad tamponadą rany.

Charakterystyka działania

Mała i lekka konstrukcja. Konstrukcja z polimeru odpornego na uderzenia, co zapewnia trwałość. Tolerancja na ekstremalne temperatury.

Oświadczenia dotyczące produktu

Uproszczenie zatrzymywanie krwotoków:
Nie wymaga używania rąk po zamocowaniu - pozwala wykonywać inne pilne procedury awaryjne
Interoperacyjność — kompatybilność ze wszystkimi zalecanymi przez CoTCCC opaskami uciskowymi, bandażami i bandażami bezuciskowymi. Ogranicza improwizację i ponowne krwawienie, prowadzące do niepotrzebnej utraty krwi.
Zastosowanie w wielu miejscach – głowice o różnych rozmiarach do tamowania krwotoku w pobliżu rany, bezpośredniego ucisku na tamponadę i adaptacja opaski uciskowej.

Ostrzeżenia i ryzyko resztkowe

Jest to wyrób jednorazowego użytku. Ponowne użycie niesie ze sobą ryzyko zakażenia krzyżowego i utraty funkcjonalności produktu. Użycie produktu po upływie terminu ważności wiąże się z ryzykiem zakażenia krzyżowego lub utraty funkcjonalności.

Po użyciu należy zutylizować jako odpady medyczne. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego.

Obsługa i przechowywanie

Tolerancja ekstremalnych temperatur
Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja

Utylizować jako odpad medyczny.

Wszelkie poważne incydenty związane z tym wyrobem należy zgłaszać producentowi: vigilance@68medicalsolutions.com

Listwa dociskowa ADVANTAGE jest wyposażony w technologię Popp Point Pressure Device (P3D), która zapewnia kontrolę krwawienia w pobliżu rany, umożliwia adaptację opaski uciskowej, punktowy ucisk w przypadku niewielkich krwotoków oraz zapewnia ciągły ucisk nad tamponadą rany.

Można ją łatwo przenosić w każdych warunkach opieki ze względu na jego niewielkie rozmiary i lekką konstrukcję. Jest wykonany z polimeru odpornego na uderzenia, co zapewnia mu trwałość i odporność na ekstremalne temperatury.

Przygotowanie

KROK 1. Odczepienie listwy dociskowej od karty do przechowywania

Delikatnie nacisnąć do środka dwa zaczepy pokazane na rysunku, aby odczepić listwę dociskową od karty do przechowywania.

KROK 2. Zdjąć wybraną głowicę i włożyć zaczepy

Po wyjęciu listwy dociskowej z karty do przechowywania. Zdjąć wybraną głowicę uciskową.

Włożyć zaczepy głowicy uciskowej w szczeliny znajdujące się na spodzie listwy dociskowej. Uwaga: Aby użyć listwy dociskowej bez głowicy dociskowej, należy przejść do kroków aplikacji.

KROK 3. Przygotowanie i gotowość do użycia

Stosowanie z opatrunkami uciskowymi

KROK 1. Umieścić opatrunek nad raną w dokładny sposób.

Zlokalizować i odsłonić ranę. W razie potrzeby zastosować tamponadę.

Umieścić opatrunek nad raną w dokładny sposób.

KROK 2. Umieścić listwę dociskową nad środkiem rany.

Umieścić listwę dociskową nad środkiem rany. Jeżeli to możliwe, należy przez cały czas aplikacji wywierać nacisk skierowany w dół.

KROK 3. Owinąć opatrunek wokół ciała lub kończyny.

Owinąć opatrunek wokół ciała lub kończyny.

Kanały przekierowujące można wykorzystać do przekierowania opatrunku lub gdy pożądane jest uzyskanie korzyści mechanicznych.

Spowoduje to zwiększenie ucisku w obwodzie. Kanały można również wykorzystać do zakotwiczenia listwy na miejscu.

KROK 4. Owinąć opatrunek wokół kończyny lub ciała i przez kanał C.

Owinąć opatrunek wokół kończyny i przez kanał C.

Uwaga: nie jest wymagane bardzo ciasne owinięcie. Przesunięcie wysokości kanałów C pozwala na zwiększenie nacisku skierowanego w dół.

KROK 5. Zabezpieczyć koniec opatrunku.

Zabezpieczyć koniec opatrunku. Obserwować pod kątem przedstawiania się krwi przez opatrunek.

Dokonać ponownej oceny po każdym ruchu pacjenta.

Stosowanie z opaską uciskową (nad opatrunkiem)

KROK 1. Wybrać odpowiednią głowicę.

Zlokalizować ranę przeznaczoną do aplikacji tamponady.

Odsłonić ranę. Zlokalizować miejsce krwawienia i zastosować ucisk ręczny. Przyłożyć gazę lub gazę hemostatyczną do źródła krwawienia.

Przeprowadzić aplikację tamponady rany do miejsca tuż pod jej krawędziami, umożliwiając wybranej głowicy spocząć w zagłębieniu rany.

KROK 2. Umieścić głowicę uciskową nad obszarem tamponady i źródłem krwawienia.

Umieścić głowicę uciskową nad tamponadą z gazy, pozwalając, aby głowica została umieszczona w ranie.

Podczas całego procesu aplikacji należy stosować nacisk skierowany w dół.

KROK 3. Owinąć opaskę uciskową wokół zranionego kończyny.

Owinąć/założyć opaskę uciskową wokół zranionej kończyny, upewniając się, że wyrób nie jest skręcony, a następnie ponownie zamocować klamrę.

Uwaga: Advantage działa z większością dostępnych na rynku opasek uciskowych. SOFT użyto w celach demonstracyjnych.

KROK 4. Pozbyć się luzu i upewnić się, że pas opaski uciskowej jest wyśrodkowany w kanałach C listwy dociskowej.

Pozbyć się luzu i upewnić się, że pas opaski uciskowej jest wyśrodkowany w kanałach C listwy dociskowej.

Uwaga: Niekiedy użytkownicy wolą nie umieszczać nieowiniętego wyrobu bezpośrednio nad listwą dociskową.

KROK 5. Pozbyć się wszelkich luzów.

Pozbyć się wszelkich luzów. Wysokość kanałów C będzie naciskać głowicę uciskową dół, w kierunku źródła krwawienia.

KROK 6. Zacisnąć bez owijania, jeśli pożądane jest dodatkowe pozbycie się luzu.

Upewnić się, że umieszczenie jest prawidłowe i obserwować, czy nie dochodzi do ponownego krwawienia.

Uwaga: W razie potrzeby poluzować i zmienić położenie. Dokonać ponownej oceny po każdym ruchu pacjenta.

Stosowanie z elastyczną opaską uciskową z owinięciem (ucisk w pobliżu rany)

KROK 1. Zlokalizować ranę, zastosować ucisk i wybrać głowicę uciskową.

Zlokalizować ranę i zastosować ucisk ręczny. Wybrać głowicę przeznaczoną do ucisku w pobliżu rany i przymocować ją do listwy dociskowej.

KROK 2. Umieścić głowicę uciskową w punkcie w pobliżu rany, który pozwoli kontrolować krwawienie.

Umieścić głowicę uciskową w punkcie w pobliżu rany, który pozwoli kontrolować krwawienie.

Wywierać silny nacisk w dół.

Powinno być widoczna znaczna redukcja ilości krwi wypływającej ze źródła krwawienia.

KROK 3. Założyć pacjentowi opaskę uciskową i zamocować klamrę.

Założyć pacjentowi opaskę uciskową i zamocować klamrę.

Większość opasek uciskowych będzie działać; jednak na potrzeby tej demonstracji zastosowano Full Stop.

Jeśli używana opaska uciskowa jest za krótka, można połączyć ze sobą dwie sztuki.

KROK 4. Ponownie ocenić umiejscowienie i docisnąć do momentu dokładnego przylegania.

Ponownie ocenić umiejscowienie głowicy uciskowej i pozbyć się luzu z opaski uciskowej.

KROK 5. Założyć dokładnie opaskę uciskową i ponownie ocenić.

Zanotować godzinę aplikacji na etykiecie opaski uciskowej lub czas jej aplikacji.

Obserwować krwawienie i dostosować wyrób w razie potrzeby, zwłaszcza po każdym ruchu pacjenta.

Stosowanie z bandażem bezuciskowym 4" i 6"

KROK 1. Nalożyć opatrunek bandażowy na środek rany.

Zlokalizować i odsłonić ranę. Nalożyć opatrunek bandażowy na środek rany.

KROK 2. Umieścić listwę dociskową na środku opatrunku bandażowego.

Umieścić listwę dociskową nad środkiem opatrunku bandażowego. Jeżeli to możliwe, należy przez cały czas aplikacji wywierać nacisk skierowany w dół.

KROK 3. Owinąć opaskę bandażową wokół kanałów przekierowujących.

Owinąć opaskę bandażową wokół kanałów przekierowujących, jeśli pożądane jest uzyskanie korzyści mechanicznych. Spowoduje to zwiększenie ucisku w obwodzie. Jeśli nie, przejdź do kroku 4.

Uwaga: Ten krok nie jest zawsze konieczny, stosuje się go jedynie wówczas, gdy pożądane jest zwiększenie ucisku w obwodzie.

KROK 4. Owinąć opaskę bandażową wokół kończyny i przez kanał C.

Owinąć opaskę bandażową wokół kończyny i przez kanał C. Uwaga: nie jest wymagane bardzo ciasne owinięcie. Przesunięcie wysokości kanałów C pozwala na zwiększenie nacisku skierowanego w dół.

KROK 5. Zabezpieczenie końca bandażu

Zabezpieczyć koniec bandażu.

Obserwować pod kątem krwawienia.

Dokonać ponownej oceny po każdym ruchu pacjenta.

Filmy opisujące sposób używania są

dostępne pod adresem:

WWW.68MEDICAL.COM




SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE



Finalidade Pretendida

Destinado ao controle de hemorragias, desde as leves até as com risco de vida. Perfil do Usuário Continue a enrolar para prender a extremidade do torniquete, se estiver utilizando um torniquete com haste (windlass), aperte-a conforme necessário para remover folga adicional.

Projetado para ser utilizado por socorristas e profissionais de saúde em ambientes pré-hospitais. Perfil do Paciente

desenvolvido para ser usado em pacientes com feridas externas que podem ser tratadas por meio de compressão no local do sangramento ou apenas proximalmente ao local do sangramento por meio da compressão do(s) vaso(s) sanguíneo(s) que está(ão) sangrando.

Indicação

Para controlar múltiplas origens de sangramento externo (hemorragia).

Nenhuma

Contraindicações

Benefícios Clínicos
Para fornecer controle de hemorragia proximal, conversão de torniquete, pressão pontual para manejo de hemorragias menores e para pressão contínua sobre o tamponamento de feridas.

Características de Desempenho

Design pequeno e leve Construído com um polímero de alto impacto para maior durabilidade Resistente a temperaturas extremas

Declarações do Produto

Simplificando o Manejo de Hemorragias:
Libera suas mãos depois de fixado no lugar
realizar outros procedimentos de emergência aguda

Interoperabilidade - compatível com todos os torniquetes, bandagens e bandagens sem pressão recomendados pelo CoTCCC Limita as improvisações e ressangramentos que podem levar à perda desnecessária de sangue

Uso em múltiplos locais - cabecotes de diversos tamanhos para controle de hemorragia proximal, aplicação de pressão direta sobre o tamponamento e conversão de torniquete

Avisos e Riscos Residuais

O dispositivo é de uso único. A reutilização pode causar infecção cruzada e perda da funcionalidade do produto. O uso após o prazo de validade pode causar infecção cruzada ou perda de funcionalidade. Descarte como resíduo hospitalar após o uso. Se isso não for feito, haverá risco de infecção cruzada.

Manuseio e Armazenamento

Resistente a temperaturas extremas
O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e na embalagem original.

Descarte

Descarte como resíduo hospitalar.

Qualquer incidente grave ocorrido em relação a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante: vigilance@68medicalsolutions.com

A Barra de Pressão The ADVANTAGE incorpora a tecnologia do Dispositivo de Pressão Pontual Popp (P3D) para proporcionar controle de hemorragia proximal, permitir a conversão de torniquete, aplicar pressão pontual para o gerenciamento de hemorragias menores e manter a pressão contínua sobre o tamponamento da ferida.

É fácil de transportar em todos os níveis de atendimento devido ao seu design pequeno e leve e é construído com um polímero de alto impacto para maior durabilidade e tolerância a temperaturas extremas.

Configuração

ETAPA 1. Desencaixe a Barra de Pressão do Cartão de Armazenamento Pressione suavemente para dentro as duas abas mostradas na imagem para desencaixar a barra de pressão do cartão de armazenamento.

ETAPA 2. Remova o Cabeçote desejado e insira as Abas. Depois que a barra de pressão for removida do cartão de armazenamento, Remova o cabeçote desejado.

Insira as abas do cabeçote de pressão nos encaixes localizados na parte inferior da barra de pressão. Observação: Para usar a Barra de Pressão sem um Cabeçote de Pressão, prossiga para as Etapas de Aplicação na ETAPA 3. Completo e pronto para uso

Uso com bandagens compressivas

ETAPA 1. Fixe a bandagem sobre a ferida

Localize e exponha a ferida Aplique o tamponamento conforme necessário

Fixe a bandagem sobre a ferida

ETAPA 2. Posicione a barra de pressão sobre o centro da ferida

Posicione a barra de pressão sobre o centro da ferida. Aplique pressão para baixo durante toda a aplicação, se possível.

ETAPA 3. Passe a bandagem ao redor do corpo ou do membro

Passe a bandagem ao redor do corpo ou do membro

Os canais de redirecionamento podem ser usados para direcionar a bandagem ou quando se deseja obter uma vantagem mecânica.

Isso aumentará a pressão circunferencial. Os canais também podem ser usados para fixar a barra no lugar.

ETAPA 4. Passe a bandagem ao redor do corpo ou do membro e através do canal em C

Passe a bandagem ao redor do membro e através do canal em C.

Observação: não é necessário apertar excessivamente a bandagem. O deslocamento da altura dos canais em C permite aumentar a pressão para baixo.

ETAPA 5. Fixe a extremidade da bandagem

Fixe a extremidade da bandagem Monitore o sangramento através do curativo

Reavalie após qualquer movimento do paciente

Uso com torniquete (sobre o tamponamento)

ETAPA 1. Selecione o cabeçote adequado

Localize a ferida a ser tamponada.

Exponha a ferida. Identifique o ponto de sangramento e aplique pressão manual. Tampona a fonte do sangramento com gaze ou gaze hemostática.

Tampone a ferida até ligeiramente abaixo das bordas, permitindo que o cabeçote selecionado se encaixe na cavidade da ferida.

ETAPA 2. Posicione o cabeçote de pressão sobre a área tamponada e o ponto de sangramento

Posicione o cabeçote de pressão sobre a gaze tamponada, permitindo que o cabeçote se encaixe na ferida. Aplique pressão para baixo durante toda a aplicação.

ETAPA 3. Enrole o torniquete ao redor da área lesionada

Enrole/passe o torniquete ao redor da extremidade lesionada, garantindo que o dispositivo não esteja torcido, e reconecte a fivela.

Observação: The Advantage é compatível com a maioria dos torniquetes disponíveis no mercado. O SOFT foi utilizado para fins de demonstração.

ETAPA 4. Remova a folga e certifique-se que a faixa do torniquete esteja centralizada nos canais em C da barra de pressão

Remova a folga e certifique-se que a faixa do torniquete esteja centralizada nos canais em C da barra de pressão. Alguns usuários preferem não posicionar a haste do torniquete diretamente sobre a barra de pressão.

ETAPA 5. Remova toda a folga

Remova toda a folga. A altura dos Canais em C fará com que o cabeçote de pressão seja pressionado sobre a fonte do sangramento.

ETAPA 6. Aperte a haste do torniquete (windlass) caso seja necessário remover mais folga

Certifique-se do posicionamento adequado e monitore para detectar novo sangramento.

Observação: Afrouxe e reposicione conforme necessário. Reavalie após qualquer movimento do paciente

Uso com torniquete de esticar e enrolar (Pressão Proximal)

ETAPA 1. Localize a lesão, aplique pressão e selecione o cabeçote de pressão

Localize a lesão e aplique pressão manual. Selecione o cabeçote para pressão proximal e conecte-o à barra de pressão.

ETAPA 2. Posicione o cabeçote de pressão sobre o ponto de referência anatômico para controle de hemorragia proximal

Posicione o cabeçote de pressão sobre o ponto de referência anatômico para controle de hemorragia proximal

Faça pressão firme para baixo.

Você deve notar uma redução significativa do fluxo de sangue proveniente da fonte do sangramento.

ETAPA 3. Passe o torniquete ao redor do paciente e conecte a fivela

Remova o torniquete ao redor do paciente e conecte a fivela

A maioria dos torniquetes é compatível; o modelo Full Stop foi usado para esta demonstração. Se o torniquete que você estiver usando for muito curto, você poderá conectar dois em tandem.

ETAPA 4. Reavalie o posicionamento e puxe até que fique firme

Reavalie o posicionamento do cabeçote de pressão e elimine a folga do torniquete.

ETAPA 5. Fixe o torniquete e reavalie

Registre o horário de aplicação na etiqueta de tempo do torniquete ou anote o horário de aplicação. Monitore o controle da hemorragia e ajuste o dispositivo conforme necessário, especialmente após qualquer movimento do paciente

Uso com bandagem não compressiva de 4" e 6"

ETAPA 1. Aplique a almofada da bandagem centralizada sobre a ferida

Localize e exponha a ferida. Aplique a almofada da bandagem centralizada sobre a ferida.

ETAPA 2. Posicione a barra de pressão sobre o centro da almofada da bandagem

Posicione a barra de pressão sobre o centro da almofada da bandagem

Aplique pressão para baixo durante toda a aplicação, se possível.

ETAPA 3. Passe a extremidade da bandagem ao redor dos canais de redirecionamento

Passe a extremidade da bandagem ao redor dos canais de redirecionamento, caso se deseje obter uma vantagem mecânica.

Isso aumentará a pressão circunferencial. Caso contrário, pule para a etapa 4.

Observação: Essa etapa nem sempre é necessária, somente se for desejado aumentar a pressão circunferencial. ETAPA 4. Passe a extremidade da bandagem ao redor do membro e através do canal em C

Passe a extremidade da bandagem ao redor do membro e através do canal em C Observação: não são necessárias bandagens extremamente apertadas. O deslocamento da altura dos canais em C permite maior pressão para baixo.

ETAPA 5. Fixe a extremidade da bandagem Fixe a extremidade da bandagem

Monitore a ocorrência de sangramento através do curativo Reavalie após qualquer movimentação do paciente

Vídeos de instruções de uso disponíveis em:

WWW.68MEDICAL.COM

 **SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS**



F034_001_Rev 0_0525

THE ADVANTAGE

Utilizare cu bandaj compresiv



Fixați un capăt al bandajului peste plagă

Așezați dispozitivul compresiv chiar deasupra plăgii

Înfășurați bandajul în jurul corpului sau membrului

Înfășurați bandajul în jurul corpului sau membrului trecându-l și prin canalul C

Fixați capătul bandajului

Utilizare cu garou (peste bandaj)



Alegeți capul compresiv adecvat

Plasați capul compresiv deasupra zonei bandajate și a sursei sângerării

Înfășurați garoul în jurul zonei plăgi

Strângeți garoul și asigurați-l cu o trece prin canalele C ale dispozitivului compresiv

Fixați dispozitivul

Strângeți suplimentar dispozitivul dacă este nevoie

Utilizare cu bandaj necompresiv



Aplicați un pansament pe plagă

Așezați dispozitivul compresiv peste pansament

Treceți un capăt al bandajului prin canalele de ghidare Canal

Înfășurați bandajul în jurul membrului trecându-l și prin canalele C

Fixați capătul bandajului





6.8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com

Real8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Irlanda
A63 CD42

TraumaMed Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Anglia. G150 3DT





Produs CE
Conformitate pentru Regatul Unit evaluată

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană

Reprezentant autorizat în Regatul Unit

Importator

Dispozitiv medical

Nesteril

De unică folosință



Nu conține latex de cauciuc natural

Consultați instrucțiunile de utilizare

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și consultați instrucțiunile de utilizare

A se feri de soare

A se păstra uscat

Identificatorul unic al dispozitivului

Număr de catalog

Codul lotului

Data expirării

Scopul preconizat

Se utilizează pentru oprirea sângerărilor, de la cele minore până la hemoragii. Profil de utilizator Continuăți să Înfășurați pentru a fixa capătul garoului, apoi strângeți bine garoul, cât este nevoie.

Conceput pentru a fi utilizat de personalul medical de urgență într-un mediu prespitalicesc. Profil de pacient

Conceput pentru a fi utilizat la pacienți cu plăgi externe care pot fi gestionate prin apăsare la locul sângerării sau în imediata apropiere, pentru comprimarea vaselor de sânge și oprirea hemoragiei.

Indicație

Pentru controlarea originilor diverse ale sângerării externe (hemoragie).

Niciuna

Contraindicații

Beneficii clinice

Controlul hemostazei proximale, fixarea garoului, compresie în scopul gestionării hemoragiilor minore și compresie continuă peste bandajul aplicat pe o plagă.

Caracteristici de performanță

Mic și foarte ușor Durabil, fiind realizat dintr-un polimer foarte rezistent la impact Rezistent la temperaturi extreme

Declarații privind produsul

Simplificarea hemostazei:
Vă eliberează mâinile după fixarea în poziție permițându-vă să efectuați alte proceduri de urgență

Interoperabilitate – compatibil cu orice garou și bandaj recomandat de CoTCCC Împiedică pierderea de sânge suplimentară ca urmare a utilizării unor mijloace improvizate

Utilizare în mai multe locuri – capete de diferite dimensiuni, pentru controlul hemoragiei proximale, presiune directă asupra bandajului și fixarea garoului

Avertismente și risc rezidual

Dispozitivul este de unică folosință. Reutilizarea sau poate duce la infectare încrucișată și la pierderea funcționalității produsului. Utilizarea după data expirării poate duce la infectare încrucișată sau la pierderea funcționalității.

Eliminați după utilizare ca deșeu medical. În caz contrar, există risc de infectare încrucișată.

Manipulare și depozitare

Produsul este rezistent la temperaturi extreme
Trebuie depozitat într-un loc uscat, în interior, în ambalajul original.

Eliminare

Eliminați ca deșeu medical.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie comunicat producătorului: vigilance@68medicalsolutions.com

Dispozitivul compresiv The ADVANTAGE utilizează tehnologia Popp Point Pressure Device (P3D) pentru controlul hemostazei la nivel proximal, fixarea garoului, compresia în scopul opririi hemoragiilor minore și compresia continuă peste bandajul aplicat pe plagă.

Poate fi transportat oriunde, fiind mic și foarte ușor. Este durabil, fiind realizat dintr-un polimer foarte rezistent la impact și la temperaturi extreme.

Pregătire

PASUL 1. Detașați dispozitivul compresiv de pe cartonaș Pentru a detașa dispozitivul compresiv de pe cartonaș, apăsați ușor spre interior cele două butoane indicate.

PASUL 2. Scoateți capul compresiv dorit și fixați-l După ce ați scos dispozitivul compresiv de pe cartonaș, scoateți capul compresiv dorit.

Introduceți butoanele capului compresiv în fantele din partea de jos a dispozitivului compresiv. Notă: pentru a utiliza dispozitivul fără cap compresiv, treceți la Pași pentru aplicare PASUL 3. Finalizați și utilizați

Utilizare cu bandaj compresiv

PASUL 1. Fixați bandajul peste plagă

Localizați și expuneți plagă Aplicați pansamentul după nevoie

Fixați bandajul peste plagă

PASUL 2. Așezați dispozitivul compresiv peste plagă

Așezați dispozitivul compresiv chiar deasupra plăgii. Apăsați pe plagă în timpul aplicării dispozitivului de compresie, dacă este posibil.

PASUL 3. Înfășurați bandajul în jurul corpului sau membrului

Înfășurați bandajul în jurul corpului sau membrului Pentru aplicarea mai ușoară sau mai precisă a bandajului, se pot utiliza canalele de ghidare.

Astfel, compresia circulară asupra plăgii se îmbunătățește. Canalele se pot utiliza și pentru fixarea dispozitivului de compresie.

PASUL 4. Înfășurați bandajul în jurul corpului sau membrului trecându-l și prin canalul C

Înfășurați bandajul în jurul membrului trecându-l și prin canalul C

Notă: nu este nevoie să strângeți bandajul foarte tare. Distanțarea canalelor C permite o compresie foarte bună pe plagă.

PASUL 5. Fixați capătul bandajului

Fixați capătul bandajului Asigurați-l cu o trece prin bandaj

Verificați după orice mișcare a pacientului

Utilizare cu garou (peste bandaj)

PASUL 1. Alegeți capul compresiv adecvat

Localizați plagă care sângerează.

Expuneți plagă. Identificați sursa sângerării și aplicați compresie manuală. Aplicați un pansament simplu sau hemostatic pe plagă

Pansamentul trebuie să depășească foarte puțin marginile plăgii, permițând capului compresiv să se sprijine pe acestea.

PASUL 2. Plasați capul compresiv peste zona pansată și sursa sângerării

Așezați capul compresiv peste pansament, astfel încât să fie poziționat chiar pe plagă. În timpul aplicării, apăsați încontinuu pe plagă.

PASUL 3. Aplicați un garou în jurul zonei plăgi

Înfășurați/ poziționați un garou în jurul extremității lezate, asigurându-vă că nu este răscut, apoi strângeți-l catarama.

Notă: dispozitivul The Advantage funcționează cu majoritatea garourilor disponibile în comerț. În scop demonstrativ, s-a utilizat un garou SOFT.

PASUL 4. Strângeți garoul și asigurați-l cu o trece prin canalele C ale dispozitivului compresiv

Strângeți garoul și asigurați-l cu o trece prin canalele C ale dispozitivului compresiv Notă: unii utilizatori preferă să nu poziționeze garoul chiar peste dispozitivul compresiv.

PASUL 5. Fixați dispozitivul

Fixați dispozitivul. Datorită poziționării mai sus a canalelor C, capul compresiv este împins în jos peste locul hemoragiei.

PASUL 6. Strângeți suplimentar dispozitivul dacă este nevoie

Asigurați-l cu o trece plasat corect și monitorizați hemostaza.

Notă: dacă este nevoie, slăbiți dispozitivul și repoziționați-l. Verificați după orice mișcare a pacientului

Utilizare cu garou elastic (compresie proximală)

PASUL 1. Localizați plagă, aplicați compresie și alegeți capul compresiv

Localizați plagă și aplicați compresie manuală. Alegeți capul pentru compresia proximală și atașați-l la dispozitivul compresiv

PASUL 2. Plasați capul compresiv chiar peste locul hemoragiei

Plasați capul compresiv chiar peste locul hemoragiei

Apăsați în jos cu fermitate.

Ar trebui să observați o reducere semnificativă a sângerării.

PASUL 3. Puneți garoul în jurul pacientului și închideți catarama

Puneți garoul în jurul pacientului și închideți catarama

Majoritatea garourilor sunt compatibile; pentru această demonstrație, s-a utilizat un garou Full Stop. Dacă garoul pe care îl utilizați este prea scurt, puteți conecta două, în serie.

PASUL 4. Verificați poziția garoului și strângeți-l

Verificați poziția capului compresiv și strângeți garoul.

PASUL 5. Strângeți garoul și verificați

Verificați poziția capului compresiv și strângeți bine garoul, cât este nevoie.

Notă: când ați aplicat garoul pe eticheta acestuia sau în altă parte Monitorizați hemostaza și ajustați dispozitivul dacă este nevoie, mai ales după o mișcare a pacientului

Utilizare cu bandaj necompresiv de 10 cm sau 15 cm (fașă)

PASUL 1. Aplicați un pansament pe plagă

Localizați și expuneți plagă. Aplicați un pansament chiar peste plagă.

PASUL 2. Așezați dispozitivul compresiv chiar peste pansament

Așezați dispozitivul compresiv chiar peste pansament. Apăsați pe plagă în timpul aplicării dispozitivului de compresie, dacă este posibil.

PASUL 3. Treceți un capăt al bandajului prin canalele de ghidare

Când aplicați bandajul peste plagă, treceți-l prin canalele de ghidare ale dispozitivului compresiv. Astfel, compresia circulară asupra plăgii se îmbunătățește. Sau treceți la pasul 4.

Notă: Acest pas nu este necesar întotdeauna, ci doar pentru o compresie circulară mai puternică.

PASUL 4. Înfășurați bandajul în jurul membrului trecându-l și prin canalul C

Înfășurați bandajul în jurul membrului și prin canalul C Notă: nu este nevoie să îl strângeți foarte tare. Distanțarea canalelor C permite o compresie foarte bună pe plagă.

PASUL 5. Fixați capătul bandajului

Fixați capătul bandajului

Asigurați-l cu o trece prin bandaj Verificați după orice mișcare a pacientului

Cum utilizați videoclipurile disponibile pe:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

THE ADVANTAGE

Používajte s tlakovými obvázmi

Použitie so škrtidlom (nad obvázom)

Používajte s netlakovým obvázom

REF TADV02

REF TADV-02

UK CA **CE** **EC REP** **UK REP** **MD** **NON STERILE** **2** **i**

6.8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com

Real8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Irsko
A63 CD42

TraumaMed Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Anglicko. G150 3DT

Výroba
Označená CE
Overená zhoda v Spojenom kráľovstve
Autorizovaný zástupca v Európskom spoľštenstve/Európskej únii
Autorizovaný zástupca pre Spojené kráľovstvo
Dovozca
Zdravotnícka pomôcka
Nesterilné
Nepoužívajte opakovane

Neobťažujte prírodný kaučukový latex
Prečítajte si návod na použitie
Nepoužívajte, ak je balenie poškodené a prečítajte si návod na použitie
Chráňte pred slnečným žiarením
Uchovávajte v suchu
Jedinečný identifikátor pomôcky
Katalógové číslo
Kód dávky
Dátum spotreby

Zamýšľaný účel

Určené na zastavenie mierneho až život ohrožujúceho krvácania. Profili používateľa Pokračujte v omotávaní, aby ste zabezpečili koniec škrtidla, a podľa potreby bez navijania utiahnite, aby ste odstránili ďalšiu voľnosť.

Určené na použitie záchranármi a zdravotníkmi pracovníkmi v prednemocničnom prostredí. Profili pacienta

určené na použitie u pacientov s vonkajšími ranami, ktoré je možné ošetriť kompresiou v mieste krvácania alebo tesne proximálne od miesta krvácania kompresiou krvácajúcich ciev.

Indikácia

Na kontrolu vonkajšieho krvácania z viacerých zdrojov.

Kontraindikácie

Žiadne

Klinické výhody

Na zabezpečenie kontroly proximálneho krvácania, na konverziu škrtidla, bodový tlak na zvládnutie menšieho krvácania a na nepretržitý tlak na obväz.

Výkonnostné charakteristiky

Malý a ľahký dizajn Vyrobený z vysokoodolného polyméru pre dlhú životnosť Extrémna odolnosť voči teplote

Tvrdenia o produktoch

Zjednodušenie liečby krvácania:

Uvoľní vám ruky po uložení na miesto

vykonanie ďalších akútých núdzových postupov

Interoperabilita – kompatibilná so všetkými škrtidlami, zábalmi a netlakovými obvázmi odporúčanými CoTCCC. Obmedzuje improvizáciu a opätovné krvácanie, ktoré vedie k zbytočnej strate krvi.

Použitie na viacerých miestach – hlavice rôznych veľkostí na kontrolu proximálneho krvácania, priamy tlak na obväz a konverzia škrtidla

Upozornenia a zvyškové riziko

Pomôcka je určená len na jedno použitie. Opakované použitie predstavuje riziko križovej infekcie a stratu funkčnosti produktu. Použitie po dátume spotreby predstavuje riziko križovej infekcie alebo stratu funkčnosti.

Po použití zlikvidujte ako zdravotnícky odpad. Ak tak neurobité, riskujete križovú infekciu.

Manipulácia a skladovanie

Extrémna odolnosť voči teplotám

Výrobok skladujte v suchom, krytom skladovacom priestore v pôvodnom balení.

Likvidácia

Zlikvidujte ako zdravotnícky odpad.

Každý závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti s touto pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi: vigilance@68medicalsolution.com

Tlaková lišta ADVANTAGE je vybavená technológiou Popp Point Pressure Device (P3D) na zabezpečenie proximálnej kontroly krvácania, konverzie škrtidla, bodového tlaku na zvládnutie menšieho krvácania a na nepretržitý tlak na obväz.

Vďaka svojej malej veľkosti a nízkej hmotnosti sa ním ľahko manipuluje na všetkých úrovniach starostlivosti a je vyrobený z vysokoodolného polyméru, ktorý zaručuje trvácnosť a extrémnu odolnosť voči teplotám.

Nastavenie

KROK 1. Odpojte tlakovú lištu zo skladovacej karty Ľahkým zatlačením dovnútra na dve zobrazené úchytky odpojte tlakovú lištu zo skladovacej karty.

KROK 2. Vyberte požadovanú hlavicu a vložte úchytky

Po vybratí tlakovej lišty z pamäťovej karty. Vyberte požadovanú hlavicu.

Vložte úchytky tlakovej hlavice do otvorov na spodnej strane tlakovej lišty. Poznámka: Pre použitie tlakovej lišty bez tlakovej hlavice pokračujte na kroky aplikácie

KROK 3. Kompletne a pripravené na použitie

Používajte s tlakovými obvázmi

KROK 1. Zaisťte obváz na mieste cez ranu

Lokalizujte a odkryte ranu. Podľa potreby aplikujte obklad.

Zaisťte obváz na mieste cez ranu

KROK 2. Priložte tlakovú lištu na stred rany

Umiestnite tlakovú lištu na stred rany. Ak je to možné, počas celej aplikácie vyvíjajte tlak smerom nadol.

KROK 3. Obtočte obváz okolo tela alebo končatiny

Obtočte obváz okolo tela alebo končatiny. Presmerovacie kanály sa môžu použiť na presmerovanie obvazu alebo ak je požadovaná mechanická sila.

Tým sa zvýši obvodový tlak. Kanály sa dajú použiť aj na ukotvenie lišty na miesto.

KROK 4. Obtočte obváz okolo končatiny alebo tela a potiahnite cez C-kanál

Obtočte obváz okolo končatiny a potiahnite cez C-kanál

Poznámka: Extrémne tesné obvazy nie sú potrebné. Výškový posun C-kanálov umožňuje zvýšený tlak smerom nadol.

KROK 5. Zaisťte koniec obvazu

Zaisťte koniec obvazu.

Sledujte krvácanie

Po každom pohybe pacienta znovu posuďte stav

Používajte so škrtidlom (nad obvázom)

KROK 1. Vyberte vhodnú hlavicu

Lokalizujte ranu, ktorú chcete obviazať.

Odkryte ranu. Identifikujte miesto krvácania a aplikujte manuálny tlak. Priložte gázu alebo hemostatickú gázu z zdroju krvácania

Obviazte ranu tesne pod okrajmi rany tak, aby zvolená hlavica spočívala v jamke rany.

KROK 2. Umiestnite tlakovú lištu nad obväzanú oblasť a zdroj krvácania

Umiestnite tlakovú lištu na obväzanú gázu tak, aby sa hlavica mohla usadiť v rane. Počas celej aplikácie vyvíjajte tlak smerom nadol.

KROK 3. Omotajte škrtidlo okolo poranenej oblasti

Omotajte/preveďte škrtidlo okolo poranenej končatiny, pričom sa uistite, že pomôcka nie je prekručená, a znova pripojte sponu.

Poznámka: Pomôcka The Advantage bude fungovať s väčšinou komerčne dostupných škrtidiel. Na demonštračné účely bol použitý SOFT.

KROK 4. Utlahnite a uistite sa, že pás škrtidla je vycentrovaný v C-kanáloch tlakovej lišty.

Utlahnite a uistite sa, že pás škrtidla je vycentrovaný v C-kanáloch tlakovej lišty. Poznámka: Niektorí používatelia uprednostňujú, aby napínadlo nebolo umiestnené priamo nad tlakovú lištu.

KROK 5. Odstraňte všetku voľnosť

Odstraňte všetku voľnosť. Výška C-kanálov bude tlačíť tlakovú lištu smerom nadol nad zdroj krvácania.

KROK 6. Ak je potrebné ďalšie utiahnutie, utiahnite bez navijania

Zabezpečte správne umiestnenie a monitorujte opätovné krvácanie.

Poznámka: Uvoľnite a premiestnite podľa potreby. Po každom pohybe pacienta znovu posuďte stav

Použitie s elastickým a ovinovacím škrtidlom (proximálny tlak)

KROK 1. Lokalizujte zranenie, aplikujte tlak a vyberte tlakovú hlavicu

Lokalizujte zranenie a aplikujte manuálny tlak. Vyberte hlavicu pre proximálny tlak a pripojte ju k tlakovej lište.

KROK 2. Umiestnite tlakovú lištu na orientačný bod kontroly proximálneho krvácania

Umiestnite tlakovú lištu na orientačný bod kontroly proximálneho krvácania

Vyvíjajte pevný tlak smerom nadol.

Mali by ste zaznamenať výrazné zníženie množstva krvi prúdiacej zo zdroja krvácania.

KROK 3. Preveďte škrtidlo okolo pacienta a pripievajte sponu

Preveďte škrtidlo okolo pacienta a pripievajte sponu

Väčšina škrtidiel bude fungovať; pre túto ukážku bolo použité Full Stop. Ak je škrtidlo, ktoré používate, príliš krátke, môžete spojiť dva za sebou.

KROK 4. Znovu skontrolujte umiestnenie a ťahajte, kým nebudete pevne priliehať

Znovu zhodnotte umiestnenie tlakovej hlavice a uvoľnite škrtidlo.

KROK 5. Zaisťte škrtidlo a znovu posuďte stav

škrtidla, a podľa potreby bez navijania utiahnite, aby ste odstránili ďalšiu voľnosť.

Zaznamenajte čas aplikácie škrtidla na časovom štítku alebo si poznačte čas aplikácie.

Monitorujte kontrolu krvácania a podľa potreby upravte pomôcku, najmä po každom pohybe pacienta.

Použite so 4" a 6" netlakovým obvázom

KROK 1. Priložte obväzový tampón do stredu rany

Lokalizujte a odkryte ranu. Priložte obväzový podložku do stredu rany.

KROK 2. Umiestnite tlakovú lištu na stred obväzového tampónu

Umiestnite prítlačnú lištu nad stred obväzového tampónu. Ak je to možné, počas celej aplikácie vyvíjajte tlak smerom nadol.

KROK 3. Omotajte zaväzkač obvazu okolo presmerovacieho kanála

Ak je požadovaná mechanická sila, vedte zaväzkač obvazu okolo presmerovacích kanálov. Tým sa zvýši obvodový tlak. Ak nie, prejdite na krok 4.

Poznámka: Tento krok nie je vždy potrebný, iba ak je požadovaný zvýšený obvodový tlak.

KROK 4. Omotajte zaväzkač obvazu okolo končatiny a cez C-kanál

Omotajte zaväzkač bandáže okolo končatiny a cez C-kanál. Poznámka: Extrémne tesné obvazy nie sú potrebné. Výškový posun C-kanálov umožňuje zvýšený tlak smerom nadol.

KROK 5. Zaisťte koniec obvazu

Zaisťte koniec obvazu

Monitorujte krvácanie. Po každom pohybe pacienta znovu posuďte stav.

Videa s návodom na použitie sú dostupné na adrese:

WWW.68MEDICAL.COM





SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

THE ADVANTAGE



Namen

Namenjeno za nadzor blagih do življenjsko nevarnih krvavitev. Uporabniški profil Nadaljujte z ovijanjem, da pritrдите konec turniketa, po potrebi zategnite zategovalno palico na turniketu s palico, da se znebite dodatne ohlapnosti.

Zasnovan za uporabo s strani reševalcev in zdravstvenih delavcev v predbolnišničnem okolju. Profil pacienta

zasnovan za uporabo pri bolnikih z zunanji ranami, ki jih je mogoče zdraviti s stiskanjem na mestu krvavitve ali proksimalno od mesta krvavitve s stiskanjem krvne-h žile/-i, ki krvavijo.

Indikacija

Za nadzor več virov zunanjih krvavitev.

Kontraindikacije

Jih ni

Klinične koristi

Za zagotavljanje obvladovanja proksimalne krvavitve, za pretvorbo turniketa, točkovni pritisk za obvladovanje manjših krvavitev in za nadaljnji pritisk na tamponado rane.

Značilnosti delovanja

Majhna in lahka zasnova ter izdelava iz visoko odpornega polimera za vzdržljivost in ekstremne temperaturne tolerance

Poenostavitev obvladovanja krvavitev: Trditve o izdelkih
Ko je prijeten, vam osvobodi roke izvedite druge postopke v nujnih primerih

Interoperabilnost – združljiv z vsemi turniketi, povoji in nekompresijskimi povoji, ki jih priporoča CoTCCC. Omejuje improvizacijo in ponovno krvavitve, kar vodi do nepotrebne izgube krvi.
Uporaba na več mestih – pritiskalni elementi različnih velikosti za nadzor proksimalne krvavitve, neposreden pritisk na tamponado in pretvorba turniketa

Opozorila in preostalo tveganje

Pripomoček je samo za enkratno uporabo. S ponovno uporabo obstaja tveganje navzkrižne okužbe in izgube funkcionalnosti izdelka. Z uporabo po preteku roka uporabnosti obstaja tveganje navzkrižne okužbe ali izgube funkcionalnosti.
Po uporabi zavrzite kot zdravstveni odpadke. Če tega ne storite, tvegate navzkrižno okužbo.

Ravnanje in skladiščenje

Ekstremne temperaturne tolerance
Izdelek je treba hraniti v suhem, notranjem skladiščnem prostoru v originalni embalaži.

Odlaganje med odpadke

Odstranite kot zdravstveni odpadke.

Vsak resen incident, ki se je zgodil v povezavi s tem pripomočkom, je treba sporočiti proizvajalcu: vigilance@68medicalsolutions.com

Pritiskalna palica ADVANTAGE ima tehnologijo Popp Point Pressure Device (P3D) za zagotavljanje obvladovanja proksimalne krvavitve, za pretvorbo turniketa, točkovni pritisk za obvladovanje manjših krvavitev in za nadaljnji pritisk na tamponado rane.

Zaradi majhne in lahke zasnove ter izdelave iz visoko odpornega polimera za vzdržljivost in ekstremne temperaturne tolerance jo je enostavno prenašati na vseh ravneh oskrbe.

Nastavitev

1. KORAK. Odprite pritiskalno palico s kartice za shranjevanje. Raho pritisnite dva jezička, ki sta prikazana na sliki, navzgor, da odprete pritiskalno palico s kartice za shranjevanje.

2. KORAK. Odstranite želeni pritiskalni element in vstavite jezičke. Ko je pritiskalna palica odstranjena s kartice za shranjevanje. Odstranite želeni pritiskalni element.

Vstavite jezičke pritiskalnega elementa v reže na spodnji strani pritiskalne palice. Opomba: Za uporabo pritiskalne palice brez pritiskalnega elementa nadaljujte s koraki za uporabo. 3. KORAK. Popolno in pripravljeno za uporabo

Uporaba s kompresijskimi povoji

1. KORAK. Pritrdite povoj čez rano

Poiščite in odkrijte rano. Po potrebi namestite tamponado.

Pritrdite povoj čez rano

2. KORAK. Namestite pritiskalno palico na sredino rane

Namestite pritiskalno palico na sredino rane. Če je mogoče, ves čas nameščanja pritisnite navzdol.

3. KORAK. Povoj ovijte okoli telesa ali okončine

Povoj ovijte okoli telesa ali okončine. Preusmeritvene kanale je mogoče uporabiti za preusmeritev povoja ali če je zaželen mehanični prednost.

To bo povečalo obodni tlak. Kanale lahko uporabite tudi za pritrnitev palice.

4. KORAK. Povoj napelјite okoli okončine ali telesa in skozi C-kanal

Napelјite okoli okončine in skozi C-kanal

Opomba: Izjemno tesni povoji niso potrebni. Višinski odmik C-kanalov omogoča povečan pritisk navzdol.

5. KORAK. Zavarujte konec povoja

Zavarujte konec povoja. Spremljajte morebitno krvavitve skozi povoj

Ponovno ocenite stanje po vsakem premikanju pacienta

Uporaba s turniketom (čez tamponado)

1. KORAK. Izberite ustrezen pritiskalni element

Poiščite rano, ki jo želite tamponirati.

Odkrijte rano. Določite mesto krvavitve in uporabite ročni pritisk. Na vir krvavitve nanesite gazo ali hemostatsko gazo.

Tamponirajte rano do tik pod robove rane, tako da izbrana pritiskalna enota sede v votlino rane.

2. KORAK. Pritiskalno enoto namestite na tamponado in vir krvavitve

Pritiskalno enoto namestite čez tamponirano gazo, tako da se enota prilga rani. V celotnem postopku povijanja pritisnite navzdol.

3. KORAK. Turniket ovijte okoli poškodovanega mesta

Ovijte/namestite turniket okoli poškodovane okončine, pri čemer pazite, da pripomoček ni zviti, in ponovno priključite zaponko.

Opomba: Povoj The Advantage bo deloval z večino komercialno dostopnih turniketov. Za demonstracijske namene je bil uporabljen SOFT.

4. KORAK. Znebite se ohlapnosti in se prepričajte, da je trak turniketa centriran v C-kanalu pritiskalne palice.

Znebite se ohlapnosti in se prepričajte, da je trak turniketa centriran v C-kanalu pritiskalne palice. Opomba: Nekateri uporabniki raje ne nameščajo palice za zagotavljanje neposredno nad potiskalno palico.

5. KORAK. Znebite se vse ohlapnosti

Znebite se vse ohlapnosti. Višina c-kanalov bo potisnila potiskalno enoto navzdol na vir krvavitve.

6. KORAK. Če se želite dodatno znebiti ohlapnosti, zategnite palico za zategovanje

Zagotovite pravilno namestitev in spremljajte morebitno ponovno krvavitve.
Opomba: Po potrebi zrahljajte in prestavite. Ponovno ocenite stanje po vsakem premikanju pacienta

Uporaba z raztegljivim in ovijalnim turniketom (proksimalni pritisk)

1. KORAK. Poiščite poškodbo, uporabite pritisk in izberite pritiskalni element

Poiščite poškodbo in uporabite ročni pritisk. Izberite element za izvajanje proksimalnega pritiska in ga pritrдите na pritiskalno palico.

2. KORAK. Namestite pritiskalno enoto na mejno točko za nadzor proksimalne krvavitve

Namestite pritiskalno enoto na mejno točko za nadzor proksimalne krvavitve

Izvedite močan pritisk navzdol.

Opaziti morate znatno zmanjšanje količine krvi, ki teče iz vira krvavitve.

3. KORAK. Turniket napelјite okoli pacienta in priprite zaponko

Turniket napelјite okoli pacienta in priprite zaponko

Večina turniketov bo delovala; za to demonstracijo je bila uporabljena popolna zautavitev. Če je turniket, ki ga uporabljate, prekratke, lahko povežete dva vzporedno.

4. KORAK. Ponovno ocenite namestitev in povlecite, dokler se ne prilga tesno

Ponovno ocenite položaj pritiskalne enote in sprostite turniket.

5. KORAK. Pričvrstite turniket in ponovno ocenite stanje

Zabeležite čas uporabe turniketa na nalepki s časom ali pa si zabeležite čas uporabe.
Spremljajte nadzor nad krvavitvijo in po potrebi prilagodite pripomoček, zlasti po vsakem premikanju pacienta.

Uporabite s 4" in 6" nekompresijski povoj

1. KORAK. Namestite povoj na sredino rane

Poiščite in odkrijte rano. Blazinicno povoja namestite na sredino rane.

2. KORAK. Namestite pritiskalno palico na sredino blazinice povoja

Namestite pritiskalno palico na sredino blazinice povoja. Če je mogoče, ves čas nameščanja pritisnite navzdol.

3. KORAK. Vodilni trak povoja napelјite okoli preusmeritvenih kanalov

Vodilni trak povoja napelјite okoli preusmeritvenih kanalov, če želite mehanični prednost. To bo povečalo obodni tlak. Če ne, preskočite na 4. korak.

Opomba: Ta korak ni vedno potreben, le če je zaželen povečan obodni tlak.

4. KORAK. Vodilni trak povoja napelјite okoli okončine in skozi C-kanal

Vodilni trak povoja napelјite okoli okončine in skozi C-kanal. Opomba: Izjemno tesni povoji niso potrebni. Višinski odmik C-kanalov omogoča povečan pritisk navzdol.

5. KORAK. Zavarujte konec povoja

Zavarujte konec povoja

Spremljajte morebitno krvavitve. Ponovno ocenite po vsakem premikanju pacienta.

Kako uporabljati videoposnetke, ki so na voljo na:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

THE ADVANTAGE

Uso con vendas de presión



1 Fije la venda sobre la herida.



2 Coloque la barra de presión sobre el centro de la herida.



3 Gire el vendaje alrededor del cuerpo o extremidad



4 Pase el vendaje alrededor de la extremidad o el cuerpo y a través del canal C



5 Asegure el extremo de la envoltura


Uso con torniquete (sobre empaque)



1 Seleccione la cabeza adecuada



2 Coloque la cabeza de presión sobre el área empacada y la fuente de sangrado.



3 Envuelva el torniquete alrededor del área lesionada.



4 Retire el sobrante y asegúrese de que la banda del torniquete esté centrada en los canales C de la barra de presión.




5 Retire todo el sobrante



6 Apriete el mango si se desea quitar más sobrante

Usar con vendaje sin presión



1 Coloque la compresa en el centro de la herida



2 Coloque la barra de presión sobre el centro de la compresa



3 Enrute la guía del vendaje alrededor del canal de redirección



4 Enrute la guía del vendaje alrededor de la extremidad y a través del canal C



5 Asegure el extremo de la venda

REF TADV-02



REF TADV-02



6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach, Carolina del Sur 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com



Real8 Medtech Limited
5 Wenden Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Irlanda
A63CD42



Traumabed Solutions
19 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Inglaterra. G150 3DT



Fabricado
CE Mark
Conformidad verificada en el Reino Unido
Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea



Representante autorizado en el Reino Unido
Importador
Dispositivo médico



No estéril
No reutilizar

- No contiene látex de caucho natural.
- Consulte las instrucciones de uso
- No lo use si el paquete está dañado y consulte las instrucciones de uso.
- Mantener alejado de la luz solar directa
- Mantener seco
- UDI Identificador único de dispositivo
- Número de catálogo
- Código de lote
- Fecha de caducidad

Uso

Diseñado para controlar sangrados desde leves hasta potencialmente mortales. Perfil del usuario Continúe envolviendo para asegurar el extremo del torniquete, ajuste el mango según sea necesario para eliminar el sobrante.

Diseñado para ser utilizado por personal de primera respuesta y profesionales de la salud en entorno prehospitalario. Perfil del paciente

diseñado para ser utilizado en pacientes con heridas externas que pueden tratarse mediante compresión en el sitio del sangrado o proximalmente al sitio del sangrado mediante la compresión de los vasos sanguíneos.

Indicaciones

Para controlar múltiples orígenes de sangrado externo (hemorragia).

Ninguno.

Contraindicaciones

Beneficios clínicos

Diseñada para brindar control de hemorragia proximal, la conversión de torniquete, y crear presión puntual para manejo de hemorragias menores y presión focalizada para empacar heridas.

Características de rendimiento

Diseño pequeño y liviano. Construido con un polímero de alto impacto para mayor durabilidad y tolerancia a temperaturas extremas.

Reclamaciones de productos

Simplificando el manejo de la hemorragia: Libera tus manos una vez está fijado en su lugar. realiza otros procedimientos agudos de emergencia. Interoperabilidad: compatible con todos los torniquetes, envolturas y vendas sin presión recomendados por el Comité de Atención de Bajas en Combate Táctico (Committee on Tactical Combat Casualty Care, CoTCCC). Limita la improvisación y el resangrado, lo que conduce a una pérdida de sangre innecesaria. Uso en varios sitios: cabezas de varios tamaños para brindar control de hemorragia proximal, presión directa sobre el empaque y conversión de torniquete

Advertencias y riesgos residuales

El dispositivo es de un solo uso. La reutilización conlleva riesgo de infección cruzada y pérdida de funcionalidad del producto. El uso de medicamentos después de su fecha de caducidad conlleva riesgos de infección cruzada o pérdida de funcionalidad. No utilizar como residuo sanitario después de su uso. De no hacerlo se corre el riesgo de contraer una infección cruzada.

Manipulación y almacenamiento

Tolerancia a temperatura extrema
El producto debe almacenarse en un lugar interior y seco, en su embalaje original.

Eliminación

Desear como residuo sanitario.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo debe informarse al fabricante: vigilance@68medicalsolutions.com

La barra de presión The ADVANTAGE incorpora la tecnología del Dispositivo de Presión Puntual Popp (P3D) para proporcionar control de hemorragia proximal, permitir la conversión de torniquete, aplicar presión puntual para el manejo de hemorragias menores y mantener una presión continua sobre el empaquetado de la herida.

Es fácil de transportar en todos los niveles de atención debido a su diseño pequeño y liviano. Está construido con un polímero de alto impacto para mayor durabilidad y tolerancia a temperaturas extremas.

Configuración

PASO 1. Suelte la barra de presión de la tarjeta de almacenamiento Presione ligeramente hacia adentro las dos pestañas que se muestran en la imagen para soltar la barra de presión de la tarjeta de almacenamiento.

PASO 2. Retire la cabeza deseada e inserte las pestañas. Cuando suelte la barra de presión de la tarjeta de almacenamiento Puede retirar la cabeza deseada.

Inserte las pestañas de la cabeza de presión en las ranuras de la parte inferior de la barra de presión. Nota: Para utilizar la barra de presión sin la cabeza de presión, proceda a los Pasos de aplicación. PASO 3. Armado y listo para usar

Uso con vendas de presión

PASO 1. Fije la venda sobre la herida.

Ubique y descubra la herida. Aplique el vendaje según sea necesario.

Fije la venda sobre la herida.

PASO 2. Ubique la barra de presión sobre el centro de la herida. Si es posible, haga presión durante toda la aplicación.

Coloque la barra de presión sobre el centro de la herida. Si es posible, haga presión durante toda la aplicación.

PASO 3. Gire el vendaje alrededor del cuerpo o extremidad

Gire el vendaje alrededor del cuerpo o extremidad. Los canales de redirección se pueden utilizar para redirigir el vendaje o si se desea conseguir una ventaja mecánica. Esto aumentará la presión circunferencial. Los canales también se pueden utilizar para anclar la barra en su lugar.

PASO 4. Pase el vendaje alrededor de la extremidad o el cuerpo y a través del canal C

Pase el vendaje alrededor de la extremidad o el cuerpo y a través del canal C.

Nota: No es necesario apretar muy fuerte los vendajes. El desplazamiento de altura de los canales C permite ejercer una mayor presión.

PASO 5. Asegure el extremo de la envoltura

Asegure el extremo de la envoltura. Vigile si hay sangrado.

Reevaluar después de cualquier movimiento del paciente

Uso con torniquete (sobre empaque)

PASO 1. Seleccione la cabeza adecuada

Ubique la herida que se va a empacar. Descubra la herida. Identifique el origen del sangrado y aplique presión manual. Coloque una gasa o gasa hemostática en la fuente del sangrado.

Empaque la herida hasta justo debajo de los bordes de la herida para que la cabeza seleccionada descanse en el centro de la herida.

PASO 2. Coloque la cabeza de presión sobre el área empacada y la fuente de sangrado.

Coloque la cabeza de presión sobre la gasa empacada. Permita que la cabeza se asiente en la herida. Haga presión durante toda la aplicación.

PASO 3. Envuelva el torniquete alrededor del área lesionada.

Envuelva el torniquete alrededor de la extremidad lesionada, asegurándose de que el dispositivo no esté torcido, y vuelva a conectar la hebilla.

Nota: The Advantage es compatible con la mayoría de los torniquetes disponibles comercialmente. Se utilizó un torniquete SOF para fines de demostración.

PASO 4. Retire el sobrante y asegúrese de que la banda del torniquete esté centrada en los canales C de la barra de presión.

Retire el sobrante y asegúrese de que la banda del torniquete esté centrada en los canales C de la barra de presión. Nota: Algunos usuarios prefieren que el mango no esté posicionado directamente sobre la barra de presión.

PASO 5. Retire todo el sobrante

Retire todo el sobrante. La altura de los canales C presionará la cabeza de presión sobre la fuente del sangrado.

PASO 6. Apriete el mango si se desea quitar más sobrante

Asegúrese de la colocación adecuada y vigile si surge nuevo sangrado.

Nota: Afloje y vuelva a colocar según sea necesario. Reevaluar después de cualquier movimiento del paciente

Úselo con torniquete elástico y envoltivo (presión proximal)

PASO 1. Ubique la lesión, aplique presión y seleccione la cabeza de presión

Ubique la lesión y aplique presión manual. Seleccione la cabeza para presión proximal y fíjelo a la barra de presión.

PASO 2. Coloque la cabeza de presión en el punto de referencia de control de hemorragia proximal. Coloque la cabeza de presión en el punto de referencia de control de hemorragia proximal.

Presione con firmeza.

Debería notar una reducción significativa del flujo sanguíneo desde la fuente del sangrado.

PASO 3. Pase el torniquete alrededor del paciente y conecte la hebilla.

Pase el torniquete alrededor del paciente y conecte la hebilla.

La mayoría de los torniquetes funcionarán; para esta demostración se utilizó un Full Stop. Si el torniquete que está usando es demasiado corto, puedes conectar dos en tandem.

PASO 4. Reevalúe la colocación y tire hasta que quede ajustado.

Reevalúe la ubicación de la cabeza de presión y retire el sobrante del torniquete.

PASO 5. Asegure el torniquete y reevalúe

el extremo del torniquete, ajuste el mango según sea necesario para eliminar el sobrante.

Registre el tiempo de aplicación en la etiqueta de tiempo del torniquete o anote el tiempo de aplicación.

Vigile el control de la hemorragia y ajuste el dispositivo según sea necesario, especialmente después de cualquier movimiento del paciente.

Usar con 4" y 6" Vendaje sin presión

PASO 1. Coloque la compresa en el centro de la herida

Ubique y descubra la herida. Coloque la compresa en el centro de la herida

PASO 2. Coloque la barra de presión sobre el centro de la compresa

Coloque la barra de presión sobre el centro de la compresa Si es posible, haga presión durante toda la aplicación.

PASO 3. Enrutar la guía del vendaje alrededor de los canales de redirección

Enrute la guía del vendaje alrededor de los canales de redirección si se desea conseguir una ventaja mecánica. Esto aumentará la presión circunferencial. En caso contrario, salte al paso 4.

Nota: Este paso no siempre es necesario, solo si se desea aumentar la presión circunferencial. PASO 4.

Pase la guía del vendaje alrededor de la extremidad y a través del canal C

Pase la guía del vendaje alrededor de la extremidad y a través del canal C. Nota: No es necesario apretar muy fuerte los vendajes. El desplazamiento de altura de los canales C permite ejercer una mayor presión.

PASO 5. Asegure el extremo de la venda Asegure el extremo del vendaje.

Vigile si hay sangrado. Reevalúe después de cualquier movimiento del paciente.

Videos disponibles sobre cómo usar el dispositivo en:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525


6:8 MEDICAL SOLUTIONS

THE ADVANTAGE

Använd med tryck- omslag



Säkra omslaget på plats över såret



Placera tryckhuvudet över sårets mitt



Led omslaget runt kropp eller lem



Led omslaget runt lem eller kropp och genom C-kanalen



Säkra änden på omslaget

REF TADV-02




Använd med tourniquet (över tamponering)




Välj lämpligt huvud



Placera tryckhuvudet över det tamponerade området och blödningskällan



Linda tourniqueten runt det skadade området



Ta bort slacket och se till att tourniquetens band är centrerat i tryckstängens C-kanaler



Ta bort allt slack



Dra åt vridstängens ytterligare om mer slack behöver tas bort

Använd med tryckfritt bandage



Applicera kompressen centrerad över såret



Placera tryckstäng över mitten av kompressen



Led bandageledaren runt omledningskanalen



Dra bandageledaren runt lemman och genom C-kanalen



Säkra änden av bandaget

REF TADV-02



The ADVANTAGE-tryckstäng använder P3D-teknik (Popp Point Pressure Device) för att ge proximal blödningskontroll, för tourniquet-konvertering, punkttryck för hantering av mindre blödningsår och för kontinuerligt tryck över tamponerat sår.

Den är lätt och kompakt, enkel att bära med sig i alla vårdmiljöer och är tillverkad av slagtålig polymer för hållbarhet och tolerans mot extrema temperaturer.

Inställning

STEG 1. Lossa tryckstäng från förvaringskortet Tryck lätt inåt på de två fikarna som visas på bilden för att lossa tryckstäng från förvaringskortet.

STEG 2. Ta bort önskat huvud och för in i fikar. När tryckstäng har tagits bort från förvaringskortet. Ta bort önskat huvud. För in tryckhuvudets fikar i skåorna på tryckstängens undersida. Obs! Om du vill använda tryckstäng utan tryckhuvud ska du fortsätta till Steg för applicering. STEG 3. Komplet och redo att användas

Använd med tryckomslag

STEG 1. Säkra omslaget på plats över såret

Lokalisera och exponera såret. Applicera tamponeringen efter behov.

Säkra omslaget på plats över såret

STEG 2. Placera tryckstäng över sårets mitt. Applicera nedåtriktat tryck under hela appliceringen om möjligt.

STEG 3. Led omslaget runt kropp eller lem

Led omslaget runt kropp eller lem

Omledningskanalerna kan användas för omledning av omslaget eller om en mekanisk fördel önskas.

Detta kommer att öka det omkretsmässiga trycket. Kanalerna kan också användas för att förankra stäng på plats.

STEG 4. Led omslaget runt lem eller kropp och genom C-kanalen

Dra omslaget runt lemman och genom C-kanalen

Obs! Extremt täta omslag krävs inte. Höjdförskjutningen på C-kanalerna möjliggör ökat nedåtriktat tryck.

STEG 5. Säkra änden på omslaget

Säkra änden på omslaget

Övervaka genomblödning. Omvärdera efter varje patientörelse

Använd med Tourniquet (över tamponering)

STEG 1. Välj lämpligt huvud

Lokalisera det avsedda såret för tamponering.

Exponera såret. Identifiera blödningspunkten och applicera manuellt tryck. Tamponera gasbinda eller hemostatisk gasbinda till blödningskällan

Tamponera såret till strax nedanför sårkanterna så att det valda huvudet kan vila i sårskålen.

STEG 2. Placera tryckhuvudet över det tamponerade området och blödningskällan

Placera tryckhuvudet över den tamponerade gasbindan och låt huvudet sitta fast i såret. Applicera nedåtriktat tryck under hela appliceringen.

STEG 3. Linda tourniqueten runt det skadade området

Linda/trå tourniqueten runt den skadade extremiteten, se till att enheten inte är vriden och sätt tillbaka spännet.

Obs! The Advantage fungerar med de flesta kommersiellt tillgängliga tourniquets. SOFT användes i demonstrationen.

STEG 4. Ta bort slacket och se till att tourniquetens band är centrerat i tryckstängens C-kanaler

Ta bort slacket och se till att tourniquetens band är centrerat i tryckstängens C-kanaler Obs! Vissa användare föredrar att inte ha vridstäng positionerad direkt ovanför tryckstäng.

STEG 5. Ta bort allt slack

Ta bort allt slack. Höjden på c-kanalerna kommer att trycka tryckhuvudet nedåt över blödningskällan.

STEG 6. Dra åt vridstängens ytterligare om mer slack behöver tas bort

Säkerställ korrekt placering och övervaka återblödning. Obs! Lossa och positionera om efter behov. Omvärdera efter varje patientörelse

Använd med stretch- och wrap-tourniquet (proximal tryck)

STEG 1. Lokalisera skadan, applicera tryck och välj tryckhuvud

Lokalisera skadan och applicera manuellt tryck. Vill huvud för proximal tryck och fast det på tryckstäng.

STEG 2. Placera tryckhuvudet på det proximala blödningskontrollmärket

Placera tryckhuvudet på det proximala blödningskontrollmärket

Tillämpa ett fast nedåtriktat tryck. Du bör märka en betydande minskning av blodflödet från blödningskällan.

STEG 3. Trå tourniqueten runt patienten och fast spännet

Trå tourniqueten runt patienten och fast spännet

De flesta tourniqueter fungerar, men en Full Stop-tourniquet användes för denna demonstration. Om tourniqueten du använder är för kort kan du koppla ihop två samtidigt.

STEG 4. Omvärdera placeringen och dra tills den sitter åt ordentligt

Omvärdera tryckhuvudets placering och dra loss tourniqueten.

STEG 5. Fast tourniquet och gör en omvärdering

Dra åt vridstäng vid behov på en vridstängsbaserad tourniquet för att ta bort ytterligare slack.

Registrera den använda tiden på tourniquet-tidsetiketten eller notera den använda tiden

Övervaka blödningskontroll och justera enheten vid behov, särskilt efter patientörelser

Använd med 4" och 6" Tryckfritt bandage

STEG 1. Applicera kompressen centrerad över såret

Lokalisera och exponera såret. Applicera kompressen centrerad över såret.

STEG 2. Placera tryckstäng över mitten av kompressen

Placera tryckstäng över mitten av kompressen. Applicera ett nedåtriktat tryck under hela appliceringen om möjligt.

STEG 3. Led bandageledaren runt omledningskanalen

Led bandageledaren runt omledningskanalen om en mekanisk fördel önskas. Detta kommer att öka det omkretsmässiga trycket. Om inte ska du hoppa till steg 4.

Obs! Detta steg behövs inte alltid, endast om ökat omkretsstryck önskas. STEG 4. Dra bandageledaren runt lemman och genom C-kanalen

Led bandageledaren runt lem och genom C-kanalen Obs: extremt täta omslag krävs inte. Höjdförskjutningen på C-kanalerna möjliggör ökat nedåtriktat tryck.

STEG 5. Säkra änden av bandaget

Säkra änden av bandaget

Övervaka för genomblödning Omvärdera efter varje patientörelse.

Instruktionsvideor finns på:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS

Avsedd att användas för att kontrollera mindre till livshotande blödningsår. Användarprofil Fortsatt att linda för att säkra änden på tourniqueten, dra åt vridstäng vid behov på en vridstängsbaserad tourniquet för att ta bort ytterligare slack.

Utförd för att användas av första hjälpen-personal och vårdpersonal före sjukhusvård. Patientprofil

utförd för att användas på patienter med yttre sår som kan hanteras genom kompression vid blödningsstället eller proximalt om blödningsstället genom kompression av det/de blodkärn som blöder.

För att kontrollera flera orsaker till extern blödning.

Inga

För att ge proximal blödningskontroll, för tourniquet-konvertering, punkttryck för hantering av mindre blödningsår och för kontinuerligt tryck över tamponerat sår.

Liten och lätt design Tillverkad av en slagtålig polymer för hållbarhet Tolererar extrema temperaturer

Förenkliga blödningshantering: Frigör dina händer när den väl är monterad utför andra akuta nödgåtgärder

Interoperabilitet – kompatibel med alla CoTCCC-rekommenderade tourniqueter, bandage och tryckfria bandage. Begränsar improvisation och återblödning, vilket leder till onödig blodförlust.

Användning på flera ställen – huvuden i flera storlekar för proximal blödningskontroll, direkt tryck över tamponering och tourniquet-konvertering

Enheten är endast för engångsbruk. Återanvändning riskerar korsinfektion och förlust av produktfunktionalitet. Användning efter förbrukningstid riskerar korsinfektion eller funktionsförlust. Kassera som sjukvårdsavfall efter användning. Görs inte detta finns en risk för korsinfektion.

Extrema temperatortoleranser Produkten ska förvaras torrt inomhus i originalförpackningen.

Kassera som sjukvårdsavfall.

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband denna enhet ska rapporteras till tillverkaren: vigilance@68medicalsolutions.com

THE ADVANTAGE



REF TADV-02

REF TADV-02



วัตถุประสงค์ที่ 1
ออกแบบมาเพื่อใช้โดยผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในสถานที่ก่อนถึงโรงพยาบาล ของผู้บาดเจ็บ

วัตถุประสงค์ที่ 2
ออกแบบมาเพื่อใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผลภายนอก โดยสามารถจัดการได้โดยการกดบริเวณที่เลือดออก หรือเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของร่างกายที่เลือดออกโดยการกดหลอดเลือดที่เลือดออก

ข้อบ่งชี้
เพื่อควบคุมการไหลของเลือดออกจากแผลขนาดใหญ่ (ภาวะที่เกิดการเสียเลือดจากบริเวณใหญ่)

ข้อห้ามใช้
บริเวณที่มีบาดแผลลึก

ข้อควรระวัง
การออกแบบขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สอดคล้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทนทานสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

การจัดการภาวะเลือดออกอย่างง่าย:
ช่วยชีวิตของผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

การจัดการภาวะเลือดออกอย่างรุนแรง:
ช่วยชีวิตของผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการช่วยชีวิต การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บรุนแรง การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บรุนแรง การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บรุนแรง

การออกแบบขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สอดคล้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทนทานสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

การออกแบบขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สอดคล้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทนทานสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

การออกแบบขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สอดคล้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทนทานสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

การออกแบบขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สอดคล้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทนทานสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

การออกแบบขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สอดคล้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทนทานสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

แบบแรงดัน The ADVANTAGE ใช้เทคโนโลยีแบบแรงดันแบบต่อเนื่องร่วมกับแบบกดจากภายนอกเพื่อควบคุมการไหลของเลือด (Pop Pressure Device (P3D)) เพื่อควบคุมการไหลของเลือด

พหุประสงค์ในการใช้: ใช้เพื่อควบคุมการไหลของเลือดจากบริเวณที่บาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 1 กดแบบแรงดันออกจากจุดบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 2 กดตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตัวที่ติดอยู่กับตัวบาดเจ็บ

NON INVASIVE SOLUTIONS



เว็บไซต์การใช้งานสามารถดูได้ที่:

WWW.68MEDICAL.COM

โซลูชันทางการแพทย์ SIX8

F034_001_แก้ไข 0_0525

THE ADVANTAGE

Basıncılı Sargılarla Kullanım.

REF TADV-02

Turnike ile Kullanım (Tampon Üzerine)

REF TADV-02

Basıncısız Bandajla Kullanım

REF TADV-02

6:8 Medical Solutions
1605 American Way
Myrtle Beach SC 29577
+1 843 251-5111
vigilance@68medicalsolutions.com

Real 8 Medtech Limited
5 Wendon Drive,
Delgany Wood,
Delgany, Wicklow, Ireland
A63 CD42

Trauma Med Solutions
15 St Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
Ingiltere. G150 3DT

The ADVANTAGE Basıncı Çubuğu, proksimal kanama kontrolü sağlamak, turnikeye dönüştürülebilir, hafif kanamaların yönetimi için nokta basıncı uygulamak ve yara üzerine sürekli baskı sağlamak amacıyla Popp Nokta Basıncı Çihazı (P3D) Teknolojisiyle donatılmıştır.

Küçük ve hafif tasarımı sayesinde tüm bakım seviyelerinde kolayca taşınabilir; dayanıklılık ve aşırı sıcaklıklara karşı direnç sağlamak amacıyla yüksek darbe dayanımına sahip bir polimerden üretilmiştir.

Kurulum

- ADIM 1. Basıncı Çubuğunu Saklama Kartından Ayrım Basıncı Çubuğunu saklama kartından çıkarmak için görselde gösterilen iki tırnağa hafifçe içe doğru bastırın.
- ADIM 2. İstenilen Başlığı Çıkarın ve Tırnakları Yerleştirin Basıncı Çubuğu saklama kartından çıkarıldıktan sonra istenilen başlığı çıkarın.
- Basıncı Başlığının tırnaklarını, basıncı Çubuğunun alt kısmındaki yuvalara yerleştirin. Not: Basıncı Başlığı olmadan Basıncı Çubuğu kullanılabileceği, Uygulama Adımlarına geçin ADIM 3. Kullanıma Hazırdır

Basıncılı Sargılarla Kullanım.

- ADIM 1. Sargıyı yararın üzerine yerleştirerek sabitleyin Yarayı tespit edin ve açığa çıkarın, gerekiyorsa tampon uygulayın
- Sargıyı yararın üzerine yerleştirerek sabitleyin
- ADIM 2. Basıncı Çubuğunu yararın tam ortasına yerleştirin. Basıncı Çubuğunu yararın tam ortasına yerleştirin. Mümkünse uygulama boyunca aşağıya doğru baskı uygulayın.
- ADIM 3. Sargıyı vücut veya uzuv etrafına sarın Sargıyı vücut veya uzuv etrafına sarın Yönlendirme kanalları, bandajın yönünü değiştirmek ya da mekanik avantaj sağlamak amacıyla kullanılabilir.
- Bu, çevresel basıncı artırarak. Kanallar ayrıca Çubuğu sabitlemek için de kullanılabilir.
- ADIM 4. Sargıyı uzuv veya vücut etrafından geçirerek C Kanalı'ndan geçirin. Bandajı uzuv etrafına sarın ve C Kanalı'ndan geçirin
- Not: Aşırı sıkı sarmaya gerek yoktur. C Kanallarındaki yükseklik farkı, aşağıya doğru uygulanan basıncı artırmaya olanak tanır.

- ADIM 5. Sargının ucunu sabitleyin. Sargının ucunu sabitleyin, kan sızıntısı olup olmadığını izleyin.
- Hastada herhangi bir hareketten sonra durumu yeniden değerlendirin.

Turnike ile Kullanım (Tampon Üzerine)

- ADIM 1. Uygun Başlığı Seçin Tamponlama yapılacak hedef yarayı belirleyin Yarayı açığa çıkarın. Kanama noktasını belirleyin ve manuel basıncı uygulayın. Kanama kaynağına gazlı bez ya da hemostatik gazlı bez yerleştirin
- Seçilen başlığın yara boşluğuna oturmasını sağlamak için, yarayı kenarlarının hemen altına kadar tamponlayın.
- ADIM 2. Basıncı başlığını tamponlanmış bölgenin ve kanama kaynağının üzerine yerleştirin Basıncı başlığını, gazlı bezin üzerine ve yara içine oturacak şekilde konumlandırın. Uygulama boyunca aşağıya doğru basıncı uygulayın.
- ADIM 3. Turnikeyi yaralı bölgenin etrafına sarın. Turnikeyi yaralı uzuv etrafına sarın/besleyin; cihazın bükülmemiş olduğundan emin olun ve tokasını yeniden bağlayın.

- Not: The Advantage, piyasada yaygın olarak bulunan turnikelerin çoğuyla uyumlu şekilde çalışır. SOFT gösterim amaçlı kullanılmıştır.
- ADIM 4. Gevşeklik alın ve turnike bandının Basıncı Çubuğundaki C Kanallarının ortasında konumlandırıldığını emin olun. Gevşeklik alın ve turnike bandının Basıncı Çubuğundaki C Kanallarının ortasında konumlandırıldığını emin olun Not: Bazı kanalları rızarsızlığından doğrudan basıncı Çubuğunun üzerinde konumlandırılmasını tercih etmezler.
- ADIM 5. Tüm gevşekliği giderin Tüm gevşekliği giderin C kanallarının yüksekliği, basıncı başlığını kanama kaynağı üzerine doğru bastırarak.

- ADIM 6. Ek gevşeklik alınması gerekiyorsa çevirme kolunu sıkın. Doğru yerleştirildiğinden emin olun ve yeniden kanama olup olmadığını takip edin. Not: Gerektiğinde gevşetin ve yeniden konumlandırın. Hastada herhangi bir hareketten sonra durumu yeniden değerlendirin.

Esnek ve Sanalabilir Turnike ile Kullanım (Proksimal Basıncı)

- ADIM 1. Yaralanmayı tespit edin, basıncı uygulayın ve uygun basıncı başlığını seçin Yarayı bulun ve manuel basıncı uygulayın. Proksimal basıncı için uygun başlığı seçin ve basıncı Çubuğuna takın.
- ADIM 2. Basıncı başlığını proksimal kanama kontrol bölgesine yerleştirin Basıncı başlığını proksimal kanama kontrol bölgesine yerleştirin Aşağıya doğru sert bir baskı uygulayın. Kanama kaynağından gelen kan akışında belirgin bir azalma gözlemlenmelidir.
- ADIM 3. Turnikeyi hastanın çevresine sarın ve tokayı bağlayın Turnikeyi hastanın çevresine sarın ve tokayı bağlayın

- Çoğu turnike işe yarayacaktır; bu gösterimde Ful Stop modeli kullanılmıştır. Turnikeniz çok kısaysa, iki turnikeyi art arda bağlayarak kullanabilirsiniz.
- ADIM 4. Yerleşimi yeniden değerlendirin ve turnikeyi tam olurlana kadar çekin Basıncı başlığının konumunu kontrol edin ve turnikedeki gevşekliği alın.
- ADIM 5. Turnikeyi sabitleyin ve yeniden değerlendirin

Turnike uygulama saatini, turnike üzerindeki zaman etiketine kaydedin veya uygulama zamanını not edin Kanama kontrolünü izleyin ve özellikle hasta hareketinden sonra gerektiğinde cihazı ayarlayın

4" ile Kullanılan Ve 6" Basıncısız Bandaj

- ADIM 1. Bandaj pedini yararın tam ortasına gelecek şekilde yerleştirin Yarayı bulun ve açığa çıkarın. Bandaj pedini yararın tam ortasına gelecek şekilde yerleştirin
- ADIM 2. Basıncı Çubuğunu bandaj pedinin tam ortasına yerleştirin. Basıncı Çubuğunu bandaj pedinin tam ortasına yerleştirin. Mümkünse uygulama boyunca aşağıya doğru basıncı uygulayın.
- ADIM 3. Bandaj şeridini yönlendirme kanallarının etrafından geçirin Mekanik bir avantaj isteniyorsa, bandaj şeridini yönlendirme kanallarının etrafından geçirin. Bu, çevresel basıncı artıracaktır. Eğer bu adım uygulanmıyorsa doğrudan adım 4'e geçin.

Not: Bu adım her zaman gerekli değildir; yalnızca çevresel basıncı artırılması isteniyorsa uygulanmalıdır.

ADIM 4. Bandaj şeridini uzuv çevresine ve C Kanalı'ndan geçecek şekilde yönlendirin Bandaj şeridini uzuv çevresine sarın ve C Kanalı'ndan geçirin. Not: Aşırı sıkı sarmaya gerek yoktur. C Kanallarındaki yükseklik farkı, aşağıya doğru uygulanan basıncı artırmasını sağlar.

- ADIM 5. Sargının ucunu sabitleyin Sargının ucunu sabitleyin Kanamayı izleyin. Hastada herhangi bir hareketten sonra durumu yeniden değerlendirin.

Kullanım Videoları için:

WWW.68MEDICAL.COM

SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525

6:8 MEDICAL SOLUTIONS



Öretim
CE İşareti
İngiltere Uygunluk Değerlendirmesi
Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'nde Yetkili Temsilci
İthalatçı
Tıbbi Cihaz
Steril Olmayan
Tekrar Kullanılmayın

Doğal Kauçuk Lateks İçermez
Kullanım Talimatlarına Bakın
Paket Hasarlıysa Kullanmayın ve Kullanım Talimatlarına Bakın
Güneş ışığından uzak tutun
Kuru Tutun
Benzersiz Ağartı Tanımlayıcı
Katalog Numarası
Parti Kodu
Son Kullanma Tarihi

Kullanım Amacı

Küçük çaplıdan hayati tehlike oluşturan kanamalara kadar kontrol sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanıcı Profili Turnikenin ucunu sabitlemek için sarmaya devam edin, sarma Çubuğuna dayalı turnikelerde, ek gevşekliği almak için gerektiğinde sarma Çubuğunu sıkın.

Bu ürün, olay yerine ilk müdahalede bulunanlar ve sağlık profesyonelleri tarafından, hastane öncesi ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hasta Profili

diğ kanamaları olan ve kanayan damarların üzerine ya da kanama bölgesine yakın bir noktaya baskı uygulayarak kanamanın kontrol altına alınabildiği hastalarda kullanımı için tasarlanmıştır.

Endikasyonlar

Birden fazla dış kanama (hemoraji) kaynağını kontrol altına almak için kullanılır.

Kontrendikasyonlar

Bulunmuyor

Klinik Faydalar

Proksimal kanama kontrolü sağlamak, turnikeye dönüştürülebilir, hafif kanamaların yönetimi için nokta basıncı uygulamak ve yara tamponu üzerinde sürekli basıncı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Performans Özellikleri

Yüksek darbe dayanımına sahip bir polimerden üretilmiş olan küçük ve hafif tasarımı sayesinde dayanıklıdır ve aşırı sıcaklıklara karşı dirençlidir

Ürünün Öne Çıkan Nitelikleri

Kanamaya Yönetimini Kolaylaştırması:
Yerine sabitledikten sonra ellerinizi serbest bırakmanızı sağlması
diğer acil müdahale prosedürlerini uygulamanıza olanak tanması
Uyumluluk - CoTCCC (Taktiksel Savaş Yaralı Bakım Komitesi) tarafından önerilen tüm turnikeler, bandajlar ve basıncısız sargılarla uyumludur. Doğaçlama müdahaleyi kolaylaştırır ve yeniden kanamayı sınırlandırarak gereksiz kan kaybını önler.
Çoklu Bölge Kullanımı: Proksimal kanama kontrolü, tampon üzerine doğrudan basıncı uygulama ve turnikeye dönüştürme işlemleri için farklı boyutlarda başlıklarla uyumludur.

Uyarılar ve Kalıntı Riskleri

Cihaz tek amaçlıdır. Yeniden kullanımı, çapraz enfeksiyon riski oluşturur ve ürünün işlevselliğini kaybetmesine neden olabilir. Raf ömrü geçmiş ürünlerin kullanımı çapraz enfeksiyon veya işlevsellik kaybı riskine yol açabilir.
Kullanımdan sonra sağlık hizmetleri atığı olarak bertaraf edin. Aksi takdirde çapraz enfeksiyon riski ortaya çıkar.

Taşıma ve Depolama

Aşırı sıcaklık toleransları
Ürün orijinal ambalajında, kuru ve kapalı alanda depolanmalıdır.

Bertaraf

Tıbbi atık olarak bertaraf edin.


Bu cihazla ilgili meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye bildirilmelidir: vigilance@68medicalsolutions.com

THE ADVANTAGE

Використання з компресійними обгортаннями



Закріпите пов'язку на рані



Помістіть притиску планку над центром рани



Проведіть обгортання навколо тіла або кінцівки



Проведіть обгортання навколо кінцівки або тіла і через С-канал



Закріпите кінець пов'язки

Використання з турнікетом (поверх тампонади)



Виберіть відповідну головку



Помістіть напірну головку на ущільнену ділянку та джерело кровотечі




Оберніть джгут навколо ушкодженої ділянки



Усуňte слабину і переконайтеся, що стрічка джгута розташована по центру в С-каналах притисної планки



Усуňte будь-яку слабину



Затягніть вороток, якщо потрібно додатково усунути провисання

Використання з нетискучим биндажем



Накладіть пов'язку по центру рани



Помістіть притиску планку по центру биндажної подушечки



Лідер перев'язувального матеріалу навколо каналу перенаправлення



Проведіть бинтовий провідник навколо кінцівки та через С-канал



Закріпите кінець бинта

REF TADV-02



REF TADV-02



Призначення

Призначений для зупинки незначних кровотеч та кровотеч, що загрожують життю. Профіль користувача Продовжуйте обслуговувати.

Призначений для використання службами швидкого реагування та медичними працівниками на догоспітальному етапі. Профіль пацієнта

призначений для використання на пацієнтах із зовнішніми ранами, які можна зупинити за допомогою компресії в місці кровотечі або безпосередньо біля місця кровотечі шляхом перетиснення кровоносної судини (судин), що кровоточить.

Показання

Для контролю зовнішньої кровотечі (геморагії) різного походження.

Протипоказання

Жодних

Клінічні переваги

Забезпечення для забезпечення контролю проксимальної кровотечі, для перев'язки турнікету, точкового тиску для зупинки незначної кровотечі та продовження тиску на перев'язувальний матеріал.

Експлуатаційні характеристики

Невелика та легка конструкція Виготовлена з ударостійкого полімеру для довговічності Екстремальні температурні допуски

Претензії до продукції

Спрощена управління кровотечею: Зальєзати руки після закріплення на місці виконувати інші гострі невідкладні процедури Операційна сумісність - сумісний з умовами рекомендаціями Комітетом з тактичної бойової допомоги пораненим (CoTCCC) турнікетами, пов'язками та биндажами, що не тиснуть. Обмежує імпровізацію та повторну кровотечу, що призводить до неоперітних кровотеч. Використання на декількох ділянках - головки різних розмірів для проксимального контролю кровотечі, прямого тиску на ущільнення та перев'язки турнікету

Попередження та залишковий ризик

Пристрій призначений лише для одноразового використання. Повторне використання може призвести до перехресного інфікування та втрати функціональності продукту. Використання з простроченим терміном придатності загрожуватиме перехресному інфікуванню або втратою функціональності. Після використання утилізуйте як медичні відходи. Якщо цього не зробити, існує ризик перехресного інфікування.

Поводження та зберігання

Екстремальні температурні допуски Продукт слід зберігати в сухому, закритому приміщенні в оригінальній упаковці.

Утилізація

Утилізувати як медичні відходи.

Про будь-який серйозний інцидент, що стався з цим пристроєм, слід повідомити виробнику: vigilance@68medicalsolutions.com

The ADVANTAGE Притисна планка оснащена технологією Popr Point Pressure Device (P3D) для забезпечення контролю проксимальної кровотечі, для перев'язки турнікету, точкового тиску для зупинки невеликих кровотеч і для постійного тиску на рану під час перев'язки.

Її легко носити з собою на всіх рівнях догляду завдяки невеликій і легкій конструкції та виготовленню з ударостійкого полімеру, що забезпечує довговічність і стійкість до екстремальних температур.

Налаштування

КРОК 1. Від'єднайте притиску планку від карти зберігання. Легко натисніть всередину на два показані на малюнку виступи, щоб від'єднати притиску планку від карти зберігання.

КРОК 2. Видавіть потрібну головку та вкладки встави. Після того, як притиску планку буде видалено з карти зберігання. Змініть потрібну головку.

Вставте накладку голови тиску в проріз в нижній частині притисної планки. Примітка: Для використання притисної планки без голови тиску перейдіть до кроку 6 застосування КРОК 3. Повна комплектація та готовність до використання

Використання з компресійними обгортаннями

КРОК 1. Закріпите пов'язку на рані

Знайдіть і розкрийте рану Накладіть пов'язку за необхідності

Закріпите пов'язку на рані

КРОК 2. Помістіть притиску планку над центром рани

Помістіть притиску планку по центру рани. Якщо можливо, натискайте вниз протягом усього застосування.

КРОК 3. Проведіть обгортання навколо тіла або кінцівки.

Проведіть обгортання навколо тіла або кінцівки.

Канали перенаправлення можна використовувати для перенаправлення пов'язки або якщо бажана механічна перевага.

Це збільшить циркулярний тиск. Канали також можна використовувати для закріплення планки на місці.

КРОК 4. Усуňte слабину і переконайтеся, що стрічка джгута розташована по центру в С-каналах притисної планки.

Оберніть навколо кінцівки або тіла та через С-канал

Примітка: дуже щільні пов'язки не потрібні. Зміщення каналів С по висоті дозволяє підвищити тиск вниз.

КРОК 5. Закріпите кінець пов'язки

Закріпите кінець пов'язки

Слідкуйте за кровотечею

Повторно оцініть після будь-якого руху пацієнта

Використання з турнікетом (поверх тампонади)

КРОК 1. Виберіть відповідну головку

Знайдіть рану для перев'язки.

Розкрийте рану. Визначте місце кровотечі та прикладіть ручний тиск. Прикладіть марлю або гемостатичну марлю до джерела кровотечі

Закрийте рану трохи нижче країв, щоб обрана головка лежала в чаші рани.

КРОК 2. Помістіть напірну головку на ущільнену ділянку та джерело кровотечі.

Помістіть головку тиску на марлеву серветку, щоб головка щільно увійшла в рану. Натискайте вниз протягом усього застосування.

КРОК 3. Оберніть джгут навколо ушкодженої ділянки.

Оберніть/протягніть турнікет навколо пошкодженої кінцівки, переконавшись, що пристрій не перекутився, і знову з'єднайте пряжку.

Примітка: The Advantage працюватиме з більшістю комерційно доступних турнікетів. SOFT було використано для демонстраційних цілей.

КРОК 4. Усуňte слабину і переконайтеся, що стрічка джгута розташована по центру в С-каналах притисної планки.

Усуňte провисання і переконайтеся, що стрічка турнікета відцентрована в С-каналах притисної планки. Примітка: Деякі користувачі вважають за краще не розташовувати вороток безпосередньо над притисною планкою.

КРОК 5. Усуňte будь-яку слабину

Усуňte будь-яку слабину. Висота каналів С буде давати головку тиску вниз над джерелом кровотечі.

КРОК 6. Затягніть вороток, якщо потрібно додатково усунути провисання.

Забезпечте правильне розміщення і стежте за повторною кровотечею.

Примітка: Послабте та переставте за потреби. Повторно оцініть після будь-якого руху пацієнта

Використовуйте з розтяжним та обгортковим турнікетом (проксимальний тиск)

КРОК 1. Виконайте місце пошкодження, застосуйте тиск і оберіть головку тиску

Визначте місце пошкодження та застосуйте ручний тиск. Виберіть головку для проксимального тиску і прикрийте до притисної планки.

КРОК 2. Встановіть головку тиску на проксимальний орієнтир контролю кровотечі

Встановіть головку тиску на проксимальний орієнтир контролю кровотечі

Сильно натисніть вниз.

Ви повинні помітити значне зменшення кількості крові, що витікає з джерела кровотечі.

КРОК 3. Накладіть турнікет навколо пацієнта і з'єднайте пряжку

Накладіть турнікет навколо пацієнта і з'єднайте пряжку

Більшість турнікетів спрацюють; для цієї демонстрації було використано Full Stop. Якщо турнікет, який ви використовуєте, занадто короткий, ви можете з'єднати два турнікети в тандемі.

КРОК 4. Перевірте розміщення і потягніть, поки не буде щільно прилягати

Перевірте розташування голови тиску та витягніть слабину з турнікету.

КРОК 5. Накладіть турнікет і зробіть переоцінку

Закріпіть кінець турнікета, за необхідності затягніть вороток на турнікеті, щоб усунути додаткову слабину.

Закріпіть час накладання турнікета на етикетці або записіть час накладання

Спостерігайте за контролю кровотечі та регулюйте пристрій за необхідності, особливо після будь-якого руху пацієнта

Використовуйте з 4" та 6" биндажем без тиску

КРОК 1. Накладіть пов'язку по центру рани

Знайдіть і розкрийте рану. Накладіть пов'язку по центру рани.

КРОК 2. Помістіть притиску планку по центру биндажної подушечки

Помістіть притиску планку по центру биндажної подушечки. Якщо можливо, натискайте вниз протягом усього застосування.

КРОК 3. Прокладіть провідник бинта навколо каналів перенаправлення

Прокладіть провідник бинта навколо каналів перенаправлення, якщо бажана механічна перевага. Це збільшить циркулярний тиск. Якщо ні, переходьте до кроку 4.

Примітка: Цей крок не завжди потрібен, тільки якщо бажано збільшити циркулярний тиск. КРОК 4.

Прокладіть провідник бинта навколо кінцівки та через канал С. Примітка: дуже туго обгортання не потрібне.

Зміщення по висоті С-каналів дозволяє збільшити тиск вниз.

КРОК 5. Закріпите кінець бинта

Закріпите кінець бинта

Моніторинг наскрізної кровотечі. Повторно оцініть після будь-якого руху пацієнта

Відео стосовно використання доступні за посиланням:

WWW.68MEDICAL.COM



SIX8_MEDICAL_SOLUTIONS



F034_001_Rev 0_0525