



Auszug aus unserem
Jubiläumskatalog 2022



Cuneo

40972CX




Cuneo Expander

40972CE



Vario Ecco

40972VG

Vario Perfekta
Vario Perfekta Expander40972VP
40972VE

400 kg
ständige Last: 135 kg



verchromt



Sitzpolster
55 mm, 40 kg/m³



Rückenpolster
40 mm, 40 kg/m³



Wechselpolster



49 cm



elektrisch leitfähig
(optional)



ca. 10 min
mit einer Person

Beschreibung


Der Blutentnahmestuhl HAEMO-LINEA ist unser Klassiker. In der Ausstattung wahlweise konfigurierbar mit Keilkissen-Armauflagen Cuneo oder mit Integralschaum-Armauflagen Vario inklusive Aqua-Doppelstopp für perfekte Hygiene.

Ausstattung

Kopfstütze HAEMO-CAPTUS
Infusionshalter SIMPO-JEKT

40972-40324
40972-6194

Polsterbezug



Mehr Informationen



Weitere Informationen zu diesem Produkt und noch mehr Zubehör finden Sie online. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code oder besuchen Sie uns auf www.simpex.de.