

AMPUSAFE XL Ampullarium

Übersichtliches Ampullarium mit Griffflasche und robuster Außenhülle

- ✓ griffsicher: Trageschleufe in Kontrastfarbe
- ✓ flexibel: 42 Elastikschlaufen in zwei Größen für Ampullen bis 10ml Volumen
- ✓ robust: stoßschützende Hülle aus EVA-Hartschaum



Anwendungsbeispiel, Ansicht
Trennsteg nach oben geklappt

Innenansicht, Ansicht
Trennsteg nach unten geklappt

AMPUSAFE XL Ampullarium

Beschreibung

Robustes Ampullarium mit ausreichend Platz für eine erweiterte Auswahl an Ampullen für die Bestückung.

Die stabile Schale aus EVA Hartschaum und der leicht gepolsterte Trennsteg vermindern Stöße auf den Inhalt. 42 Elastikschlaufen in zwei verschiedenen Größen bieten Platz für Ampullen von bis zu 10 ml Volumen.

Der Trennsteg hat auf jeder Seite mit ein transparentes Einsteckfach für Informationen wie z. B. Dosierungstabellen etc.

Der umlaufende Reißverschluss lässt sich dank dem leicht greifbaren Zipper schnell öffnen. An der in Kontrastfarbe ausgeführten Griffschleufe ist das AMPUSAFE XL in der Notfalltasche schnell zu greifen und sicher zu tragen.

Ausstattung:

- stoßgeschütztes, zweigeteiltes Hauptfach mit
 - 42 Elastikschlaufen in zwei Größen (10x bis 10 ml; 32x 3–5 ml)
 - Trennsteg zum Schutz sich gegenüberliegender Ampullen

- je Seite des Trennstegs eine transparente Einsteckschleufe für Tabellen etc.
- Reißverschluss mit großem Zipper
- Griffschleufe zum sicheren Tragen

Lieferumfang

Ampullarium ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Spezifikationen

- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 170 g
- Größe (B x H x T): 16 x 5,5 x 16 cm
- Material: 95% EVA, 5% Polyester
- Artikel-Nr.: 3105-9005