



PO 13  
Kids

**beurer**  
babycare

## PO 13 Kids Pulsoximeter für Kinder



Ermittlung der Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>)  
und der Herzfrequenz (Puls)



Sehr einfache und schmerzfreie Messung  
innerhalb von 8 Sekunden

Anzeige von Messwerten innerhalb von Sekunden,  
ohne die Geduld der Kinder auf die Probe zu stellen

Angepasst auf die Größe von Kinderfingern\*

Klein und leicht für zu Hause und unterwegs

Besonders geeignet für Kinder mit  
- Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems  
- Atemwegserkrankungen

Leicht ablesbares Farbdisplay

Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven

Einstellbare Display-Helligkeit

Die Ausrichtung der Display-Anzeige (Hochformat,  
Querformat) erfolgt automatisch

Grafische Pulsanzeige

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Inkl. Halteband, Gürtel-Tasche und Schraubendreher

Medizinprodukt nach neuer Medizinprodukteverordnung  
(EU) 2017/745 (MDR)

Inkl. 2 x 1,5 V AAA Batterie

Produktmaße: 59 x 37 x 35 mm

Produktgewicht: ca. 27 g (ohne Batterien)

5 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

PZN-Nr.: 19077910

EAN-Nr.: 421112560095 2

Art.-Nr.: 600.95



\* Empfohlene Fingerbreite: 0,7 – 1,1 cm,  
Empfohlenes Gewicht: 10 – 40 kg

600.95\_PO13\_2024-08-07\_01\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

