

# DOCTOR'S Arzttasche

Der Bestseller unter den klassischen Arzttaschen mit durchdachter Ausstattung

- ✓ grandios übersichtlich: dank Modultaschen
- ✓ erleichternd: integriertes kleines „Büro“
- ✓ tragbar: verstaubares Rucksacktragesystem



## Beschreibung

Die durchdachte Ausstattung mit Liebe zum Detail macht die **DOCTOR'S** Arzttasche zu einem Schmuckstück für den Hausbesuch! Herausnehmbare Reißverschluss-Modultaschen sorgen für einen guten Überblick und erleichtern die Arbeit. Das außenliegende Laptop-Fach eignet sich ideal für das inzwischen bei vielen Ärzten zum Standard gehörende Notebook oder den Tablet PC. Selbst das „kleine Büro“ findet in der durchdachten Tasche aufgeräumt Platz. Je nach Vorliebe kann die DOCTOR'S am gepolsterten Handgriff, über der Schulter oder auch als Rucksack getragen werden. Dank des Haltebands an der Rückseite lässt sie sich sogar an einem Trolley befestigen.

## Ausstattung

- Hauptfach:
  - 4 große Reißverschluss-Modultaschen mit Klarsichtdeckel
  - 1 Ampullarium mit 38 Elastikschlaufen in versch. Größen
  - 2 Reißverschluss-Netzfächer
  - 1 Dokumentenfach mit 1 DIN A4 Schreibbrett
- Fronttasche:
  - Stiftehalter
  - (Visiten-)Kartenfach
  - Staufächer
  - außenliegendes Frontfach für Unterlagen
- Fach an der Rückseite:
  - Dokumentenfächer
  - gepolstertes Fach für Tablet oder Notebook
- gepolsterte Handschlaufe
- gepolsterter Schultertragegurt
- gepolstertes Rucksacktragesystem (verstaubar)
- Trolley-Halteband (z.B. für CARRY'S Trolley – separat erhältlich)

## Lieferumfang

Tasche inkl. 4 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 Schreibbrett, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO'S Abwurfbehälter.  
Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör

## Spezifikationen

- Farbe: schwarz
- Größe (B x H x T): 40 x 30 x 16 cm
- Volumen: ca. 18,5 L
- Gewicht: ca. 2.400 g
- Zuladung: max. 5.000 g
- Material: Polyester
- Artikel-Nr.: EB00.003