

EMERAIR'S Beatmungskoffer

Robuster Notfallkoffer für umfangreiche Ausrüstung mit ergonomischem Rucksack-Tragesystem

- ✓ ergonomisch: gepolstertes Rucksacktragesystem
- ✓ hart im Nehmen: Stoß-Schutz und Polsterung
- ✓ übersichtlich: Modultaschen und Klappsteg

EMERAIR'S mit Ansicht des verstaubaren Rucksack-Tragesystems



EMERAIR'S, Innenansicht mit beispielhafter Füllung



Beschreibung

Der **EMERAIR'S** Beatmungskoffer ist der Notfallkoffer, mit viel Platz für umfangreiche Ausrüstung und eine Sauerstoff-Flasche. In den fünf geräumigen, farbcodierten Modultaschen wird medizinische Ausrüstung wie Verbrauchsmaterial und Instrumente übersichtlich verstaut. Der integrierte Klappsteg in der Mitte erhöht die Kapazität der Staufächer.

Durchdachte Details wie die Durchführung für den Sauerstoff-Schlauch, das außenliegende Klarsichtfach, der Stoßschutz oder das Rucksacktragesystem gehören beim **EMERAIR'S** Notfallkoffer zum Standard

Die robuste Konstruktion und die kubische Bauform bieten bei der Lagerung entsprechende Vorteile.

Ausstattung

- Hauptfach:
 - variable Halteschlaufen geeignet z.B. für Beatmungsbeutel oder Sauerstoff-Flasche bis max. 3 l (Länge max. 48 cm)
 - Raum zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken
 - Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach außen
 - 4 herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben (je B x H x T): 28 x 7,5 x 10,5 cm

- blau: Atmung	- rot: Kreislauf
- grün: Wundversorgung	- gelb: Kindernotfall
 - herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultasche, grau: 28 x 7,5 x 16 cm
 - herausnehmbares, thermoisoliertes Ampullarium (28 x 8,5 x 10,5 cm) mit Elastikschlaufen für max. 66 Ampullen
 - 8 Halteschlaufen für z.B. Tuben
 - 1 großes RV-Klarsichtfach
- 2 Außentaschen
- Sicherheits-Reflexstreifen und verstärkter Kantenschutz
- integriertes, verstaubares Rucksacktrage-System mit Hüftgurt
- ergonomisch geformtes und gepolstertes Rückenteil

Lieferumfang

Tasche inkl. 5 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO'S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.

Spezifikationen

- Farbe: rot
- Größe (B x H x T): 30 x 56,5 x 23,5 cm
- Volumen: ca. 33 l
- Gewicht: ca. 3.650 g
- Material: Polyester
- Artikel-Nr.: EB02.006