

Produktdatenblatt

Manuelles Blutdruckmessgerät, 1-Schlauch

Beschreibung: Manuelles Aneroid-Blutdruckmessgerät, einfache und schnelle Handhabung durch bewährte 1-Schlauch Technik, Manometer-Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff, Nylon-Klettmanschette in Standardgröße für Oberarmumfänge zw. 22 u. 32 cm (XL-Größe für Oberarmumfänge zw. 33 und 41 cm als Zubehör erhältlich), 60 mm Skala bis 300 mmHg, Fehlertoleranz ± 3 mmHG, Luftablassschraube und Ventilsockel aus Metall, überdruck-sicher bis 600 mmHg, mit Reißverschluss-Aufbewahrungstasche.

REF: NR08-DBM-1S-01

MD CE 0123



Produkteigenschaften	
Material	Gehäuse aus Kunststoff, Ventil, Schlauchanschluss und Griff aus Metall, Druckball und Schlauch aus PVC, Manschette aus Nylon
Farbe	Silber, Schwarz
Abmessungen:	
- Packung	Ca. 11 x 7,5 x 18,5 cm
Gewicht (inkl. Verpackung)	Ca. 440 g

Regulatorische und marktspezifische Information	
Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse Im gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
NSN	/
Herstellungsland	CN
Zolltarifnummer	90189010
Lieferantenartikelnummer	HS-201C1

Verpackungseigenschaften, Lagerung	
Grundpackung	Inhalt: 1 Stück
Steriles Produkt	Nein
Haltbarkeit	Ohne Verfallsdatum
Sammelpackung	/
Versandverpackung	Inhalt: 50 Stück
Versandverpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 56,5 x 39,5 x 40,5 cm, Ca. 24 kg
Lagerungshinweise	Vor Sonnenlicht schützen Trocken aufbewahren



European Importer:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille, Germany



Shanghai International
Trading Corporation GmbH
Eiffestraße 74, 20537
Hamburg, Germany



HONSUN (NANTONG) Co., Ltd
No.8 Tongxing Road, Economic & Tecno-
logical Development Area, 226009
Nantong, Jiangsu Province, P. R. China