

Technisches Datenblatt

Rescue Trade Bett-Set

Basic UDI-DI: 426072773RT-BEDSET7J

Rescue Trade Einmallaken weiß

Artikel Nr.: RTEVLW2010



Beschreibung & Anwendung

Das Einweg Patientenlaken ist für den kurzzeitigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransporten und Pflegeheimen sowie in der häuslichen Pflege bestimmt und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potenziell kontaminierten Keimen auf den Patienten.

Zudem erhöht sie den Komfort und das Wohlbefinden während des Aufenthalts oder des Transportes des Patienten.

Material & Eigenschaften

- Farbe: weiß
- Größe: ca. 200x100 cm
- 1 Lage PP-Vlies 30g/m²
- 1 Lage PE 15g/m²

Verpackungsinformationen

- Verpackungseinheit:



= 9x25 Stück (225 Stück)/VE



= 16 VE/Palette

- Kartongröße: ca. 60x40x40 cm
- Nettogewicht Karton: ca. 21 kg
- Bruttogewicht Karton: ca. 22 kg

Zusatzinformationen

MD Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

- GTIN-Nummer Karton: 4260727730499
- GTIN-Nummer 25 Stück: 4260727730963

- GMDN-Nummer: 60823
- FDA-CFR Code: §880.6060



Rescue Trade OHG
Am Bahndamm 7
DE-63683 Ortenberg

SRN-Nummer: DE-MF-000008980
FDA Registrierungs-Nr.: 3027240400

Kontakt:

Tel.: +49 (0) 6041 / 969685 - 0
Fax.: +49 (0) 6041 / 969685 - 55
E-Mail: info@rescuetrade.de
Web: www.rescuetrade.de