

LIGHT BAG Notfalltasche

Die kompakte Notfalltasche in der sich mehr unterbringen lässt als gedacht!

- ✓ kompakt: ausreichende 17 Liter Volumen
- ✓ geschützt: rundum gepolstert
- ✓ hält: langlebige, massive Reißverschlüsse



LIGHT BAG
Farbvarianten

LIGHT BAG rosa:
Innenansicht



LIGHT BAG royal-blau: Beispiel Füllung



LIGHT BAG rot

Beschreibung

Die LIGHT BAG ist die kompakte Notfalltasche die mit praxisgerechter Raumaufteilung viel Platz für umfassende Notfall- oder Erste-Hilfe-Ausrüstung bietet! Rundum gepolstert und variabel einsetzbar.

Das große Hauptfach ist dank der mitgelieferten Klett-Trennstege individuell anpassbar. Zusätzlichen Stauraum bieten die drei Außenfächer von denen im vorderen großen Fach die Unterteilung und Elastikschlaufen gute Übersicht ermöglichen.

Massive Reißverschlüsse mit großen Zippnern sind der Schlüssel für die einfache und zuverlässige Bedienung. Zum bequemen Transport auch über längere Zeit ist gehört der abnehmbare Schultergurt zur Ausstattung der bewährten Tasche.

Ausstattung

- gepolstertes Hauptfach (27 x 21 x 19cm) mit variabler Einteilung durch zwei Klett-Trennstege
- gepolsterter Deckel mit Reißverschluss-Netzfach (18 x 14cm)
- gepolstertes Frontfach (27 x 15 x 4cm) mit:
 - 2 Innenfächern (12 x 10 x 6 cm und 14 x 10 x 6cm)
 - 10 Elastikschlaufen à 3,5cm an der Frontseite
 - gepolsterte Front mit 6 Elastikschlaufen à 3,5cm
- zwei Seitenfächer mit je 19 x 14 x 8cm
- gepolsterte Handschlaufen
- abnehmbarer Schultertragegurt mit Metallkarabinerhaken
- massive Reißverschlüsse mit großen Zippnern

Spezifikationen

- Farben: rot, blau, royal-blau, rosa, schwarz, gelb
- Größe (B x H x T): 44 x 25 x 27 cm
- Volumen: ca. 17 l
- Gewicht: ca. 1.300 g
- Material: Polyester
- Artikel-Nr.:
 - rot: EM13.001
 - blau: EM13.014
 - royal-blau: EM13.033
 - rosa: EM13.024
 - schwarz: EM13.002
 - gelb: EM13.041

Lieferumfang

Notfalltasche, leer ohne Inhalt.

Sonstiges abgebildetes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.