

Technisches Datenblatt

Rescue Trade Bett-Set

Basic UDI-DI: 426072773RT-BEDSET7J

Rescue Trade Einmaldecke blau – 700 g

Artikel Nr.: RTEDPWB700



Beschreibung & Anwendung


Die Einweg Patientendecke ist für den kurzzeitigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransporten und Pflegeheimen sowie in der häuslichen Pflege bestimmt und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potenziell kontaminierten Keimen auf den Patienten. Zudem erhöht sie den Komfort und das Wohlbefinden während des Aufenthalts oder des Transportes des Patienten.

Material & Eigenschaften

- Farbe: blau
- Füllung: Polyesterwatte 275g/m²
- Außenhülle: 2 Lagen PP-Vlies, 30g/m²
- Gewicht: ca. 700 Gramm
- Größe: ca. 190x110cm
- Einzeln hygienisch und platzsparend im Polybeutel verpackt

Verpackungsinformationen

- Verpackungseinheit:

 = 24 Stück/VE

 = 20 VE/Palette

- Kartongröße: ca. 60x40x40 cm
- Nettogewicht Karton: ca. 18 kg
- Bruttogewicht Karton: ca. 19 kg

Zusatzinformationen

MD Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

- GTIN-Nummer Karton: 4260727730147
- GTIN-Nummer Stück: 4260727730703
- GMDN-Nummer: 60823
- FDA-CFR Code: §880.6060

Wärmedurchgangswiderstand
nach DIN EN ISO 11092:2014-12^A:
 $R_{ct} = 0,0625 \text{ m}^2\text{K/W}$

Rescue Trade Thermo Index



Comfort Index: comfort



Rescue Trade OHG
Am Bahndamm 7
DE-63683 Ortenberg

SRN-Nummer: DE-MF-000008980
FDA Registrierungs-Nr.: 3027240400

Kontakt:

Tel.: +49 (0) 6041 / 969685 - 0
Fax.: +49 (0) 6041 / 969685 - 55
E-Mail: info@rescuetrade.de
Web: www.rescuetrade.de