

Produktdatenblatt

Shark Abdominale Trauma Bandage

Beschreibung: Die Shark Abdominale Trauma Bandage ist mit einer nicht haftenden Wundauflage von ca. 50 x 50 cm ideal für traumatische Amputationen, Verbrennungen und großflächige Wunden. Okklusive Schicht zur optionalen Abdeckung des Abdomens und Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsverlust. Bandagenbreite 10 cm, Länge ca. 4,5 m (gedehnt), mit Klett-Abrollschutz und Verschlussklammer. Steril und vakuumiert verpackt. Kompakte Verpackungsmaße.

REF: NR70-VSATB-4-01

MD **CE** 0197



RapidColour System®

(x) Exsanguination
Grau Taktisch

Produkteigenschaften

Material	Mischgewebe aus Baumwolle, Spandex und Polyester, Kunststoffteile aus Polycarbonat
Farbe	Beige
Abmessungen (Packung)	Ca. 23 x 15 x 7 cm
Gewicht (inkl. Verpackung)	Ca. 110 g

Regulatorische und marktspezifische Information

Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse Is gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
NSN	6510-01-586-4314
Herstellungsland	CN
Zolltarifnummer	3005 90 50

Regulatorische und marktspezifische Information

UDI	/
Herstellerartikelnummer	/

Verpackungseigenschaften, Lagerung

Grundpackung	Inhalt: 1 Stück Verpackung aus PE-Folie
Steriles Produkt	Ja
Haltbarkeit	5 Jahre ab Herstellungsdatum
Sammelpackung	/
Versandverpackung	100 Stück
Versandverpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 55 x 35 x 45 cm Ca. 12 kg
Lagerungshinweise	Vor Sonnenlicht schützen. Trocken und belüftet lagern.



European Importer:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille, Germany



Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany



Anji Hengfeng Sanitary Materials Co., Ltd.
No. 218, Liuguanli Road, Dipu Sub-district,
Anji County, 313300 Zhejiang, P.R. China