



## Emergency Bandage Notfalldruckverband

 **FirstCare**

First Care Products bietet ein innovatives Erste-Hilfe-Produkt zum Versorgen von stark blutenden, traumatischen Wunden in Notfallsituationen. Die international patentierte FDA und CE geprüfte Notfall-Bandage ist die ideale Lösung für Notfallsituationen, in denen jede Sekunde zählt.

Das Produkt ermöglicht eine Primärbehandlung durch den Druckapplikator sowie eine Sekundärbehandlung durch den erprobten Verschluss, um den Verband zu sichern in einem System.

Die Notfall Bandage wurde für eine rasche und effektive Erste Hilfe entwickelt. Damit steht Laien und Profis eine wirkungsvolle Multifunktionsbehandlung zur Verfügung.

Die Notfall Bandage ist steril und verfügt über eine nichthaftende Wundauflage. Die Bandage kann leicht angelegt und fixiert werden und hat die zusätzliche Funktion (ähnlich einer Aderpresse) Blutungen zu reduzieren. Das Produkt ist einfach zu bedienen, sodass sogar verletzte Personen den Verband selbst mit einer Hand anlegen können.