

Technisches Datenblatt

Rescue Trade Einmal Transporttuch

Basic UDI-DI: 426072773RT-TRANSPORT9G

Rescue Trade Einmal-Rettungstuch

Artikel Nr.: RTETT-AB



Beschreibung & Anwendung

Ein Patienten Transporttuch ist dazu bestimmt, Sanitäter, Rettungs- und Gesundheitspersonal beim Transport von immobilisierten Patienten aus Bereichen, die mit herkömmlichen Tragen schwer zugänglich sind, oder beim Transfer von einer Fläche auf eine andere Fläche zu unterstützen. Das Patienten Transporttuch ist für den einmaligen, kurzzeitigen Gebrauch bestimmt.


Durch die reißfeste Tragefläche ermöglicht das Transporttuch die Rettung und Bergung von liegenden Patienten bis 150kg. Zudem besitzt es einen absorbierenden Kern mit einer Saugfähigkeit bis 4,0l.

Material & Eigenschaften

- Farbe: weiß
- 12 eingestanzte Tragegriffe
- Größe: ca. 200x70 cm
- 1 Lage PE 230g/m² + 15g/m² Zellstoff
- Einzeln hygienisch und platzsparend im Polybeutel verpackt
- Saugfähigkeit Getestet nach ISO 11948-1 mit Wasser: 15,519l
- Saugfähigkeit Getestet nach ISO 11948-1 mit Saline: 4,852l

Verpackungsinformationen

- Verpackungseinheit:



= 24/VE



= 20 VE/Palette

- Kartongröße: ca. 60x40x40 cm
- Nettogewicht Karton: ca. 18 kg
- Bruttogewicht Karton: ca. 19 kg

Zusatzinformationen

MD Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

- GTIN-Nummer Karton: 4260727730406
- GTIN-Nummer Stück: 4260727731014

- GMDN-Nummer: 37165



Rescue Trade OHG
Am Bahndamm 7
DE-63683 Ortenberg

SRN-Nummer: DE-MF-000008980
FDA Registrierungs-Nr.: 3027240400

Kontakt:

Tel.: +49 (0) 6041 / 969685 - 0
Fax.: +49 (0) 6041 / 969685 - 55
E-Mail: info@rescuetrade.de
Web: www.rescuetrade.de