

ChitoGauze® XR Pro



Übersicht

ChitoGauze® PRO ist ein zusammengefalteter, mit Chitosan imprägnierter Verbandsmull. Chitosan ist ein natürlich vorkommendes, biokompatibles Polysaccharid, und die blutungsstillenden Eigenschaften von Chitosan verbessern die Fähigkeit des medizinischen Verbandsmulls, die Blutung zu kontrollieren. Die robuste, gleichmäßig aufgetragene Chitosan-Beschichtung auf dem Verbandsmull ermöglicht eine optimale Interaktion zwischen Chitosan und Blut, um Blutungen wirksam zu kontrollieren. Das Chitosan reduziert den Blutverlust weiter, indem es die Anpassung des Verbandes an die Wundstelle unterstützt und gleichzeitig eine physische Barriere zur Verhinderung von Blutungen bildet. Dieser Wirkmechanismus unterstützt die lokalisierte Gerinnung in und auf dem Verbandsmull, um Blutungen schnell und unabhängig von der Gerinnungskaskade zu stoppen. Der Verband passt sich Wundflächen mit komplexen Geometrien leicht an, um eine effiziente Blutstillung zu ermöglichen.

Hauptvorteile

- Bietet sofortige Blutungskontrolle und bestmögliche Patientenversorgung in Notfall- und Gefechtssituationen.
- Kostengünstig: niedrigere Kosten als andere Alternativen.
- Schnelle Hämostase: stoppt Blutungen von nässenden bis zu schweren arteriellen Blutungen innerhalb von Minuten.
- Zuverlässig: erwiesene Erfolgsbilanz auf dem Schlachtfeld und bei Verletzungen.
- Einfach zu verwenden: intuitive Anwendung und Entfernung.
- Sicher: keine Blutgerinnungsmittel, arbeitet unabhängig von der Gerinnungskaskade.
- Produktcode: FA0958

Technische Daten



Packungsabmessungen: 7,5 cm x 3,70 cm



Gewicht: 20,5 g

Weitere Informationen über ChitoGauze® XR Pro, finden Sie unter: www.safeguardmedical.com