

Produktdatenblatt de

SpeedM® – Steriler hämostatischer Verband mit HNT-Mineral

Beschreibung: Die SpeedM® ist eine hämostatische Notfallkomresse – insbesondere für den Einsatz bei stark blutenden (Schuss-) Wunden und lebensbedrohlichen Blutungen. Die Komresse nutzt Halloysit-Nanoröhren (HNT) in einem perforierten Vlies. Sie ist kompakt (Z-Faltung), steril, gebrauchsfertig, einfach anzuwenden, nicht gekühlt lagerbar und sofort einsatzbereit.

REF: NR03-XHGF-SM-01

MD **CE** 0482



RapidColour System®

(x) Exsanguination
Taktisches Grau

Produkteigenschaften

Material	Spunlace-Lyocell 70 g/m², Röntgenkontrastmittel: BaSO₄.
Farbe	Weiß mit blauem Röntgenstreifen
Abmessungen (Packung)	Ca. 14,3 x 12,7 cm
Gewicht (inkl. Verpackung)	Ca. 16 g

Regulatorische und marktspezifische Information

Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse IIa gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
Herstellungsland	CN
Zolltarifnummer	30059031
UDI	04262377860120
Herstellerartikelnummer	CG01E

Verpackungseigenschaften, Lagerung

Grundpackung	Inhalt: 1 Stück PET, ALU, PE
Steriles Produkt	Ja
Haltbarkeit	5 Jahre ab Herstellungsdatum
Sammelpackung	15 Stück
Sammelpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 15,5 x 38,7 x 9,3 cm Ca. 618 g
Versandverpackung	180 Stück
Versandverpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 40 x 58,5 x 33,5 cm Ca. 8,3 kg
Lagerungshinweise	Temperaturbereich Lagerung: 18–25 °C, Temperaturbereich Transport: -30–60°C Vor Sonnenlicht schützen. Trocken und belüftet lagern.



nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille
Germany



Speed Care Mineral GmbH
Genzkower Straße 7
17034 Neubrandenburg
Germany