
TECHNISCHES DATENBLATT



AMPri Handelsges. mbH • Benzstraße 16 • 21423 Winsen/Luhe, Germany • Tel. 04171 84 80-0 • www.ampri.de • info@ampri.de

Urinflasche für Männer eckig, unsteril Artikelnr.: 09281



Material: Polypropylen (PP)

Farbe: durchscheinend mit blauem Deckel

Ausführung: autoklavierbar bis 130° C

Qualitätskontrolle: Kontrollen während der Produktion

Rückverfolgbarkeit durch LOT-Nummern

Verpackung: einzeln verpackt im Beutel

25 Stück im Umkarton 20 Kartons pro Palette

10/16