

Combat CARL Care and Evacuation Manikin

Art. Nr.: T3C



*Experts in medical education
since 1950*



ERLER ZIMMER

Erl-Zimmer GmbH & Co. KG · Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf
Tel.: (+49) 07841/67191-0 · info@erler-zimmer.de · www.erler-zimmer.de



Combat CARL bietet alle Funktionen für TCCC- und TECC- Trainings.

Lebensgroß (183cm), 75 kg schwer, mit hochbeweglichen Extremitäten, keine empfindliche Elektronik, keine Spielereien: Ideal für Behandlung und Transport unter extremen Bedingungen. Passend für das Üben der Standard – Algorithmen.

MARCH

- M** Drei mitgelieferte, tiefe Wunden können an 7 Stellen angebracht und an Blutungsmodule angeschlossen werden. Wound-Packing ist, ebenso wie die Anlage von Tourniquets, bei allen Wunden möglich.
 - A** Atemwegsmanagement mit oro- und nasopharyngealen sowie supraglottischen Devices
 - R** Thoraxentlastung in Monaldi- und Bühlauposition
 - C** Blutungsstillung und Zugänge zum Gefäßsystem: i.V. im Unterarm, i.O. sternal, Humeruskopf und proximale Tibia mit mehrfach verwendbaren Pads.
 - H** Auswechselbare Augen mit normalen, erweiterten und verengten Pupillen
- Robust und unempfindlich gegen Wasser, Schmutz, Kälte und Hitze

- Thorax Entlastung Monaldi
- Thorax Entlastung Bülow
- IV Zugangsmöglichkeit

- I.O Zugang FAST
- I.O Zugang
- Auswechselbare Augen mit normaler, verengter oder erweiterter Pupille



- Sprachausgabe über Lautsprecher im Kopf mittels Sounddateien oder über Mikrofonfunktion
- Atemwegsmanagement oro - und nasopharyngeal

- Öffnungen für Wunden, IM Punktionskissen und Blindabdeckungen
- Robust und unempfindlich gegen Wasser, Schmutz und andere widrige Umgebungsbedingungen



**Atemwegssicherung
nasopharyngeal**



**Atemwegssicherung
supraglottisch**



Patientenstimme



**Austauschbare
Augen**



**Wunden im
Thoraxbereich**



**Entlastungspunktion
nach Monaldi**




**Sternal Intraossärer
Zugang**



Wound-Packing




i.V.-Zugänge



Thoraxdrainage



**IO Zugang
Humerus**



**IO Zugang
Tibia**



TQ - Anlage



Verbandstechniken