

Produktdatenblatt

Red Point Gaze komprimiert, Z-Faltung

Beschreibung: Weiße Mullbinde aus 100 % Baumwolle, 11,43 cm x 3,75 m, 6-lagig, komprimiert und vakuumiert, steril, hohe Saugfähigkeit, doppellagige Verpackung zur einfachen und hygienischen Handhabung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten rund um die Wundversorgung.

REF: NR70-VSCGF-01



RapidColour System®
Verbandstoffe
Grau Taktisch



0197



Produkteigenschaften

Material	100 % Baumwolle
Farbe	Weiß
Abmessungen (Packung)	Ca. 15 x 10 x 1,5 cm
Gewicht (inkl. Verpackung)	Ca. 40 g

Regulatorische und marktspezifische Information

Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse Is gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
NSN	6510-01-605-2234
Herstellungsland	CN
Zolltarifnummer	3005901000
UDI	/

Regulatorische und marktspezifische Information

Herstellerartikelnummer	/
-------------------------	---

Verpackungseigenschaften, Lagerung

Grundpackung	Inhalt: 1 Stück Doppellagige Verpackung aus PE-Folie (außen) und Nylon-Folie (innen)
Steriles Produkt	Ja
Haltbarkeit	7 Jahre ab Herstellungsdatum
Sammelpackung	/
Versandverpackung	200 Stück
Versandverpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 54 x 34 x 20 cm, Ca. 9 kg
Lagerungshinweise	Vor Sonnenlicht schützen Trocken aufbewahren



European Importer:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille, Germany



Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany



Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd.
Ancheng, Dipu Town, Anji County
313300 Zhejiang, P.R. China