

# Technisches Datenblatt

## Rescue Trade Bett-Set

Basic UDI-DI: 426072773RT-BEDSET7J

## Rescue Trade Einmaldecke blau – 500 g

Artikel Nr.: RTEDB500



### Beschreibung & Anwendung

Die Einweg Patientendecke ist für den kurzzeitigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransporten und Pflegeheimen sowie in der häuslichen Pflege bestimmt und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potenziell kontaminierten Keimen auf den Patienten. Zudem erhöht sie den Komfort und das Wohlbefinden während des Aufenthalts oder des Transportes des Patienten.

### Material & Eigenschaften

- Farbe: blau
- Füllung: 10 Lagen Cellulose / Tissue, 20,2g/m<sup>2</sup>
- Außenhülle: 2 Lagen PP-Vlies, 20g/m<sup>2</sup>
- Gewicht: ca. 500 Gramm
- Größe: ca. 190x110 cm
- Einzeln hygienisch und platzsparend im Polybeutel verpackt

Wärmedurchgangswiderstand nach DIN EN ISO 11092:2014-12<sup>A</sup>:  
 $R_{ct} = 0,0886 \text{ m}^2\text{K/W}$


Rescue Trade Thermo Index



Comfort Index: eco

### Verpackungsinformationen

- Verpackungseinheit:

 = 44 Stück/VE

 = 20 VE/Palette

- Kartongröße: ca. 60x40x40 cm
- Nettogewicht Karton: ca. 22 kg
- Bruttogewicht Karton: ca. 23 kg

### Zusatzinformationen

**MD** Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

- GTIN-Nummer Karton: 4260727730086
- GTIN-Nummer Stück: 4260727730659

- GMDN-Nummer: 60823
- FDA-CFR Code: §880.6060



Rescue Trade OHG  
 Am Bahndamm 7  
 DE-63683 Ortenberg

SRN-Nummer: DE-MF-000008980  
 FDA Registrierungs-Nr.: 3027240400

#### Kontakt:

Tel.: +49 (0) 6041 / 969685 - 0  
 Fax.: +49 (0) 6041 / 969685 - 55  
 E-Mail: [info@rescuetrade.de](mailto:info@rescuetrade.de)  
 Web: [www.rescuetrade.de](http://www.rescuetrade.de)