

QMX 120

Pompa di ricambio per sistemi a depressione



Pompa destinata all'impiego con materassi o steccobende a depressione Spencer.

Caratteristiche specifiche

- La camera in alluminio rende il dispositivo robusto e leggero
- La sagoma della base, consente di tenere ferma la pompa durante l'utilizzo

Dati tecnici

Dimensioni	500x140x80 mm
Lunghezza tubo	100 ± 5 cm
Materiali	Al, PVC, Acciaio
Peso	1,14 ± 0,1 kg

Informazioni prodotto

QMX 120 - POMPA VACUUM IN
ALLUM. SIST. DEPRESS.
RIQM009

Rev.0 (03/08/2023)

COPIA NON CONTROLLATA

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it