

An die zuständige Abteilung.

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
T 06032 9250-0
F 06032 9250-200
info@ambu.de
www.ambu.de

Amtsgericht
Friedberg HRB 6338
Geschäftsführer:
Lars Marcher, Johannes Pick
USt-Id.-Nr.: DE 149278908

Ambu® Gesichtsmasken
Informationen zur Reinigung und Desinfektion
Produzentenhaftung von Schülke & Mayr GmbH und EW80 Systeme

8. April 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen Informationen zu kompatiblen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für folgende Produkte bereitstellen.

- Ambu Gesichtsmaske für AmbuMan I, W, AmbuMan Basic und Defib Trainer System
- Ambu Gesichtsmasken für Ambu Baby
- Ambu Gesichtsmasken für Ambu Junior

Unter Einhaltung der Herstellerangaben und -empfehlungen ist perform® von Schülke & Mayr GmbH sowie EW80 clean und EW80 des von EW80 Systeme GmbH bezüglich der Materialverträglichkeit geeignet für die Aufbereitung der oben aufgelisteten Produkte.

Bitte beachten Sie die wichtigsten Merkmale des sachgemäßen Gebrauchs:

- die Beachtung der Anwendungs- und Gebrauchsanweisungen und Hinweise der Hersteller
- die Einhaltung der Anwendungskonzentration und der Einwirkzeit
- die Abwesenheit von Vorschädigungen an den Gesichtsmasken

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per Email unter defrmktsp@ambu.com zur Verfügung.

Mit Freundlichen Grüßen

Ambu GmbH



Christine Seidler
Dipl.-Ing. (FH) Medizintechnik
Marketingleiterin

Ambu GmbH



Valesca Knoll
Dipl.-Berufspäd. (FH)
Produktspezialistin Diagnostik & LifeCare