

EMERAIR'S Beatmungskoffer | Plane

Robuster Notfallkoffer aus Planenmaterial für umfassende Ausrüstung und Sauerstoffversorgung

- ✓ ergonomisch: gepolstertes Rucksacktragesystem
- ✓ hart im Nehmen: Stoß-Schutz und Polsterung
- ✓ übersichtlich: Modultaschen und Klappsteg

EMERAIR'S Plane mit Ansicht des verstaubaren Rucksack-Tragesystems



EMERAIR'S Plane, Innenansicht mit beispielhafter Füllung



Beschreibung

Der **EMERAIR'S** Beatmungskoffer aus Plane ist der robuste Notfallkoffer zur Sauerstoffversorgung und viel Platz für die übersichtliche Lagerung medizinischer Ausrüstung und von Verbrauchsmaterial.

Fünf geräumige, farbcodierte Modultaschen und der integrierte Klappsteg ermöglichen optimale Übersicht und schnellen Zugriff. Durchdachte Details wie die Durchführung für den Sauerstoff-Schlauch, das außenliegende Klarsichtfach, der Stoßschutz oder das Rucksacktragesystem gehören beim **EMERAIR'S** Notfallkoffer zum Standard.

Die robuste Konstruktion und die kubische Bauform bieten bei der Lagerung entsprechende Vorteile.

Ausstattung

- Hauptfach:
 - variable Halteschlaufen geeignet z.B. für Beatmungsbeutel oder Sauerstoff-Flasche bis max. 3 l (Länge max. 48 cm)
 - Raum zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken
 - Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach außen
 - 4 herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben (je B x H x T): 28 x 7,5 x 10,5 cm

- blau: Atmung	- rot: Kreislauf
- grün: Wundversorgung	- gelb: Kindernotfall
 - herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultasche, grau: 28 x 7,5 x 16 cm
 - herausnehmbares, thermoisoliertes Ampullarium (28 x 8,5 x 10,5 cm) mit Elastikschlaufen für max. 66 Ampullen
 - 8 Halteschlaufen für z.B. Tuben
 - 1 großes RV-Klarsichtfach
- 2 Außentaschen
- Sicherheits-Reflexstreifen und verstärkter Kantenschutz
- integriertes, verstaubares Rucksacktrage-System mit Hüftgurt
- ergonomisch geformtes und gepolstertes Rückenteil

Lieferumfang

Tasche inkl. 5 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO'S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.

Spezifikationen

- Farbe: rot
- Größe (B x H x T): 30 x 56,5 x 23,5 cm
- Volumen: ca. 33 l
- Gewicht: ca. 3.700 g
- Material: Tarpaulin
- Artikel-Nr.: EB02.007