

# Sommerangebote

Gültig vom 15.05. - 31.07.2019



## NEU! Intersurgical® i-view™ Einweg Video-Laryngoskop

Das i-view ist ein neues, vollständig entsorgbares Einweg-Video-Laryngoskop. Mit diesem Produkt erhalten Sie die Möglichkeit, eine Video-Laryngoskopie durchzuführen, wann und wo immer Sie Ihren Patienten intubieren müssen.

Es bietet eine kostengünstige Lösung, die alle Vorteile eines Video-Laryngoskops als Komplettlösung in einem vollständig entsorgbaren Produkt für den Einmalgebrauch vereint.

i-view verfügt über einen eingearbeiteten Macintosh-Spatel, kann also sowohl für die Direkt- als auch für die Video-Laryngoskopie verwendet werden. Das ergonomische Design sorgt für eine einfache Handhabung des i-view, während der integrierte LCD-Bildschirm eine optimale Sicht bei verschiedensten Lichtverhältnissen sicherstellt und es ist Sekunden nach der Entnahme aus der Verpackung gebrauchsfertig.

Die wichtigsten Vorteile der Video-Laryngoskopie:

- Bessere Sicht auf den Kehlkopf
- Reduziert Kopf- und Nackenmanipulationen
- Weniger Kraftaufwand
- Reduziert Laryngoskopieversuche
- Höhere Erfolgsrate als die direkte Laryngoskopie, wenn diese fehlschlägt

Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
1 Stück	8 Stück	8008000

**96,64 €**



Video-Laryngoskopie zu jeder Zeit,  
an jedem Ort.



## Teleflex Einweg Magillzange

Die Rüscht Intubationszange nach Magill ist eine medizinische Zange, die im Unterschied zur Tupferzange abgewinkelt

Die Zange ist aus rostfreien Edelstahl und in der Länge 15, 20 und 25 cm erhältlich.

**3,78 €**

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
Säuglinge   Länge: 15 cm	1 Stück	10 Stück	503300-000150
Kinder   Länge: 20 cm			503300-000200
Erwachsene   Länge: 25 cm			503300-000245

NEU!



### AEROTube® EASY Fix Tubushalter

- Geeignet für ein- und doppellumige Tuben mit einem Außendurchmesser von 6,5 mm – 20 mm
- Auffälliges Design für eine verbesserte Wahrnehmung
- Farblich hervorgehobene Funktionsteile vereinfachen die Anwendung

Farbe	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
	1 Stück	25 Stück	HET01-H-E

2,10 €



### AEROTube® Endotrachealtubus Set

Zur kurz- und langfristigen trachealen Intubation

- SET: Tuben mit integriertem Führungsstab und Blockerspritze
- Luer-Anschluss für Blockerspritze
- Medizinisches PVC (glasklar, weich)
- 15 mm Konnektor nach DIN 5356-1
- Weicher Niederdruck-Cuff für eine gute Abdichtung der Trachea und Schutz vor Aspiration
- Markierung zur Kontrolle der optimalen Intubationstiefe
- Durchgehender Röntgenkontraststreifen für den Einsatz bei radiologischen Untersuchungen



1,76 €

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
Größe: CH 22   5,5 mm	1 Stück	10 Stück	HET12-55M-SET
Größe: CH 24   6,0 mm			HET12-60M-SET
Größe: CH 26   6,5 mm			HET12-65M-SET
Größe: CH 28   7,0 mm			HET12-70M-SET
Größe: CH 30   7,5 mm			HET12-75M-SET
Größe: CH 32   8,0 mm			HET12-80M-SET
Größe: CH 34   8,5 mm			HET12-85M-SET

### Intersurgical® i-gel Larynxmaske mit Absaugkanal

Die Innovation im Airway Management

i-gel ist eine einzigartige PVC- und latexfreie Atemhilfe, die das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung darstellt.

Resultat dieser Entwicklung ist eine perfekte Übereinstimmung zwischen i-gel und menschlicher Anatomie. Das Design der i-gel wurde inspiriert durch die perilaryngealen Strukturen.

- Nicht-aufblasbarer Cuff
- Leichte, sichere und schnelle Anwendung in weniger als 5 Sekunden
- Innenliegender Absaugkanal



8,32 €

Farbe	Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
	Säuglinge   2-5 kg	1 Stück	10 Stück	8201000
	Säuglinge   5-12 kg			8215000
	Kleinkinder   10-25 kg			8202000
	Kinder   25-35 kg			8225000
	Jugendliche   30-60 kg		25 Stück	8203000
	Erwachsene   50-90 kg			8204000
	Erwachsene   > 90 kg			8205000

## AERObag® Einweg-Laryngoskopspatel F.O. aus Metall

Vorteile von Einweg Spateln:

- Kompatibel nach DIN ISO 7376 (Grüner Standard)
- Fiberoptik
- Hygienisch sicher verpackt
- Kein Kreuzkontaminationsrisiko
- Kein Aufbereitungsaufwand

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
MacIntosh   Größe: 0	1 Stück	25 Stück	HLK02-SMC0-E
MacIntosh   Größe: 1			HLK20-SMC1-E
MacIntosh   Größe: 2			HLK20-SMC2-E
MacIntosh   Größe: 3			HLK20-SMC3-E
MacIntosh   Größe: 4			HLK20-SMC4-E
MacIntosh   Größe: 5			HLK20-SMC5-E
Miller   Größe 00			HLK22-SML00-E
Miller   Größe 0			HLK22-SML0-E
Miller   Größe 1			HLK22-SML1-E
Miller   Größe 2			HLK22-SML2-E
Miller   Größe 3			HLK22-SML3-E
Miller   Größe 4			HLK22-SML4-E



## AERObag® PVC-Beatmungsbeutel Set

Hochwertiger PVC-Beatmungsbeutel zum einmaligen Gebrauch, für Erwachsene (1500 ml), Kinder (450 ml) und Babys (280 ml) in transparentem Design. Leistungsstark, anwender- und patientengerecht.

Robust: einsatzbereit auch bei härtesten Einsatzbedingungen.

**Achtung Staffelpreis! Ab 25 Sets 8,95 € 9,75 €**

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
mit Maske Gr. 5   Erwachsene	1 Set	18 Sets	BB06-E-5R
mit Maske Gr. 2   Kinder			BB06-K-2R
mit Maske Gr. 0   Baby			BB06-B-0R



## AERObag® PVC Beatmungsmaske

Anatomisch geformte Beatmungsmasken mit guter Abdichtung schon bei niedrigem Anpressdruck. Farblich codierter Befestigungshakenring aus PE (für Halteband). Für die CPAP-Beatmung geeignet

**1,15 €**

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
Größe: 0	1 Stück	30 Stück	HBM 06-0V
Größe: 1			HBM 06-1V
Größe: 2			HBM 06-2V
Größe: 3			HBM 06-3V
Größe: 4			HBM 06-4V
Größe: 5			HBM 06-5V



### Intersurgical® Cirrus™2 Vernebler-Set mit EcoLite™ Maske und Schlauch

Der Cirrus™2 Vernebler wird zur gezielten Aerosol- Deposition im Tracheobronchialsystem eingesetzt. Er wurde speziell dazu entworfen, das Residualvolumen gering zu halten und so Medikamentenverlusten vorbeugen. Bei einem Frischgasflow von 8 L/min bestehen 74% des Output-Volumens aus Partikeln kleiner als 5 Mikron im Durchmesser; der mittlere Massendurchmesser (MMD) beträgt 3.3 Mikron.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
Aerosol-Set   Erwachsene	1 Stück	30 Stück	1453015	<b>36,05 €</b> <small>1,20 € je Stück</small>
Aerosol-Set   Kinder		36 Stück	1454015	<b>46,05 €</b> <small>1,28 € je Stück</small>



### Intersurgical® EcoLite™ Sauerstoff-Maske mit Reservoirbeutel

Masken für die Sauerstoffzufuhr in hoher Konzentration, auch bekannt als Masken mit Teilrückatmung. Die Masken liefern bis zu 80% Sauerstoff bei Flows von 10-15 l/min (ungefähre Werte, abhängig vom Atemmuster des Patienten).

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
mit Reservoir   Erwachsene	1 Stück	24 Stück	1181015	<b>38,57 €</b> <small>1,61 € je Stück</small>
mit Reservoir   Kinder		40 Stück	1192000	<b>75,55 €</b> <small>1,89 € je Stück</small>



### AEROpert® Zubehör für Inhalationszwecke

Sauerstoffmasken, Brillen oder Vernebler-Set aus transparentem PVC, für Kinder oder Erwachsene. Die Masken sind mit einem formbarem Nasenclip und elastischem Kopfbaltesband ausgestattet.

Unterschiedliche Ausführungen:

- Mit knicksicherem O2-Sicherheits-schlauch
- Als Aerosol-Inhalationssets und mit knicksicherem O2-Sicherheits-schlauch
- Phthalatfrei auf Anfrage

#### AEROpert® Sauerstoffmaske mit 200 cm Sicherheitsschlauch

Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
ohne Reservoir   Erwachsene	1 Stück	HSM 11-E	<b>0,65 €</b>
ohne Reservoir   Kinder		HSM 11-K	<b>0,75 €</b>

Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
Aerosol-Set   Erwachsene	1 Stück	HAI 11-E	<b>0,97 €</b>
Aerosol-Set   Kinder		HAI 11-K	



#### AEROpert® Sauerstoffbrille mit 200 cm Sicherheitsschlauch

Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
Erwachsene	1 Stück	HSB 11-S	<b>0,39 €</b>
Kinder		HSB 11-S-K	

## Intersurgical® Gänselegel Superset™ mit Drehkonnektor und Absaugport

Die Superset-Gänselegel sind durch das Ziehharmonika-Design in beliebige Positionen verstellbar. Mit Flip Top Cap mit 7.6 mm Port zur Konnektion aller Standard 7.6 mm Sonden oder Absaugschläuche.

Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
1 Stück	75 Stück	3520000	<b>1,17 €</b>



NEU!

## SÖHNGEN® Kanülensammler

Entspricht BGR 250/TRBA 250: Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege. Sind mit einem Abziehschlitz für Kanülen/vn ausgestattet und haben ein verstärktes Bodenteil, das ein Durchstechen von Kanülen verhindert.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
KONTAMED'chen®	1 Stück	100 Stück	2009068	<b>0,70 €</b>
KONTAMED® Box		40 Stück	2009067	<b>3,15 €</b>



## MeierMed AEROfusion Venenstauer | Standard

Venenstauer zum Stauen des Blutes bei der Blutentnahme oder Infusionen. Hautfreundliches elastisches Polyesterband, bequem mit einer Hand zu bedienen und dank des Multifunktionsverschlusses getrennt zu entstauen und zu öffnen.

Farbe	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
	1 Stück	50 Stück	HVS25-B	<b>1,25 €</b>
			HVS25-R	
			HVS25-BLK	



NEU!

## B.Braun Injekt® Solo Einmalspritzen

Zweiteilige Einmalspritzen von B. Braun mit Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch, grüne Kolbenstange, verlängerte Skala. PVC- und Latex-frei.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
Größe: 2 ml	100 Stück	25 Pack	4606027v	<b>2,27 €</b> 0,02 € je Stück
Größe: 5 ml		20 Pack	4606051v	<b>3,27 €</b> 0,03 € je Stück
Größe: 10 ml		12 Pack	4606108V	<b>5,29 €</b> 0,05 € je Stück
Größe: 20 ml		8 Pack	4606205V	<b>7,14 €</b> 0,07 € je Stück



## BD Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanülen

Stumpfe Sicherheitsaufziehkanüle ohne Filter mit abgeschrägter Spitze zum leichten Eindringen in zu punktierende Behältnisse. Durch den 45° Winkel werden Material- bzw. Gummiausstanzungen bei Mehrdosierbehältern vermieden.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
Größe: G18 1,2 x 40 mm	100 Stück	50 Pack	305180	<b>6,64 €</b> 0,07 € je Stück



### B. Braun Vasofix® Safety Braunüle®

Wirksamer Schutz durch Nadelstichverletzungen und der daraus resultierenden Infektionsgefahr. Safety-Clip sichert die Nadel sofort nach dem Herausziehen. Venenverweilkanüle aus Teflon mit Zuspritzmöglichkeit, Luer-Lock-Ansatz, einzeln steril verpackt.

**Bitte beachten Sie:**

**Mindesverpackungseinheit 50 Stück je Größe!**

**0,59 €**

Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■   0,7 x 19 G24	1 Stück	4269071S
■   0,9 x 25 G22	1 Stück	4269098S
■   1,1 x 33 G20	1 Stück	4269110S
■   1,3 x 45 G18	1 Stück	4269136S
■   1,3 x 33 G18	1 Stück	4269330S
■   1,5 x 45 G17	1 Stück	4269152S
■   1,7 x 50 G16	1 Stück	4269179S
■   2,2 x 50 G14	1 Stück	4269225S



### 3M™ Tegaderm I.V. Kanülenpflaster

Tegaderm 1633 I.V. Transparentverband mit Pflasterstreifen verbindet die Transparenz von Tegaderm mit der Stabilität von Medipore Pflaster zur sicheren Versorgung von Kathetern und Kanülen. Der Verband kann mehrere Tage auf der Kanüle verbleiben und ermöglicht eine ständige Beobachtung der Punktionsstelle. Mit Tegaderm 1633 werden periphere Zugänge sicher verbunden, fixiert und vor Kontamination geschützt. Der bakterienundurchlässige Verband kann sogar mit alkoholischem Desinfektionsmittel abgewischt werden.

Ausführung	Einheit	Typ: VE	Artikelnr.
Größe: 7 x 8,5 cm	50 Stück	4 Pack	1633

**31,85 €** 0,32 € je Stück



### B. Braun Infusionsgerät Intrafix® Primeline

Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen.

- Leichtes Einstechen auch in hängende Behälter
- Restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
- Flexible Pumpkammer mit hohem Flüssigkeitsspiegel, schnell und leicht einstellbar
- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe „orange“ mit Einstechdorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung
- Lock-Ansatz
- Länge: 180 cm



Ausführung	Einheit	Typ: VE	Artikelnr.
Standard	1 Stück	100 Stück	4062981L
mit Rückschlagventil			4063287

**0,49 €**

**0,65 €**

## beurer Medical Blutzuckermessgerät GL 44 Set | mg/dl

Technische Details:

- Easy to use: Beleuchteter Einfuhrschacht, großes hinterleuchtetes Display, breite Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung
- Unterfüllungserkennung: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe
- Nur 0,6 µl Blut reichen aus
- Messdauer: ca. 5 Sekunden
- Code-Freie Teststreifen
- Durchschnittwertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für alle Messwerte oder nur markierte Messwerte
- Blutprobe: frisches Vollblut (kapillär)
- 480 Speicherwerte mit Datum und Uhrzeit

Lieferumfang:

- Messgerät GL44 in mg/dL mit praktischem Etui
- Beurer Stechhilfe inkl. 5 Lanzetten (einzeln verpackt)
- 5 Teststreifen (einzeln verpackt)
- Batterien 2 x 3V Lithium CR2032
- USB-Kabel
- Gebrauchsanleitung & Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Set   mg/dl	1 Set	463.15
	Teststreifen	2 x 25 Stück	464.15
	Kontrolllösung Level 3 und 4	1 Stück	464.16

**7,98 €**  
**14,71 €** 0,29 € je Stück  
**1,00 €**



## MeierMed Aneroid Blutdruckmessgerät

Der Anschluss einer 2-Schlauch-Manschette ermöglicht den Austausch von verschiedenen Manschetten. Inkl. abwaschbare Nylon-Manschette für Erw. mit einer Latex-Luftblase und einer Tasche.

**10,50 €**

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Zweischlauch	1 Stück	09850



## BOSO Blutdruckmessgerät Ø 60 mm mit Klettmanchette

Das Boso K1 und K2 Blutdruckmessgerät verfügt über besonders hohe Schlagfestigkeit und eine gut leserliche Skala. Bei diesem klassischen, aneroiden Blutdruckmessgerät handelt es sich um ein günstiges, aber solides Modell.

- große, gut ablesbare Skala: Ø 60 mm
- sicherer Schutz bei Stoß und Fall des Blutdruckmessers durch innovatives "shock protected" messwerk- korrosionsfrei
- überdrucksicheres Manometer
- robust- Glasring aus schlagfestem Kunststoff
- Gehäuse, Manschette und Druckball dezent und elegant designt

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Zweischlauch	1 Stück	049-0-111
■	Einschlauch		039-0-111

**22,95 €**

**21,95 €**



### MeierMed Standard Schwestern Stethoskop

Flachkopf-Stethoskop, mit einer Schlauchlänge von ca. 55 cm und einem Durchmesser der Membran von 44 mm. Mit Aluminium-Brustansatzstück, Ohroliven (schraubbar) und Bügel.

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Erwachsene	1 Stück	G5 007
■			G5 0084
■			G5 0088
■			G5 0085
■			G5 00811
■			G5 00812
■			G5 00813
■			G5 008
■			G5 0040



1,85 €

### MeierMed Deluxe Flachkopf-Stethoskop | Typ Rettungsdienst

Flachkopf-Stethoskop, mit einer Schlauchlänge von ca. 55 cm und einem Durchmesser der Membran von 44 mm. Mit Aluminium-Brustansatzstück, Ohroliven (schraubbar) und Bügel.

10,00 €

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Erwachsene	1 Stück	5810055



### AEROuse Rettungsdecke

Hochwertige, Aluminium beschichtete Rettungsdecke, die bei der Ersten-Hilfe, verunglückte Personen vor Unterkühlung, Hitze, Nässe oder Wind schützt.

- Extrem dünn und reißfest, stark reflektierend
- Verhindert Wärmeverlust und stoppt weitgehend die Wärmestrahlung
- schützt vor Unterkühlung
- Platzsparend und gut verstaubar

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
160 x 210 cm	1 Stück	100 Stück	HD01-GvS1

0,50 €



### MeierMed AEROuse® Kälte-Sofortkomresse

Für die Linderung von Schmerzen und Schwellungen bei Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen, leichten Verbrennungen und vieles mehr.

- Sofortige Intensivkälte ohne Vorkühlung
- Einfache Aktivierung durch Zusammendrücken
- Auf Urea / Wasser-Basis
- Einmalgebrauch

Ausführung	Einheit	Artikelnr.
15 x 17 cm	1 Stück	HKP01-U-15x17-1
	20 Stück	HKP01-U-15x17

0,59 €

9,16 € 0,49 € je Stück





## SÖHNGEN® DermaCare® Verbandstoffe

Zuverlässige Saugfähigkeit, sichere Wundabdeckung, gute Polstereigenschaften, bequem und vielseitig mit SÖHNGEN® Produkten auch an schwierigen Positionen zu fixieren.

### SÖHNGEN® DermaCare® Verbandpäckchen

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
Klein	1 Stück	20 Stück	1002002	<b>0,26 €</b>
Mittel			1002003	<b>0,32 €</b>
Groß		15 Stück	1002004	<b>0,35 €</b>

### SÖHNGEN® DermaCare® Kompresse

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
10 x 10 cm	1 Stück	100 Stück	1003105	<b>0,13 €</b>



## SÖHNGEN® aluderm® Verbandstoffe

aluderm® ist in allen Produktformen für die Akutversorgung von Verletzungen in der Ersten-Hilfe und Notfallmedizin die Methode der Wahl. aluderm® hat eine aluminiumbedampfte Wundaufgabe aus Polyestervlies. Die Abschlusslage ist ein hydrophobes PP-Vlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde. Fasert nicht, ist stark saugend ohne Rücktransfer.

### SÖHNGEN® aluderm® Verbandpäckchen

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
Klein	1 Stück	20 Stück	1003371	<b>0,26 €</b>
Mittel			1003372	<b>0,32 €</b>
Groß		15 Stück	1003373	<b>0,35 €</b>

### SÖHNGEN® aluderm® Kompresse

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
10 x 10 cm	1 Stück	100 Stück	1003208	<b>0,13 €</b>



## SÖHNGEN® Verbandtuch SO DIN 13152

Erste-Hilfe-Verbandtuch zur Abdeckung von Wunden, physiologisch unbedenklich, atmungsaktiv.

Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
40 x 60 cm	1 Stück	1003011	<b>0,25 €</b>
60 x 80 cm		1003009	<b>0,30 €</b>
80 x 120 cm		1003010	<b>0,60 €</b>



Alle SÖHNGEN® Verbandstoffe sind ca. 20 Jahre steril !

## North American Rescue® HyFin® Thorax Pflaster / Chest Seal

Die HyFin® Thorax Pflaster sind vollständige Okklusivverbände, die für die Behandlung von penetrierenden Brustverletzungen angewendet werden.

Mit der optimalen Größe von 15 x 25 x 15 cm und der verbesserten, selbstklebenden Gel-Beschichtung, bieten das HyFin® Thorax Pflaster eine ausgezeichnete Abdichtung, selbst unter schwierigsten Bedingungen.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
mit Ventil	1 Paar	150 Paar	10-0015



18,40 €

## TyTek® Medical T-PAK Dekompressions-Kit

Spezialkatheter zur Entlastung bei einem Spannungspneumothorax. Dieser Katheter ist 83 mm lang und damit ausreichend auch für adipöse und muskulöse Patienten. Der Verweilkatheter ist deutlich härter und stabiler als eine herkömmliche Venenverweilkanüle.

10,88 €

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
Größe: G 14	1 Stück	50 Stück	TM-303



## TyTek® Medical PneumoDart® Veress Dekompressions-Kit

Die PneumoDart Thoraxentlastungskanüle von Tytek ist eine zuverlässige Lösung für die Behandlung eines Spannungspneumothorax.

Die Vorteile:

- Veress Sicherheitsfederventil verringert das Risiko innere Organe beim Einführen zu verletzen.
- Sichtbarer Kappenkopf zur Überwachung von auströmender Luft oder Blut
- Luer-Lock Anschluss ermöglicht zusätzliches absaugen von Blut oder Luft
- ca. sechsjährige Haltbarkeit



25,13 €

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
Größe: G 14	1 Stück	40 Stück	TM-317

## C-A-T RESOURCES® | CAT™ GEN7 Combat Application Tourniquet®

Das Combat Application Tourniquet™ (C-A-T™) ist ein kompaktes Abbinde-System zur temporären Blutsperre an den Extremitäten.

Das C-A-T™ verfügt über eine individuelle Größeneinstellung um auf allen Extremitäten angebracht werden zu können - kombiniert mit einem Ein-Hand-Windesystem.

Farbe	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
■	1 Stück	250 Stück	CAT-01	27,65 €
■			CAT-01-O	33,53 €
■			CAT-01-B	33,53 €



## Medzell® Emergency Bandage / Notfall-Bandage

Die Emergency Bandage vereinigt Primärversorgung, Druckverband, Sekundärbehandlung und integrierten Verschluss, um den Verband zu sichern. Sie wurde für eine rasche und effektive Erste-Hilfe-Versorgung entwickelt. Damit steht Laien sowie Profis ein effektives Versorgungsmittel zur Verfügung. Die Emergency Bandage ist steril und mit einer nicht haftenden Wundaufgabe ausgestattet. Sie kann leicht angelegt und fixiert werden. Außerdem kann sie ähnlich einem Tourniquet, Blutungen unterbinden. Die leichte Handhabung erlaubt, dass sogar verletzte Personen den Verband einhändig selbständig anlegen können.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
■   10 cm x 4,5 m	1 Stück	100 Stück	MZ64100	<b>6,64 €</b>
■   15 cm x 4,5 m			MZ64150	<b>7,90 €</b>



## RevMedx™ XGAUZE® | Z-folded Gauze

Hämostatische Schwämmchen mit Applikator zur schonenden Tamponierung einer Wundhöhle innerhalb von 20 Sekunden. Revolutionärer Fortschritt im Bereich der Gauzen. Entworfen für militärischen und zivilen Einsatz.

Die Zelluloseschwämmchen wurden im Gegensatz zum XSTAT® Produkt, in einer Gauze verarbeitet. Nach dem Kontakt mit Blut oder Flüssigkeit, vergrößern sich diese innerhalb von 20 Sekunden um das 10-fache. Das Tamponieren der Wundhöhle wird somit in allen Bereichen gewährleistet. Die innere Kompression der Schwämmchen ist dabei so effektiv, dass die Blutung innerhalb kürzester Zeit steht.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
■   7,62 x 91,44 cm	1 Stück	32 Stück	FIN-0002-01	<b>33,53 €</b>



## MedSource Einweg Sofort Kopffixierung / Instant Immobilizer

Die „Sofort“ Kopf-Immobilisierung von MedSource ist ein einfaches Set, das zur schnellen Kopffixierung benötigt wird.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
Kleinkinder	1 Stück	45 Stück	MS-91014	<b>4,12 €</b>
Kinder			MS-91012	<b>4,96 €</b>
Erwachsene		50 Stück	MS-91010	<b>4,96 €</b>



## ultraMEDIC® ultraCOMBI-STRETCHER | Schaufeltrage & Spineboard Kombination

Eine Kombination aus Spineboard und Schaufeltrage zur Immobilisierung von Verletzten, bei denen eine mögliche Fraktur der Wirbelsäule nicht auszuschließen ist. Spezialtrage mit 14 umlaufenden Griffen und Speed-Clips.

Technische Daten:

- Gewicht: 8,5 kg
- Belastbarkeit: 205 kg
- Material: HDPE
- Abmessung: 430 mm x 70 mm x 1860 mm (B x H x L)



Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
■   ohne Zubehör	1 Stück	SAN-0296	<b>562,19 €</b>

### ultraMEDIC® S-BOON Spineboard Set

Durch seine Bauweise erreicht es sehr hohe Stabilität und Tragfähigkeit. Es ist leicht, flach, stabil und schwimmfähig, Röntgen- und MRT tauglich. Durch die spezielle Form der Gurtdurchführung am Spineboard werden die Gurte geschützt.

Das ultraMEDIC Spineboard wurde in Deutschland entwickelt und designed. Die Komponenten werden in Deutschland und Frankreich hergestellt. Es entspricht DIN 1865.

Technische Daten:

- Belastbarkeit: Bis 500 kg.
- Größe: 185 x 43 x 5 cm (L x B x H)

Im Lieferumfang 1 Gutspinne und 1 ultraHEAD LOCK

Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
■   mit Gutspinne & Kopffixierung	1 Stück	SAN-0294-Set	<b>310,08 €</b>
■   ohne Zubehör		SAN-0294	<b>176,47 €</b>




### ultraMEDIC® ultraSCOOP Schaufeltrage STRECHER X-RAY

Leichtes Spezialgerät aus Kunststoff auf Aluminiumrahmen. Die Kunststoffoberfläche ist geschlossen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Zum schonenden und sicheren Anheben und Umlagern von schwer Verletzten werden die Schaufelteile geöffnet und seitlich unter den Patienten geschoben. Empfohlen bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen; im gesamten Wirbelsäulenbereich ist die Schaufeltrage Röntgenstrahlen durchlässig.

Technische Daten:

- Länge: 121 cm (kleinstes Packmaß) 172-205 cm (max. Auszug)
- Breite: 45 cm
- Höhe: 6,5 cm
- Gewicht: 9,5 kg

Lieferung inkl. 3 Patientensicherungsgurten



Farbe	Einheit	Artikelnr.	
■	1 Stück	SAN-0288	<b>462,18 €</b>


### FERNO® Schaufeltrage Modell 65 EXL

Die Schaufeltrage EXL dient zur schonenden Aufnahme und Umlagerung von Patienten, insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Unnötige Bewegungen des Patienten werden vermieden, denn mit der Schaufeltrage können Sie den Patienten in der Stellung aufnehmen, in der Sie ihn vorfinden. Modell 65 EXL ist äußerst sicher und stabil, von geringem Gewicht, einfach zu reinigen und gut zu bedienen.

Technische Daten:

- Max. Belastung: 227 Kg
- Länge max.: 2007 mm, Länge min.: 1650 mm, Länge geklappt: 1193 mm
- Breite: 432 mm
- Tiefe offen: 70 mm, Tiefe geklappt: 80 mm
- Gewicht: 8 kg

Lieferung inkl. 3 Patientengurte mit Aufbewahrungstasche



Farbe	Einheit	Artikelnr.	
■	1 Stück	65 EXL-Y	<b>882,35 €</b>
■		65 EXL-R	
■		65 EXL-G	
■		65 EXL-O	

## PYNG Medical T-POD™ Trauma Pelvic Orthotic Device™ / Beckenschlinge

Der T-Pod™ ist ein ringsum verlaufendes Fixierungssystem, das eine Stabilisierung des Beckens erzielt und Schmerz reduziert. Durch seine rasche und effektive Anwendung bietet der T-Pod eine schnelle Erstbehandlung in kritischen Momenten um Blutverlust zu verhindern und Leben zu retten.

Vorteile des T-Pods:

- Bietet ein speziell entwickeltes Schnürungssystem für eine gleichmäßige Beckenkompression und Stabilisierung.
- Festziehen des Beckengurtes ist mit einer Hand ohne Anstrengung möglich
- Seine Universalgröße bietet individuelle Anwendung, für perfekte Passform kann er leicht gekürzt werden. Bei adipösen Patienten können 2 Gurte miteinander fixiert und verwendet werden.
- Nichtmetallischer Gewebegürtel; Latex-frei
- 100% strahlendurchlässig, Röntgen-, CT- and MRT-kompatibel
- Zugelassen für die Anwendung bei Kindern (beste Passform > 23kg)



89,00 €

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Combat™	1 Stück	T-PODC
■	Responder™		T-PODR

## AERORESC® EASY Collar | HWS Cervikalstütze

Der AERORESC®-EASY Collar ist ein größenverstellbarer Zervikalkragen, der für die sichere Immobilisation der Halswirbelsäule (HWS) eingesetzt wird. Er schränkt die Bewegungsfreiheit der HWS zuverlässig ein und übernimmt einen Teil ihrer Stützfunktion. Die Feinrastruktur beider Modelle erlaubt eine einfache und individuelle Größeneinstellung mit möglicher Positionierung auch zwischen den Standardgrößen.

5,50 €

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Kinder	1 Stück	HIMT11-EC-K
■	Erwachsene		HIMT11-EC-E



## Laerdal Stifneck® Select™ | HWS Cervicalstütze

Der Stifneck Select ist ein einfach einzustellender, komplett zusammengesetzter Immobilisationskragen. Nur den Hals des Patienten abmessen, entsprechende Größe wählen, anpassen und fixieren.

7,70 €

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Kinder	1 Stück	980020
	Erwachsene		980010



## AERORESC® EASY Splint® | Splintschiene

Die AERORESC® EASY Splints sind Universalschienen, die sich zur Schienung nahezu aller menschlichen Gliedmaßen und der Halswirbelsäule eignen.

- Wiederverwendbar
- Leicht und kompakt
- Röntgenstrahldurchlässig

Farbe	Ausführung	Einheit	Artikelnr.
■	Medium   Größe: 50 x 11 cm	1 Stück	HIMT02-SP-M-T-SET
	X-Large   Größe: 100 x 11 cm		HIMT02-SP-XL
	Set		HIMT02-SP-SET1

3,60 €  
4,20 €  
10,00 €



Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

### AERUse® Nitrile Premium Guard | Schutzhandschuhe

Stärke 3,5 mil / 0,09 mm | mit extra Langer Stulpe 30cm !

Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril, für die sichere und hygienische Untersuchung von infektiösen Patienten, für Reinigungsarbeiten mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln oder für den Einsatz im Labor.

- Medizinprodukt der Klasse I nach 93/42/EWG
- Medizinische Untersuchungshandschuhe gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuhe gem. DIN EN 420
- Getestet nach DIN EN 374 - Sicherer Schutz vor Chemikalien\* und Mikroorganismen
- Persönliche Schutzausrüstung nach 89/686/EWG – Baumustergeprüft und zertifiziert als komplexe PSA der höchsten Kategorie III

Farbe	Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
■	Small	100 Stück	1000 Stück	HHS01-PG-PF-B-S
	Medium			HHS01-PG-PF3-B-M
	Large			HHS01-PG-PF3-B-L
	X-Large	900 Stück	HHS01-PG-PF3-B-XL	



**5,80 €**  
0,058 € pro Stück

### Hartmann Peha-soft® nitrile fino Handschuhe

Stärke 3,2 mil / 0,08 mm | 24 cm Stulpe

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus besonders weichem, lila gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch, besonders reißfest und sicher; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Farbe	Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
■	X-Small	150 Stück	1500 Stück	94219-54
	Small			94219-64
	Medium			94219-74
	Large			94219-84
	X-Large			94219-94



**5,70 €**  
0,038 € pro Stück

### BODE Sterillium® med\* | Handdesinfektion

Das Hände-Desinfektionsmittel auf Ethanolbasis – mit dem bewährten Hautpflegekomplex von Sterillium®. Breites Wirkspektrum inklusive Novovirus-Wirksamkeit.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
100 ml-Flasche	1 Stück	45 Stück	981112	<b>1,47 €</b> 1,47 € je 100 ml
500 ml-Flasche		20 Stück	981113	<b>4,03 €</b> 0,81 € je 100 ml
1 l-Flasche		10 Stück	981114	<b>7,14 €</b> 0,71 € je 100 ml



### BODE Baktolin® pure | Waschlotion

Parfüm- und farbstofffreie Waschlotion zur gründlichen Hände- und Hautreinigung. Neue, verbesserte Formel.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
500 ml-Flasche	1 Stück	20 Stück	9813281	<b>1,30 €</b> 0,26 € je 100 ml
1 l-Flasche		10 Stück	9813291	<b>2,27 €</b> 0,23 € je 100 ml
5 l-Kanister		1 Stück	9813301	<b>12,52 €</b> 0,25 € je 100 ml



\* Bitte beachten Sie die zugehörigen Pflichttexte gemäß HWG, die Sie auf unserer Website [www.meier-medizintechnik.de](http://www.meier-medizintechnik.de) finden.

## BODE Cutasept® F\* | Hautantiseptikum

Farbloses Hautantiseptikum auf Propanolbasis. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
50 ml-Sprühflasche	1 Stück	50 Stück	9803640
250 ml-Sprühflasche		20 Stück	9803650

**1,01 €** 2,02 € je 100 ml  
**4,19 €** 1,68 € je 100 ml



## BODE Bacillol® 30 Tissues / -XXL | Schnell-Desinfektionstücher

Zur Desinfektion sensibler alkoholempfindlicher Oberflächen, wie z.B. Patientenliegen aus Kunstleder, Monitore, Displays, Tastaturen und Bedienfelder von z.B. empfindlichen, mobilen und stationären medizinischen Geräten.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
80 Tücher	1 Packung	6 Pck.	9813123
XXL   40 Tücher			9815600

**5,97 €** 0,075 € pro Stück  
**6,68 €** 0,167 € pro Stück



## BODE Mikrobac® Virucidal Tissues | Schnell-Desinfektionstücher

sind der zuverlässige Begleiter im Alltag, wenn eine umfassende Wirksamkeit entscheidend ist.

- voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, inklusive MNV
- Wirksam gegen C.difficile Sporen
- für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
80 Tücher	1 Packung	6 Pck.	9815310

**6,30 €** 0,079 € pro Stück



## schülke desmanol® care\* | Hände-Desinfektionsmittel

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Wirksam gegen Noro-Viren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion (Prüfvirus: Murines Noro-Virus). hyclick® System: Flaschen mit integrierter Spender-Pumpe | Optimaler Schutz vor Kontaminationen

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.
100 ml-Flasche	1 Stück	30 Stück	70001036
500 ml-Flasche		20 Stück	70001037
1 l-Flasche		10 Stück	70001038
5 l-Kanister		1 Stück	70001040
500 ml-Flasche   hyclick® System		20 Stück	70001085
1 l-Flasche   hyclick® System		10 Stück	70001086

**1,51 €** 1,51 € je 100 ml  
**3,74 €** 0,75 € je 100 ml  
**5,84 €** 0,58 € je 100 ml  
**29,33 €** 0,59 € je 100 ml  
**5,04 €** 1,01 € je 100 ml  
**7,14 €** 0,71 € je 100 ml



### schülke sensiva® wash lotion | Waschlotion

Besonders hautverträgliche farbstoff- und parfümfreie Waschlotion, deshalb besonders für Allergiker geeignet.

hyclick® System: Flaschen mit integrierter Spender-Pumpe. | Optimaler Schutz vor Kontaminationen

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.		
500 ml-Flasche	1 Stück	20 Stück	114006	<b>1,47 €</b>	0,29 € je 100 ml
1 l-Flasche		10 Stück	114002	<b>2,18 €</b>	0,22 € je 100 ml
5 l-Kanister		1 Stück	114003	<b>12,50 €</b>	0,25 € je 100 ml
500 ml-Flasche   hyclick® System		20 Stück	70000138	<b>2,77 €</b>	0,55 € je 100 ml
1 l-Flasche   hyclick® System		10 Stück	70000137	<b>3,49 €</b>	0,35 € je 100 ml



### schülke kodan® Tinktur forte farblos\* | Hautantiseptikum

Gebrauchsfertiges Hautantiseptikum mit mindestens 24 Stunden Langzeitwirkung. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.		
250 ml-Sprühflasche	1 Stück	10 Stück	104005	<b>4,16 €</b>	1,66 € je 100 ml
1 l-Flasche		10 Stück	104007	<b>11,34 €</b>	1,13 € je 100 ml



### schülke mikrozyd® universal wipes premium | Schnell-Desinfektionstücher

Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art.

- gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets)
- schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- wirksam in Anlehnung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute
- dermatologisch getestet

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.		
100 Tücher	1 Packung	6 Pck.	70000038	<b>7,14 €</b>	0,071 € pro Stück
maxi   80 Tücher			70001061	<b>7,82 €</b>	0,097 € pro Stück



### schülke mikrozyd® PAA wipes | Schnell-Desinfektionstücher

Sporizide Wischtücher auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten (z.B. TEE-Sonden, Endovaginalsonden) und Oberflächen aller Art.

- sporizid nach nur 5 Minuten
- nach Öffnung 28 Tage haltbar
- sofort einsetzbar - keine Aktivierung notwendig

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.		
50 Tücher	1 Packung	3 Pck.	128101	<b>20,67 €</b>	0,413 € pro Stück



\* Bitte beachten Sie die zugehörigen Pflichttexte gemäß HWG, die Sie auf unserer Website [www.meier-medizintechnik.de](http://www.meier-medizintechnik.de) finden.



## schülke hyclick® Präparate-Spender

Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotion

Das Plus:

- Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel
- Erstöffnungs- und Transportsicherung für schnelle Unterscheidbarkeit und mehr Sicherheit
- „Non-Removal“ Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- Optimaler Schutz vor Kontaminationen
- Minimaler Reinigungsaufwand Dank abgerundetem Design
- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 + 3 ml
- Einfache Montage auf gängigen Wandhalterplatten
- Konstante Haltbarkeit von Produkten



Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
Spender Vario 500 ml + 1000 ml		60000045	<b>18,49 €</b>
Wandhalterung 500 ml Flaschen	1 Stück	134411	<b>4,12 €</b>
Wandhalterung 1000 ml Flaschen		134416	<b>5,00 €</b>

## ingo-man® classic Aluminium Universalspender

Der ingo-man Spender zur Dosierung von Flüssigseifen, Spülmittel, Händedesinfektionsmittel oder Lotion ist geeignet für 500 ml oder 1000 ml Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter. Geliefert wird der Wandspender mit einer austauschbaren Pumpe aus Edelstahl. Der Spender und die Pumpe können in einer Spülmaschine gereinigt werden oder bei 121° C / 2 bar autoklaviert werden. Inkl. Montageset für Dreipunkt-Wandbefestigung.


Ausführung	Einheit	Artikelnr.	
kurzer Armhebel   500 ml-Flaschen	1 Stück	1220100	<b>41,09 €</b>
kurzer Armhebel   1 l-Flaschen		1220900	<b>41,09 €</b>
langer Armhebel   500 ml-Flaschen		1115400	<b>46,13 €</b>
langer Armhebel   1 l-Flaschen		1005100	<b>46,13 €</b>



## ingo-man® Kunststoff-Einwegpumpe IMP E

- Kunststoffpumpe zur einmaligen Verwendung im Wandspender ingo-man®
- Einfacher Pumpenaustausch bei jedem Flaschenwechsel
- Zeitaufwendige und kostenintensive Aufbereitung der Kunststoff- oder Edelstahlpumpe entfällt
- Geeignet für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflege-lotionen
- Hygienisch einzeln verpackt zum sicheren Einsetzen der Pumpe
- Dosiermenge: 1,5 ml pro Hub (nicht veränderbar)
- Nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar, zur einmaligen Verwendung

Ausführung	Einheit	Tipp: VE	Artikelnr.	
500 ml Spender	1 Stück	150 Stück	4401857	<b>1,34 €</b>
1000 ml Spender			4401858	



## Ledlenser® iF8R LED Einsatzleuchte mit Akku | 4500 Lumen

Ihre Lichtquelle hängt in drei Metern Höhe an einem Stahlträger und Sie möchten auf die schnelle Licht ins Dunkle bringen? Kein Problem! Mit der smarten App-Steuerung der iF8R können Sie die Helligkeit auch aus der Ferne kontrollieren. Mit bis zu 4500 kraftvollen Lumen Lichtleistung sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung bei bis zu 12 Stunden Dauereinsatz.

Besondere Features:

- 7 Jahre Garantie
- Dimmbar
- Bluetooth® Verbindung
- Low Power, Mid Power, Power
- Hoher Tragekomfort
- Powerbank-Funktion
- Hohe Leuchtdauer (bis zu 12 Stunden)



Ausführung	Einheit	Artikelnr.
inkl. Gratis Zeltbefestigung	1 Stück	502002

**167,23 €**



**AKTION:** inkl. Gratis Zeltbefestigung !



## Ledlenser® iF4R LED Einsatzleuchte mit Akku | 2500 Lumen

Fixieren, festhalten, aufstellen – die kompakte iF4R ist leicht zu transportieren und bietet Ihnen immer freie Hand, wenn Sie sie benötigen. Dafür passt sich der wiederaufladbare Einsatzstrahler mit seinen fünf Helligkeitsstufen ganz Ihrem Bedarf an.

Besondere Features:

- 7 Jahre Garantie
- Dimmbar
- Low Power, Mid Power, Power
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Leuchtdauer (bis zu 15 Stunden)
- Staubdicht und wassergeschützt (IP54)

Ausführung	Einheit	Artikelnr.
inkl. Gratis Zeltbefestigung	1 Stück	502001

**116,81 €**



**AKTION:** inkl. Gratis Zeltbefestigung !



## Ledlenser® EX7 Taschenlampe | Ex-Zone 0 / 20 | ADF | 200 Lumen

Wenn Sie die Ärmel hochkrepeln und die Handschuhe anlassen möchten, ist die Ledlenser EX7 genau die richtige Lampe. Denn ihr extragroßer Magnetic Switch lässt sich sogar mit der klobigsten Schutzausrüstung einfach bedienen. Gleichzeitig besitzt die Taschenlampe die Ex-Zone 0/20 mit patentiertem Advanced Focus System. Das heißt, Sie sind vom Tank bis zum Getreidesilo in nahezu jeder Umgebung geschützt, die durch Gas oder Staub explosionsgefährdet ist. Und das bei einer Laufzeit bis zu 45 Stunden.

Besondere Features:

- Magnetic Switch für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung
- Erste EX-Lampe für die Ex-Zone 0/20 mit patentiertem Advanced Focus System
- Fokussierbar
- Hohe Leuchtdauer (bis zu 45 Stunden)
- Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC)

Einheit	Artikelnr.
1 Stück	500836

**75,55 €**



Weitere Informationen: [www.meier-medizintechnik.de](http://www.meier-medizintechnik.de)



## GYBE® Pneumatische Schnelleinsatzzelte Humanity Tents

Unsere pneumatischen Rettungszelte wurden speziell für den schnellen Einsatz unter erschwerten Bedingungen entwickelt. Sie erfüllen in höchstem Maße alle Anforderungen an moderne Rettungsausrüstung. Leichte und kompakte Ausrüstung!

GYBE® Schnelleinsatzzelte zeichnen sich durch ein geringes Eigengewicht aus. Die spezielle Beschaffenheit ermöglicht ein kompaktes Pack-

maß. Ein 4 x 4 m Zelt kann im mitgelieferten Transportrucksack von einer Person zum Einsatzort getragen werden.

Das HUMANITY TENT EMERGENCY besteht vollständig aus eigens entwickeltem Material dessen Gewebestruktur aus Kunstfasern nach Brandschutzklasse 1 (B1) zertifiziert ist. Die verwendeten Materialien sind wasserabweisend (nach ISO 4920, Gütegrad 5). Standardmäßig wird das HUMANITY TENT EMERGENCY mit einem One-Pump-System zur Befüllung mittels Elektropumpe ausgestattet. Das HUMANITY TENT EMERGENCY ist in 3 unterschiedlichen vordefinierten Varianten verfügbar

Weitere Informationen unter [www.meier-medizintechnik.de](http://www.meier-medizintechnik.de)



Viele weitere Sommerangebote finden Sie auf unserer Webseite [www.meier-medizintechnik.de](http://www.meier-medizintechnik.de)

Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. und gegebenenfalls Versandkosten. Ab 500,00 Euro netto liefern wir frei Haus innerhalb Deutschlands. Wir behalten uns das Recht vor, bei Privatpersonen nur gegen Vorkasse zu liefern. Angebote freibleibend, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Gültig bis zum 31.07.2019

### Impressum

#### Herausgeber:

Meier-Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Friedewalder Straße 22  
D-32469 Petershagen

Tel. +49 (0)5704 | 167 301  
Fax +49 (0)5704 | 167 302

Email: [info@meier-medizintechnik.de](mailto:info@meier-medizintechnik.de)  
Internet: <https://www.meier-medizintechnik.de>

#### Amtsgericht:

Bad Oeynhausen HRA 8944

#### Ust.-ID-Nr.:

DE304186836

#### Geschäftsführer:

Ilse Meier

#### Erscheinungsdatum:

Mai 2019



Besuchen Sie uns auf Facebook!  
<https://www.facebook.com/meiermed>

#### AGB:

Für den Geschäftsverkehr gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die aktuelle Version unserer AGB können Sie jederzeit online unter [www.meier-medizintechnik.de](http://www.meier-medizintechnik.de) einsehen oder fordern Sie diese kostenlos bei uns an.

# REANIMIERE DEIN WACHES ICH.



Ob im Einsatz, bei Überstunden oder einer langen Nachtschicht – manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Koffein. Deshalb ist bei wkup® der Name Programm. Mit 135 mg rein natürlichem Koffein pro Flasche macht dich wkup® so wach wie ein doppelter Espresso und enthält in 100 ml etwa 5x so viel Koffein wie in Energy-Drinks. Damit du an alles denken kannst – außer an Schlaf.

**ABSOFORT  
ONLINE  
ERHÄLTlich  
BEI:**

 **MEIER**  
Medizintechnik  
[www.meier-medizintechnik.de](http://www.meier-medizintechnik.de)

Erhöhter Koffeingehalt (150mg/100ml). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Gut schütteln und kühl genießen. Die Nährwerte entnehmen Sie bitte unserer Website.