


EZ-Connect-Anschlussleitung



Sternum-Positionierungshilfe



Manuelle IO-Nadel




Arrow
EZ-IO T.A.L.O.N.
Nadelset

Wenn ein schneller Zugang benötigt wird

Bei schwierigen Gefäßzugängen in Notfällen bzw. dringenden oder medizinisch notwendigen Situationen brauchen Sie eine sichere und effektive Lösung für einen sofortigen Gefäßzugang.

Das EZ-IO T.A.L.O.N. Tactically **A**dvanced **L**ife-saving **I**O Nadel-System von Teleflex sorgt für einen schnellen, effektiven¹ Eintritt in den Markraum des Knochens und schafft so eine Verbindungsleitung zum zentralen Kreislaufsystem bei erwachsenen Patienten, wenn eine schnelle Gabe von Flüssigkeiten oder Medikamenten zur Reanimation erforderlich ist.

Das EZ-IO T.A.L.O.N. System ist für die Anwendung an 7 verschiedenen Punktionsstellen indiziert: am Sternum sowie jeweils bilateral am proximalen Humerus, an der proximalen Tibia und an der distalen Tibia.



Vorteile



Für Mediziner
Schneller und effektiver¹
Eintritt in den Knochen




Für das Militär
Keine zusätzliche
Ausrüstung, keine
Vielzahl an Nadeln und
keine Spezialwerkzeuge
zum Entfernen
erforderlich



Für Patienten
Schnelle und genaue^{1,2,3}
Verabreichung von
Flüssigkeiten und
Medikamenten zur
Wiederbelebung nach
Unfällen^{1,2,3}

Taktischer Vorteil durch 7 Zugangsmöglichkeiten



EZ-IO T.A.L.O.N. Fakten und Informationen zum manuellen IO-Nadelset

Steril | Latexfrei | Edelstahl 304 | Pyrogenfrei | Haltbarkeit von 4 Jahren

EZ-IO T.A.L.O.N. Nadelset NSN-Nr. 6515-01-626-6395

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	VE
9081-VC-006*	Manuelle IO-Nadel	15 G (1,8mm)×38,5mm lang	6
	Sternum-Positionierungshilfe***	16 G (1,65mm)×23,6mm lang	

EZ-Stabilizer (Zusätzliches Zubehör)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	VE
9066-VC-005	EZ-Stabilizer-Pflaster**	5,75"×5,25"×1,25" (14,6cm×13,3cm×3,2cm)	5

* Jedes Nadelset enthält eine manuelle IO-Nadel, eine Sternum-Positionierungshilfe, eine EZ-Connect-Anschlussleitung, eine Kurzanleitung, eine NeedleWISE 1-Sicherheitsvorrichtung und ein Patientenarmband.

** Das EZ-Stabilizer-Pflaster ist separat erhältlich und liegt dem EZ-IO T.A.L.O.N. Nadelset nicht bei.

*** Die Sternum-Positionierungshilfe sollte nicht an den folgenden Stellen verwendet werden:
Proximaler Humerus, proximale und distale Tibia

Vor dem Gebrauch dieses Produkts die beiliegende Gebrauchsanweisung (IFU) beachten.

NeedleWISE ist ein Produkt von Atrion Medical Products Inc. Teleflex, das Teleflex-Logo, EZ-IO T.A.L.O.N., EZ-IO, EZ-Connect und EZ-Stabilizer sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter.

© 2022 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-100798 · REV 0 · 11 22 PDF

Quellenangabe:

1. Philbeck TE, Puga T, Montez DF, Miller LJ, Saussy J, Davlantes C. Sternal Flow Rates and Insertion Success Using a Multisite Intraosseous Device. *Annals of Emergency Medicine* 2015;66(4S):S48

2. Lewis P, Wright C. Saving the critically injured trauma patient: a retrospective analysis of 1000 uses of intraosseous access. *Emerg Med J* 2014;31(9):784. doi:10.1136/emermed-2014-203588

3. Paxton JH, Knuth TE, Klausner HA. Proximal humerus intraosseous infusion: a preferred emergency venous access. *J Trauma* 2009; 67: 606-11.

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. - IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Deutschland Tel. +49 (0) 711 2090 8000 · info.de@teleflex.com
Österreich Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com
Schweiz Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com