

TuBo®-Grip

Fixierung für Endotrachealtuben

Material

Obermaterial (grün): Velours

Untermaterial (weiß): Baumwolle

Schaumstoff: Polyurethan-Polyesterschaum


Klett: Polyamid

Gummi: Polyamid, Polyester, Elasthan

Gummi-Unterseite: Silikon

Eigenschaften

- latexfrei, hautfreundlich
- Einwegartikel
- nicht-steriles Medizinprodukt zum Gebrauch für einen Patienten



REF	Artikel	Beschreibung	PZN	VE
20-50	TuBo®-Grip	1,8 cm x 33 cm + 2 cm x 32,5 cm, Klettverschluss	18795885	60 Stück
20-51	TuBo®-Grip XL	1,8 cm x 33 cm + 2 cm x 47 cm, Klettverschluss	18796318	60 Stück

Produktkomponenten einzeln TuBo®-Grip:

REF	Artikel	Beschreibung	PZN	VE
20-55	TuBo®-Grip Mittelteil	1,8 cm x 33 cm, Klettverschluss	18795922	60 Stück
20-52	TuBo®-Grip Nackenpolster	2 cm x 32,5 cm	18795891	60 Stück
20-53	TuBo®-Grip Nackenpolster XL	2 cm x 47 cm	18796258	60 Stück



Kontaktieren Sie
uns bei Fragen oder
Produktmusterwünschen

Novo Klinik-Service GmbH

Technologiepark West – Haus 15 | Zum Frenser Feld 1 | 50127 Bergheim • Germany
Tel. +49 2271 99404-0 | Fax +49 2271 99404-100 | info@novo-med.de | novo-med.de

Stand: 26.04.2024 Rev.08