

Produktdatenblatt

EasyControl Elastische Kompressions-Bandage, 15 cm

Beschreibung: Notfall Druckverband vom Typ „Israeli Bandage“, Breite 10 cm, saugstarke Wundauflage 10 x 20 cm aus nicht haftendem Material, Bandagenlänge ca. 4,5 m (gedehnt), mit integriertem Druckapplikator in Bogenform und einer Verschlussklammer zur sicheren Fixierung der Bandage. Abrollschutz für eine kontrollierte Anwendung. Steril und vakuumiert verpackt.

REF: NR70-VSEB-6-01



RapidColour System®

Verbandstoffe
Grau Taktisch



Produkteigenschaften		Verpackungseigenschaften, Lagerung	
Material	Mischgewebe aus Baumwolle, Spandex und Polyester, Kunststoffteile aus Polycarbonat	Grundpackung	Inhalt: 1 Stück Doppellagige Verpackung aus PE-Folie (außen) und Nylon-Folie (innen)
Farbe	Grün	Steriles Produkt	Ja
Abmessungen (Packung)	Ca. 12 x 8 x 4 cm	Haltbarkeit	8 Jahre ab Herstellungsdatum
Gewicht (inkl. Verpackung)	Ca. 70 g	Sammelpackung	/
Regulatorische und marktspezifische Information		Versandverpackung	200 Stück
Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse Is gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)	Versandverpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 55 x 35 x 45 cm Ca. 12 kg
NSN	6510-12-376-4655	Lagerungshinweise	Temperaturbereich: -15 °C - 60 °C Vor Sonnenlicht schützen. Trocken und belüftet lagern.
Herstellungsland	CN		
Zolltarifnummer	/		



European Importer:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille, Germany



Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany



Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd.
Ancheng, Dipu Town, Anji County
313300 Zhejiang, P.R. China