

gigasept® powerSET3

Der neue Standard in der Wischaufbereitung

Patientensicherheit steht immer an erster Stelle. Das schließt natürlich auch die fachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten ein, die am oder im Körper von Patient:innen angewendet werden. Als Spezialist in Sachen Desinfektion bieten wir Ihnen eine sichere Lösung für die Wischaufbereitung.

Eine intelligente Lösung.

Unter Zeitnot ist Sorgfalt eine Herausforderung. Hier setzen wir an: Mit dem gigasept® powerSET3 bekommen Sie eine Lösung an die Hand, auf die Sie sich verlassen können. Die Tücher sind komplett vorbereitet, griffbereit und im Karton sinnvoll von links nach rechts angeordnet. Die beiden Dosen sind fest mit dem Karton verbunden, was Verwechslungen verhindert. Das zugehörige Dokumentationsbuch ist stets griffbereit. So müssen nur noch die Handgriffe ausgeführt werden, die unbedingt notwendig sind. Das spart Zeit und vermeidet Fehler.

Das Plus an Sicherheit.

Mit dem gigasept® powerSET3 setzen Sie auf Sicherheit. Für Patient:innen stellen Sie ein sauberes und desinfiziertes Medizinprodukt innerhalb kurzer Zeit sicher; Anwender:innen profitieren von dem einfachen Handling und der lückenlosen Dokumentation des Aufbereitungsprozesses. Alle Komponenten sind ready-to-use und somit sofort einsatzbereit. Zusätzlich schützt ein antimikrobieller Lack auf dem Karton vor Kreuzkontaminationen.



- 1** gigasept® powerSET3 cleaning wipe zur Reinigung des Medizinproduktes
- 2** gigasept® powerSET3 disinfection wipe zur viruziden Abschlussdesinfektion des Medizinproduktes
- 3** gigasept® powerSET3 rinsing wipe zur Nachreinigung möglicher Desinfektionsmittelrückstände auf dem Medizinprodukt


gigasept® powerSET3 – für die Aufbereitung von Medizinprodukten ohne Lumen*



Transvaginale
Ultraschallsonden
(TVUS)



Transösophageale
Ultraschallsonden
(TEE)



Transrektale
Ultraschallsonden
(TRUS)



Stablin-
endoskope



Laryngoskope

und viele weitere Medizin-
produkte ohne Lumen

* Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Medizinproduktehersteller.

Diese Vorteile bietet Ihnen das gigasept® powerSET3:

- ✓ Vollumfängliche Lösung inkl. Reinigung, Desinfektion, Nachreinigung und Dokumentation
- ✓ 100% ready-to-use – keine Vorbereitung oder Aktivierung notwendig
- ✓ Umfassende Wirksamkeit (bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen *C. difficile*) innerhalb von 5 Minuten
- ✓ Mikrobiologische Testung nach neuesten Standards und EN-Normen
- ✓ Breite Materialkompatibilität für den Einsatz auf unterschiedlichen Materialien
- ✓ Großes Tuchformat (20x20cm) und hochwertige Vliesstoffqualität für eine optimale Abreinigung und Benetzung
- ✓ Anwenderfreundliche Handhabung durch funktionale, flexible und platzsparende Verpackung
- ✓ Antimikrobielle Beschichtung des Kartons zum Schutz vor Kreuzkontaminationen
- ✓ Validierbare Reinigung und Desinfektion

gigasept® powerSET3

So können Sie das gigasept® powerSET3 bestellen:

Karton mit 5x gigasept® powerSET3
für je 30 Aufbereitungen

Artikelnummer: 70003677
PZN: 19077407



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Sie möchten sich ausführlich zum
gigasept® powerSET3 beraten lassen?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an:

✉ info@schuelke.com ☎ +49 40 52100-666

Sie möchten sofort mehr erfahren?
Weitere Informationen und ein
Anwendungsvideo finden Sie hier:

www.schuelke.com/gigaseptpowerset3