

## CLASSY'S deluxe Arzttasche

Die kompakte Arzttasche in traditionellem Design

- ✓ geräumig: Hauptfach mit Innentaschen mit Reißverschluss
- ✓ sicher: abschließbare Verschluss-Schnalle
- ✓ übersichtlich: weite Öffnung



CLASSY'S deluxe:  
Farbvarianten



CLASSY'S deluxe Arzttasche:  
Hauptfach, Anwendungsbeispiel



### Beschreibung

Die **CLASSY'S deluxe** Arzttasche ist die kompakte aus Leder in traditionellem Design, bei der der Name Programm ist! Die Tasche verfügt über ein attraktives Platzangebot für Ausrüstung und Verbrauchsmaterial. Seitliche Einsteckfächer im Innenraum bieten Platz für z.B. das Smartphone.

Die auf Hausbesuche ausgerichtete **CLASSY'S deluxe** lässt sich bequem am Handgriff oder dem gepolsterten Schultergurt tragen.

### Ausstattung

- geräumiges Hauptfach:
  - zwei Innentaschen mit Reißverschluss, z. B. für persönliche Gegenstände
  - weite Taschenöffnung für optimale Übersicht und einfache Entnahme
- gepolsterte Handschlaufe
- gepolsterter Schultertragegurt
- abschließbarer Verschluss an der Frontseite

### Lieferumfang

Tasche ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.

### Spezifikationen

- Farben: braun, blau
- Größe (B x H x T): 36 x 21 x 20 cm
- Volumen: ca. 12 L
- Gewicht: ca. 1.150 g
- Material: Leder
- Artikel-Nr.:
  - braun: EB12.005
  - blau: EB12.008