

QUICK ACCESS Notfallrucksack

Kompakter Notfallrucksack mit umfangreicher Ausstattung und dem besonderen Extra

- ✓ beste Übersicht: farbkodierte Modultaschen im Lieferumfang enthalten
- ✓ sofort startklar: schnelle Hilfeleistung durch Schnellöffnungs-System
- ✓ besonderes Extra: kleine, als Hüfttasche nutzbare Zusatztasche

Zusatztasche, Anwendungsbeispiel



QUICK ACCESS,
Ansicht Hauptfach,
Anwendungsbeispiel



Beschreibung

Der **QUICK ACCESS** vereint hohe Funktionalität ideal mit kompakter Bauform und umfangreicher Ausstattung für die Notfallversorgung. Das Schnellöffnungs-System ermöglicht sofortigen Zugriff in jeden Bereich des mit 4 Modultaschen, Elastikschlaufen und RV-Fächern ausgestatteten Hauptfachs. Weiteres (Verbrauchs-)Material lässt sich im RV-Frontfach des Rucksacks unterbringen.

Besonderes Extra der Ausstattung des **QUICK ACCESS** ist die oben am Rucksack befestigte, abnehmbare Zusatztasche die auch als Gürtel- oder Hüfttasche getragen werden kann und zusätzlichen Stauraum bietet.

Für Einsätze in denen jede Sekunde zählt ist der Rucksack mit einer Schnell-Lösevorrichtung zum schnellen Ablegen ausgestattet.

Ausstattung

- Hauptfach:
 - 4 herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben (je B x H x T): 10,5 x 9 x 28,5 cm

- blau: Atmung	- rot: Kreislauf
- grün: Wundversorgung	- gelb: Kindernotfall
 - 2 Netztaschen in Deckelbereich
 - 2 kleine seitliche Netztaschen
 - 6 seitliche Elastikschlaufen
- Frontfach mit Elastikschlaufen für zusätzliches Material
- zwei seitliche Außentaschen mit flexiblem Zurrband zum Verstellen
- gepolsterte und verstellbare Schultergurte und Hüftgurt
- Schnellöffnungs-System des Hauptfachs für schnelle Hilfeleistung
- Schnell-Lösevorrichtung zum schnellen Ablegen des Rucksacks
- Sicherheits-Reflexstreifen
- gepolsterter Rückenbereich
- kleine, abnehmbare Zusatztasche (als Gürteltasche tragbar)
- Klettschild, individuell bedruckbar

Lieferumfang

Rucksack inkl. abnehmbarer Zusatztasche, vier Modultaschen und einem CONBIO'S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.

Spezifikationen

- Farbe: rot
- Größe (B x H x T): 31 x 50 x 12 cm
- Volumen: ca. 18 l
- Gewicht: ca. 1.930 g
- Material: Polyester
- Artikel-Nr.: EB02.041