

**BOSCH
+SOHN**

boso

DER FREUND IHRER GESUNDHEIT

Fieber –
messen

[boso.de](https://www.boso.de)

Fieberthermometer

Höchste Messgenauigkeit für die Bestimmung Ihrer Körpertemperatur.
Für jedes Alter – sicher fühlen mit boso.

bosotherm diagnostic

Kontaktloses Infrarot-Thermometer – bequem ohne Berührung.
Sichere Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde,
großes Leuchtdisplay, Alarmsignal bei Fieber,
für Körper- und Oberflächentemperaturen,
sehr handlich durch ergonomisches Design,
Speicher für 30 Messwerte, praktische
Aufbewahrungstasche und Batterien inklusive,
2 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm medical

Infrarot-Ohrthermometer – misst in nur 1 Sekunde.
Leuchtdisplay, Alarmsignal bei Fieber, sehr handlich
durch ergonomisches Design, Signalton für Anfang und
Ende der Messung, Speicher zeigt beim Einschalten den
letzten Messwert (Indiz für steigendes oder fallendes
Fieber), inklusive 20 x Hygieneschutzhüllen,
2 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm flex

Sanfte Messung in 10 Sekunden mit flexibler Spitze,
antiallergische Goldbeschichtung, 100 % wasserdicht,
Speicher für den letzten Messwert,
praktisches Klarsicht-Etui,
2 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm basic

Hochpräzise Messwerte, Speicher für den
letzten Messwert, 100 % wasserdicht,
praktisches Klarsicht-Etui,
2 Jahre Qualitätsgarantie.





DER FREUND IHRER GESUNDHEIT

boso Produkte sind ausschließlich im medizinischen Fachhandel, das heißt in der Apotheke und im Sanitätsfachgeschäft, erhältlich.

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64
D - 72417 Jungingen
T +49 (0) 74 77 92 75 - 0
F +49 (0) 74 77 10 21
E zentrale@boso.de

boso.de

