




# ProVu™ Mini Video-Laryngoskope

## Pädiatrische Video-Laryngoskope mit Mini-Griff

Die schmale Form sorgt für ein besseres haptisches Gefühl für den Anwender, ideal für den Umgang mit sensibler Anatomie.


Standard-Griffe und Größen für Erwachsene sind ebenfalls erhältlich.

100% Metallspatel.  
Steril verpackt.  
Ultra flache Schulterhöhe.  
Einmalgebrauch.




### Miller Spatel

Verbesserte Sicht  
mit vertrauter Technik.



### Macintosh Spatel

Flache Spatelform, ideal für  
kleinere Mundöffnungen.



### Hyperangulierte Spatel

Spatel für schwierige Atemwege  
für bessere Visualisierung der  
Stimmbandebene.



## Entwickelt für unsere Kleinsten

Die Verwendung von zu großen Griffen kann den Erfolg der Intubation beeinträchtigen und birgt ein größeres Risiko, Verletzungen im Oropharynx zu verursachen.<sup>1</sup>

Die schmale Form, leicht und ergonomisch ausbalanciert, macht den ProVu Mini-Griff ideal für den Einsatz bei kleineren Patienten.

## Optimale Visualisierung

Beziehen Sie alle mit ein. ProVu Mini Laryngoskope können an das ProVu 8-Zoll-Display angeschlossen werden, für bessere Sicht –für Sie und das Team.

## 8-Zoll-Display & Intubationsstation mit Schwenkarm

Den optimalen Blickwinkel für Sie und Ihr Team erreichen Sie durch die Befestigung am ProVu Schwenkarm.

Nutzen Sie den Korb, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.



### ProVu™ Video-Laryngoskop (Einmalgebrauch)

STANDARDGRIFF	MINI-GRIFF	BESCHREIBUNG	VE
040-08-0110	040-09-0110	ProVu™ Video-Laryngoskop - Mac #1	10
040-08-0120	040-09-0120	ProVu™ Video-Laryngoskop - Mac #2	10
040-08-2110	040-09-2110	ProVu™ Video-Laryngoskop - Hyper #1	10
040-08-2120	040-09-2120	ProVu™ Video-Laryngoskop - Hyper #2	10
	040-09-0400	ProVu™ Video-Laryngoskop - Miller #00	10
	040-09-0401	ProVu™ Video-Laryngoskop - Miller #0	10
	040-09-0410	ProVu™ Video-Laryngoskop - Miller #1	10

Auch in Größen für Erwachsene erhältlich.

### Displays & Halterungslösungen

040-04-0035	ProVu™ 3,5-Zoll-Display inkl. Ladestation	1
040-07-0080	ProVu™ 8,0-Zoll-Display inkl. 2m-Verbindungskabel	1
038-990-101EU	ProVu™ Intubationsstation mit Schwenkarm und Aufnahme für 8,0-Zoll-Display	1
038-990-102	ProVu™ Tischhalterung für 8,0-Zoll-Display	1
038-990-104	ProVu™ Schwenkarm mit Aufnahme für 8,0-Zoll-Display	1
038-990-015	ProVu™ Schutzhülle für 3,5-Zoll-Display	1
038-990-016	ProVu™ Handgelenkhalter für 3,5-Zoll-Display-Schutzhülle (wiederverwendbar)	1

### Ladestationen & Kabel

038-990-010	ProVu™ Ersatz-Ladestation für 3,5-Zoll-Display	1
038-990-013	ProVu™ 1,5m 2-fach-USB-Ladekabel	1
040-07-0020	ProVu™ 2m-Verbindungskabel für ProVu™ Video-Stylet & ProVu™ Video-Laryngoskop	1

<sup>1</sup>Christine E Whitten, MD - 10 Common Pediatric Airway Problems- and their solutions - Anesthesiology news airway management 2019.