

medel[®]

MEDEL OXYGEN

Pulsoximeter



SpO₂ und Puls



8 sek. Messdauer

Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)

Sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung

Klein und leicht für zu Hause oder unterwegs

Besonders geeignet für Personen mit: Herzinsuffizienz, Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Asthma bronchiale

Anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei)

Leicht ablesbares Farbdisplay

Farbdisplay mit 4 Anzeigenformaten

Einstellbare Display-Helligkeit

Die Ausrichtung der Display-Anzeige (Hochformat, Querformat) erfolgt automatisch

Graphische Pulsanzeige

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Inkl. Halteband und Gürtel-Tasche

Medizinprodukt

Inkl. 2 x AAA Batterie

Produktmaße: 61 x 36 x 32 mm

Produktgewicht: ca. 58 g (einschließlich Batterien)

5 Jahre Garantie

PZN: 16897558

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 421112560939 9

Art.-Nr.: 609.39




609.39_Oxygen_2026-02-25_01_DS_DE_Medel Irrtum und Änderungen vorbehalten

OXYGEN

MEDEL OXYGEN

Pulsoximeter

medel®



Lieferumfang

