

# Quick

# FIX



## EIN EINZIGARTIGER SPENDER:

- Sofortiger und sichtbarer Zugang
- Jedes Pflaster ist sofort nach Entnahme gebrauchsfertig
- Kann mit einer Hand angebracht werden
- Einfache Nachfüllung bei Bedarf
- Stoppt schnell leichte Blutungen
- Kleine Abmessungen - findet leicht überall Platz



## QUICKFIX PFLASTERSPENDER

# Schnelle Hilfe bei kleineren Unfällen im Alltag

Montieren Sie den Pflasterspender an die Wand und sparen Sie Zeit. Einfach Pflaster auf die Wunde kleben und zurück zur Arbeit!

Der QuickFix Spender wurde für verschiedene Arbeitsbereiche entwickelt und kann mit Pflastern und Augenspülampullen individuell befüllt werden, um den Anforderungen jeder Arbeitssituation gerecht zu werden.

Das Spendergehäuse schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz und enthält ein Innenfach für kleinere Utensilien. Es kann mit Hilfe einer Absperrvorrichtung und eines Schlüssels verriegelt werden.

Der QuickFix Pflasterspender kann an jedem stationären Arbeitsplatz montiert werden, wo kleinere Verletzungen passieren können.

Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm, Verpackung: 10 Stk.



**SCANNEN & ANSEHEN  
FREDDYS EINFACHER  
GUIDE**



info@plum-deutschland.de  
+49 4721 681801

# QuickFix Pflasterspender



QUICKFIX WATER RESISTANT  
Spender mit 90 wasserfesten Pflastern, für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5501  
Refill Art.-Nr.: 5511  
PZN: 09534335



QUICKFIX ELASTIC UND  
WATER RESISTANT  
Spender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5507  
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5511  
PZN: 09534281



QUICKFIX ELASTIC  
Spender mit 90 elastischen Textilpflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5502  
Refill Art.-Nr.: 5512  
PZN: 09534269



QUICKFIX ELASTIC LONG  
Spender mit 60 langen elastischen Pflastern, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5528  
Refill Art.-Nr.: 5508  
PZN: 09534393



QUICKFIX DETECTABLE  
Spender mit 90 blauen Pflastern die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5503  
Refill Art.-Nr.: 5513  
PZN: 09534275



QUICKFIX DETECTABLE LONG  
Spender mit 60 langen blauen Pflastern die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5529  
Refill Art.-Nr.: 5509  
PZN: 09535292



QUICKFIX ALOE VERA  
Spender inkl. 90 Aloe-Vera-Pflastern, die beruhigen und Feuchtigkeit spenden.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5506  
Refill Art.-Nr.: 5514  
PZN: 15570890



QUICKFIX&RINSE  
Spender inkl. 45 elastischen Pflastern und 5 Ampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 4631  
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5160  
PZN: 10987875



QUICKFIX ALU  
Spender inkl. 90 Pflastern mit Antihafschicht aus Aluminium und PE.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5505  
Refill Art.-Nr.: 5515  
PZN: 15570909




QUICKRINSE  
Spender inkl. 10 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 4632  
Refill Art.-Nr.: 5160  
PZN: 10987881



QUICKFIX BLOOD STOPPER  
Spender inkl. 90 Pflastern mit hämostatischem Effekt.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5510  
Refill Art.-Nr.: 5516  
PZN: 15743899



QUICKFIX SPENDER LEER  
Spender ohne Inhalt. Mit Quick-Fix Nachfüllungen eigener Wahl befüllbar.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5500

# QuickFix Pflaster-Refills



**REFILL QUICKFIX ELASTIC**  
45 elastische und komfortable Textilpflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

REFILL  
Displaykarton: 6 x 45  
Verpackung: 8 x 6 x 45  
Art.-Nr.: 5512  
PZN: 09534312  
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER  
Art.-Nr.: 5502



**REFILL QUICKFIX DETECTABLE**  
45 blaue Pflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die Pflaster bestehen aus atmungsaktivem Material.

REFILL  
Displaykarton: 6 x 45  
Verpackung: 8 x 6 x 45  
Art.-Nr.: 5513  
PZN: 09534341  
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER  
Art.-Nr.: 5503



**REFILL QUICKFIX WATER RESISTANT**  
45 wasserfeste Pflaster, die besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.

REFILL  
Displaykarton: 6 x 45  
Verpackung: 8 x 6 x 45  
Art.-Nr.: 5511  
PZN: 09534335  
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER  
Art.-Nr.: 5501



**QUICKFIX LONG ELASTIC UND DETECTABLE**  
30 extralange Pflaster, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können. Sie haben die Wahl zwischen elastischen Textilpflastern und blauen detektierten Pflastern.

**REFILL ELASTIC LONG**  
Displaykarton: 6 x 30  
Verpackung: 8 x 6 x 30  
Art.-Nr.: 5508  
PZN: 09535300  
Maße: L: 120 x B: 20 mm


SPENDER  
Art.-Nr.: 5528

**REFILL DETECTABLE LONG**  
Displaykarton: 6 x 30  
Verpackung: 8 x 6 x 30  
Art.-Nr.: 5509  
PZN: 09535323  
Maße: L: 120 x B: 20 mm

SPENDER  
Art.-Nr.: 5529



# QuickFix Pflaster-Refills



## REFILL QUICKFIX ALOE VERA

Die in der Wundauflage enthaltene Aloe Vera ist für ihre lindernden, feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt. Sie schafft in der Wundumgebung optimale Bedingungen und begünstigt so den natürlichen Heilungsprozess. Verhindert Schorfbildung.

### REFILL

Displaykarton: 6 x 45  
 Verpackung: 8 x 6 x 45  
 Art.-Nr.: 5514  
 PZN: 15386206  
 Maße: L: 72 x B: 25 mm

### SPENDER

Art.-Nr.: 5506



## REFILL QUICKFIX ALU

Pflaster mit mikronisierter Wundauflage aus Aluminium.  
 Die Antihafschicht aus Aluminium und PE weist eine höhere Antihafleistung auf als eine Standard-PE-Schicht. Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut.

### REFILL

Displaykarton: 6 x 45  
 Verpackung: 8 x 6 x 45  
 Art.-Nr.: 5515  
 PZN: 15386235  
 Maße: L: 72 x B: 25 mm

### SPENDER

Art.-Nr.: 5505



## REFILL QUICKFIX BLOOD STOPPER

Pflaster mit hämostatischem Effekt. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht im Inneren ein Gel, das die Blutung innerhalb von ein bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt.

### REFILL

Displaykarton: 6 x 45  
 Verpackung: 8 x 6 x 45  
 Art.-Nr.: 5516  
 PZN: 15570915  
 Maße: L: 72 x B: 25 mm

### SPENDER

Art.-Nr.: 5510



## REFILL QUICKRINSE

5 X 20 ML  
 5 Augenspülpullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzel- oder als Nachfüllung für QuickSafe®, QuickFix&Rinse und QuickRinse Spender verwendbar.

Inhalt: 5 x 20 ml  
 Verpackung: 4 x 5 x 20 ml  
 Art.-Nr.: 5160  
 PZN: 10066336