

Ambu® Aura-i™



Die wichtigsten Vorteile

- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Verstärkte Cuffspitze verhindert das Umklappen während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagusphinkter ab
- Beißschutz am Konnektorbloc verhindert Okklusionen
- Gut sichtbare Markierungslinien zur Lagekontrolle
- Pilotballon zur Identifikation der Maskengröße und fühlbare Anzeige des Cuff-Füllstatus
- Navigationsmarkierungen für die Führung von flexiblen Endoskopen
- Farbcodierte Verpackung mit Bedienungsanleitung
- MR sicher
- Phthalatfreies Material

Die Ambu Aura-i ist eine Einweg-Intubationslarynxmaske für den täglichen Gebrauch. Die innovative, anatomische Form gewährleistet eine schnelle und einfache Platzierung und garantiert eine lange Funktionalität.

Die Ambu Aura-i ist die bevorzugte Larynxmaske für den täglichen Gebrauch. Sie wird bevorzugt dann eingesetzt, wenn die Verwendung eines Endotrachealtubus nicht notwendig ist. Zugleich hat die Ambu Aura-i einen festen Platz im Notfallwagen für den schwierigen Atemweg.

In einer „cannot intubate, cannot ventilate“-Situation, kann durch den Tubus der Ambu Aura-i mit Hilfe eines flexiblen

Endoskops (z.B. dem Ambu® aScope™ System) unter Sicht intubiert werden.

Die Ambu Aura-i ist vom Innendurchmesser so ausgelegt, dass ein Endotrachealtubus von geeigneter Größe durch den Tubus der Larynxmaske geschoben werden kann.

Die geeignete Endotrachealtubusgröße ist auf dem Konnektor der Ambu Aura-i abgebildet.

Die Ambu Aura-i Larynxmaske ist in acht Größen erhältlich und für Säuglinge, Kinder und Erwachsene geeignet.

Spezifikationen

	Kinder				Erwachsene			
Maskengröße	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Farbkodierung der Verpackung	●	●	●	●	●	●	●	●
Patientengewicht	< 5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	> 100 kg
Maximales Cuffvolumen	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maximaler Cuffinnendruck	60 cm H ₂ O							
Universalkonnektor	15 mm männlich DIN EN ISO 5356-1							
Minimaler Innendurchmesser	6,3 mm	6,9 mm	8,7 mm	10,0 mm	11,0 mm	12,4 mm	12,7 mm	12,7 mm
Ventil	Luer Konus ISO 594-1 (DIN EN 20594-1)							
Lagerungstemperatur	+10° C - +25° C							
Gewicht	11 g	15 g	21 g	35 g	38 g	56 g	77 g	98 g
Tubusvolumen	5 ml	6 ml	9 ml	14 ml	14 ml	24 ml	31 ml	36 ml
Druckverlust	< 1,2 cm H ₂ O bei 15 l/min	0,8 cm H ₂ O bei 15 l/min	1,0 cm H ₂ O bei 30 l/min	< 0,8 cm H ₂ O bei 30 l/min	< 2,0 cm H ₂ O bei 60 l/min	< 1,2 cm H ₂ O bei 60 l/min	< 0,8 cm H ₂ O bei 60 l/min	< 0,5 cm H ₂ O bei 60 l/min
Interdentalabstand	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm	26 mm	30 mm	33 mm	35 mm
Tubuslänge	9,1 cm	10,7 cm	12,2 cm	14,6 cm	14,2 cm	16,2 cm	17,8 cm	19,2 cm
Verwendung zur Intubation								
Maximaler Endotrachealtubus	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	5,5 mm	6,5 mm	7,5 mm	8,0 mm	8,0 mm

Die Ambu Aura-i ist als Medizinprodukt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG des Rates entwickelt.

Materialien

Produkt	Phthalatfrei	Material
Tubus	Ja	PVC
Cuff	Ja	PVC
Tubus-konnektor	Ja	PVC
Pilotballon	Ja	PVC
Cufffüllventil	Ja	PVC/Silikon
Cufffüllleitung	Ja	PVC

Verpackung	
Einzelverpackung	Tyvek® / Polyethylenterephthalat / Polyethylen (PE)
Umverpackung	Karton

Die Ambu Aura-i wird ohne Naturkautschuklatex hergestellt.



Hilfreiche Markierungen an Tubus und Cuff



Direkte endotracheale Intubation mit einem flexiblen Endoskop und Standard Endotrachealtuben

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Artikel	Stk. / VE*	UV**
329 100 000	#1	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	120
329 150 000	#1½	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	120
329 200 000	#2	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	100
329 250 000	#2½	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	100
329 300 000	#3	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	80
329 400 000	#4	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	80
329 500 000	#5	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	60
329 600 000	#6	Ambu® Aura-i™ Einweg-Intubationslarynxmaske	10	60

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 6032 9250 0
Fax +49 6032 9250 200
www.ambu.de

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com



* kleinste Versandeinheit (einzeln steril verpackt)
** Umverpackung