

## Produktdatenblatt de


### OxyConnect Sauerstoffschlauch-Set, mit Y-Konnektor

**Beschreibung/Zweckbestimmung:** Das nextRESCUE® OxyConnect Sauerstoffschlauch-Set mit Y-Konnektor ist die zuverlässige Lösung zur sicheren und effizienten Verbindung von Sauerstoff und Druckluft bei der CPAP-Therapie. Entwickelt für den professionellen Einsatz im Rettungsdienst, in der Klinik sowie in der Notfallmedizin, ermöglicht dieser Verbinder eine gleichzeitige Zufuhr beider Gasarten an ein CPAP-Ventil, wie beispielsweise das Boussignac-System. Der Anschlussbereich im Standardmaß 6–8 mm sorgt für eine hohe Kompatibilität mit gängigen Systemen und Flowmetern. Die universellen Schlauchanschlüsse ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Konnektion im Alltag. Die strömungsgünstige Konstruktion des Y-Verbinders unterstützt eine gleichmäßige Mischung von Sauerstoff und Druckluft und trägt so zu einer stabilen CPAP-Anwendung bei.

REF: NR220-BOTS-01



**RapidColour System®**  
(B) Breathing  
Ziviles weiß



#### Produkteigenschaften

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Material              | PVC, PP                      |
| Abmessungen   Gewicht | Ca. 1,05 m (L)   Ca. 42 g    |
| Steriles Produkt      | Ja                           |
| Wiederverwendbarkeit  | Einmalprodukt                |
| Haltbarkeit           | 3 Jahre ab Herstellungsdatum |
| Farbe                 | Transparent                  |

#### Verpackungseigenschaften

|                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverpackung:</b><br>Abmessung   Gewicht<br>Material     | 1 Stück<br>Ca. 22 x 14 x 1,5 cm   Ca. 42 g<br>Peelbeutel, PET/PP, HDPE                  |
| <b>Sammelverpackung:</b><br>Abmessungen   Gewicht<br>Material    | -                                                                                       |
| <b>Transportverpackung:</b><br>Abmessungen   Gewicht<br>Material | 50 Stück<br>Ca. 35 x 29 x 18 cm   Ca. 3,0 kg<br>Einlagige Verpackung aus Pappkarton     |
| <b>Palette:</b><br>Abmessungen   Gewicht<br>Material             | 4000 Stück<br>Ca. 120 x 80 x 180 cm   Ca. 263 kg<br>Einlagige Verpackung aus Pappkarton |

#### Regulatorische und marktspezifische Informationen

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verordnung          | CE-konformes Medizinprodukt der Klasse Is gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) |
| UDI                 | P: 06974269382372<br>S: -<br>T: 26974269382376                                |
| PZN                 | -                                                                             |
| Hersteller-Referenz | BM0512                                                                        |
| Zolltarifnummer     | 90189084                                                                      |

#### Kennzeichnungssymbole | DIN EN ISO 15223-1



**Importateur européen:**  
nextRESCUE GmbH  
Brennhorster Str. 12  
32479 Hille  
Germany



Shanghai International  
Holding Corp. GmbH  
(Europe), Eiffestr. 80,  
20537 Hamburg  
Germany



Nantong Health&Beyond Hygienic Products inc.  
No. 118, Yuxian Road, North Town Street,  
Rugao City, Jiangsu Province,  
China



## Product Data Sheet en


### OxyConnect Oxygen Tubing Set, with Y connector

**Description/Intended Use:** The nextRESCUE® OxyConnect oxygen tubing set with Y-connector is a reliable solution for the safe and efficient connection of oxygen and compressed air during CPAP therapy. Designed for professional use in emergency medical services, hospitals, and emergency medicine, this connector enables the simultaneous delivery of both gases to a CPAP valve, such as the Boussignac system. The standard 6–8 mm connection size ensures high compatibility with common systems and flow meters. The universal hose connectors enable quick, easy, and secure connections in everyday use. The flow-optimized design of the Y connector supports a uniform mixture of oxygen and compressed air, thereby contributing to stable CPAP use.

REF: NR220-BOTS-01



**RapidColour System®**  
(B) Breathing  
Civilian white



#### Product features

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Material            | PVC, PP                           |
| Dimensions   Weight | Approx. 1.05 m (L)   approx. 42 g |
| Sterile product     | Yes                               |
| Reusability         | Single-use product                |
| Shelf life          | 3 years from date of manufacture  |
| Color               | Transparent                       |

#### Packaging properties

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product packaging:</b><br>Dimensions   Weight<br>Material | 1 piece<br>Approx. 22 x 14 x 1,5 cm   approx. 42 g<br>Sterilization Pouch, PET/PP, HDPE       |
| <b>Inner packaging:</b><br>Dimensions   Weight<br>Material   | -                                                                                             |
| <b>Transport carton:</b><br>Dimensions   Weight<br>Material  | 50 pieces<br>Approx. 35 x 29 x 18 cm   approx. 3.0 kg<br>Single-layer cardboard packaging     |
| <b>EUR pallet:</b><br>Dimensions   Weight<br>Material        | 4000 pieces<br>Approx. 120 x 80 x 180 cm   approx. 263 kg<br>Single-layer cardboard packaging |

#### Regulatory and market-specific information

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Regulation             | CE-compliant medical device class Is according to Regulation (EU) 2017/745 (MDR) |
| UDI                    | P: 06974269382372<br>S: -<br>T: 26974269382376                                   |
| PZN                    | -                                                                                |
| Manufacturer reference | BM0512                                                                           |
| Customs tariff number  | 90189084                                                                         |

#### Labeling symbols | DIN EN ISO 15223-1



**European importer:**  
nextRESCUE GmbH  
Brennhorster Str. 12  
32479 Hille  
Germany



Shanghai International  
Holding Corp. GmbH  
(Europe), Eiffestr. 80,  
20537 Hamburg  
Germany



Nantong Health&Beyond Hygienic Products inc.  
No. 118, Yuxian Road, North Town Street,  
Rugao City, Jiangsu Province,  
China