

ROBUST'S Notfallrucksack

Großer Notfallrucksack für umfangreiche Ausstattung mit Defibrillator-Fach

- ✓ weitergedacht: integriertes, schnell zugängliches Defibrillator-Fach
- ✓ vielseitig: Molle-System für individuelle Erweiterung
- ✓ belastbar: für bis zu 20 kg Zuladung



Beschreibung

Notfallrucksack mit großem Fassungsvermögen und integriertem Defibrillator-Fach für die professionelle Notfallversorgung. Individuelle Erweiterungsoptionen dank Molle-System an den Außenseiten.

Im großen Hauptfach, mit Klett-Trennstegen individuell unterteilbaren Hauptfach findet umfangreiche Ausrüstung Platz. Für die Lagerung von z.B. einer Sauerstoff-Flasche ist der Rucksack mit Klett-Befestigungsbändern und einer Durchführungsöffnung für den Sauerstoffschlauch ausgestattet. Drei Netzfächer an der Deckelinnenseite bieten zusätzlichen Stauraum. Das große Frontfach ist mit Klett-Trennstegen individuell einteilbar und bietet Platz für die Mitnahme eines Defibrillators sowie zusätzlicher Ausrüstung. Das transparente, mit einem Griff abdeckbare Sichtfenster bringt schnelle Übersicht über den Inhalt im Frontfach.

Ausstattung

- Hauptfach:
 - variablen Halteschlaufen, z.B. für Beatmungsbeutel oder Sauerstoff-Flasche 2 L
 - thermoisoliertem Ampullarium für bis zu 49 Ampullen: 24 Amp.: 1-2 ml / 18 Amp.: 5 ml / 7 Amp.: 10 ml, 20 ml Stechamp.
 - Klett-Trennstegen zur individuellen Einteilung
- Frontfach (50 x 30 x 8 cm) mit:
 - Klett-Trennstegen für individuelle Aufteilung
 - Platz für Defibrillator
 - zwei Reißverschluss-Netzfächern im Deckel
 - mit Klettschild abgedecktes Sichtfenster für Blick auf den Fachinhalt
- Reißverschlussfach vorne oben für Kleinteile
- zwei kleine, flache Einsteckfächer an den Seiten (mit seitlichem RV)
- Sicherheits-Reflexstreifen transparentes Fach zur Kennzeichnung
- große, reflektierende und leicht zu greifende Reißverschluss-Zipper
- MOLLE-System vorne und an beiden Seiten sowie seitliche Zurrbänder
- zusätzl. Halteschlaufen für z.B. Isomatte oder Schlafsack am Boden
- atmungsaktive Rückenpolsterung sowie Tragegurte mit Schnellabwurf

- verstaubarer Hüftgurt
- abnehmbares Klettschild vorne oben
- höhenverstellbare, selbstnachleuchtende Brustschnalle mit integrierter Pfeife

Lieferumfang

Rucksack, inkl. Ampullarium, GEL Kühlpack, CONBIO'S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör

Spezifikationen

- Farbe: rot
- Größe (B x H x T): 32 x 55 x 28 cm
- Volumen: ca. 46 l
- Gewicht: ca. 3.500 g
- Material: Polyester
- Artikel-Nr.: EB02.040