

PRODUKTDATEN

REF 51030127 SALVEQUICK DETECTABLE PLASTER
(SALVEQUICK PFLASTER DETEKTIERBAR)



1 ALLGEMEINE PRODUKTBSCHREIBUNG

Beschreibung

Detektierbare Wundschnellverbände (Pflaster) in zwei Größen, Mittelgroß und Groß, verpackt in einer Nachfüllpackung aus Karton, die für den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände vorgesehen sind.

Die Salvequick Detectable Wundverbände werden von den gängigsten Metalldetektoren erkannt, und durch die blaue Farbe sind sie leicht visuell erkennbar, wodurch die Pflaster besonders geeignet für Restaurants und die Lebensmittelindustrie sind. Die Pflaster lassen sich leicht mit nur einer Hand herausziehen und auf der Wunde anordnen.

Die Wundschnellverbände bestehen aus einer Trägerschicht, die gleichmäßig mit einer Klebeschicht bedeckt ist, mittig auf dem Verband ist ein saugfähiges Wundkissen angeordnet. Beim Herausziehen des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt der untere Schutzstreifen zurück. Auf diese Weise kann der Wundverband mit einer Hand aufgeklebt werden, und nachdem der Rest des Schutzpapiers entfernt wurde, ist das Pflaster einsatzbereit.

Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung lagern.



2 DETAILLIERTE PRODUKTDATEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

| <u>Produkt/Material</u> | <u>Menge (St.)</u> | <u>Abmessungen (mm)</u> |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Nachfüllpackungen | 6 | 30 x 88 x 100 |

| <u>Pro Nachfüllpackung:</u> | | <u>Verband</u> | <u>Wundkissen</u> |
|-----------------------------|----|----------------|-------------------|
| Mittelgroße Pflaster | 21 | 72 x 19 | 24 x 12 |
| Große Pflaster | 14 | 72 x 25 | 24 x 17 |

Material

| | |
|---------------|--|
| Folie/Träger: | Blaue, weiche und flexible Polyurethan-/Polystyrolfolie |
| Klebstoff: | Acrylat |
| Wundkissen: | Beschichtung aus Viskose, Polypropylen und Polyethylen mit Wundaufgeschicht aus Polyethylen und einer als Metall detektierbaren Aluminiumfolie |
| Deckschicht: | Papier und Kunststoff mit Silikonbeschichtung |
| Schutzpapier: | Kalt versiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis |
| Verpackung: | Karton |

Haltbarkeit: 5 Jahre

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

| | CU | SKU | Palette |
|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| GTIN: | 7310610019327 | 7310800019403 | 7312020020085 |
| Inhalt: | 6 Nachfüllpackungen | 10 CU | 11 SKU/Lage x 5 Lagen |
| Größe (B x L x H mm): | 125 x 100 x 90 | 130 x 513 x 190 | Palette 800 x 1200 x 1100 |
| Bruttogewicht: | 188 g | 2093 g | 140 kg |
| Verpackungsmaterial: | Karton 25 g | Wellpappe 213 g | - |



Version: 01
Herausgegeben am:
14.03.2019