

Datenblatt

TRAUMA POUCH



ALLGEMEIN

Art.Nr: ACS-0296

GTIN: 4030281276982

E-Class-Nummer: 40-02-92-90

Zoll-Nummer: 42029291

Nettogewicht: 0.06 kg

Bruttogewicht: 0.06 kg

Datenblatt

TRAUMA POUCH

Die TRAUMA POUCH ist eine kleine, leichte und flexible Tasche, in der ein Erste-Hilfe-Set verstaut werden kann. Die Tasche wird mit einem Klettverschluss verschlossen und kann auch mit Handschuhen bequem geöffnet werden. Der Stoff

des Beutels nimmt kein Wasser auf und wird somit bei Regen nicht schwerer. Eine Öse im Boden des Beutels lässt eingetretenes Wasser leicht wieder abfließen.

Mittels Druckknöpfen kann die Tasche an einer Geräteweste oder an einem Gürtel befestigt werden. - Tasche für Erste-Hilfe-Set - Klettverschluss ist auch mit Handschuhen zu öffnen - Kann an Beräteweste oder Gürtel befestigt werden

MERKMALE

Einsatzbereiche:	Rettungskräfte
------------------	----------------

Farbe:	Schwarz, Schwarz
--------	------------------

MAßE

Größe:	Unisize
--------	---------

MATERIAL

Material:	Polyamide
-----------	-----------