

# SUPPORTER Notfallrucksack

Kompakt und mit Defi-Fach für First Responder oder Einsatzbereiche mit reduzierter Ausrüstung

- ✓ übersichtlich: jede Menge Klarsicht- und Netzfächer
- ✓ mitgedacht: mit gepolstertem AED-Fach, vorne
- ✓ clever: Klappsteg für schnellen Zugriff in alle Bereiche



SUPPORTER  
Farbvarianten

SUPPORTER, schwarz:  
Innenansicht

SUPPORTER,  
rot

SUPPORTER,  
gelb: Rückseite  
mit Tragegurten

## Beschreibung

Der SUPPORTER ist der kompakte Notfallrucksack für Einsatzbereiche mit reduzierter Ausrüstung für die Erstversorgung. Die übersichtliche Aufteilung des Innenraums sowie das integrierte Defi-Fach machen ihn außerdem zu einem beliebten Notfall-Rucksack für z.B. San-Dienste und Einheiten wie Helfer vor Ort, bzw. First Responder. Die frei einsehbar angeordneten Netz- und Klarsichtfächer im Hauptfach ermöglichen die klar sortierte Lagerung der Ausrüstung, die dank dem von beiden Seiten belegbaren Klappsteg jederzeit schnell griffbereit ist. So erleichtert der SUPPORTER die zügige Versorgung der Patienten.

## Ausstattung

- Hauptfach:
  - 2 RV-Netzfächer (22 x 13,5 cm / 22 x 26,5 cm)
  - 3 RV-Klarsichtfächer (2x: 23 x 13 x 6 cm / 1x: 23 x 19 x 6 cm)
  - im Hauptfach liegender Klappsteg mit:
    - 3 RV-Netzfächer (2x: 22 x 13,5 cm / 1x: 22 x 10,5 cm)
    - 3 RV-Klarsichtfächer (2x: 23 x 12 x 4 cm / 1x: 23 x 14 x 4 cm)
- 2 Außentaschen (40 x 11,5 x 5 cm)
- 1 Frontfach (25 x 11 x 4 cm)
- gepolstertes AED-Fach (23 x 28 x 5,5 cm)
- Sicherheits-Reflexstreifen
- komfortables, atmungsaktives Rucksacktragesystem

## Lieferumfang

Notfallrucksack, leer ohne Inhalt.  
Sonstiges abgebildetes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.

## Spezifikationen

- Farben: rot, blau, royal-blau, schwarz, gelb
- Größe (B x H x T): 37 x 45 x 21 cm
- Volumen: ca. 29 l
- Gewicht: ca. 1.200 g
- Material: Polyester
- Artikel-Nr.:
  - rot: EM13.006
  - blau: EM13.023
  - royal-blau: EM13.034
  - schwarz: EM13.018
  - gelb: EM13.053