




MAD Nasal

Intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

Die sichere, schmerzlose Medikation ohne intravenösen Zugang.

Medikamentenverabreichung

Der MAD Nasal Zerstäuber von Teleflex wurde von einem Notfallmediziner entwickelt und bietet eine nützliche, zusätzliche Option bei der Wahl eines Alternativzugangs für Medikationszwecke.*

Schneller Wirkungseintritt

Nasale Medikamentenverabreichung mit dem MAD Nasal Zerstäuber ist schnell und einfach, erspart die Zeit für das Anlegen einer Infusion und somit auch wertvolle Ressourcen. Darüber hinaus ist keinerlei sterile Technik erforderlich, so dass mehr Zeit für den Patienten zur Verfügung steht und weniger Zeit für das schmerzhafte Anlegen einer Infusion nötig ist.

Nadelfrei

Der MAD Nasal Zerstäuber bietet eine schmerzlose und schnell wirksame Option zur Applikation für nichtinvasive intranasale Medikamentenverabreichung. Er erhöht die Sicherheit sowohl für Pflegepersonal als auch für Patienten, indem Nadelstichverletzungen vermieden werden.¹

Kontrollierte Verabreichung

Die formbare Spitze zerstäubt in jeder Position, was die ordnungsgemäße Medikamentenverabreichung bei unkooperativen Patienten vereinfacht. Die zerstäubten Partikel besitzen die optimale Größe zur schnellen Aufnahme über die Schleimhäute* in den Blutkreislauf, womit der "First-Pass-Metabolismus" umgangen wird.¹

Vorteile



Der Kliniker

Kein lästiges und zeitaufwendiges Anlegen einer Infusion



Ihre Einrichtung


Kein zeitaufwendiges Anlegen einer Infusion, keine Gefahr von Nadelstichen und somit keine Notwendigkeit, eine Einstichstelle zu desinfizieren



Der Patient

Sichere, schmerzlose und schnell wirksame Behandlung von Kindern und Erwachsenen

*Für den Gebrauch mit für intranasale Verabreichung zugelassenen Medikamenten.



Spezifikationen MAD Nasal intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

Typische Partikelgröße	30-100 µm
Systemtotraum	MAD100/MAD110/MAD130/MAD140 = 0.15ml MAD300 = 0.06 ml
Spitzendurchmesser	0,17" (4,3 mm)

MAD Nasal intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

ART. NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	EINHEITEN/BOX
MAD100	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-Spritze	25
MAD110	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-Spritze	25
MAD130	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-Spritze und Entnahmespike	25
MAD140	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-Spritze und Entnahmespike	25
MAD300	MAD Nasal Zerstäuber ohne Spritze	25

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie teleflex.com

References:

1. Suresh M. Management of Predicted Difficult Airway in A Parturient Undergoing Cesarean Delivery, where Airway Management is Necessary. *Shnider and Levinson's Anesthesia for Obstetrics*. 2013;(24):381-382

Teleflex, das Teleflex Logo, MAD und MAD Nasal sind in den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die in diesem Dokument aufgeführten Produkte sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (03/2022). Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. MCI-2019-0282-DE · REV 1 · 06 22 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · HYPERLINK "mailto:orders.intl@teleflex.com" orders.intl@teleflex.com
Deutschland +49 (0) 711 2090 8000 · HYPERLINK "mailto:info.de@teleflex.com" info.de@teleflex.com
Österreich Tel. +43 (0)1 402 47 72 · HYPERLINK "mailto:rueschaustralia@teleflex.com" rueschaustralia@teleflex.com
Schweiz Tel. +41 (0)31 818 40 90 · HYPERLINK "mailto:info.ch@teleflex.com" info.ch@teleflex.com · HYPERLINK "http://www.teleflex.com" www.teleflex.com