



Fiche Technique Du Produit fr

Red Point Gaze Comprimé, pliage en Z

Description : Bande de gaze blanche 100 % coton, 11,43 cm x 3,75 m, 6 couches, compressée et sous vide, stérile, haute capacité d'absorption, emballage double couche pour une manipulation facile et hygiénique, multiples possibilités d'utilisation pour le soin des plaies.

REF: NR70-VSCGF-01



RapidColour System®
Pansements
Gris Tactique

Caractéristiques du produit

Matériau	100 % coton
Couleur	Blanc
Dimensions (emballage)	Env. 15 x 10 x 1,5 cm
Poids (emballage compris)	Env. 40 g

Informations réglementaires et spécifiques au marché

Règlement	Dispositif médical conforme à la norme CE de classe Is selon le règlement (UE) 2017/745 (MDR)
Pays de fabrication	CN
Numéro du tarif douanier	3005901000
UDI	06971519611091
Numéro d'article du fabricant	HF-CG012

Caractéristiques de l'emballage, stockage

Pack de base	Contenu : 1 pièce Emballage double couche en film PE (extérieur) et film nylon (intérieur)
Produit stérile	Oui
Durée de conservation	8 ans à compter de la date de fabrication
Emballage collectif	/
Emballage d'expédition	200 pièces
Emballage d'expédition : Dimensions, Poids	Env. 55 x 35 x 20 cm Env. 9 kg
Consignes de stockage	Protéger de la lumière du soleil. Conserver dans un endroit sec et aéré.



Europäischer Importeur:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille
Germany



Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany



SUNGO Technical
Service GmbH
Bahnhofstrasse 21
6300 Zug
Switzerland



Anji Hengfeng Sanitary
Material Co., Ltd. No. 128,
Liuguanli Road, Dipu Sub-
district, Anji County,
313300 Zhejiang, China