

Technisches Datenblatt

Augenschutz aus Polycarbonat

Beschreibung: Konvexer, starrer Augenschutz aus durchsichtigem, orangefarbenem Polycarbonat. Bruchsicher und splitterfrei. Mit Lüftungslöchern für Luftzirkulation. Zur Abdeckung und Sicherung eines Augentraumas. Entspricht der Versorgungsempfehlung der TCCC Guidelines. Schützt das verletzte Auge und verhindert, dass Druck von außen auf die Verletzung ausgeübt wird. Verwendbar für beide Augen.

REF: NR85-ES-PCO



Produkteigenschaften	
Material	Polycarbonat
Farbe	Orange
Abmessungen	7,6 x 6,2 cm (Toleranz ±0,3cm)
Gewicht	Ca. 7,5 g
Regulatorische und marktspezifische Information	
Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
NSN	6515-01-647-5456
Herstellungsland	CN
Zolltarifnummer	39269097900

Verpackungseigenschaften, Lagerung	
Grundpackung	1 Stück, PE-Druckverschlussbeutel mit Papiereinleger
Steriles Produkt	Nein
Haltbarkeit	4 Jahre ab Herstellungsdatum
Sammelpackung	Box mit 100 Stück
Versandverpackung	Karton à 10 Sammelpackungen = 1000 Stück
Versandverpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 47 x 29 x 33 cm, Ca. 9,4 kg
Lagerungshinweise	Keinen hohen Temperaturen Trocken aufbewahren



European Importer:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille, Germany



Mednet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10
D-48163 Münster



Anping Guardian Medical Equipment
Co., Ltd. 500 Meters, Nan Sucun, Anping
County Hebei, China 053600