info@nextrescue.de
www.nextrescue.de
Brennhorster Str. 12
32479 Hille | Germany
05703 - 8248690

Produktdatenblatt de

EasyControl Elastische Kompressions-Bandage

Beschreibung/Zweckbestimmung: Die nextRESCUE® EasyControl Elastische Kompressions-Bandage lässt sich gleichmäßig anlegen und sicher fixieren. Ein Kunststoffhaken und mehrere integrierte Klettstreifen sorgen dafür, dass die Bandage zuverlässig hält und sich nicht unbeabsichtigt abrollt. Das elastische Material passt sich gut an die Körperform an und ermöglicht eine kontrollierte Kompression, ohne die Bewegungsfreiheit unnötig einzuschränken.

Größe: 10 cm x 4,5 m
REF: NR70-VSEB-4-01





Produkteigenschaften

Material	Baumwolle, Elasthan, Gummi, Haken aus Polypropylen
Steriles Produkt	Nein
Wiederverwendbarkeit	Einmalprodukt
Haltbarkeit	8 Jahre ab Herstellungsdatum
Abmessung (Gesamt)	Ca. 10 cm x 4,5 m (B x L)
Farbe	Weiß, hautfarben gestreift

Regulatorische und marktspezifische Informationen

Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
UDI	06971519611107
Hersteller-Referenz	HF-N101
Zolltarifnummer	3005901000

Verpackungseigenschaften

Produkt (verpackt): Abmessung | Gewicht Kleinstes Packmaß (bei Auslieferung) Material	Inhalt: 1 Stück Ca. 13,5 x 5,3 cm | ca. 59 g Ca. 11 x 4,5 cm OPP, mit Papiereinleger
Sammelverpackung: Abmessungen | Gewicht Material	-
Transportverpackung: Abmessungen | Gewicht Material	Inhalt: 360 Stück Ca. 55 x 35 x 45 cm | ca. 16 kg Einlagige Verpackung aus Pappkarton
Palette: Kartons | Lagen Abmessungen | Gewicht	Inhalt: 5760 Stück 16 Kartons | 4 Lagen à 4 Kartons Ca. 120 x 80 x 180 cm | ca. 279 kg

Kennzeichnungssymbole | DIN EN ISO 15223-1

MD

Legende RapidColor System®

RapidColor System®
Verbandstoffe
Taktisches Grau

Europäischer Importeur:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille
Germany

EU REP
Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany

CH REP
SUNGO Technical Service GmbH
Bahnhofstrasse 21
6300 Zug
Switzerland

Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd. No. 128, Liuguanli Road, Dipu Sub-district, Anji County, 313300 Zhejiang, China

info@nextrescue.de
www.nextrescue.de
Brennhorster Str. 12
32479 Hille | Germany
05703 - 8248690

Produktdatenblatt de

EasyControl Elastische Kompressions-Bandage

Größe: 15 cm x 4,5 m
REF: NR70-VSEB-6-01



Produkteigenschaften	
Abmessung (Gesamt)	Ca. 15 cm x 4,5 m (B x L)
Farbe	Weiß, hautfarben gestreift

Regulatorische und marktspezifische Informationen	
UDI	06971519610237
Hersteller-Referenz	HF-N102

Verpackungseigenschaften	
Produkt (verpackt): Abmessung | Gewicht Kleinstes Packmaß (bei Auslieferung) Material	Inhalt: 1 Stück Ca. 18,5 x 5,3 cm | ca. 87 g Ca. 16 x 4,5 cm OPP, mit Papiereinleger
Sammelverpackung: Abmessungen | Gewicht Material	-
Transportverpackung: Abmessungen | Gewicht Material	Inhalt: 240 Stück Ca. 55 x 35 x 45 cm | ca. 12 kg Einlagige Verpackung aus Pappkarton
Palette: Kartons | Lagen Abmessungen | Gewicht	Inhalt: 3840 Stück 16 Kartons | 4 Lagen à 4 Kartons Ca. 120 x 80 x 180 cm | ca. 215 kg

Größe: 15 cm x 7 m
REF: NR70-VSEB-6L-01



Produkteigenschaften	
Abmessung (Gesamt)	Ca. 15 x 7 m (L x B x H)
Farbe	Weiß, hautfarben gestreift

Regulatorische und marktspezifische Informationen	
UDI	06971519614900
Hersteller-Referenz	HF-N103

Verpackungseigenschaften	
Produkt (verpackt): Abmessung | Gewicht Kleinstes Packmaß (bei Auslieferung) Material	Inhalt: 1 Stück Ca. 18,5 x 6,8 cm | ca. 128 g Ca. 16 x 6 cm OPP, mit Papiereinleger
Sammelverpackung: Abmessungen | Gewicht Material	-
Transportverpackung: Abmessungen | Gewicht Material	Inhalt: 144 Stück Ca. 55 x 35 x 45 cm | ca. 19 kg Einlagige Verpackung aus Pappkarton
Palette: Kartons | Lagen Abmessungen | Gewicht	Inhalt: 2304 Stück 16 Kartons | 4 Lagen à 4 Kartons Ca. 120 x 80 x 180 cm | ca. 327 kg